



Westfalia Klassik

- en prisgunstig institusjonsseng for de fleste behov

 **etac**[®]

Westfalia Klassik

En institusjonsseng fra den tyske sengeprodusenten Burmeier.

Westfalia Klassik har alle de gode egenskaper som forventes av en moderne institusjonsseng; justerbar høyde 35 - 80 cm, sentralbrems, stabilitet, enkelhet og tiltalende design.

Den er helt enkelt en institusjonsseng som fyller de fleste behov - til riktig pris.

Westfalia Klassik



- Delbar sengebunn
- 4-delt liggeflate
- Aktiv rygg
- Høy brukervekt
- Håndkontroll med sperrefunksjon
- Motor / elektronikk er sprutsikre / IP54



Komfortleie / sittestilling



Polstret grindbeskyttelse



Håndkontroll med sperrefunksjon



Hjul med sentrallås

Tilbehør

BU116354	Infusionsstativ
BU144842	Madrass for sengeforlenger
BU146602	Løftebøyle med trapas
BU167625	Forhøyingssett til integr. grind, stk
BU174296	Serveringsbord til grind
BU175591	Leselampe, kort
BU175593	Leselampe, lang
BU114352	Adapter for leselampe lang
BU174231	Adapter for leselampe kort, festes løftebøyle
BU156788	Polster integr. grind, 31 x 170 cm, stk
BU175402	Oppreisningshåndtak
BU176490	Avviserhjul med festebraketter, venstre
BU176511	Avviserhjul med festebraketter, høyre
BU701215	Sengeforlenger 20 cm

Produktbeskrivelse

Artikkel Westfalia Klassik Art. nr. BU171358

Maks brukervekt: ca. 175 kg
SWL (løftevekt): 200 kg
Vekt produkt: 130 kg

Madrassstøtter: I hode- og fotende
Hjul: 100 mm med sentrallås
Farge : Gavler og grunder i bøk

Mål
Yttermål seng: 101 x 212 cm
Madrassmål: 90 x 200 cm
Høydejustering: 35 - 80 cm
Grinder: Standard integrerte
Liggeflate: 4-delt liggeflate i stål
Friområde under seng: 15 cm

Testet og godkjent iht: IEC 60 601-2-52

Etac AS
Pb. 249, 1501 Moss
Tlf 815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

etac[®]