



R82[®]

R82 Wombat Solo

Libertà e indipendenza!

R82 Wombat Solo

Wombat Solo è un sistema di seduta su base da interni regolabile in altezza, adatto a bambini e ragazzi. E' disponibile in 3 misure e segue la crescita del bambino, grazie alle diverse possibilità di regolazione. Il design accattivante e i tre colori disponibili lo rendono adatto a qualsiasi contesto.

Indipendenza e autonomia!

Wombat Solo è un sistema di seduta ideale per tutte le attività quotidiane, dalla scuola alla lettura, ma anche con gli amici o in ambiente domestico.

Le regolazioni possono essere facilmente effettuate sia dal bambino che dal caregiver: l'altezza, il basculamento e la rotazione della seduta sono gestite da leve che possono essere posizionate sotto il sedile, sopra il telaio o sopra il maniglione di spinta. Le leve sotto la seduta permettono al bambino di gestirsi autonomamente; quelle posizionate sul telaio e sul maniglione di spinta facilitano l'operazione del caregiver.

Design e funzionalità!

Il design accattivante, la forma del telaio e la gamma di colori disponibili lo rendono adatto a qualsiasi contesto. Wombat Solo è disponibile in 3 misure e gli accessori consentono di configurarlo a seconda delle specifiche esigenze del bambino.

La seduta può essere dotata di un meccanismo di rotazione che, con una leva posizionata sotto la seduta, permette al bambino di ruotare di 90°. Questo facilita il bambino nei trasferimenti e riduce il carico del caregiver.



Design danese | Innovazione | Qualità



Caratteristiche

Accessori

Wombat Solo è un sistema di seduta che può adattarsi alle esigenze di ogni bambino, grazie alla vasta gamma di accessori disponibili.

Basculamento

Il basculamento negativo e positivo permette di rispondere alle diverse esigenze, garantendo una postura corretta e attiva. Il basculamento può essere regolato attraverso una leva posizionata sotto il sedile, sul maniglione o a pedale sul telaio.

Indipendenza

Le leve di regolazione dell'altezza della seduta, del basculamento e della rotazione possono essere posizionate sotto il sedile, per consentire al bambino di gestirsi autonomamente; oppure possono essere posizionate a pedale sul telaio e a leva sul maniglione di spinta, per facilitare l'operazione del caregiver.

Base accessibile e leggera

La base di Wombat Solo ha un design essenziale e accattivante ed è stata realizzata per facilitare il trasferimento. E' possibile scegliere ruote da 75 mm o 100 mm, con freno di stazionamento su ogni singola ruota. Per le ruote da 100 mm è disponibile anche il freno centrale unico.

Comfort

I cuscini sono realizzati in morbida schiuma e con rivestimenti traspiranti. Alcuni piccoli dettagli fanno la differenza, come la forma del cuscino che protegge il cavo popliteo e le bordature resistenti.

Segue la crescita del bambino

Wombat Solo offre una regolazione continua che segue la crescita del bambino. Spostare lo schienale in avanti o indietro e regolare i supporti bacino, per contenere fianchi e cosce, permette di adattarsi alle caratteristiche del bambino.

Rotazione della seduta

Il sistema di rotazione (orario e anti-orario), gestibile dal bambino o dal caregiver, permette di ruotare la seduta di 90°, facilitando il trasferimento.

Regolabile in altezza

L'altezza minima della seduta di Wombat Solo da terra è di 38 cm. Questo, insieme alla funzione di basculamento in negativo, facilita il trasferimento.



Guarda il tutorial

Consulta la guida alle misure





La storia di Thessa

Abbiamo avuto il piacere d'incontrare Thessa, 7 anni, con sua sorella Thea e con la loro miglior amica Dicte, per una mattinata in cucina.

Coinvolgimento e partecipazione

Abbiamo passato la mattinata con Thessa, con sua sorella Thea e con la loro migliore amica Dicte in cucina, facendo i cupcake.

Thessa ha 7 anni e presenta esiti di emiparesi. E' in grado di percorrere tratti brevi in autonomia, per le lunghe distanze necessita di una carrozzina. A scuola utilizza un sistema di postura funzionale che, garantendole il corretto supporto, le permette di concentrare la sua attenzione nelle attività, dall'apprendimento all'interazione con i compagni.

Thessa è una bambina attiva e ama partecipare alle attività in classe, fare ginnastica e andare al parco giochi. Anche se Thessa tende ad affaticarsi durante queste attività, per lei è importante mantenere la sua indipendenza e le sue autonomie il più possibile.

Utilizzando Wombat Solo, Thessa è in grado di gestire in autonomia i trasferimenti e gli aggiustamenti posturali sul sistema di seduta. Tramite le leve posizionate sotto la seduta può regolare autonomamente l'altezza, il basculamento e la rotazione. Inoltre, il sistema di seduta le fornisce un supporto ottimale, che le permette di impegnare gli arti superiori nelle attività.

Thessa ha apprezzato molto Wombat Solo, al punto di chiedere di poterlo usare anche a casa. Ci ha spiegato che è molto confortevole e facile da utilizzare.

Guarda il
video



Base accessibile e leggera dal design elegante

Wombat Solo ha una struttura semplice ed essenziale, che lo rende adatto a diversi contesti, dalla scuola a casa. Il suo design accattivante, ispirato alle moderne sedie da ufficio, è studiato per garantire facilità durante i trasferimenti.

Accessibilità

L'altezza minima della seduta di Wombat Solo da terra è di 38 cm. Abbassare la seduta e bascularla in negativo, facilita il bambino durante il trasferimento.

Il montante centrale può essere posizionato in 6 altezze differenti, permettendo alla seduta di alzarsi di 12 cm dall'altezza minima.

90° di rotazione

La seduta può essere dotata di un sistema che ne consente la rotazione in senso orario o antiorario di 90°. Il sistema è gestibile dal bambino, grazie ad una leva posizionata sotto il sedile.

La rotazione della seduta facilita il bambino durante i trasferimenti.



Comfort e stile

Se cerchi comfort e stabilità Wombat Solo è il sistema di seduta che fa per te!

Per soddisfare le diverse esigenze posturali, i cuscini sono disponibili in diverse misure, forme e dimensioni, sono realizzati in schiuma ignifuga. I rivestimenti per i cuscini della seduta e dello schienale sono idrorepellenti e facili da lavare. Eventuali fuoriuscite di liquidi possono essere asciugate e le briciole rimosse con facilità, ora non devi più preoccuparti!

E' disponibile anche un rivestimento per la seduta adatto a gestire le incontinenze.

Sistema di seduta attivo adatto a diverse esigenze

L'obiettivo del sistema di seduta è quello di migliorare le abilità funzionali e la performance del bambino, fornendo il corretto supporto per bacino, tronco e capo.

Questo sistema di seduta è in grado di fornire l'adeguato supporto a bambini e ragazzi con esigenze diverse, con l'obiettivo di migliorare:

- Il controllo di capo e tronco in posizione seduta, consentendo di aumentare la tollerabilità, anche per periodi più lunghi;
- L'abilità motoria degli arti superiori in attività quotidiane come mangiare e giocare;
- La comunicazione, sia spontanea sia attraverso gli strumenti di comunicazione aumentativi e alternativi;
- L'abilità di giocare e socializzare con i propri coetanei;
- L'autonomia del bambino, permettendo di ridurre la richiesta di attenzione da parte del caregiver.




Configurazione Wombat Solo

Misura




Misura 1, 2 e 3

Schienale



Schienale



Schienale alto

Telaio



Antracite

Ruote e freni


Ruote da 75 mm o da 100 mm
Freni di stazionamento su tutte e quattro le ruote

Ruote da 100 mm
Disponibili anche con freno unico centrale

Regolazione altezza e basculamento



Regolazione dell'altezza a leva sotto il sedile, no basculamento



Regolazione dell'altezza e del basculamento a leva sotto il sedile



Regolazione dell'altezza a pedale con blocco di sicurezza e basculamento a leva sotto il sedile



Regolazione dell'altezza e basculamento a pedale con blocco di sicurezza



Regolazione dell'altezza a pedale con blocco di sicurezza, basculamento a leva sul maniglione di spinta



Regolazione dell'altezza e basculamento sul maniglione di spinta

Pedana



Montata sotto la seduta



Montata sul telaio (consigliata nella versione con il sistema di rotazione)



Senza pedana

Sistema di rotazione



Rotazione della seduta di 90° a leva sotto il sedile (orario e antiorario)



Dimensioni

		1	2	3
	Altezza schienale (A) (Lunga)	280-340 mm (360-430 mm)	310-380 mm (395-460 mm)	390-500 mm (460-550 mm)
	Profondità seduta (B)	180-310 mm	250-380 mm	320-500 mm
	Larghezza schienale (C)	250 mm	300 mm	350 mm
	Larghezza schienale interna, con cuscino contour (D)	170 mm	230 mm	270 mm
	Larghezza seduta (E)	300 mm	370 mm	420 mm
	Reclinazione schienale	0-28°	0-28°	0-33°
	Basculamento seduta	-10-15°	-10-15°	-10-10°
	Inclinazione pedana	-30-30°	-30-30°	-30-30°
	Lunghezza totale (I)	645 mm	645 mm	645 mm
	Distanza seduta pedana, montata sotto il sedile **	85-185 mm	85-285 mm	85-375 mm
	Distanza seduta pedana, montata sul telaio **	95-320 mm	95-320 mm	245-395 mm
	Altezza seduta da terra *	310-430 mm	310-430 mm	375-491 mm
	Altezza seduta da terra, con cuscino	375-495 mm	375-495 mm	440-556 mm
	Larghezza totale	560 mm	560 mm	560 mm
	Portata massima	45 kg	45 kg	70 kg
	Peso totale	12.5 kg	13 kg	16 kg

* Il montante centrale può essere regolato in 6 posizioni predefinite. Ogni incremento aggiunge 22 mm dalla posizione di partenza.

** Aggiungere 65 mm per ottenere la misura con cuscino.

(A-E) Misurate con cuscino

(I) Aggiungere 15 mm per ottenere la misura con le ruote da 100 mm.

(L) Aggiungere 10 mm per ottenere la misura con le ruote da 100 mm.



Wombat Living e Wombat Solo

A fianco di Wombat Living, R82 propone Wombat Solo! Di seguito sono elencate le caratteristiche principali di ogni sistema di seduta, in modo da aiutarti a comprenderne le differenze e agevolarti nella scelta.



Wombat Solo:

Wombat Solo è progettato per garantire autonomia e indipendenza. Il suo design semplice, leggero e accattivante lo rende adatto a diversi contesti e situazioni, stimolando la partecipazione e il coinvolgimento del bambino nelle attività quotidiane.

- Regolazione dell'altezza con pistone a gas;
- L'altezza minima della seduta da terra è di 38 cm e può essere elevata di 12 cm;
- L'altezza e il basculamento possono essere regolati tramite leve sotto il sedile, da pedali sul telaio oppure con leve sul maniglione di spinta,
- 90° di rotazione della seduta, gestibile tramite leva sotto il sedile.



Scopri di più su
Wombat Solo



Wombat Living:

Wombat Living è un sistema di seduta attivo che garantisce supporto al bambino, agevolando anche le operazioni del caregiver. L'altezza della seduta è facilmente regolabile, consentendo al bambino di essere attivo durante i trasferimenti e di interagire con i suoi coetanei.

- Regolazione dell'altezza con pistone a gas;
- L'altezza minima della seduta da terra è di 36 cm e può essere elevata di 28 cm,
- La regolazione dell'altezza e del basculamento avviene tramite le leve posizionate sul maniglione di spinta.

Scopri di più su
Wombat Living





Etac è un'azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti.

Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei suoi caregivers.

Per le ultime novità e continui aggiornamenti sui prodotti, visita il nostro sito web.

ETAC SRL



+39 051 2819228



italia.ordini@etac.com



www.etac-it.com


Creating Possibilities