



**FASE 1**

**FASE 2**

**FASE 3**

## Keuzehulp Immedia glijlakens


De Immedia glijlakens bieden voor elke fase een oplossing, van zelfstandige cliënt tot intensieve ondersteuning. De glijlakens blijven in bed liggen waardoor je fysieke belasting voor jou als zorgverlener voorkomt en het meer comfort biedt voor de cliënt. Ontdek welke Immedia oplossing het beste past bij de situatie van jouw cliënt.

### FASE 1 Cliënt heeft moeite met zelfstandig draaien in bed

Mobiliteitsklasse  
**A & B**


**A** Cliënt kan zich met de voeten afzetten

**SatinSheet Basislaken Midi Corner**  
*EIM4157S*  
Satijnen basislaken met hoekelastieken en katoenen (stop)stroken aan beide zijden en bij het voeteneind.



**B** Cliënt kan schuiven met de voeten

**SatinSheet Basislaken Maxi Corner**  
*EIM4107S*  
Satijnen basislaken met hoekelastieken en katoenen (stop)stroken aan beide zijden.



**C** Cliënt kan schuiven met de voeten  
Heeft moeite met in- en uit bed schuiven

**SatinSheet Basislaken Fit**  
*EIM4112S*  
Satijnen hoeslaken met katoenen (stop)stroken aan beide zijden en volledig satijnen voeteneind.




### FASE 2 Zorgverlener of mantelzorgers helpt de cliënt

Mobiliteitsklasse  
**C & D**


**A** Cliënt moet in alle richtingen verplaatst worden

**SatinSheet SET**  
Bestel: *EIM4231SRCNL*  
1x SatinSheet Basislaken Maxi Corner  
(Los bij te bestellen: *EIM4107S*)  
1x SatinSheet 4D Treklaken Midi  
(Los bij te bestellen: *EIM4115SH*)



**B** Cliënt moet in alle richtingen verplaatst worden  
Cliënt is incontinent, zweet veel of heeft wondvocht

**SatinSheet SET EXTRA**  
Bestel: *EIM4237S*  
1x SatinSheet Basislaken Maxi Corner  
(Los bij te bestellen: *EIM4107S*)  
2x SatinSheet 4D Treklaken Midi  
(Los bij te bestellen: *EIM4115SH*)



**SatinSheet SET INCO**  
Bestel: *EIM4240S*  
1x SatinSheet Basislaken Maxi Corner  
(Los bij te bestellen: *EIM4107S*)  
1x SatinSheet 4D Treklaken Midi In2Sheet  
(Los bij te bestellen: *EIM4140SH*)



**FASE 3**

**Cliënt is in hoge mate afhankelijk van zorgverleners**

**A**

Cliënt moet in alle richtingen verplaatst worden

**4WayGlide Set**


Bestel: *EIM4309*

1x 4WayGlide NylonSheet (basislaken)

(Los bij te bestellen: *EIM85/200LPLNS*)

1x 4WayGlide Mattress (Trekklaken)

(Los bij te bestellen: *EIM140/200LPL*)



**B**

Cliënt moet in alle richtingen verplaatst worden  
Cliënt heeft een extra breed matras

**4WayGlide Maxi Set**

Voor extra breed matras: 100-120 cm


Bestel: *EIM4325*

1x 4WayGlide NylonSheet Maxi (basislaken)

(Los bij te bestellen: *EIM110/200LPLNS*)

1x 4WayGlide Mattress Maxi (treklaken)

(Los bij te bestellen: *EIM180/200LPL*)



**C**

Cliënt moet in alle richtingen verplaatst worden.  
Cliënt is incontinent, zweet veel of heeft wondvocht

**TwinSheet 4Glide Set**


Bestel: *EIM4317*

1x 4WayGlide NylonSheet (basislaken)

(Los bij te bestellen: *EIM85/200LPLNS*)

1x TwinSheet 4Glide Pad Long (treklaken)

(Los bij te bestellen: *EIM150/200N*)




**Accessoires**

**Positioneringswig**

*EIM53/80NS* (lang)

*EIM53NS* (kort)



**MultiGlide Gloves**

*EIM35*



**SatinSheet Kussensloop**

*EIM4117S*



**LeanOnMe Positioneringskussens**



[www.etac.nl/leanonme](http://www.etac.nl/leanonme)

**Immedia. Taking care of you!**



**John Walker**

Regio Noord

T. 06 31 75 85 93

[john.walker@etac.com](mailto:john.walker@etac.com)



**Marjan Kiers**

Regio Midden

T. 06 50 24 34 00

[marjan.kiers@etac.com](mailto:marjan.kiers@etac.com)



**Jonah Dammers**

Regio Zuid

T. +31 (0)6 59 84 01 16

[jonah.dammers@etac.com](mailto:jonah.dammers@etac.com)