


Meerkat måttguide

En enkel guide som underlättar vid val av storlek på Meerkat och tillbehör.

Ståstöd Meerkat	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
Ungefärlig ålder	1-4 år	4-10 år	6-18 år
 Max brukar/-lastvikt	20 kg	65 kg	90 kg
A Ungefärlig max brukarlängd	700 - 1050 mm	950 - 1350 mm	1170 - 1800 mm
B Max. höjd till armhåla	400 - 750 mm	720 - 1000 mm	840 - 1300 mm
C Ungefärlig övre del av bäckenet	350 - 550 mm	500 - 800 mm	650 - 1050 mm

Tillbehör	Small	Medium	Large	X-Large
D Omkrets bröstkorg	450 - 600 mm	600 - 700 mm	700 - 900 mm	900 - 1100 mm
E Omkrets höft	450 - 600 mm	600 - 700 mm	700 - 900 mm	900 - 1100 mm
F Omkrets knä	189 - 251 mm	251 - 290 mm	290 - 390 mm	-
G Bredd knä	60 mm	80 mm	107 mm	-
H Bredd häl	60 - 75 mm	65 - 80 mm	85 - 95 mm	-
I Bredd framfot	95 - 110 mm	100 - 145 mm	120 - 165 mm	-

