






R82 x:panda shape - guide til valg af hovedstøtte

Start her

Vælg type af hovedstøtte



Vælg turtlestang og justeringsmulighed



Med to rotationspunkter. Hovedstøttestangen giver mulighed for justeringer op- og nedad, mens turtlestangen giver mulighed for sidelæns, fremad-, bagud-, opad- og nedadgående justering.



Med tre rotationspunkter. Hovedstøttestangen giver mulighed for justeringer op- og nedad, mens turtlestangen giver mulighed for sidelæns, fremad-, bagud-, opad- og nedadgående justering.



Med to rotationspunkter. 3D-systemet gør det muligt at indstille en asymmetrisk position af hovedet. Hovedstøttestangen giver mulighed for justeringer op- og nedad, mens turtlestangen giver mulighed for at vinkle i alle retninger og sidelæns, fremad-, bagud-, opad- og nedadgående justering.



Med tre rotationspunkter. 3D-systemet gør det muligt at indstille en asymmetrisk position af hovedet. Hovedstøttestangen giver mulighed for justeringer op- og nedad, mens turtlestangen giver mulighed for at vinkle i alle retninger og sidelæns, fremad-, bagud-, opad- og nedadgående justering.

Vælg længden på hovedstøttestangen og hvor meget den kan justeres i højden



Højdejusterbar: 80 mm



Højdejusterbar: 120 mm



Højdejusterbar: 160 mm

Vælg betræk og farve



Sort, aftørbar



Sort



Buget hovedstøtte, forlænget turtlestang med 3D, mellem længde på hovedstøttestangen og sort betræk.