




R82 x:panda shape - guide til valg af kiler

En simpel guide til at hjælpe dig med at vælge den korrekte størrelse x:panda shape sædekiler.







Siddebrønd	Mål	Hældning	Total længde min. - max.	Sædebase kompatibilitet			Kommentarer	Tiltænkt benlængde
				Str. 1	Str. 2	Str. 3		
Str. 1, kort	H:20 x L:70-110 x B:115 mm	30°	100-140 mm	X	X			Cirka 160-210 mm
Str. 1, mellem	H:30 x L:110-175 x B:135 mm		145-210 mm	X	X			Cirka 210-290 mm
Str. 1, lang	H:45 x L:120-200 x B:135 mm		180-260 mm	X	X			Cirka 230-330 mm
Str. 2, mellem	H:35 x L:130-220 x B:150 mm		185-275 mm	X	X	X	Kompatibel med sæde str. 1, sædebredde 300 mm	Cirka 250-360 mm
Str. 2, lang	H:50 x L:140-240 x B:150 mm		220-320 mm	X	X	X	Kompatibel med sæde str. 1, sædebredde 300 mm	Cirka 280-400 mm
Str. 3, mellem	H:40 x L:150-260 x B:200 mm		210-320 mm		X	X	Kompatibel med sæde str. 2, sædebredde 400 mm	Cirka 320-450 mm
Str. 3, lang	H:55 x L:170-300 x B:200 mm		255-385 mm		X	X	Kompatibel med sæde str. 2, sædebredde 400 mm	Cirka 400-550 mm