

# R82 x:panda shape - guide til valg af sidestøtter

Start her

Vælg beslag



Faste

Beslaget er let buet, hvilket gør, at armene kan bevæge sig frit, hvis bredden af den øvre ryg er tilpasset brugeren. Kan justeres i bredde, dybde og højde for at sikre den bedste pasform. Ved brug af faste sidestøtter kan den effektive rygbredde reduceres med op til 50 mm.



Svingbare

Beslaget er let buet, hvilket gør, at armene kan bevæge sig frit, hvis bredden af den øvre ryg er tilpasset brugeren. Kan justeres i bredde, dybde og højde for at sikre den bedste pasform. Ved brug af svingbare sidestøtter kan den effektive rygbredde reduceres med op til 100 mm.

De svingbare sidestøtter kan nemt svinges til siden og give let adgang til sædet.



Svingbare og vinkeljusterbare

Beslaget er let buet, hvilket gør, at armene kan bevæge sig frit, hvis bredden af den øvre ryg er tilpasset brugeren. Sidestøtten kan vinkles i +/-45°, så den kan passe til en asymmetrisk krop. Den kan også justeres i bredde, dybde og højde for at sikre den bedste pasform.

Ved brug af svingbare og vinkeljusterbare sidestøtter kan den effektive rygbredde reduceres med op til 100 mm.

De svingbare sidestøtter kan nemt svinges til siden og give let adgang til sædet.

Vælg pude



Rektangulær  
L: 110 x H: 80 mm



Rektangulær  
L: 150 x H: 90 mm



Rektangulær  
L: 190 x H: 90 mm



Kvadratisk  
L: 110 x H: 100 mm



Kvadratisk  
L: 130 x H: 130 mm



Kvadratisk  
L: 150 x H: 160 mm



Kvadratisk  
L: 170 x H: 200 mm

Vælg betræk og farve



Sort, aftørbar



Sort



Sving- og vinkeljusterbare beslag, kvadratiske puder og sort betræk.