

Etac Lyftselar

 etac®

Rekondanvisning - SV

2018-10-03

Tvättsymboler:



Selarna kan tvättas vid
- temperaturer från 60
upp till 85 ° C.



- Torktumling,
- max 60 ° C.



- Får inte strykas



- Kemtvättas ej



- Använd inte blekmedel

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24
Anderstorp, Sweden
Tel 46 371-58 73 30
Fax 46 371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

Etac AS,
Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2,
2816 Gjøvik, Norway
Tel +47 4000 1004
molift@etac.com www.molift.com