


Lyftselar

Återvinning - SV

molift[®]
by Etac

RI30004 Rev C 2022-11-03



Samtliga lyftselar är tillverkade av olika textilmaterial och sorteras som brännbart avfall.



Detaljer som spännen och snäpplås är tillverkade av återvinningsbar plast och kan avlägsnas från selen och återvinns separat. Sax kan behövas vid vissa modeller.



Vissa detaljer är tillverkade i metall. Dessa kan avlägsnas från selen och återvinns separat. Sax kan behövas vid vissa modeller.

Vissa länder och regioner kan ha insamling av textilier för återvinning. Följ alltid lokala regler och föreskrifter.



Etac A/S
Parallelvej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com