

Reservedeler

Cross 5XL

Ryggavstiver

Setebredde	Art.nr:	HMS art.nr:
47,5 cm	28695	154176
50 cm	28696	154171
52,5 cm	28697	279261
55 cm	28698	279262
57,5 cm	28699	279263
60 cm	28700	279264

Armlener

Side:	Art.nr:	HMS art.nr:
Høyre kort	25172-1	004390
Høyre lang	25173-1	004392
Venstre kort	25172-2	004391
Venstre lang	25173-2	004393

Setetrekk

Setebredde:	Art.nr:	HMS art.nr:
47,5 cm kort	62978-60	240201
47,5 cm lang	62984-60	236924
50 cm kort	62979-60	240202
50 cm lang	62985-60	236925
52,5 cm kort	62980-60	240203
52,5 cm lang	62986-60	279256
55 cm kort	62981-60	240204
55 cm lang	62987-60	279257
57,5 cm kort	62982-60	240205
57,5 cm lang	62988-60	279258
60 cm kort	62983-60	240206
60 cm lang	62989-60	279259

Fotplater m/std innfestingsrør

Setebredde:	Side:	Art.nr: (hø/ve)	HMS art.nr: (hø/ve)
47,5 cm	Høyre / Venstre	25736-1 / 25736-2	016136 / 016137
50-60 cm	Høyre / Venstre	25646-1 / 25646-2	016138 / 016139

Bredding til fotplater kpl.

Setebredde	Side:	Art.nr: (hø/ve)	HMS art.nr: (hø/ve)
52,5-60 cm	Høyre / Venstre	28443	137227

* Ved bytte av drivhjul på Cross 5 XL og Cross 6 kjøpt før 01.06.2024 kreves bytte til nye navhylder 12,7 mm, art.nr: 83893, HMS art.nr: 318288 og nye hurtigkoblinger 12,7 mm til drivhjul, art.nr: 83872, HMS art.nr: 318227

NB! Gjelder ikke på stoler med ledsagerbrems

Ryggoverdrag Airmesh

Setebredde:	Art.nr:	HMS art.nr:
47,5 cm	63209-68	279107
50 cm	63210-68	279108
52,5 cm	63211-68	279109
55 cm	63212-68	279110
57,5 cm	63213-68	279111
60 cm	63214-68	279112

Drivhjul 24" *

Art.nr:	HMS art.nr:
83879	318088

Tippesikring

Art.nr:	HMS art.nr:
28457	215098

Svinghjulsgeffell

Art.nr:	HMS art.nr:
28969	318335

Svinghjul 6" 150 x 34

Art.nr:	HMS art.nr:
28922	318324

Benstøttehenger hø/ve

Art.nr:	HMS art.nr:
25574-01	025943

Brems

Side:	Art.nr:	HMS art.nr:
Høyre	27528-1	220323
Venstre	27528-2	220324