

Immedia

Återvinningsinstruktioner

immedia
by Etac

IMRI1000 Rev A. 2026-01-16

Produkt	Exempel	Återvin- ningsbar	Återvinningsbar ef- ter borttagning av spännen, dragkedja etc.	Avfalls- hantering
3B-Board, E-Board, 2move, E-Board Oval				
PediTurn Hard				
MultiGlide, MultiGlide SPU, Satin- Sheet, MultiGlide Glove				
SatinSheet, 4WayGlide, TwinSheet4Glide, MultiGlide, In2Sheet, Glide Cushion, TurningMattress, SwivelCushion, OneWayGlide, PediTurn Soft, Swan, SupportBelt, Sling, SmartMove, Bedstring, OneManSling, MiniBoard				
LeanOnMe Cushion, LeanOnMe Wedge, LeanOnMe Triangle				



Återvinning:

- Bräddor kan återanvändas till andra PE-produkter
- Textilier kan återvinnas på antingen mekaniskt eller kemiskt sätt.

Vid mekanisk återvinning bryts avfall ned för användning inom dekorations-, bygg-, jordbruks- och trädgårdsbranschen. Kemisk återvinning är en process där polymerer depolymeriseras (polyester) eller löses upp (bomull och viskos) Spännen, dragkedjor etc. måste tas bort från textilierna före återvinningsprocessen.



Avfallshantering:

Alla produkter kan vara "waste-to-energy", vilket innebär att de kan förbrännas eller genomgå annan högttemperaturbehandling. Förbränning av avfallsmaterial omvandlar avfallet till aska, rökgas och värme. Aska kan användas inom jordbruket, för uppvärmning av bostäder och i vissa fall kan värmen som genereras vid förbränning användas för generering av elektrisk kraft.

Förbränning har särskilt stora fördelar om produkterna lämpar sig för behandlingen, om det är kliniskt eller farligt avfall där det finns risk för korskontaminering av virus eller bakterier som kan förstöras av höga temperaturer.