




Återvinningsinstruktion – SV

Molift Mover 180, 205 och 300

molift®
by Etac

RI08202 - 2025-03-12 - Rev. 1.0



Produkten ska demonteras och återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Fästelement och ståldelar kan demonteras och återvinnas med blandade material. Hjul ska återvinnas som blandat material.

Chassit till Mover 180 ska återvinnas som stål. Chassit till Mover 205/300 ska återvinnas som aluminium. Ledningar och kablar ska återvinnas som elektronik.



www.etac.com





Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222



Sodimed SA

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06



Etac A/S

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac