


Etac Lyftselar

Återvinningsinstruktion

etac®

RI30004 Rev A 2012-12-14



Samtliga lyftselar ur Etac & Molifts sortiment är tillverkade av textilmaterial och sorteras som brännbart material.



Detaljer som spännen och lator är tillverkade av återvinningsbar plast (t.ex. nylon) och ska plockas bort från kasserad sele för att sorteras som plast.



Detaljer av metall ska plockas bort från kasserad sele och soterars som metall.

Följ alltid lokala regler och föreskrifter beträffande återvinning.

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24
Anderstorp, Sweden
Tel 46 371-58 73 30
Fax 46 371-58 73 90
info@etac.se www.etac.se

Etac AS,
Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2,
2816 Gjøvik, Norway
Tel +47 4000 1004
molift@etac.com www.molift.com