


# Turner PRO

SV - Återvinning

etac®

RI61004 Rev A. 2017-01-25



Hjul är tillverkade av återvinningsbar plast (t ex polypropylen och gummi) och kan tas bort från aluminiumplattan och återvinnas separat.

Skrudar på Turner och stålstång i underbenstöd bör återvinnas med blandade metaller. Bottenplattorna av plast bör återvinnas med knästöd, rattar och hjul.

Etac AS,  
Etac Supply Gjøvik  
Hadelandsveien 2,  
2816 Gjøvik, Norway  
Tel +47 4000 1004  
molift@etac.com www.etac.com