


Etac Crissy


Reservdelsslista svensk



1A15761.8 2023-09-22



Etac Crissy Swing-Away





Etac Crissy Active

Innehåll

Innehåll	Sida
Gavel	3
Kryss	4
Ryggstöd 2C	5
Ryggstöd 2B	6
Ryggstöd 2B VRB	7
Körbygel	8
Tvärstag	9
Benstöd	10
Vinkelreglerbart benstöd mod 3	11
Dynplatta	12
Amputationsbenstöd	13
Fotstöd 13 cm	14
Förlängning fotplatta	15
Fotstöd 15 cm	16
Hel fotplatta	17
Broms	18
Drivhjul	19
Drivhjul med vårdarbroms	20-21
Vårdarbroms, fastrygg med fasta körhandtag	22
Däck och slang	23
Drivring	24
Länkhjul	25
Sitsklädsel/Sitsförlängare Crossrygg 3A	26
Ryggklädsel ryggstöd 2C	27

Innehåll	Sida
Ryggklädsel ryggstöd 2B	28
Ryggöverdrag ryggstöd 2C	29
Ryggöverdrag ryggstöd 2B	30
Armstöd	31-32
Sidoskydd	33
Stänkskärm	34
Bord	35
Hemibord	36
Hemibord/Kommunikation halvt	37
Tippskydd	38
Tippskydd Aktiv	39
Ekerskydd	40
Käpphållare	41
Huvudstöd	42

Gavlar



Swing-Away	Active
●	
	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Swing-Away	Active
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●


Pos.	Benämning	Art. nr.
1,9-11	Gavel Crissy hö Gavel Crissy vä	
2,9-11, 16-18	Gavel Crissy Active hö Gavel Crissy Active vä	
3	Drivhjulsfäste	83209-XX
4	Navhylsa M100 D12	20024
5	Camberbricka yttre 2° Camberbricka yttre 0°	82567 82569
6	Camberbricka inre 2° Camberbricka inre 0°	82568 82570
7	Schnorrbricka 17x24x1.3 fzb	13084
8	Mutter M16x1 NV 24 B8 fzb	12052
9	Låsmutter M 6 fzb DIN 985-6	12017

10	Armstödsfäste svart	51219
11	Skruv M 6x20 MC6S 8.8 sv	11229
12	Skruv M 6x 45 MC6S 12.9 sv	11231
13	Bricka 6.5x12x1.5	13030
14	Lock länkhjulsfäste	51184
15	Skruv	11555
16	Bricka	13030
17	Mutter	12035
18	Trampprör	51159
19	Låsmutter M6 fzb DIN 985-6	12017
20	Skruv M6x40 MC6S 10.9 fzb	11229
21	Bättringsfärg	80517-xx

Färgkoder drivhjulsfäste:

01=matt svart, 75=rubinröd, 76=champagne, 77=menthol

Kryss



	Swing-Away	Active
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●
8	●	●
9	●	●
10	●	●
11	●	●

12	Kryssdel 37.5	
	Kryssdel 40	
	Kryssdel 42.5	
	Kryssdel 45	
	Kryssdel 47.5	
	Kryssdel 50	


	Swing-Away	Active
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●
8	●	●
9	●	●
10	●	●
11	●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Fästplåt kryss svart	
2	Fäste kryss svart	
3	Skruv M 6x 45 MC6S 10.9 svkr	11231
4	Krysspinn M100 37.5-42.5 cm svart Krysspinn M100 45-50 cm svart	51160 51161
5	Låsmutter M 6 DIN 985-6 fzb	12017
6	Skruv B 8x 16 FXS svkr	11401
7	Ändstopp sitsrör Cross/M100	50406
8	Skruv M 6x 40 MC6S 10.9 fzb	11229
9	Låsmutter M 6 DIN 985-6 svkr	12035
10	Plastdistans kryss M100	50483
11	Skruv M 6x 65 MC6S 10.9 fzb	11236


Rygg 2C

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Skruv M 5x 30 M6S fzb	11403
2	Låsmutter M 5 M6MF fzb	12060
3	Adapter rygg Crissy 2B kpl hö	28431-01-1
	Adapter rygg Crissy 2B kpl vä	28431-01-2
4	Etikett höjjustering	71851
5	Ryggrör svart	28432-01
6	Ändpropp 25-21/23 R12.5 vit	50248
7	Skruv M 6x 22 MC6S 8.8 fzb	11012
8	Bricka BRB 6.4x10x1.5 fzb	13080
9	Ryggskena 6063A-T6	80851
10	Täckåpa hö	50405
	Täckåpa vä	50407
4-10	Ryggrör förmonterad hö	28451-01-1
	Ryggrör förmonterad vä	28451-01-2
11	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058
12	Fäste körhandtag kompl	25676
13	Bricka BRB M6 svkr	13030
14	Skruv M6x30 MC6S 8.8 svkr esl	11398
15	Körhandtag hrb	27298
16	Handtagsklädsel	82221
17	Skruv B8x16	11041
16-18	Körhandtag hrb Cross std	27338-01

	Swing-Away	Active
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●



Rygg 2B




	Swing-Away	Active
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●


Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Adapter rygg Crissy 2B kpl hö	28431-01-1
	Adapter rygg Crissy 2B kpl vä	28431-01-2
2	Skruv M 5x 30 M6S fzb	11403
3	Låsmutter M 5 sv DIN 985-6	12060
4	Ryggrör låg	
	Ryggrör hög	
4-7	Ryggrör med körhandtag B2B låg inkl handtagsklädsel	28760
	Ryggrör med körhandtag B2B hög inkl handtagsklädsel	28761
5	Skruv B 8x16 RTS fzb st 4.2	11041
6	Handtagsklädsel L80	28364
7	Ändavslutning svart	51174

Rygg 2B vinkelreglerbar

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1	Fäste vrb gavel hö	28557-01-1	●	●
	Fäste vrb gavel vä	28557-01-2	●	●
2	Låsmutter M6 fzb DIN 985-6	12017	●	●
3	Skruv M6x20 MC6S	11392	●	●
4	Bricka 6,5x12x1,5	13030	●	●
5	Skruv M6x45 MC6S A2	11016	●	●
6	Mutter D20 L15 M6	20533	●	●
7	Hylsa	20532	●	●
8	Fäste vrb rygg	28558-01	●	●
1-8	Adapter vrb rygg hö	28559-1	●	●
	Adapter vrb rygg vä	28559-2	●	●
9	Ryggör hrb körhandtag 2B låg hö	28766-1	●	●
	Ryggör hrb körhandtag 2B låg vä	28766-2	●	●
	Ryggör hrb körhandtag 2B hög hö	28767-1	●	●
	Ryggör hrb körhandtag 2B hög vä	28767-2	●	●
10	Ändavslutning svart	51174	●	●
11-17	Se rygg 2C			




Körbygel





Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
	Körbygel hrb Cr rygg2 37.5 cm	25579-01	●	●
	Körbygel hrb Cr rygg2 40 cm	25580-01	●	●
	Körbygel hrb Cr rygg2 42.5 cm	25581-01	●	●
	Körbygel hrb Cr rygg2 45 cm	25582-01	●	●
	Körbygel hrb Cr rygg2 47.5 cm	25730-01	●	●
	Körbygel hrb Cr rygg2 50 cm	25583-01	●	●

Tvärstag



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 37.5 cm	25611	●	●
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 40 cm	25612	●	●
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 42.5 cm	25613	●	●
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 45 cm	25614	●	●
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 47.5 cm	25739	●	●
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 50 cm	25615	●	●


Benstöd



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1	Ändavslutning SFL 20 sv	50287	●	
2	Ändavslutning 16x1 svart	50240	●	
3	Vingmutter M6	80847	●	
4	Skruv M6x30 M6S 8.8 fzb DIN 931	11555	●	●
1-5	Benstöd snäv vinkel matt svart	25570-01	●	
	Benstöd snäv vinkel silvervit	25570-74	●	
	Benstöd vid vinkel matt svart	25574-01	●	
	Benstöd vid vinkel silvervit	25574-74	●	
	Benstöd kort snäv vinkel matt svart	25571-01	●	
	Benstöd kort snäv vinkel silvervit	25571-74	●	

			Swing-Away	Active
2-5	Benstöd snäv vinkel kort lb svart	25572-01	●	
	Benstöd snäv vinkel kort lb silvervit	25572-74	●	
	Benstöd snäv vinkel lb svart	25573-01	●	
	Benstöd snäv vinkel lb silvervit	25573-74	●	
	Benstöd vid vinkel lb svart	25575-01	●	
	Benstöd vid vinkel lb silvervit	25575-74	●	

Vinkelreglerbart benstöd mod 3




Swing-Away	Active
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Swing-Away	Active
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-8, 10	Benstöd vrb kompl med vadplatta	26100
2	Skruv K40x14 PT-KX svkr	11419
3	Handtag vrb benstöd	50842
4	Ändavslutning 22x2	51020
5	Skruv M6 x 30 M6S 8,8 fzb DIN 931	11555
6	Vingmutter M6	80847

7	Fäste vadplatta vrb benstöd	26122
8	Vadplatta vrb benstöd	50844
9	Överdrag vadplatta vrb benstöd mörkgrå	62762-60
	Överdrag vadplatta vrb benstöd Dartex	62762-63
10	PUR-ring	50860
7-8, 10	Vadplatta kompl vrb benstöd	26136
1-6	Benstöd vrb exkl vadplatta	27149

Dynplatta vinkelreglerbart benstöd mod 3



	Swing-Away	Active
7		
7-8		
9		
1a-6		
1b-6		

Pos.	Benämning	Art. nr.
1a	Dynkonsol benstöd vrb	24446-01
1b	Dynkonsol benstöd flip-up vrb	
2	Mutter M6M M8 fzb	12006
3	Stjärnratt 60x22 M8x32 svart	80295
4	Ratt 40 M6x17 svart	80297
5	Dynhållare benstöd vrb svart	24421-01
6	Bricka 6.4x17x3 DIN7349	13052
7	Ratt R3015 M5x15	80807
7-8	Vadplatta benstöd vrb 35-37.5 cm	62105-60
	Vadplatta benstöd vrb 40-42.5 cm	62104-60
	Vadplatta benstöd vrb 45-47.5 cm	62484-60
	Vadplatta benstöd vrb 50-60 cm	62451-60
9	Överdrag vadplatta 35-37.5	62888-60
	Överdrag vadplatta 40-42.5	62889-60
	Överdrag vadplatta 45-47.5	62890-60
	Överdrag vadplatta 50-60	62906-60


	Swing-Away	Active
7	●	
7-8	●	
9	●	
1a-6	●	
1b-6	●	

Pos.	Benämning	Art. nr.
1a	Dynkonsol benstöd vrb	24446-01
1b	Dynkonsol benstöd flip-up vrb	
2	Mutter M6M M8 fzb	12006
3	Stjärnratt 60x22 M8x32 svart	80295
4	Ratt 40 M6x17 svart	80297
5	Dynhållare benstöd vrb svart	24421-01
6	Bricka 6.4x17x3 DIN7349	13052
1a-6	Dynkonsol benstöd vrb m hållare	24544-01
1b-6	Dynkonsol benstöd vrb Flip-Up m hållare	27322-01


Amputationsbenstöd

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Ratt R3015 M5x15 S amput benstöd	80807
2	Bricka BRB 8.4/A2 rfr	13011
3	Skruv M 8x 35 MC6S fzb	11276
4	Låsrör amputationsbenstöd	25518-01
5	Stoppskruv M8x8 SK6SS svkr HRC 45	11388
6	Axel amputationsbenstöd kompl	25519-01
7	Dynkonsol amputationsbenstöd	80809
8	Fyrkantsmutter hög M8 fzb	12056
9	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå	62335-60
	Stödplatta amputationsbenstöd Dartex	62335-63
	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå hö	62452-60-1
	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå vä	62452-60-2
	Stödplatta amputationsbenstöd dartex hö	62452-63-1
	Stödplatta amputationsbenstöd dartex vä	62452-63-2
10	Överdrag amp benstöd Cross mörkgrå	62893-60
	Överdrag amp benstöd Cross Dartex	62893-63
11	Insexnyckel NV4 DIN 911	80141
12	Insexnyckel Nv6 180 mm	82625
1-12	Amputationsbenstöd kompl mörkgrå plysch	25516-60
	Amputationsbenstöd kompl Dartex	25516-63

Swing-Away	Active
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	
●	



Fotstöd




	Swing-Away	Active
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7		

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Skruv M6x25 MC6S 8.8 fzb	11033
2	Låsblock fotplatta	20324
3	Infästningsrör fotplatta std c/c 15 mm svart	81997
	Infästningsrör fotplatta lång c/c 15 mm svart	81998
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017
5	Fjäder fotplatta plast	80619
6	Skruv K40x8 PT-KX PHIL WN 1442 fzb	11344
7	(Fotplatta med infästningsrör std 25 cm, 81997)	
	Fotplatta std 37,5 cm hö	25642-1
	Fotplatta std 37,5 cm vä	25642-2
	Fotplatta std 40 cm hö	25643-1
	Fotplatta std 40 cm vä	25643-2
	Fotplatta std 42,5 cm hö	25644-1
	Fotplatta std 42,5 cm vä	25644-2
	Fotplatta std 45 cm hö	25645-1
	Fotplatta std 45 cm vä	25645-2
	Fotplatta std 47,5 hö	25736-1
	Fotplatta std 47,5 vä	25736-2
	Fotplatta std 50-60 cm hö	25646-1
	Fotplatta std 50-60 cm vä	25646-2

	Swing-Away	Active
7		


	Benämning	Art. nr.
7	(Fotplatta med långt infästningsrör +10 cm, 81998)	
	Fotplatta lång 37,5 cm hö	25648-1
	Fotplatta lång 37,5 cm vä	25648-2
	Fotplatta lång 40 cm hö	25649-1
	Fotplatta lång 40 cm vä	25649-2
	Fotplatta lång 42,5 cm hö	25650-1
	Fotplatta lång 42,5 cm vä	25650-2
	Fotplatta lång 45 cm hö	25651-1
	Fotplatta lång 45 cm vä	25651-2
	Fotplatta lång 47,5 cm hö	25737-1
	Fotplatta lång 47,5 cm vä	25737-2
	Fotplatta lång 50-60 cm hö	25652-1
	Fotplatta lång 50-60 cm vä	25652-2

Fotstöd forts.




Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1-6	Förlängning fotplatta S	28774	●	●
	Förlängning fotplatta M hö	28775-1	●	●
	Förlängning fotplatta M vä	28775-2	●	●
	Förlängning fotplatta L hö	28776-1	●	●
	Förlängning fotplatta L vä	28776-2	●	●
1	Förlängning fotplatta S		●	●
	Förlängning fotplatta M hö		●	●
	Förlängning fotplatta M vä		●	●
	Förlängning fotplatta L hö		●	●
	Förlängning fotplatta L vä		●	●
2	Stopplack armstöd	80661	●	●
3	Skruv M 5x 14 MF6S Zn8/P esloc	11237	●	●
4	Styrning fotplatta hel	83421	●	●
5	Låsmutter M 5 kupol fzb	12168	●	●
6	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208	●	●
7	Sidoskydd fotplatta	83420	●	●

Hel fotplatta



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1-7	Fotplatta hel kompl 35-37,5 cm	25936	●	●
	Fotplatta hel kompl 40-50 cm	25937	●	●
1	Fotplatta hel 35-37,5 cm	81130	●	●
	Fotplatta hel 40-50 cm	81131	●	●
2	Skruv B 6 3.5x9.5 FXS	11384	●	●
3	Skruv M 5x 20 MF6S	11526	●	●
4	Låsdetalj fotplatta hel kompl 35-37,5 cm	25931	●	●
5	Infästningsrör hel fotplatta vä	25934	●	●
6	Infästningsrör hel fotplatta hö	25935	●	●
7	Ändstycke hel fotplatta	50830	●	●

Broms



Swing-Away	Active
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Swing-Away	Active
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Swing-Away	Active
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Swing-Away	Active
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-5	Broms med vinklat rött handtag hö	28446-1
	Broms med vinklat rött handtag vä	28446-2
	Broms med vinklat svart handtag hö	28444-1
	Broms med vinklat svart handtag vä	28444-2
1	Låsmutter M 6 DIN 985-6 fzb	12017
2	Överfall broms	50479
3	Skruv M 6x 25 MC6S 8.8 fzb	11033
4	Fjäder broms	80796
5	Ändavslutning broms vinklad röd 1 st	51012


5	Bromshandtag vinklat kompl sats röd	27574
	Bromshandtag vinklat kompl sats svart	25537
6	Bromsspaksförlängare kompl	25515
1-4, 6	Broms M100/Crissy hö med förlängt handtag fällbar	28455-1
	Broms M100/Crissy vä med förlängt handtag fällbar	28455-2
7	Enhandsbroms kompl M100/Crissy hö	28456-1
	Enhandsbroms kompl M100/Crissy vä	28456-2
8-9	Saxbroms hö kpl	28768-1
	Saxbroms vä kpl	28768-2
9	Fäste saxbroms inkl skruvar	83402

Drivhjul


Pos.	Benämning	Art. nr.	Swing-Away			Active	
	22" Drivhjul						
1	Drivhjul 22" C5 högtryck u drivring exkl axel	27546	●	●			
	Drivhjul 22" C5 högtryck/alu exkl axel	27547	●	●			
	Drivhjul 22" C5 högtr/cellgummi exkl axel	27548	●	●			
	Drivhjul 22" C5 högtryck/plastad exkl axel	27549	●	●			
	Drivhjul 22" C5 högtryck/rfr exkl axel	27550	●	●			
	Drivhjul 22" C5 massivt exkl axel	27551	●	●			
	Drivhjul 22" C5 massivt/alu exkl axel	27552	●	●			
	Drivhjul 22" C5 massivt/cellgummi exkl axel	27553	●	●			
	Drivhjul 22" C5 massivt/plastad exkl axel	27554	●	●			
	Drivhjul 22" C5 massivt/rfr exkl axel	27555	●	●			
	Drivhjul 22" C5 u däck slang drivring exkl axel	27556	●	●			
	Drivhjul 22" C5 massiv innerslang/rfr	27687	●	●			
	Drivhjul 22" C5 massiv innerslang/cellgummi	27688	●	●			
Drivhjul 22" C5 massiv innerslang/plastad	27689	●	●				
Drivhjul 22" C5 massiv innerslang utan drivring exkl axel	27690	●	●				
Drivhjul 22" C5 matt nav högtr/utan drivring exkl axel	28080	●	●				
Drivhjul 22" C5 matt nav högtr/plastad exkl axel	28081	●	●				
Drivhjul 22" C5 matt nav högtr/rfr exkl axel	28082	●	●				
Drivhjul 22" C5 matt nav mass/utan drivring exkl axel	28083	●	●				
Drivhjul 22" C5 matt nav mass/plastad exkl axel	28084	●	●				
Drivhjul 22" C5 matt nav mass/rfr exkl axel	28085	●	●				
Drivhjul 22" C5 matt nav u däck slang drivring exkl axel	28086	●	●				
	24" Drivhjul						
1	Drivhjul 24 C5 högtryck utan drivring svart exkl axel	28860	●	●			
	Drivhjul 24 C5 högtr/alu svart exkl axel	28861	●	●			
	Drivhjul 24 C5 högtr/cellgummi svart exkl axel	28862	●	●			
	Drivhjul 24 C5 högtr/plastad svart exkl axel	28863	●	●			
	Drivhjul 24 C5 högtr/rfr svart exkl axel	28864	●	●			
	Drivhjul 24 C5 högt/titan svart exkl axel	28865	●	●			
1	Drivhjul 24 C5 högtr/alu Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28603	●	●			
	Drivhjul 24 C5 högtr/cellgummi Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28604	●	●			
	Drivhjul 24 C5 högtr/plastad Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28605	●	●			
	Drivhjul 24 C5 högtr/rfr Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28606	●	●			
	Drivhjul 24 C5 högtr/titan Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28607	●	●			
	Drivhjul 24 C5 högtr utan drivring Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28608	●	●			
	Drivhjul 24" C5 massivt u drivring exkl axel	27563	●	●			
	Drivhjul 24" C5 massivt/alu exkl axel	27564	●	●			
	Drivhjul 24" C5 massivt/cellgummi exkl axel	27565	●	●			
	Drivhjul 24" C5 massivt/plastad exkl axel	27566	●	●			
	Drivhjul 24" C5 massivt/rfr exkl axel	28844	●	●			
	Drivhjul 24" C5 massivt/titan exkl axel	27568	●	●			
	Drivhjul 24" C5 u däck slang drivring exkl axel	27569	●	●			
	Drivhjul 24" C5 massiv innerslang/rfr	27691F	●	●			
	Drivhjul 24" C5 massiv innerslang/cellgummi	27692	●	●			
	Drivhjul 24" C5 massiv innerslang/plastad	27693	●	●			
	Drivhjul 24" C5 massiv innerslang utan drivring exkl axel	27694	●	●			
	Drivhjul 24" C5 carbon/plastad exkl axel	82555	●	●			
	Drivhjul 24" C5 carbon/titan exkl axel	82534	●	●			
	Drivhjul 24" C5 matt nav högtr/utan drivring exkl axel	28087	●	●			
Drivhjul 24" C5 matt nav högtr/plastad exkl axel	28088	●	●				
Drivhjul 24" C5 matt nav högtr/rfr exkl axel	28089	●	●				
Drivhjul 24" C5 matt nav mass/utan drivring exkl axel	28090	●	●				
Drivhjul 24" C5 matt nav mass/plastad exkl axel	28091	●	●				
Drivhjul 24" C5 matt nav mass/rfr exkl axel	28092	●	●				
Drivhjul 24" C5 matt nav u däck slang drivring exkl axel	28093	●	●				
Drivhjul 24" carbon/titan/med packning exkl axel	28095	●	●				
	Axlar						
2	Axel QR D12 M100 stålnav	82483	●	●			
	Axel QR D12 Cross	82581	●	●			

Drivhjul med vårdarbroms forts.

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1	24" Drivhjul			
	Drivhjul 24 VB högtryck utan drivring Schwalbe Rightrun exkl axel	83413	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24" mass/alu	81346	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24" mass/plastad	81347	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24" mass/rfr	81348	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24" plastad	81350	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24" rfr	81351	●	●
	Drivhjul 24" vårdarbroms massiv innerslang/rfr	27256	●	●
	Drivhjul 24" vårdarbroms massiv innerslang/cellgumm	27702	●	●
	Drivhjul 24" vårdarbroms massiv innerslang/plastad	27703	●	●
	Drivhjul 24" vårdarbroms massiv innerslang utan	27704	●	●
	Drivhjul 24" VB matt nav mass/utan drivring exkl axel	28106	●	●
	Drivhjul 24" VB matt nav mass/plastad	28107	●	●
	Drivhjul 24" VB matt nav mass/rfr	28108	●	●
	Drivhjul 24 VB högtr/rfr Schwalbe Rightrun exkl axel	28624	●	●
	Drivhjul 24 VB högtr/pla Schwalbe Rightrun exkl axel	28626	●	●
	Drivhjul 24 VB högtr/alu Schwalbe Rightrun exkl axel	28625	●	●
2-8	Monteringssats vårdarbroms Cross	28483	●	●
2-9	VB sats C5 u drivhjul	27890	●	●
2	Axel vårdarbroms	81325	●	●
3	Medbringare vårdarbroms	82566	●	●
4	Trumbroms Cross 5 hö	27590	●	●
	Trumbroms Cross 5 vä	27591	●	●
5	Mutter		●	●
6	Bricka		●	●
7	Camberbricka 2° inre	82568	●	●
8	Camberbricka 2° yttre	83206	●	●
9	Körhandtag hrb Cross VB 100 mm grepp	27625-01	●	●
10	Vajerlås bromshandtag 100 mm 10 pack	82854	●	●




Vårdarbroms, fastrygg med fasta körhandtag



Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Bromshandtag vårdarbroms	81804
2	Vajerpaket vrb Cross Twin Tran	81805
3	Skruv DG 5x20 WN 1552	11504
4	Ryggrör med körhandtag Twin/Transit vårdarbroms öppningsgrepp 75 mm	27345-01


Swing-Away	Active
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Däck och slang



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1	Däck 22" x 1" högtryck	81125	●	●
	Däck 24" högtryck svart	83329	●	●
	Däck 24 Schwalbe Marathon Plus	83301	●	●
	Däck 24" x 1" högtryck till carbon	82907	●	●
2	Däck 22" massivt	81384	●	●
	Däck 24" massivt	80768	●	●
3	Slang 22" luft högtryck	80136	●	●
	Slang 24" 1" högtryck	80560	●	●
	Slang 24" 1" högtryck till carbon	82908	●	●
4	Slang 22" massiv	82705	●	●
	Slang 24" massiv	82704	●	●
	Fälgband till carbon	82909	●	●

Drivring



Swing-Away
Active

Swing-Away
Active


Pos.	Benämning	Art. nr.	Swing-Away	Active
1	Monteringssats drivring titan/alu/cellgummi/rfr	24514	●	●
2	Monteringssats drivring m pack	28113	●	●
3	22" Drivhjul			
	Drivring D500 hjul 22" alu	25636	●	●
	Drivring D500 hjul 22" rfr	24395	●	●
	Drivring D500 hjul 22" plastad	80895	●	●
	Drivring D470 hjul 22" plastad	82175	●	●
	Drivring D500 hjul 22" rfr	83007	●	●
	Drivring D500 hjul 22" plastad	83011	●	●

3	24" Drivhjul		Swing-Away	Active
	Drivring D540 hjul 24" alu	25181	●	●
	Drivring D540 hjul 24" rfr	24023	●	●
	Drivring D540 hjul 24" plastad	82998	●	●
	Drivring D540 hjul 24" cellgummi clipsmont	80800	●	●
	Drivring D540 hjul 24" rfr	83008	●	●
	Drivring D540 hjul 24" plastad	83012	●	●




Swing-Away
Active

Länkhjul

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1	Skruv M8x1x40 MC6S 12.9 Zn8/P4	11305	●	●
2	Excenterhylsa vågig	81994	●	●
3	Framgaffelfäste 6063 HIT T6 4104-06	28147	●	●
	Framgaffelfäste breddat	25763	●	●
	Framgaffelfäste lågt Cross	28633	●	●
4	Skruv M 6x 75 MC6S 12.9 svkr	11338	●	●
5	Hjul			
6	Låsmutter M6 DIN 985-6 Zn8/P4	12035	●	●
4-6+17	Länkhjul 5" 125x30 massivt hårt	27865	●	●
	Länkhjul 6" 150x30 massivt mjukt	27863	●	●
	Länkhjul 8" 200x35 massivt mjukt	27864	●	
	Länkhjul 8" 200x50 massivt mjukt	27868	●	
	Länkhjul 8" 200x30 luft	27872	●	
7	Framgaffel kort exkl axel svart	24554-01	●	●
	Framgaffel medium exkl axel svart	83030	●	●
8	Låsmutter låg	12077	●	●
9	Bricka BRB 13.5 Zn8/P4	13031	●	●
10	Bricka 12.7x24x2.5 med fas	13032	●	●
11	Axel framgaffel stål	83812	●	●
7-11	Framgaffel kort stålaxel matt svart	24677	●	●
12	Kullager EE4 2RS	80244	●	●
13	Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040	●	●
14	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051	●	●
15	Lock framgaffelfäste	51220	●	●
	Lock breddat framgaffelfäste	50429	●	●
16	Bricka BRB 8.4x16x1.6 fzb	13001	●	●
17	Skydd hjulaxel PA 6	51135	●	●
18	Spårmutter	82922	●	●
19	Skruv M8x1x40 MC6S	11671	●	●
20	Bricka	13092	●	●



Sitsklädsel/Sitsförlängare




Swing-Away	Active
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Swing-Away	Active
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Markispinne L381 sitsklädsel kort	80617
2	Klädsel sits Basic kort 37,5 cm Basic/Cross 3A svart	62719-60
	Klädsel sits Basic kort 40 cm Basic/Cross 3A svart	62720-60
	Klädsel sits Basic kort 42.5 cm Basic/Cross 3A svart	62721-60
	Klädsel sits Basic kort 45 cm Basic/Cross 3A svart	62722-60
	Klädsel sits Basic kort 47.5 cm Basic/Cross 3A svart	62978-60
	Klädsel sits Basic kort 50 cm Basic/Cross 3A svart	62979-60


3	Klädsel sits M100 kort 37.5	62501-70
	Klädsel sits M100 kort 40 cm	62502-70
	Klädsel sits M100 kort 42.5	62503-70
	Klädsel sits M100 kort 45 cm	62504-70
	Klädsel sits M100 kort 47.5	62505-70
	Klädsel sits M100 kort 50 cm	62506-70
4	Sitsdjupförlängare B37.5-42,5 cm	63291
	Sitsdjupförlängare B45-50 cm	63292

Ryggklädsel Rygg 2C




Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1	Klädsel rygg rb rh jb 35/37,5 cm, Crossrygg 2	62342-60	●	●
	Klädsel rygg rb rh jb 40/42,5 cm Crossrygg 2	62343-60	●	●
	Klädsel rygg rb rh jb 45 cm Crossrygg 2	62344-60	●	●
	Klädsel rygg rb rh jb 47,5/50 cm Crossrygg 2	62345-60	●	●
	Klädsel rygg rb rh jb 52,5/55 cm	62430-60	●	●
	Klädsel rygg rb rh jb 57,5/60 cm	62431-60	●	●
	Klädsel rygg Cross/Next hög 35/37,5 cm	62758-60	●	●
	Klädsel rygg Cross/Next hög 40/42,5 cm	62466-60	●	●
	Klädsel rygg Cross/Next hög 45 cm	62467-60	●	●
	Klädsel rygg Cross/Next hög 47,5/50 cm	62468-60	●	●


Rygglätsel Rygg 2B




1



2



3




4



5



6




7

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Klädsel rygg B2B rb 35-40 cm	63194-60
	Klädsel rygg B2B rb 42.5-50 cm	63195-60
2	Klädsel rygg B2B hög 35-40 cm	63197-60
	Klädsel rygg B2B hög 42.5-50 cm	63198-60
3	Klädsel rygg 2B låg 35-40 cm mod 2	63257-60
	Klädsel rygg 2B låg 42,5-47,5 cm mod 2	63258-60
	Klädsel rygg 2B låg 50-55 cm mod 2	63259-60
4	Klädsel rygg 2B hög 35-40 cm mod 2	63260-60
	Klädsel rygg 2B hög 42,5-47,5 cm mod 2	63261-60
	Klädsel rygg 2B hög 50-55 cm mod 2	63262-60
5	Förlängningsdel rygg 2B 35-40 cm mod 2	63273
	Förlängningsdel rygg 2B 42,5-47,5 cm mod 2	63275
	Förlängningsdel rygg 2B 50-55 cm mod 2	63276
6	Polstring rygg 20x15x1 cm	63272
7	llägg breddningssköld	51218
6-7	Breddningssköld rygg	28637

	Swing-Away	Active
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●

Ryggöverdrag Rygg 2C



Swing-Away
Active

Swing-Away	Active
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
	Överdrag rygg 37,5 cm mörkgrå	62387-60
	Överdrag rygg 40 cm mörkgrå	62136-60
	Överdrag rygg 42,5 cm mörkgrå	62388-60
	Överdrag rygg 45 cm mörkgrå	62137-60
	Överdrag rygg 47,5 cm mörkgrå	62389-60
	Överdrag rygg 50 cm mörkgrå	62305-60
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 37,5 cm mörkgrå	62479-60
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 40 cm mörkgrå	62469-60
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 42,5 cm mörkgrå	62470-60


Swing-Away
Active

Swing-Away	Active
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

	Överdrag rygg Cr/Ne hög 45 cm mörkgrå	62471-60
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 47,5 cm mörkgrå	62472-60
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 50 cm mörkgrå	62473-60
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 37,5 cm	62896-60
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 40 cm	62897-60
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 42,5 cm	62898-60
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 45 cm	62899-60
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 47,5 cm	62900-60
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 50 cm	62901-60
	Adapter sitsklädsel hona/hona	28484

(breddad rygg +5 cm)


Ryggöverdrag Rygg 2B



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1	Överdrag rygg 3A/B2B 37.5 cm Svart spacer	63205-68	●	●
	Överdrag rygg 3A/B2B 40 cm Svart spacer	63206-68	●	●
	Överdrag rygg 3A/B2B 42.5 cm Svart spacer	63207-68	●	●
	Överdrag rygg 3A/B2B 45 cm Svart spacer	63208-68	●	●
	Överdrag rygg 3A/B2B 47.5 cm Svart spacer	63209-68	●	●
	Överdrag rygg 3A/B2B 50 cm Svart spacer	63210-68	●	●


Armstöd

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1	Armstödsdyna polstrad kort mörkgrå	62282-60	●	●
	Armstödsdyna polstrad lång mörkgrå	62283-60	●	●
	Armstödsdyna gel kort kompl	26240-60	●	●
	Armstödsdyna gel lång kompl	26241-60	●	●
	Armstödsdyna polstrad kort Dartex	62282-63	●	●
	Armstödsdyna polstrad lång Dartex	62283-63	●	●
	Armstödsdyna gel kort kompl Dartex	26240-63	●	●
	Armstödsdyna gel lång kompl Dartex	26241-63	●	●
2-5	Armstöd Cross kort hö L 25 cm	25172-1	●	●
	Armstöd Cross kort vä L 25 cm	25172-2	●	●
	Armstöd Cross lång hö L 38 cm	25173-1	●	●
	Armstöd Cross lång hö L 38 cm	25173-2	●	●
	Armstöd aktiv kort hö L 25 cm höjd 20-25 cm	28578-1	●	●
	Armstöd aktiv kort vä L 25 cm höjd 20-25 cm	28578-2	●	●
	Armstöd aktiv lång hö L 38 cm höjd 20-25 cm	28579-1	●	●
	Armstöd aktiv lång hö L 38 cm höjd 20-25 cm	28579-2	●	●
3	Skruv M5x14 MF6S 10.9 svkr Esloc	11237	●	●
4	Skyddskiva nylon hö	50316	●	●
	Skyddskiva nylon vä	50317	●	●
5	Stopplack armstöd 6005 T6 SS 4107-06	80661	●	●




Armstöd

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1-6	Armstöd avtagbar dyna kort hö	28780-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna kort vä	28780-2	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång hö	28781-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång vä	28781-2	●	●
	Armstöd avtagbar dyna kort hö med fingerskruv	28782-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna kort vä med fingerskruv	28782-2	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång hö med fingerskruv	28783-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång vä med fingerskruv	28783-2	●	●
1	Armstöd avtagbar dyna kort svetsad	28684	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång hö svetsad	28685-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång vä svetsad	28685-2	●	●
2	Stoppklack armstöd	80661	●	●
3	Skruv B 8x19 RXS/A2 Ph st 4.2	11064	●	●
4	Armstödsdyna M100 kort hö	82294-1	●	●
	Armstödsdyna M100 kort vä	82294-2	●	●
	Armstödsdyna M100 lång hö	82295-1	●	●
	Armstödsdyna M100 lång vä	82295-2	●	●
5	Skyddskiva nylon hö	50316	●	●
	Skyddskiva nylon vä	50317	●	●
5	Skruv M5x14 MF6S 10.9 svkr Esloc	11237	●	●
6	Stoppklack armstöd	80661	●	●
7	Fingerskruv	82402	●	●




Sidoskydd




Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1	Sidoskyddskonsol 6005 T6 SS 4107-06	80631	●	●
2	Stoppklack armstöd 6005 T6 SS 4107-06	80661	●	●
3	Skruv M5x14 MF6S 10.9 svkr Esloc	11237	●	●
4	Skyddskiva nylon hö	50316	●	●
	Skyddskiva nylon vä	50317	●	●
1-4	Sidoskydd hö svart	25189-1	●	●
	Sidoskydd vä svart	25189-2	●	●

Stänkskärm




Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1-7	Stänkskärm svart Cross hö med ställbart fäste	27397-1	●	●
	Stänkskärm svart Cross vä med ställbart fäste	27397-2	●	●
	Stänkskärm svart Crissy M hö med ställbart fäste	28548-1	●	●
	Stänkskärm svart Crissy M vä med ställbart fäste	28548-2	●	●
	Stänkskärm svart Crissy S hö med ställbart fäste	28547-1	●	●
	Stänkskärm svart Crissy S vä med ställbart fäste	28547-2	●	●
1	Stänkskärmskiva svart hö	27414-1	●	●
	Stänkskärmskiva svart vä	27414-2	●	●
2	Stopplack armstöd	80661	●	●
3	Fäste stänkskärm	27396-01	●	●
4	Skruv M 5x 8 K6S svkr	11304	●	●
5	Skruv M 5x 20 MF6S svkr	11571	●	●
6	Låsmutter M 5 svkr DIN 985-6	12036	●	●
7	Bricka BRB 5.3x15x1.2 svkr	13004	●	●

Bord




Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
	Fixeringsband bord 27.5-50 cm	62103	●	●
	Bord 47.5 cm för stol 37.5 cm kompl	25187	●	●
	Bord 50 cm för stol 40 cm kompl	24418	●	●
	Bord 52.5 cm för stol 42.5 cm kompl	25188	●	●
	Bord 55 cm för stol 45 cm kompl	24419	●	●
	Bord 57,5 cm för stol 47,5 cm kompl	25731	●	●
	Bord 60 cm för stol 50 cm kompl	24601	●	●

Hemibord




Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
2	Armstödsdyna kort hemibord	81631	●	●
	Armstödsdyna lång hemibord	81632	●	●
3	Halkskydd hemibord 35-50 cm	81633	●	●
	Hemibord 47.5 cm för stol 37.5 kort armstödsdyna kompl	26557	●	●
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm kort armstödsdyna kompl	26558	●	●
	Hemibord 52.5 cm för stol 42.5 kort armstödsdyna kompl	26559	●	●
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm kort armstödsdyna kompl	26560	●	●
	Hemibord 57.5 cm för stol 47.5 kort armstödsdyna kompl	26561	●	●
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm kort armstödsdyna kompl	26562	●	●
	Hemibord 47.5 cm för stol 37.5 lång armstödsdyna kompl	26564	●	●
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm lång armstödsdyna kompl	26565	●	●
	Hemibord 52.5 cm för stol 42.5 lång armstödsdyna kompl	26566	●	●
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm lång armstödsdyna kompl	26567	●	●
	Hemibord 57.5 cm för stol 47.5 lång armstödsdyna kompl	26568	●	●
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm lång armstödsdyna kompl	26569	●	●

Hemibord/Kommunikation halvt




Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1-9	Hemibord/ Kommunikation halvt hö	27352-1	●	●
	Hemibord/ Kommunikation halvt vä	27352-2	●	●
1	Skiva hemibord	82420	●	●
2	Skruv M6 x 35 MF6S 10,9 svkr	11287	●	●
3	Fäste armstöd	27356	●	●
4	Fästplåt armstöd	82408	●	●
5	Lås ratt M8 x 14 mm	400118	●	●
6	Skruv M 5x 8 MC6S svkr	11414	●	●
7	Vågbricka 5,3 x 10 x 0,5	13026	●	●
8	Ändavslutning IFR 1515-1,5s	50972	●	●
9	Stoppskruv M 6x 10	11614	●	●

Tippskydd



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1-3	Tippskydd kpl	28600	●	●
1	Tippskydd		●	●
2	Låsmutter M6 fzb DIN 985-6	12017	●	●
3	Skruv M6x40 MC6S 10.9 fzb	11229	●	●


Tippskydd



Pos.	Benämning	Art. nr.
1-2	Tippskydd aktiv hö	28520-1
	Tippskydd aktiv vä	28520-2
1	Tippskydd aktiv	
2	Tippskyddsror teleskop multi	51201


	Swing-Away	Active
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

Ekerskydd



Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Swing-Away	Active
1	Monteringsats ekerskydd, 6 st buntband	26276	●	●
2	Ekerskydd 22" grå tryck	25503-28	●	●
	Ekerskydd 22" gult tryck	25503-29	●	●
	Ekerskydd 24" grå tryck	25504-28	●	●
	Ekerskydd 24" gult tryck	25504-29	●	●
	Ekerskydd 24" VB grå tryck	28818-28	●	●



Käpphållare



Pos.	Benämning	Art. nr.
1-7	Käpphållare universal	27235

Swing-Away	Active
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Huvudstöd



	Swing-Away	Active
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Swing-Away	Active
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-7	Huvudstöd mod 4 hygien grå	28534-65
	Huvudstöd mod 4 mörkgrå plysch	28534-60
	Huvudstöd med sidostöd grå hygien	28536-65
1	Skruv M5x12 K6S 10.9 fzb	11208
2	Ledhylsa	50285
3	Skruv M8x25	11706

4	Fäste huvudstöd	83288
	Överdrag huvudstöd plysch	63177-60
	Överdrag huvudstöd hygien	63177-65
5	Överdrag huvudstöd med sidostöd	63185-65
6	Stag 350 mm	28533
7	Vred M8x25 mm svart	80684
8	Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	25795