









Alto

Dusch- och toalettstol
Shower- and toilet chair
Dusch- und Toilettenrollstuhl









1A19910.2

2024-10-28

Reservdelar			Produkt	
Pos	Benämning	Art nr	Alto	Tillbehör
1	Benstöd hö/vä komplett	8400 1302	X	
2	Fotplatta hö/vä	8400 1303	X	
3	Lås benstöd	8400 1304	X	
4	Armstödsbricka hö/vä	8400 6117	X	
5	Armstöd hö	8400 6262	X	
	Armstöd vä	8400 6263	X	
6	Ryggklädsel	8400 6118	X	
7	Sits öppen baktill	8400 6116	X	
8	Länkhjul 125 mm låsbar, st	8400 1339	X	
9	Länkhjul riktningslås	8020 9534		X
10	Huvudstöd Swift Mobil-2 exkl fäste	8400 6188	X	
11	Huvudstödsfäste Swift Mobil-2 exkl huvudstöd	8400 5083	X	
12	Hälband	8020 9522	X	
13	Kontrollbox	8400 6232	X	
14	Batteri	8400 6233	X	
15	Handkontroll	8400 6234	X	
16	Nätkabel EU	8400 6236	X	
	Nätkabel UK	8400 6237	X	
	Nätkabel AUS	8400 6238	X	
	Nätkabel US	8400 6239	X	
	Nätkabel CH	8400 6240	X	
17	Sladd till batteri	8400 6241	X	
18	Sladd till ställdon LA23	8400 6242	X	
19	Sladd till ställdon LA40	8400 6243	X	
20	Ställdon Hi-Lo (LA40) inkl bult och skruv	8400 6244	X	
21	Ställdon tilt (LA23) inkl skruv	8400 6245	X	
22	Nödsänkningsknapp inkl skruv 2 st.	8400 6246	X	
23	Splitdosa inkl skruv	8400 6247	X	
24	Plugg	8400 6248	X	
25	Skyddskåpa batteri inkl plastnit 4 st.	8400 6249	X	
26	Ledkåpor främre + bakre Alto inkl buntband	8400 6250	X	
27	Konsollkåpa hö inkl plastnit	8400 6251	X	
28	Konsollkåpa vä inkl plastnit	8400 6252	X	
29	Täcklock hjulfäste 4 st.	8400 6253	X	
30	Buntband 4 st	8400 6254	X	
31	Kabelhållare	8400 6226	X	
32	Plastnit 4 st.	8400 6255	X	
33	Fäste till huvudstöd upprätt	8400 6225		X
34	Vred avtorkningsbar rygg 2 st.	8400 6223		X
35	Fäste rygg	8400 6275		X
36	Benstödsinfästning hö	8400 6267	X	
37	Benstödsinfästning vä	8400 6266	X	
38	Armstödsfäste hö	8400 6271	X	
39	Armstödsfäste vä	8400 6270	X	
40	Mutterskydd (till uppfällbar fotplatta)	8400 1319	X	X
41	Ratt (till uppfällbar fotplatta)	8400 1320	X	X
42	Mjukdel till Hemiplegiarstöd	8400 5098	X	X
43	Torxnyckel T30 1 st, T20 1 st	8400 5043	X	
44	Breddningssats Benstöd hö/vä	8020 9525		X
45	Gummistropp tvärslå	8400 1117		X
46	Bättringsfärg	8400 5052	X	



en Sparepart			Product	
Pos	Description	Art no	Alto	Accessories
1	Leg support right/left complete	8400 1302	X	
2	Footrest right/left	8400 1303	X	
3	Leg support lock clip	8400 1304	X	
4	Arm support plate right/left	8400 6117	X	
5	Arm support ri	8400 6262	X	
	Arm support le	8400 6263	X	
6	Back support upholstery	8400 6118	X	
7	Seat rear opening	8400 6116	X	
8	Castor 125 mm lockable, pce	8400 1339	X	
9	Castor direction lock	8020 9534		X
10	Head support Swift Mobil-2 excl attachment	8400 6188	X	
11	Head support attachment Swift Mobil-2 excl head support	8400 5083	X	
12	Heel strap	8020 9522	X	
13	Control box	8400 6232	X	
14	Battery	8400 6233	X	
15	Hand control	8400 6234	X	
16	Mains cable EU	8400 6236	X	
	Mains cable UK	8400 6237	X	
	Mains cable AUS	8400 6238	X	
	Mains cable US	8400 6239	X	
	Mains cable CH	8400 6240	X	
17	Battery cable	8400 6241	X	
18	Motor cable LA23	8400 6242	X	
19	Motor cable LA40	8400 6243	X	
20	Actuator (LA40) incl bolt and screw	8400 6244	X	
21	Actuator (LA23) incl screw	8400 6245	X	
22	Safety limit switch incl screw 2 pcs	8400 6246	X	
23	Modular Junction Box incl screw	8400 6247	X	
24	Plug	8400 6248	X	
25	Housing incl rivet 4 pcs	8400 6249	X	
26	Joint covers Alto incl cable tie	8400 6250	X	
27	Cover console right incl rivet	8400 6251	X	
28	Cover console left incl rivet	8400 6252	X	
29	Endcap 4 pcs	8400 6253	X	
30	Cable tie 4 pcs	8400 6254	X	
31	Cable Hook	8400 6226	X	
32	Rivet 4 pcs	8400 6255	X	
33	Attachment for headrest upright	8400 6225	X	X
34	Knob wipeable back 2 pcs	8400 6223	X	X
35	Attachment back support	8400 6275	X	X
36	Attachment leg support right	8400 6267	X	
37	Attachment leg support left	8400 6266	X	
38	Attachment arm support right	8400 6271	X	
39	Attachment arm support left	8400 6270	X	
40	Nut cover (for foldable footrest)	8400 1319		X
41	Knob (for foldable footrest)	8400 1320		X
42	Soft detail armrest	8400 5098		X
43	Torxkey T30 1 pce, T20 1 pce	8400 5043	X	
44	Widening kit Leg support right/left	8020 9525		X
45	Rubber strap cross bar 2 pcs	8400 1117		X
46	Touch up paint	8400 5052	X	



de Ersatzteile			Produkt	
Pos	Bezeichnung	Art Nr	Alto	Zubehör
1	Beinstütze rechts/links Kpl	8400 1302	X	
2	Fußstütze rechts/links	8400 1303	X	
3	Schloßteil Fußplatte	8400 1304	X	
4	Armlehnenauflage rechts/links	8400 6117	X	
5	Armlehne re	8400 6262	X	
	Armlehne li	8400 6263	X	
6	Rückenbezug	8400 6118	X	
7	Sitz hintere Öffnung	8400 6116	X	
8	Lenkrad 125 mm arretierbar, St	8400 1339	X	
9	Lenkrad mit Richtungssperre	8020 9534		X
10	Kopfstütze Swift Mobil-2 ohne Befestigung	8400 6188	X	
11	Kopfstützebefestigung Swift Mobil-2 ohne Kopfstütze	8400 5083	X	
12	Fersenband	8020 9522	X	
13	Steuerkasten	8400 6232	X	
14	Akku	8400 6233	X	
15	Handsteuerung	8400 6234	X	
16	Netzkabel EU	8400 6236	X	
	Netzkabel UK	8400 6237	X	
	Netzkabel AUS	8400 6238	X	
	Netzkabel US	8400 6239	X	
	Netzkabel CH	8400 6240	X	
17	Akkukabel	8400 6241	X	
18	Motorkabel LA23	8400 6242	X	
19	Motorkabel LA40	8400 6243	X	
20	Stellantrieb (LA40) mit Bolzen und Schrauben	8400 6244	X	
21	Stellantrieb (LA23) mit Bolzen	8400 6245	X	
22	Notabsenkungstaste mit Bolzen 2 St	8400 6246	X	
23	Modulare Abzweigdose inkl. Schraube	8400 6247	X	
24	Stift	8400 6248	X	
25	Abdeckung mit Stift 4 pcs	8400 6249	X	
26	Gelenkabdeckungen Alto inkl. Kabelbinder	8400 6250	X	
27	Abdeckung Konsole rechts inkl. Niete	8400 6251	X	
28	Abdeckung Konsole links inkl. Niete	8400 6252	X	
29	Endkappe 4 Stück	8400 6253	X	
30	Kabelbinder 4 Stück	8400 6254	X	
31	Kabelhaken	8400 6226	X	
32	Niet 4 Stück	8400 6255	X	
33	Befestigung für Kopfstütze aufrecht	8400 6225	X	X
34	Knopf abwischbarer Rücken 2 St.	8400 6223	X	X
35	Befestigung für Rückenlehne	8400 6275	X	X
36	Befestigung Beinstütze rechts	8400 6267	X	
37	Befestigung Beinstütze links	8400 6266	X	
38	Befestigung Armlehne rechts	8400 6271	X	
39	Befestigung Armlehne links	8400 6270	X	
40	Mutterabdeckung (für klappbare Fußstütze)	8400 1319		X
41	Knopf (für klappbare Fußstütze)	8400 1320		X
42	Softauflage für Hemi-Armlehne	8400 5098		X
43	Torxschlüssel T30 1 St., T20 1 St.	8400 5043	X	
44	Verbreiterungssatz Beinstütze rechts/links	8020 9525		X
45	Gummiband Querstange 2 Stück	8400 1117		X
46	Ausbesserungslack	8400 5052	X	

