


Etac Cross XL

Etac Cross XL VB



74244P
2015-03-12
Etac, Box 203, SE-334 24 Anderstorp
Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90
www.etac.com

Innehåll

Innehåll	Sidan
Gavel	3
Kryss (47,5-60 cm kort och lång)	4
Ryggrör Etac Cross XL	5
Rygg Crossrygg 3A	6-7
Hög rygg	8
Körbygel	9
Tvärstag	10
Benstöd	11
Vinkelreglerbart benstöd mod 1	12
Vinkelreglerbart benstöd mod 2	13
Vinkelreglerbart benstöd mod 3	14
Amputationsbenstöd	15
Fotstöd	16
Hel fotplatta	17
Broms	18
Drivhjul kompletta	19
Drivhjul utan slang och däck	20
Vårdarbroms	21
Enarmsdrift	22
Däck och slang	23
Drivring	24
Länkhjul	25
Sitsklädsel	26
Hård sits	27
Ryggklädsel	28
Ryggöverdrag	29-31
Armstöd	32-33
Uppfällbart armstöd	34
Sidoskydd	35
Lårstöd	36
Stänkskärm	37
Bålstöd	38
Sitsförlängare	39
Bord	40
Hemibord/Kommunikationsbord halvt.....	41
Tippskydd	42-44
Tramprör	45
Ekerskydd/ Höftbälte	46
Tetra quickrelease adapter	47
Käpphållare	48
Huvudstöd	49-50
Breddningsatts.....	51


Färgkoder ramar:

01=svart, 02=röd, 34=plommon struktur, 33=havsgrün struktur, 30=blå struktur, 22=grå struktur, 53=grå bläster

Klädslar:

60=mörkgrå tygklädsel


Gavel



xx=Ange färgkod, se sidan 2


Pos	Benämning	Art Nr
1, 6-8	Gavel kort höger	25561-xx-1
	Gavel kort vänster	25561-xx-2
	Gavel lång höger	25562-xx-1
	Gavel lång vänster	25562-xx-2
2	Navhylsa delgängad	20079
3	Camberbricka 2°	80594
	Camberbricka 0°	20331
4	Bricka FBB M16 fzb	13039
5	Mutter 5/8" UL6M UNF fzb	12016
6	Låsmutter	12035
7	Skruv M6x20 MC6S 8.8 svart	11392
8	Armstödfäste	25535

Kryss (47,5-60 cm kort och lång)




Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Spårryttare RSM 4 rfr	13054	4-15	Kryss kort 47,5 cm kompl mod 4	27841-01
2	Ledhylsa 5/6/1.5 PA	50285		Kryss kort 50 cm kompl mod 4	27842-01
3	Axel krysspinn	20332		Kryss kort 52,5cm kompl mod 4	27843-01
1-3, 5-6, 16-18	Monteringssats kryssdelspaket	25765		Kryss kort 55cm kompl mod 4	27844-01
4	Krysspinn 47,5 cm	25725		Kryss kort 57,5 cm kompl mod 4	27845-01
	Krysspinn 50 cm	25451		Kryss kort 60 cm kompl mod 4	27846-01
	Krysspinn 52,5 cm	26035		Kryss lång 47,5 cm kompl mod 4.....	27848-01
	Krysspinn 55 cm	26036		Kryss lång 50 cm kompl mod 4.....	27849-01
	Krysspinn 57,5 cm	26037		Kryss lång 52,5 cm kompl mod 4.....	27850-01
5	Ändstopp sitsrör	50406		Kryss lång 55 cm kompl mod 4.....	27851-01
6	Skruv B8x16RXS svkr	11401		Kryss lång 57,5 cm kompl mod 4.....	27852-01
7	Skruv M6x55 MC6S 12.9 svkr	11351	16	Skruv M6x25 MC6S svkr esloc 8.8	
8	Kryssdelsbricka	20383		DIN 912	11636
9	Bricka 6.4x14x1.5 DIN 134 svkr ..	13058	17	Bricka 25x10x1,5 svart	50281
10	Bricka skiffy Dy12.5 Di6.4 t1.0 ...	50277	18	Kryssled	20322
11	Kupolmutter M6 DIN 956				
	nylonlås svkr	12005			
12	Skruv M5x35 MC6S 12.9 fzb	11290			
13	Ledhylsa 5/6/1.5 PA	50285			
14	Låsmutter M5 DIN 985-6 svkr	12036			

Ryggrör Etac Cross XL




Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Ledstöd rygg	20319	14	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058
2	Spårryttare RSM 6 rfr	13036	7-14	Ryggrör förmonterad hö	25609-01-1
3	Distans 20/8.5/9.5	20320		Ryggrör förmonterad vä	25609-01-2
4	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051	15	Fäste körhandtag kompl	25676
5	Skruv M8x1x30 10.9 Dy960/961 svart	11363	16	Bricka BRB M6 svkr	13030
6	Axel ryggled	20318	17	Skruv M6x30 MC6S 8.8 svkr esloc	11398
7	Ändpropp 25-21/23 R12.5 vit	50248	18-20	Körhandtag hrb Cross XL std	27341-01
8	Ryggrör svart	25593-01	18	Körhandtag hrb	27340-01
9	Etikett höjjustering	71851	19	Handtagsklädsel	82221
10	Skruv M6x22 MC6S 8.8 fzb	11012	20	Skruv B 8 x 16	11041
11	Bricka BRB M6.4x10x1.5 fzb	13080	21-23	Transportfäste kompl	26910
12	Ryggskena 6063A-T6	80851	21	Axel	20416
13	Täckkåpa hö PA 6/6 30% glas	50405	22	Transportfäste	81980
	Täckkåpa vä PA 6/6 30% glas	50407	23	Skydd säkerhetsbälte	50871


Crossrygg 3A





Mono



Bi




Tri



Crossrygg 3A


Pos	Benämning	Art nr
1	Skruv M8x30 M6S fzb	11363
2	Skruv M 8x 55 K6S sv kr	11633
3	Distansbricka PS 9x15x10.5 sv kr	13114
4	Transportfäste Cross hö	82500
	Transportfäste Cross vä	82501
5	Låsmutter M8 DIN 985 fzb	12051
6	Ledbussning rygg mod. 3	82504
7	Ryggchassi Cross mod. 3 hö	82455
	Ryggchassi Cross mod. 3 vä	82456
Monoangulär rygg		
8	Mutter T-spår rygg Cross mod.3	20028
9	Skruv M5x20 MFS6S fzb	11635
10A	Centerbricka rygg yttre/inre Crossrygg mod 3	20500
10B	Centerbricka frilöpande yttre Crossrygg mod 3	20503
10C	Centerbricka frilöpande inre Crossrygg mod 3	20502
11	Skruv M6x18 MC6LS 10.9 fzb	11630
12	Fjädderring M6 vågad fzb	13113
Biangulär rygg		
8	Mutter T-spår rygg Cross mod.3	20028
9	Skruv M5x20 MFS6S fzb	11635
10D	Excenterbricka rygg mod.3 inre	82458
10B	Centerbricka frilöpande yttre Crossrygg mod 3	20503
10E	Excenterbricka rygg mod. 3 yttre	82457
10C	Centerbricka frilöpande inre Crossrygg mod 3	20502
11	Skruv M6x18 MC6LS 10.9 fzb	11630
12	Fjädderring M6 vågad fzb	13113
Triangulär rygg		
8	Mutter T-spår rygg Cross mod.3	20028
10D	Excenterbricka rygg mod.3 inre	82458
10E	Excenterbricka rygg mod. 3 yttre	82457
11	Skruv M6x18 MC6LS 10.9 fzb	11630
12	Fjädderring M6 vågad fzb	13113
13a	Ryggskena Crossrygg 3A hö	82444-1
	Ryggskena Crossrygg 3A vä	82444-2
13b	Ryggskena Crossrygg 3A hög Hö	82582-1
	Ryggskena Crossrygg 3A hög Vä	82582-2
14a	Etikett höjjustering	71347
14b	Etikett höjjustering hög	71355
15	Ändavslutning rygg 1 Crossrygg mod 3	50995
	Ändavslutning rygg 2 Crossrygg mod 3	50996
16	Skruv MRX M4x12	11637
17	Låsmutter M4	12026
18	Fäste körhandtag hrb kompl hö	27371-1
	Fäste körhandtag hrb kompl vä	27371-2
19	Körhandtag hrb Cross XL std	27341-01
20	Körhandtag fast Cross rygg 3A	27644

Hög rygg




Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Ledstöd rygg	20319	12	Ryggskena 6063A-T6	80851
2	Spårryttare RSM 6 rfr	13036	13	Täckkåpa hö PA 6/6 30% glas	50405
3	Distans 20/8.5/9.5	20320		Täckkåpa vä PA 6/6 30% glas	50407
4	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051	14	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058
5	Skruv M8x1x35 M6S 12,9 svk.....	11543	15	Fäste körhandtag kompl	25676
6	Axel ryggled	20318	16	Bricka BRB M6 svkr	13030
7	Ändpropp 25-21/23 R12.5 vit	50248	17	Skruv M6x30 MC6S 8.8 svkr esloc	11398
8	Ryggrör Cross 55 cm hö	26349-01-1	18-20	Körhandtag hrb Cross XL std	27341-01
	Ryggrör Cross 55 cm vä	26349-01-2	18	Körhandtag hrb	27340-01
9	Etikett höjjustering	72332	19	Handtagsklädsel	82221
10	Skruv M6x22 MC6S 8.8 fzb	11012	20	Skruv B 8 x 16	11041
11	Bricka BRB M6.4x10x1.5 fzb	13080			

Körbygel





Pos	Benämning	Art Nr
1	Körbygel hrb Cross XL 45 cm rygg 3A 47.5 cm kompl.....	27434-01
	Körbygel hrb Cross XL 47.5 cm rygg 3A 50 cm kompl.....	26063-01
	Körbygel hrb Cross XL 50 cm rygg 3A 52.5 cm kompl.....	26064-01
	Körbygel hrb Cross XL 52.5 cm rygg 3A 55 cm kompl.....	26068-01
	Körbygel hrb Cross XL 55 cm rygg 3A 57.5 cm kompl.....	26069-01
	Körbygel hrb Cross XL 57.5 cm rygg 3A 60 cm kompl.....	26070-01
	Körbygel hrb Cross XL 60 cm kompl.....	26916-01

Tvärstag




Pos	Benämning	Art Nr
1	Tvärstag Cr rygg2/M100 47,5 cm rygg 3A 50 cm kompl.....	25739
	Tvärstag Cr rygg2/M100 50 cm rygg 3A 52.5 cm kompl.....	25615
	Tvärstag Cr rygg2 52,5 cm rygg 3A 55 cm kompl.....	26030
	Tvärstag Cr rygg2 55 cm rygg 3A 57.5 cm kompl.....	26031
	Tvärstag Cr rygg2 57,5 cm rygg 3A 60 cm kompl.....	26032
	Tvärstag Cr rygg2 60 cm kompl.....	26915

Benstöd




Pos	Benämning	Art Nr
1	Ändavslutning SFL 20 sv	50287
2	Ändavslutning 16x1 svart	50240
3	Vingmutter M6	82584
4	Skruv M6x30 M6S 8.8 fzb DIN 931	11555
1-5	Benstöd vid vinkel	25574-01
2-5	Benstöd vid vinkel lb	25575-01

Vinkelreglerbart benstöd mod 1/alt. Flip-up




Pos	Benämning	Art nr
1	Bricka NB6x16x1.0 svkr.....	13034
2	Ledskydd benstöd vrb	62176
3	Skruv M6x40 MVBF fzb	11234
4	Distans benstöd vrb	20414
5	Vred VN 510 43 M6 inv gänga	80488
6	Skruv M6x30 M6S 8.8 fzb	11555
7	Vingmutter M6.....	82584
1-7	Benstöd vrb svart mod 2	25660-01
8	Se fotstödssidan	
9a	Dynkonsol benstöd vrb	24446-01
10	Mutter M6M M8 fzb	12006
11	Stjärnratt 60x22 M8x32 svart	80295
12	Ratt 40 M6x17 svart	80297
13	Dynhållare benstöd vrb svart	24421-01
14	Bricka 6.4x17x3 DIN7349	13052
9a-14	Dynkonsol benstöd vrb m hållare	24544-01
9b-14	Dynkonsol benstöd vrb Flip-Up m hållare	27322-01
15	Ratt R3015 M5x15	80807
15-16	Vadplatta benstöd vrb 47,5 cm	62484-60
	Vadplatta benstöd vrb 50-60 cm.....	62451-60
17	Överdrag vadplatta 45-47.5	62890-60
	Överdrag vadplatta 50-60	62906-60

Vinkelreglerbart benstöd mod 2




Pos	Benämning	Art nr
1	Snabbkoppling benstöd vrb	80731
2	Brickfjäder 18x6.2x0.5 DIN 2093 Dakrolit	13057
3	Låsbricka M6 DD fzb DIN 6798-D	13059
4	Vingmutter M6.....	82584
5	Skruv M6x30 M6S 8.8 fzb DIN 931	11555
6	Skruv M6x35 MC6LS 10.9 fzb	11336
7	Bricka 6.4x14x1.5 DIN 134 svkr	13058
8	Bricka Skiffy 05-6-10-20	50340
9	Vadplatta benstöd vrb	25378
1-9	Benstöd vrb hö	25567-1
	Benstöd vrb vä	25567-2
10	Se fotstödssidan	

Vinkelreglerbart benstöd mod 3




Pos	Benämning	Art nr
1-9	Benstöd vrb kompl med vadplatta	26100
1-6	Benstöd vrb exkl vadplatta	27149
2	Skruv K40x14 PT-KX svkr	11419
3	Handtag vrb benstöd	50842
4	Ändavslutning 22x2.....	51020
5	Skruv M6 x 30 M6S 8,8 fzb DIN 931	11555
6	Vingmutter M6.....	82584
7	Fäste vadplatta vrb benstöd	26122
8	Vadplatta vrb benstöd.....	50844
9	PUR-ring	50860
7-9	Vadplatta kompl vrb benstöd	26136
10	Överdrag vadplatta vrb benstöd mörkgrå	62762-60
	Överdrag vadplatta vrb benstöd Dartex	62762-63

Amputationsbenstöd




Pos	Benämning	Art nr
1	Ratt R3015 M5x15 S amput benstöd	80807
2	Bricka BRB 8.4/A2 rfr	13011
3	Vred M8x35 83mm WN 500	80808
4	Låsrör amputationsbenstöd	25518-01
5	Stopskruv M8x8 SK6SS svkr HRC 45	11388
6	Axel amputationsbenstöd kompl	25519-01
7	Dynkonsol amputationsbenstöd	80809
8	Fyrkantsmutter hög M8 fzb	12056
9	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå hö	62452-60-1
	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå vä.....	62452-60-2
	Stödplatta amputationsbenstöd dartex hö	62452-63-1
	Stödplatta amputationsbenstöd dartex vä.....	62452-63-2
10	Överdrag amp benstöd Cross mörkgrå.....	62893-60
11	Insexnyckel NV4 DIN 911	80141
1-11	Amputationsbenstöd hö mörkgrå plysch.....	26210-60-1
	Amputationsbenstöd vä mörkgrå plysch	26210-60-2
	Amputationsbenstöd hö Dartex	26210-63-1
	Amputationsbenstöd vä Dartex.....	26210-63-2

Fotstöd




Pos	Benämning	Art Nr
1	Skruv M6x25 MC6S 8.8 fzb	11033
2	Låsblock fotplatta	20324
3	Infästningsrör fotplatta xkort	82603
	Infästningsrör fotplatta vjb	81997
	Infästningsrör fotplatta vjb lång	81998
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017
5	Fjäder fotplatta plast	80619
6	Skruv K40x8 PT -KK PHIL WN 1442 fzb	11344
1-7	Fotplatta std 47,5 cm hö	25736-1
	Fotplatta std 47,5 cm vä	25736-2
	Fotplatta std 50-60 cm hö	25646-1
	Fotplatta std 50-60 cm vä	25646-2
1-7	Fotplatta lång 47,5 cm hö	25737-1
	Fotplatta lång 47,5 cm vä	25737-2
	Fotplatta lång 50-60 cm hö	25652-1
	Fotplatta lång 50-60 cm vä	25652-2
8	Fotplatta breddad 52,5-60 cm kompl	50885

Hel fotplatta



Pos	Benämning	Art Nr
1-7	Fotplatta hel kompl 40-50 cm	25937
	Fotplatta hel kompl 50-60 cm	26853
1	Fotplatta hel 40-50 cm	81131
	Fotplatta hel 50-60 cm	81993
2	Skruv B 6 3.5x9.5 FXS	11384
3	Skruv M 5x 20 MF6S	11526
4	Låsdelalj fotplatta hel kompl	25932
5	Infästningsrör hel fotplatta vä	25934
6	Infästningsrör hel fotplatta hö	25935
7	Ändstycke hel fotplatta	50830

Broms



Pos	Benämning	Art Nr
1-9	Broms hö	27527-1
	Broms vä	27527-2
2	Stoppdetalj mod ny	50373
3	Skruv B6 3.5x9.5 FXS svkr	11384
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017
5	Bricka invändig broms mod 3	82564
6	Fjäder broms	80796
7	Skruv M6x50 M6S svkr	11433
8	Bricka utvändig broms mod 3	82575
9	Ändavslutning broms	50368
10	Bromsspaksförlängare kompl	25515
1-8,10	Broms med förlängt handtag fällbar hö	27530-1
	Broms med förlängt handtag fällbar vä	27530-2
	Broms Cross förl handt fast hö	27529-1
	Broms Cross förl handt fast vä	27529-2
11	Bromshandtag vinklat kompl sats	27574
1-8,11	Broms med vinklat rött handtag hö	27528-1
	Broms med vinklat rött handtag vä	27528-2
12	Enhandsbroms hö	27531-1
	Enhandsbroms vä	27531-2

Drivhjul kompletta

20" drivhjul med snabbkopplingsnav

Benämning	Art Nr
Drivhjul 20" lågtryck cellgummi drivring.....	25812
Drivhjul 20" lågtryck/plastad	26156
Drivhjul 20" lågtryck rfr vuxen drivring.....	25088
Drivhjul 20" lågtryck u drivring	25084
Drivhjul 20" massivt alu drivring	25922
Drivhjul 20" massivt cellgummi drivring	25816
Drivhjul 20" massivt rfr drivring.....	25822
Drivhjul 20" massivt u drivring	25486


24" drivhjul med snabbkopplingsnav

Benämning	Art Nr
Drivhjul 24" högtryck alu drivring	25182
Drivhjul 24" högtryck cellgummi drivring	25806
Drivhjul 24" högtryck plastad drivring	25832
Drivhjul 24" högtryck rfr drivring	25097
Drivhjul 24" högtryck u drivring	25023
Drivhjul 24" lågtryck alu drivring.....	25437
Drivhjul 24" lågtryck cellgummi drivring.....	25805
Drivhjul 24" lågtryck plastad drivring	25831
Drivhjul 24" lågtryck rfr drivring	25091
Drivhjul 24" lågtryck u drivring	25022
Drivhjul 24" massivt alu drivring.....	25717
Drivhjul 24" massivt cellgummi drivring	25808
Drivhjul 24" massivt plastad drivring	25833
Drivhjul 24" massivt rfr drivring	25103
Drivhjul 24" massivt u drivring	25106

22" drivhjul med snabbkopplingsnav


Benämning	Art Nr
Drivhjul 22" högtryck alu drivring	25679
Drivhjul 22" högtryck cellgummi drivring	25884
Drivhjul 22" högtryck plastad drivring	25881
Drivhjul 22" högtryck rfr drivring	25678
Drivhjul 22" högtryck u drivring	25681
Drivhjul 22" lågtryck alu drivring.....	25698
Drivhjul 22" lågtryck cellgummi drivring	25807
Drivhjul 22" lågtryck plastad drivring	25835
Drivhjul 22" lågtryck rfr drivring.....	25089
Drivhjul 22" lågtryck u drivring	25085
Drivhjul 22" massivt alu drivring.....	25716
Drivhjul 22" massivt cellgummi drivring	25811
Drivhjul 22" massivt plastad drivring	25834
Drivhjul 22" massivt rfr drivring.....	25514
Drivhjul 22" massivt u drivring	25487

Drivhjul utan slang och däck




Pos	Benämning	Art Nr
1-2	Drivhjul 20" u däck slang drivring	25200
	Drivhjul 22" u däck slang drivring	25201
	Drivhjul 24" u däck slang drivring	25202
2	Axel alunav	20349

Vårdarbroms




Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Drivhjul vårdarbr 20 mass/alu	81337	2	Trumbroms vårdarbromssats hö	81308
	Drivhjul vårdarbr 22 alu	81342		Trumbroms vårdarbromssats vä	81309
	Drivhjul vårdarbr 22 mass/alu	81339	3	Axel vårdarbroms Cross/Twin	81325
	Drivhjul vårdarbr 22 mass/pla	81340	4	Monteringssats vårdarbr Cr/Tw	81307
	Drivhjul vårdarbr 22 mass/rfr	81341	5	Vajerpaket	80935
	Drivhjul vårdarbr 22 plastad	81343	6	Bromshandtag Cross	26963
	Drivhjul vårdarbr 22 rfr	81344	7-9	Körhandtag hrb Cross XL vb	27429-01
	Drivhjul vårdarbr 24 alu	81349	7	Körhandtag hrb Cross XL	27340-01
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/alu	81346	8	Handtagsklädsel vårdarbroms	82004
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/plas	81347	9	Skruv B 8 x 16	11041
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/rfr	81348	10	Monteringssats adapter broms.....	27445
	Drivhjul vårdarbr 24 plastad	81350	11	Bromshandtag vårdarbroms kompl med 2 st skruv för öppningsgrepp100 mm.....	11504 27592
	Drivhjul vårdarbr 24 rfr	81351	12	Körhandtag hrb Cross XL matt svart	27589-91
2-9	Monteringssats vårdar Cr/Tw	27337	13	Vajerlås bromshandtag 100 mm 10 pack	82854
2-5,	Monteringssats vårdarbroms			Vajerlås bromshandtag 75 mm 10 pack	82855
10-11	Cross/CrossXL/Twin öppningsgrepp 100 mm ...	27579			

Enarmsdrift



Pos	Benämning	Art Nr
1	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 47,5/50 (totallängd 460mm)	27319
	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 52,5/55/57,5 (totallängd 530mm)	27320
	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 60 cm	27321
2-3	Enarmsdrift drivenhet 20"	26534
	Enarmsdrift drivenhet 22"	26533
	Enarmsdrift drivenhet 24"	26522


Däck och slang



Pos	Benämning	Art Nr
1	Däck 22" x 1" högtryck	81125
	Däck 24" x 1" högtryck	80558
2	Däck 20" luft lågtryck	80133
	Däck 22" luft lågtryck	80325
	Däck 24" luft lågtryck	80137
3	Däck 20" massivt	80787
	Däck 22" massivt	81384
	Däck 24" massivt	80768
4	Slang 20" luft lågtryck	80132
	Slang 22" luft högtryck	80136
	Slang 22" luft lågtryck	80327
	Slang 24" luft lågtryck	80138
	Slang 24" 1" högtryck	80560


Drivring

Aluminium / Friktion / Cellgummi
Rostfri




Pos	Benämning	Art Nr
1-4	Monteringsatts drivring titan/alu/cellgummi/rfr ..	24514
	Drivring D465 hjul 20" alu	81109
	Drivring D465 hjul 20" plastad	81229
	Drivring D465 hjul 20" rfr	21034
	Drivring D500 hjul 22" alu	25636
	Drivring D500 hjul 22" plastad	80895
	Drivring D500 hjul 22" rfr	24395
	Drivring D540 hjul 24" alu	25181
	Drivring D540 hjul 24" cellgummi clipsmont	80800
	Drivring D540 hjul 24" plastad	80894
	Drivring D540 hjul 24" rfr	24023

Länkhjul




Pos	Benämning	Art nr	Pos	Benämning	Art nr
1	Skruv M8x1x40 MC6S 12.9 svkr	11305	9	Bricka BRB 13.5 svkr	13031
2	Excenterhylsa vågig	81994	10	Bricka BRB 13.5 svkr med fas	13032
3	Framgaffelfäste 6063 HIT T6 4104-06... ..	80606	11	Axel framgaffel stål	20243
	Framgaffelfäste breddat.....	80899	7-11	Framgaffel kort stålaxel	24677
4	Skruv M 6x 75 MC6S 12.9 svkr	11338		Framgaffel medium stålaxel	24678
5	Hjul			Framgaffel kort stålaxel 4 mm	24834
6	Låsmutter M6 DIN 985-6 svkr	12035		Framgaffel medium stålaxel 4mm	24835
4-6+17	Länkhjul 6 150x30 massivt mjukt	27863	12	Kullager 1/2 " EE4 2RS	80244
	Länkhjul 6,5 165x30 massivt hårt	27866	13	Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040
7	Framgaffel kort exkl axel	24554-01	14	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051
	Framgaffel medium exkl axel	24555-01	15	Lock framgaffelfäste	50224
	Framgaffel kort exkl axel 4 mm	24832-01	16	Bricka BRB 8.4x16x1.6 fzb	13001
	Framgaffel medium exkl axel 4 mm	24833-01	17	Skydd hjulaxel PA 6.....	51049
8	Låsmutter 1/2 " UNF låg svkr	12037	17	Skydd hjulaxel PA 6 (50st).....	27954

Sitsklädsel




Pos	Benämning	Art Nr
Crossrygg mod. 2		
1	Markispinne L381 sitsklädsel kort	80617
	Markispinne L446 sitsklädsel lång	80618
2	Klädsel sits framdel 47,5 cm	62385
	Klädsel sits framdel 50 cm	62341
	Klädsel sits framdel 52,5 cm	62408
	Klädsel sits framdel 55 cm	62409
	Klädsel sits framdel 57,5 cm	62410
	Klädsel sits framdel 60 cm	62411
1-3	Klädsel sits kort 47,5 cm svart	62372-60
	Klädsel sits kort 50 cm svart	62302-60
	Klädsel sits kort 52,5 cm svart	62400-60
	Klädsel sits kort 55 cm svart	62401-60
	Klädsel sits kort 57,5 cm svart	62402-60
	Klädsel sits kort 60 cm svart	62403-60
	Klädsel sits lång 47,5 cm svart	62373-60
	Klädsel sits lång 50 cm svart	62303-60
	Klädsel sits lång 52,5 cm svart	62404-60
	Klädsel sits lång 55 cm svart	62405-60
	Klädsel sits lång 57,5 cm svart	62406-60
	Klädsel sits lång 60 cm svart	62407-60
Crossrygg 3A		
1-3	Klädsel sits Basic kort 47.5 cm Basic/Cross 3A svart	62978-60
	Klädsel sits Basic kort 50 cm Basic/Cross 3A svart	62979-60
	Klädsel sits Basic kort 52.5 cm Basic/Cross 3A svart	62980-60
	Klädsel sits Basic kort 55 cm Basic/Cross 3A svart	62981-60
	Klädsel sits Basic kort 57.5 cm Basic/Cross 3A svart	62982-60
	Klädsel sits Basic kort 60 cm Basic/Cross 3A svart	62983-60
	Klädsel sits Basic lång 47.5 cm Basic/Cross 3A svart	62984-60
	Klädsel sits Basic lång 50 cm Basic/Cross 3A svart	62985-60
	Klädsel sits Basic lång 52.5 cm Basic/Cross 3A svart	62986-60
	Klädsel sits Basic lång 55 cm Basic/Cross 3A svart	62987-60
	Klädsel sits Basic lång 57.5 cm Basic/Cross 3A svart	62988-60
	Klädsel sits Basic lång 60 cm Basic/Cross 3A svart	62989-60

Hård sits



Po	Benämning	Art nr
1	Krok sits bakre ECS.....	26414-01
2	Krok sits främre ECS	26413-01
3	Bricka 5.3x10x1	13017
4	Skruv M5 x 18 MC6S 8.8 fzb.....	11424
5	Kupolmutter M4 fzb	12068
6	Mutter M4 M6M fzb	12067
7	Bricka 4,3x9x0,8 fzb	13066
8	Skruv M4x12 M6S fzb	11593
1-4	Hård sits ECS 45-47,5 kort.....	26722
	Hårt sits ECS 50-52,5 kort.....	26723
	Hård sits ECS 55-57,5 kort.....	26724
	Hård sits ECS 60 kort	26660
	Hård sits ECS 45-47,5 lång	26727
	Hård sits ECS 50-52,5 lång	26728
	Hård sits ECS 55-57,5 lång	26729
	Hård sits ECS 60 lång	26662

Ryggklädsel



Benämning

Art Nr

Crossrygg mod. 2

Klädsel rygg rb rh jb 47,5/50 cm	62345-60
Klädsel rygg rb rh jb 52,5/55 cm	62430-60
Klädsel rygg rb rh jb 57,5/60 cm	62431-60

Klädsel rygg Cross hög 47,5-50	62468-60
Klädsel rygg Cross hög 52,5-55	62759-60
Klädsel rygg Cross hög 57,5-60	62760-60


Crossrygg 3A

Klädsel rygg Cross 3A rb 42,5/50 cm	62954-60
Klädsel rygg Cross 3A rb 52,5/60 cm	62955-60
Markispinne L296 Crossrygg 3	82461

Crossrygg 3A hög rygg

Klädsel rygg Cross 3A hög 42,5/50 cm	63015-60
Klädsel rygg Cross 3A hög 52,5/60 cm	63016-60
Markispinne L355 Crossrygg 3A hög rygg	82586

Ryggöverdrag



Benämning

Art Nr


Crossrygg mod. 2

Överdrag rygg 47,5 cm mörkgrå	62389-60
Överdrag rygg 50 cm mörkgrå	62305-60
Överdrag rygg 52,5 cm mörkgrå	62432-60
Överdrag rygg 55 cm mörkgrå	62433-60
Överdrag rygg 57,5 cm mörkgrå	62434-60
Överdrag rygg 60 cm mörkgrå	62435-60
Överdrag rygg Cr/Ne komf std 47,5 cm.....	62900-60
Överdrag rygg Cr/Ne komf std 50 cm.....	62901-60
Överdrag rygg Cr/Ne komf std 52,50 cm.....	62902-60
Överdrag rygg Cr/Ne komf std 55 cm.....	62903-60
Överdrag rygg Cr/Ne komf std 57,50 cm.....	62904-60
Överdrag rygg Cr/Ne komf std 60 cm.....	62905-60
Överdrag rygg Cr/Ne hög 47,5 cm	62472-60
Överdrag rygg Cr/Ne hög 50 cm	62473-60
Överdrag rygg Cr/Ne hög 52,5 cm	62480-60
Överdrag rygg Cr/Ne hög 55 cm	62481-60
Överdrag rygg Cr/Ne hög 57,5 cm	62482-60
Överdrag rygg Cr/Ne hög 60 cm	62483-60

Crossrygg 3A

Överdrag rygg Cross 3A 47.5 cm mörkgrå	62946-60
Överdrag rygg Cross 3A 50 cm mörkgrå	62947-60
Överdrag rygg Cross 3A 52,5 cm mörkgrå	62948-60
Överdrag rygg Cross 3A 55 cm mörkgrå	62949-60
Överdrag rygg Cross 3A 57.5 cm mörkgrå	62950-60
Överdrag rygg Cross 3A 60 cm mörkgrå	62951-60

Ryggöverdrag



Benämning

Art Nr

Crossrygg 3A

Överdrag rygg Cross 3A komf 47,5 cm mörkgrå	62961-60
Överdrag rygg Cross 3A komf 50 cm mörkgrå	62962-60
Överdrag rygg Cross 3A komf 52,5 cm 3 mörkgrå	62963-60
Överdrag rygg Cross 3A komf 55 cm mörkgrå	62964-60
Överdrag rygg Cross 3A komf 57,5 cm mörkgrå	62965-60
Överdrag rygg Cross 3A komf 57,5 cm mörkgrå	62966-60


Crossrygg 3A hög rygg

Överdrag rygg Cross 3A hög 47,5 cm mörkgrå	63025-60
Överdrag rygg Cross 3A hög 50 cm mörkgrå	63026-60
Överdrag rygg Cross 3A hög 52,5 cm mörkgrå	63027-60
Överdrag rygg Cross 3A hög 55 cm mörkgrå	63028-60
Överdrag rygg Cross 3A hög 57,5 cm mörkgrå	63029-60
Överdrag rygg Cross 3A hög 60 cm mörkgrå	63030-60


Crossrygg 3A hög rygg komfort

Överdrag rygg Cross 3A komf hög 47,5 cm mörkgrå	63038-60
Överdrag rygg Cross 3A komf hög 50 cm mörkgrå	63039-60
Överdrag rygg Cross 3A komf hög 52,5 cm mörkgrå	63040-60
Överdrag rygg Cross 3A komf hög 55 cm mörkgrå	63041-60
Överdrag rygg Cross 3A komf hög 57,5 cm mörkgrå	63042-60
Överdrag rygg Cross 3A komf hög 60 cm mörkgrå	63043-60

Ryggöverdrag



1



2


Benämning

Art Nr

Crossrygg 3A Tidy


1. Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 47,5 cm	63092-63
1. Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 50 cm	63093-63
1. Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 52,5 cm	63094-63
1. Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 55 cm	63095-63
1. Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 57,5cm	63096-63
1. Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 60 cm	63097-63
2. Skum överdrag rygg Tidy 47,5	82882
2. Skum överdrag rygg Tidy 50	82883
2. Skum överdrag rygg Tidy 52,5	82884
2. Skum överdrag rygg Tidy 55	82885
2. Skum överdrag rygg Tidy 57,5	82886
2. Skum överdrag rygg Tidy 60	82887

Armstöd




Pos.	Benämning	Art nr
1-7a	Armstöd M100/Cross kort hö	27230-1
	Armstöd M100/Cross kort vä	27230-2
	Armstöd M100/Cross lång hö	27231-1
	Armstöd M100/Cross lång vä	27231-2
1-7b, 9	Armstöd Cross kort hö hrb m fingerskruv	27349-1
	Armstöd Cross kort vä hrb med fingerskruv	27349-2
	Armstöd Cross lång hö hrb med fingerskruv	27350-1
	Armstöd Cross lång vä hrb med fingerskruv	27350-2
1	Armstödsprofil M100 kort	82296
	Armstödsprofil M100 lång hö	82297-1
	Armstödsprofil M100 lång vä	82297-2
2	Skyddsskiva Cross/M100 hö	50316
	Skyddsskiva Cross/M100 vä	50317
3	Mutterficka armstöd	50916
4	Låsmutter M 5 DIN 985-6 svkr	12036
5	Skruv B 8x19 RXS/A2 Ph st 4.2	11064
6	Armstödsdyna M100 kort hö	82294-1
	Armstödsdyna M100 kort vä	82294-2
	Armstödsdyna M100 lång hö	82295-1
	Armstödsdyna M100 lång vä	82295-2
7a	Skruv M 5x 20 MF6S svkr	11526
7b	Fingerskruv	82402
8	Lås armstöd M100	50915
9	Distans fingerskruv	27435-01

Armstöd




Pos	Benämning	Art nr	Pos	Benämning	Art nr
1	Armstödsdyna polstrad kort mörkgrå..	62282-60	3	Skruv M5x14 MF6S 10.9 svkr Esloc.....	11237
	Armstödsdyna polstrad lång mörkgrå .	62283-60	4	Skyddskiva nylon hö	50316
	Armstödsdyna gel kort kompl	26240-60		Skyddskiva nylon vä	50317
	Armstödsdyna gel lång kompl	26241-60	5	Stoppklack armstöd 6005 T6 SS	
	Armstödsdyna polstrad kort Dartex....	62282-63		4107-06	80661
	Armstödsdyna polstrad lång Dartex	62283-63			
	Armstödsdyna gel kort kompl Dartex .	26240-63			
	Armstödsdyna gel lång kompl Dartex..	26241-63			
2-5	Armstöd Cross kort hö L 25 cm	25172-1			
	Armstöd Cross kort vä L 25 cm	25172-2			
	Armstöd Cross lång hö L 38 cm	25173-1			
	Armstöd Cross lång vä L 38 cm	25173-2			
2	Armstöd L260 omont hö	25286-1			
	Armstöd L260 omont vä	25286-2			
	Armstöd L360 omont hö	25287-1			
	Armstöd L360 omont vä	25287-2			

Uppfällbart armstöd




Pos	Benämning	Art nr	Pos	Benämning	Art nr
1	Armstödsdyna armstöd UFB	80826	15	Skruv M5x12 K6S 10.9 fzb	11208
2	Skruv M5x30 Mf6S fzb	11395	16	Bricka NB 5x13x1 fzb	13067
3	Skruv M5x12 K6S 10.9 fzb	11208	17	Spärrack armstöd UFB rfr	25538-01
4	Brickfjäder 18x6.2x0.5 DIN 2093 Dakrolit	13057	18	Plasthätta Mocap 1.6x12.7x25.4 röd	50404
5	Axel armstöd UFB Dy12 L66.50....	20409	19	Fjäder spärr armstöd UFB hö	80824
6	Fäströr armstöd UFB hö	25541-01-1		Fjäder spärr armstöd UFB vä	80825
	Fäströr armstöd UFB vä	25541-01-2	20	Armstödsrör armstöd UFB hö	25540-01-1
7	Armstödsfäste armstöd UFB L70 ..	80821		Armstödsrör armstöd UFB vä	25540-01-2
8	Skruv M 6x 25 MC6S 8.8 fzb	11033	21	Skruv M4x12 MC6S fzb	11396
9	Skruv M8x35 MC6S fzb	11276	22	Bricka 4.3x9x0.8 fzb	13066
10	Fyrkanstmutter hög M8 fzb	12056	23	Armstödsrör armstöd UFB hjb	25543-01
11	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017	1-20	Armstöd UFB fast hö	25551-1
12	Spärrack armstöd UFB rfr	25539-01		Armstöd UFB fast vä	25551-2
13	Ändavslutning 19x1.5 3mm lamell platta svart	50010	1-23	Armstöd UFB hjb hö	25546-1
14	Handtagsklädsel	80750		Armstöd UFB hjb vä	25546-2

Sidoskydd




Pos	Benämning	Art nr
1	Sidoskyddskonsol 6005 T6 SS 4107-06	80631
2	Stopplack armstöd 6005 T6 SS 4107-06	80661
3	Skruv M5x14 MF6S 10.9 svkr Esloc	11237
4	Skyddskiva nylon hö	50316
	Skyddskiva nylon vä	50317
1-4	Sidoskydd hö svart	25189-1
	Sidoskydd vä svart	25189-2

Lårstöd komplett




Pos	Benämning	Art. nr.
1-10	Lårstöd kort hö komplett	27391-1
	Lårstöd kort vä komplett	27391-2
	Lårstöd lång hö komplett	27392-1
	Lårstöd lång vä komplett	27392-2
1	Lårstöd kort	82523
	Lårstöd lång	82524
2	Fäste lårstöd	82489
3	Fästplatta	82490
4	Fästplåt armstöd	82408
5	Kupolmutter M5	12042
6	Skruv M5x14mf6s svkr	11237
7	Skruv M5x10 mf6s svkr	11238
8	Skruv M6x35 mf6s	11287
9	Bricka 6,4x22x4	13062
10	Låsmutter M6 svkr	12035
11	Mjukdel lårstöd kpl hö	82488-1
	Mjukdel lårstöd kpl vä	82488-2

Stänkskärm




Pos	Benämning	Art nr
1-7	Stänkskärm svart Cross hö med ställbart fäste ..	27397-1
	Stänkskärm svart Cross vä med ställbart fäste ..	27397-2
1	Stänkskärmskiva svart hö	27414-1
	Stänkskärmskiva svart vä	27414-2
2	Stopplack armstöd	80661
3	Fäste stänkskärm	27396-01
4	Skruv M 5x 8 K6S svkr	11304
5	Skruv M 5x 20 MF6S svkr	11526
6	Låsmutter M 5 svkr DIN 985-6	12036
7	Bricka BRB 5.3x15x1.2 svkr	13004
8	Distans armstöd	20231
9	Skruv M 6x 25 MC6S 12.9 svkr lb	11317
10	Låsmutter (se avsnitt Gavel)	12035

Bålstöd Crossrygg 3A




Pos.	Benämning	Art. nr.
1-12	Bålstöd Crossrygg 3 inkl beslag	27395
1	Bålstödsdyna.....	82491
2	Beslag bålstöd.....	82507
3	Fjäderbricka 6.1x9.9x1.6 DIN 7980	13014
4	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb.....	11208
5	Armstödsfäste.....	80403
6	Låsklack armstöd	80292
7	Ratt M5 x 14.....	80807
8	Bricka BRB 5.3x15x1.2 svkr Din 9021	13004
9	Skruv M 6x 25 MF6S svkr esloc	11430
10	Skruv M 5x 14 MF6S svkr.....	11237
11	Vågbricka 5.3x10x0.5 DIN 137A fzb	13026
12	Svetsmutter M6 FK4M blankkrom.....	12115
13	Fästbeslag ssb bålstöd hö kompl	27947-1
13	Fästbeslag ssb bålstöd vä kompl	27947-2
14	Stag bålstöd ssb rakt L 12 cm.....	27948
15	Dyna bålstöd mellan böjd svart H 6.5 cm L 17 cm	27949
15	Dyna bålstöd stor böjd svart H 9 cm L 19 cm.....	27950

Sitsförlängare Crossrygg 3A




Pos	Benämning	Art nr
1	Band sitsförlängare B45-60 cm Crossrygg 3	62977

Bord




Pos	Benämning	Art nr
1	Fixeringsband bord 27.5-50 cm	62103
1-2	Bord 57,5cm för stol 47,5cm kompl	25731
	Bord 60cm för stol 50 cm kompl	24601
	Bord 62,5 cm för stol 52,5 cm	26020
	Bord 65 cm för stol 55 cm	26021
	Bord 67,5 cm för stol 57,5 cm	26022
	Bord 70 cm för stol 60 cm	26907

Hemibord/Kommunikationsbord halvt




Pos	Benämning	Art nr
1-9	Hemibord/Kommunikationsbord halvt hö.....	27352-1
	Hemibord/Kommunikationsbord halvt vä	27352-2
1	Skiva hemibord.....	82420
2	Skruv M6 x 35 MF6S 10,9 svkr.....	11287
3	Fäste armstöd	27356
4	Fästplåt armstöd.....	82408
5	Låsraff M8 x 14 mm	400118
6	Skruv M 5x 8 MC6S svkr.....	11414
7	Vägbricka 5,3 x 10 x 0,5	13026
8	Ändavslutning IFR 1515-1,5s	50972
9	Stoppskruv M 6x 10.....	11614

Tippskydd




Pos	Benämning	Art nr
1	Tippskyddsfäste Cross/Twin hö	81247
	Tippskyddsfäste Cross/Twin vä	81248
2	Skruv M 6x 35 MC6S	11533
3	Kupolmutter M 6 DIN 986	12005
4	Låsmutter M6	12017
5	Skruv M 6x 40 MC6S 10.9 fzb	11229
6	Tippskyddsror	
1-6	Tippskydd Cross 20-22" B och C-rad hö	26270-1
	Tippskydd Cross 20-22" B och C-rad vä	26270-2
1-6	Tippskydd Cross 24" hö	26162-1
	Tippskydd Cross 24" vä	26162-2
1-5, 7-10	Tippskydd teleskop Cross hö	26869-1
	Tippskydd teleskop Cross vä	26869-2
8	Skruv M 5x 55 MC6S 12.9 svkr DIN 912	11397
9	Låsmutter M 5 kupol svkr	12042
10	Hjul 40/5.2/12 tippskydd svart 40x09x05 pa6 sv	80727

Tippskydd




Pos	Benämning	Art nr
1-11	Tippskydd Cross/Twin kompl	25633-01
1	Fjäder t1.75 mm Twin	80864
2	Skruv M 6x 16 MC6S 12.9 svkr esloc	11253
3	Rörbusning D10 M6 L18	15008
4	Fäströr	25635-01
5	Tippskyddsror Twin	25661-01
6	Ändplugg utv d22 svart	50336
7	Skruv M 5x 30 MC6S svkr	11346
8	Förlängningsdel kort	25759-01
9	Låsmutter M 5 kupol svkr	12042
10	Skruv M 5x 55 MC6S 12.9 svkr DIN 912	11397
11	Hjul 40/5.2/12 tippskydd svart 40x09x05 pa6 sv..	80727

Tippskydd




Pos	Benämning	Art nr
1-11	Tippskydd Cross mont A-rad kompl.....	25761-01
1	Fjäder t1.75 mm Twin	80864
2	Skruv M 6x 16 MC6S 12.9 svkr esloc	11253
3	Rörbusning D10 M6 L18	15008
4	Fäströr	25635-01
5	Tippskyddsror Twin	25661-01
6	Ändplugg utv d22 svart	50336
7	Skruv M 5x 30 MC6S svkr	11346
8	Förlängningsdel lång svart	25760-01
9	Låsmutter M 5 kupol svkr	12042
10	Skruv M 5x 55 MC6S 12.9 svkr DIN 912	11397
11	Hjul 40/5.2/12 tipskydd svart 40x09x05 pa6 sv..	80727

Tramprör




Pos	Benämning	Art nr
1	Låsmutter M6 DIN 985-6 svkr	12035
2	Skruv M6x25 MC6S 12.9 svkr lås	11317
	Skruv M6x55 MC6S 12.9 svkr	11351
3	Tramprör ämne	80716
1-3	Tramprör	25368
4	Adapter tramrör	80745
1-2,4	Adapter tramrör kompl.....	25395

Ekerskydd/ Höftbälte




Pos	Benämning	Art nr
1	Monteringsatts ekerskydd, 6 st buntband	26276
1-2	Ekerskydd 20" grå tryck	25502-28
	Ekerskydd 20" gult tryck	25502-29
	Ekerskydd 22" grå tryck	25503-28
	Ekerskydd 22" gult tryck	25503-29
	Ekerskydd 24" grå tryck	25504-28
	Ekerskydd 24" gult tryck	25504-29
3	Höftbälte Cross/Twin kompl	25668

Tetra quickrelease adapter




Pos	Benämning	Art nr
1	Låsmutter M5 DIN 985-6 fzb	12003
2	Bricka 6.4x14x1.55 alu	13010
3	Fjäder 1.5 inv 6 L15 fzb	80019
4	Plattjärn tetraknapp svart	24040-01
5	Skruv M5x35 ESC fzb	11001
1-5	Tetra quick-release adapt kompl svart	24051-01

Käpphållare




Pos	Benämning	Art nr
1-9	Käpphållare universal.....	27327
1	Fästplåt käpphållare.....	82390
2	Käpphållare M100.....	50866
3	Resårband Cross svart.....	80621
4a	Skruv M6 x 40 MC6S 10,9 fzb.....	11229
4b	Skruv M6 x 20 MC6S.....	11392
5	Skruv M6 x 12 MC6S 8,8 fzb.....	11577
6	Bricka 6,4 x 14 x 1,5.....	13058
7	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb.....	12017

Huvudstöd




Pos	Benämning	Art Nr
1-11	Huvudstöd mod 1 Dartex 26x14 cm inkl stag med två leder exkl fäste	24462-63
	Huvudstöd mod 1 mörkgrå 26x14 cm inkl stag med två leder exkl fäste	24462-60
1	Skruv M 5x 16 MRX svkr	11241
2	Bricka M10 IZ DIN 6798/A2	13019
3	Distans D20 d8.5 L16 svkr	20197
4	Huvudstödsdyna Dartex	24470-63
	Huvudstödsdyna Crossrygg 2 mörkgrå	24470-60
5	Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	25795
6	Högrör huvudstöd Cross	24472
7	Fästdel huvudstöd Cross u svm	24473
8	Fästdel huvudstöd Cross m svm	24474
9	Fästöra huvudstöd Cross u svm	24475
10	Fästöra huvudstöd Cross m svm	24476
11	Vred M 8x30 65 mm svart	80123

Huvudstöd



Pos	Benämning	Art nr
A	1 Huvudstöd mod 2 med sidor Dartex stag 45 gr	405766
	Huvudstöd mod 2 med sidor exkl stag och fästelement 320x170 mm inv 240 mm Dartex	405753
	4 Stag huvudstöd djupreg kompl	406262
	6 Stag hrb huvudstöd 45 gr	406255
	9 Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	25795
B	1 Huvudstöd mod 2 m sidor sidof Dartex stag 45 gr sidoförskjutbart	405767
	Huvudstöd mod 2 med sidor exkl stag och fästelement 320x170 mm inv 240 mm Dartex	405753
	2 Stag huvudstöd djupreg kompl för sidoförskjutning Vipp/Lett exkl fästelement	400261
	6 Stag hrb huvudstöd 45 gr	406255
	9 Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	25795
C	3 Huvudstöd mod 3 formad Dartex stag 45 gr	405761
	Huvudstöd mod 3 formad exkl stag och fästelement 250x140 mm Dartex	405751
	4 Stag huvudstöd djupreg kompl	406262
	6 Stag hrb huvudstöd 45 gr	406255
	9 Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	25795
	7 Stag hrb huvudstöd 90 gr	400260
	8 Stag hrb huvudstöd svanhals Vipp/Lett exkl fästelement.....	400262

Breddningssats



Pos	Benämning	Art Nr
1-10	Breddningssats 20 mm	26854
1	Bricka M16 fzb DIN 128 B.....	13039
2	Mutter 5/8 UL6M UNF fzb	12016
3	Låsmutter M 6 svkr DIN 985-6	12035
4	Adapter broms	51019
5	Skruv M 6x 60 MC6S svkr.....	11408
6	Skruv M 6x 30 MC6S 8.8 svkr esloc	11398
7	Distans breddningssats	50956
8	Distans bakaxel.....	20232
9	Camberbricka Cross 0 gr	20331
10	Skruv M 6x 65 M6S 8.8 svkr	11606