


Next Comfort

Reservdelista

etac®

74675M 2015-06-25




Etac
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel +46 371 58 73 00
fax +46 371 58 73 90
www.etac.com

Innehåll

Standard	Sida
Gavel	3
Balk/ Tilt	4
Kryss	5-6
Ryggrör justerbar	7
Hög rygg	8
Körbygel	9
Körbygel vinkelreglerbar	10
Tvärstag	11
Benstöd	12-14
Amputationsbenstöd	15
Gipsbenstöd	16
Fotstöd	17
Hel fotplatta	18
Brukarbroms	19
Enhandsbroms	20
Cambervinkel	21
Drivhjul kompletta	22
Däck och slang	23
Drivring	24
Länkhjul	25
Sitsplatta	26
Plan sits	27
Sitsklädsel	28
Sittdyna	29-30
Ryggdyna	31
Ryggklädsel	32
Ryggöverdrag	33
Armstöd	34
Armstödsdyna	35
Armstödsdyna Hemi	36
Bord	37
Hemibord	38
Tippskydd	39
Ekerskydd	40
Vårdarbroms	41
Höftbälte	42
Huvudstöd	43-44
Käpphållare	45
Vinkelbegränsning	46

Gavel



Pos	Benämning	Art Nr
1-16	Gavel kort hö	26411-**-1
	Gavel kort vä	26411-**-2
	Gavel lång hö	26412-**-1
	Gavel lång vä	26412-**-2
2	Dämpare stag gaveldel	50909
3	Stag	26129-42
4	Skruv M 6x 30 MC6S	11398
5	Distans stag Next Comfort	20465
6	Ändavslutning	50858
7	Låsmutter M6	12035
8	Skruv Dg 50x14 WN	11528
9	Armstödsfäste	50846
10	Låsklack	50845
11	Fjäder BR 16x64	81790
12	Fjäder V 16x38	81789
13	Skruv M6x140 MC6S	11559
14	Distansrör	20473
15	Bricka 6.4x14x1.5 DIN 134 svkr	13058
16	Ändavslutning 19x1.5, 3 mm lamellplatta svart...	50010


** Ange färgnummer:

Färgkoder ramar:

48=Blåbärsblå


53=Grå bläster

Balk / Tilt




Pos	Benämning	Art Nr
1	Balk Next Comfort kort grå hö	26586-42
	Balk Next Comfort kort grå vä	26587-42
	Balk Next Comfort lång grå hö	26589-42
	Balk Next Comfort lång grå vä	26590-42
2	Låskolv Next Comfort	82716
3	Vajerpaket Next Comfort	27177
4	Dämparfäste Next Comfort.....	26416

Kryss




Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Kryssdel kort 35 cm hö	26075-42-1		Kryssdel lång 37,5 cm vä	26085-42-2
	Kryssdel kort 37,5 cm hö	26076-42-1		Kryssdel lång 40 cm vä	26086-42-2
	Kryssdel kort 40 cm hö	26077-42-1		Kryssdel lång 42,5 cm vä	26087-42-2
	Kryssdel kort 42,5 cm hö	26078-42-1		Kryssdel lång 45 cm vä	26088-42-2
	Kryssdel kort 45 cm hö	26079-42-1		Kryssdel lång 47,5 cm vä	26089-42-2
	Kryssdel kort 47,5 cm hö	26080-42-1		Kryssdel lång 50 cm vä	26090-42-2
	Kryssdel kort 50 cm hö	26081-42-1	3	Ändstopp sitsrör Cross	50406
	Kryssdel lång 35 cm hö	26084-42-1	4	Axel kryssled	20437
	Kryssdel lång 37,5 cm hö	26085-42-1	5	Bricka D20 d9 t=3	50847
	Kryssdel lång 40 cm hö	26086-42-1	6	Bricka kryssled kupad	13075
	Kryssdel lång 42,5 cm hö	26087-42-1	7	Låsmutter M 6	12035
	Kryssdel lång 45 cm hö	26088-42-1	8	Skruv M8 x45 MC6S 8.8	11557
	Kryssdel lång 47,5 cm hö	26089-42-1	9	Skruv B8x16 FXS	11401
	Kryssdel lång 50 cm hö	26090-42-1	10	Skruv DG 50x 14 WN	11528
2	Kryssdel kort 35 cm vä	26075-42-2	11	Deltastag Next 35 cm	81205
	Kryssdel kort 37,5 cm vä	26076-42-2		Deltastag Next 37,5 cm	81206
	Kryssdel kort 40 cm vä	26077-42-2		Deltastag Next 40 cm	81207
	Kryssdel kort 42,5 cm vä	26078-42-2		Deltastag Next 42,5 cm	81208
	Kryssdel kort 45 cm vä	26079-42-2		Deltastag Next 45 cm	81209
	Kryssdel kort 47,5 cm vä	26080-42-2		Deltastag Next 47,5 cm	81210
	Kryssdel kort 50 cm vä	26081-42-2		Deltastag Next 50 cm	81211
	Kryssdel lång 35 cm vä	26084-42-2			

Kryss komplett




Pos	Benämning	Art Nr
1-11	Kryssdelspaket Next kort 35 cm	26101-42
	Kryssdelspaket Next kort 37,5 cm	26103-42
	Kryssdelspaket Next kort 40 cm	26105-42
	Kryssdelspaket Next kort 42,5 cm	26107-42
	Kryssdelspaket Next kort 45 cm	26109-42
	Kryssdelspaket Next kort 47,5 cm	26111-42
	Kryssdelspaket Next kort 50 cm	26113-42
	Kryssdelspaket Next lång 35 cm	26102-42
	Kryssdelspaket Next lång 37,5 cm	26104-42
	Kryssdelspaket Next lång 40 cm	26106-42
	Kryssdelspaket Next lång 42,5 cm	26108-42
	Kryssdelspaket Next lång 45 cm	26110-42
	Kryssdelspaket Next lång 47,5 cm	26112-42
	Kryssdelspaket Next lång 50 cm	26114-42

Ryggrör justerbar




Med justerbar ryggklädsel




Pos	Benämning	Art Nr
1	Spårryttare RSM 6 rfr	13036
2	Distans 20/8.5/9.5	20320
3	Skruv M6x25 MC6S 12.9	11317
4	Axel ryggled Next Comfort	20505
5	Ryggrör höger	26133-01-1
	Ryggrör vänster	26133-01-2
6	Monteringssats Rygg ECS (del av)	26630
	Skruv M6x22 MC6S.....	11012
7	Bricka BRB 6,4x10x1.5	13080
8	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058
9	Täckåpa Crossrygg höger	50405
	Täckåpa Crossrygg vänster	50407
10	Ryggskena	80851
11	Fäste körhadtag Cross	25676
12	Bricka BRB M 6 svkr	13030
13	Skruv M 6x30 MC6S	11398
14	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058
15-17	Körhandtag hrb med snäpplås kpl	27588-01
16	Handtag	82221
17	Skruv B 8x16	11041
18	Etikett höjdjustering.....	71851
19	Ändpropp 25-21 / 23 R12.5.....	50248

Hög rygg




Med justerbar ryggklädsel




Pos	Benämning	Art Nr
1	Spårryttare RSM 6 rfr	13036
2	Distans 20/8.5/9.5	20320
3	Skruv M6x25 MC6S 12.9	11317
4	Axel ryggled Next Comfort	20505
5	Ryggrör 55 cm höger	26890-01-1
	Ryggrör 55 cm vänster	26890-01-2
6	Monteringssats Rygg ECS (del av)	26630
7	Bricka BRB 6,4x10x1.5	13080
8	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058
9	Täckåpa Crossrygg höger	50405
	Täckåpa Crossrygg vänster	50407
10	Ryggskena	80851
11	Fäste körhadtag Cross	25676
12	Bricka BRB M 6 svkr	13030
13	Skruv M 6x30 MC6	11398
14	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058
15-17	Körhandtag hrb Cross std kompl	27588-01
15	Körhandtag hrb Cross	27298
16	Handtagsklädsel	82221
17	Skruv B 8 x 16	11041
18	Etikett höjdjustering.....	72332
19	Ändropp 25-21 / 23 R12.5.....	50248

Körbygel




Pos	Benämning	Art Nr
1	Körbygel hrb Cr rygg2 35 cm rygg 3A 37.5 cm kompl	25578-01
	Körbygel hrb Cr rygg2 37.5 cm rygg 3A 40 cm kompl	25579-01
	Körbygel hrb Cr rygg2 40 cm rygg 3A 42 cm kompl	25580-01
	Körbygel hrb Cr rygg2 42.5 cm rygg 3A 45 cm kompl	25581-01
	Körbygel hrb Cr rygg2 45 cm rygg 3A 47.5 cm kompl	25582-01
	Körbygel hrb Cr rygg2 47.5 cm rygg 3A 50 cm kompl	25730-01
	Körbygel hrb Cr rygg2 50 cm kompl	25583-01

Körbygel vinkelreglerbar




Pos	Benämning	Art Nr
1	Körbygel vrb Next Comf 35 cm.....	27161
	Körbygel vrb Next Comf 37.5 cm	27162
	Körbygel vrb Next Comf 40 cm.....	27163
	Körbygel vrb Next Comf 42.5 cm	27164
	Körbygel vrb Next Comf 45 cm	27165
	Körbygel vrb Next Comf 47.5 cm.....	27166
	Körbygel vrb Next Comf 50 cm	27167

Tvärstag




Pos	Benämning	Art Nr
1-4	Tvärstag Cr rygg2 35 cm rygg 3A 37.5 cm kompl.....	25610
	Tvärstag Cr rygg2/M100 37.5 cm rygg 3A 40 cm kompl.....	25611
	Tvärstag Cr rygg2/M100 40 cm rygg 3A 42.5 kompl.....	25612
	Tvärstag Cr rygg2/M100 42.5 cm rygg 3A 45 cm kompl.....	25613
	Tvärstag Cr rygg2/M100 45 cm rygg 3A 47.5 cm kompl.....	25614
	Tvärstag Cr rygg2/M100 50 cm rygg 3A 52.5 cm kompl.....	25615
1	Skruv M 6x 30 MC6S fzb	11019
2	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058
3	Låsbricka 6.4x11x0.7 fzb DIN 6798	13068
4	Fäste tvärstag	25576-01

Benstöd




Pos	Benämning	Art Nr
1-7	Benstöd vid vinkel lb	26120-42
1-7	Benstöd snäv vinkel lb	26121-42
1-7	Benstöd snäv vinkel kort lb	26363-42
2	Låsmutter M 6	12035
3	Styrtapp benstöd	50854
4	Skruv M6x 35 MC6S	11533
5	Skruv M6x 30 M6S	11555
6	Vingmutter WN 314.1	80847
7	Låsmutter M4 kupol A2	12000

Benstöd vinkelreglerbart




Pos	Benämning	Art Nr
1-2,4	Benstöd vrb Next exkl vadpl	27148
1	Skruv K40x14 PT-KX svkr	11419
2	Handtag vrb benstöd	50842
3	Vadplatta kompl	26136
4	Fingerskydd vrb benstöd	50881
1-4	Vinkelreglerbara vrb benstöd kompl	26207

Benstöd vinkelreglerbart med vadplatta




Pos	Benämning	Art Nr
1-5	Benstöd vrb Next exkl vadplatta.....	27148
2	Skruv K40x14 PT-KX svkr	11419
3	Handtag vrb benstöd.....	50842
4	Vingmutter 26 M6.....	80847
5	Skruv M6x30 M6S	11555
6a	Dynkonsol benstöd vrb	24446-01
7	Stjärnratt 60x22 M8x32 svart	80295
8	Mutter M6M M8 fzb	12006
9	Bricka 6,4x17x3 DIN 7349	13052
10	Vadplatta benstöd vrb 35-37,5	62105-60
	Vadplatta benstöd vrb 40-42,5	62104-60
	Vadplatta benstöd vrb 45-47,5	62484-60
	Vadplatta benstöd vrb 50-60	62451-60
11	Dynhållare benstöd vrb	24421-01
12	Ratt 40 M6x17 svart.....	80297
6a-12	Dynkonsol benstöd vrb m hållare	24544-01
6b-12	Dynkonsol benstöd vrb Flip-up m hållare	27322-01
13	Överdrag vadplatta 35-37.5	62888-60
	Överdrag vadplatta 40-42.5	62889-60
	Överdrag vadplatta 45-47.5	62890-60
	Överdrag vadplatta 50-60	62906-60

Amputationsbenstöd




Pos	Benämning	Art Nr
1-8	Amputationsbenstöd kompl mörkgrå	26205-60
	Amputationsbenstöd kompl Dartex	26205-63
1	Ratt M5x15 amput benstöd	80807
2	Bricka BRB 8.4/A2 rfr	13011
3	Vred M8x35 83mm	80808
4	Låsrör amputationsbenstöd	26206-01
5	Stoppskruv M8x8 SK6SS svkr	11388
6	Axel amputationsbenstöd kompl	25519-01
7	Dynkonsol amputationsbenstöd	80809
8	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå	62335-60
	Stödplatta amputationsbenstöd Dartex	62335-63

Gipsbenstöd




Pos	Benämning	Art Nr
1-8	Gipsbenstöd Next inkl 3 dynor hö kompl	27423-1
	Gipsbenstöd Next inkl 3 dynor vä kompl	27423-2
1	Gipsbenstöd Next	27424
2	Dyna gipsbenstöd kompl	82520
3	Ändavslutning SFL 20 benstöd .svart	50287
4	Ändavslutning 22x 1.5...3 mm lamell platta svart	50070
5	Dynkonsol benstöd vrb	24446-01
6	Mutter M 8 M6M fzb	12006
7	Stjärnratt 60x22 M 8x32 svart	80295
8	Ratt 40 M6x17 svart	80297
9	Dynhållare benstöd vrb svart	24421-01
10	Bricka 6.4x17x3 DIN 7349stål fzb	13052
5-10	Dynkonsol benstöd vrb Cross m hållare svart	24544-01

Fotstöd




Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Skruv M6x25 MC6S 8.8 fzb	11033		Fotplatta kort 42,5 cm hö	25656-1
2	Låsblock fotplatta	20324		Fotplatta kort 42,5 cm vä	25656-2
3	Infästningsrör fotplatta kort	81999		Fotplatta kort 45 cm hö	25657-1
	Infästningsrör fotplatta std	81997		Fotplatta kort 45 cm vä	25657-2
	Infästningsrör fotplatta lång	81998		Fotplatta kort 47,5 cm hö	25738-1
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017		Fotplatta kort 47,5 cm vä	25738-2
5	Fjäder fotplatta plast	80619		Fotplatta kort 50 cm hö	25658-1
6	Skruv K40x8 PT -KK PHIL WN 1442 fzb	11344		Fotplatta kort 50 cm vä	25658-2
1-8	Fotplatta std 35 cm hö	25641-1		Fotplatta lång 35 cm hö	25647-1
	Fotplatta std 35 cm vä	25641-2		Fotplatta lång 35 cm vä	25647-2
	Fotplatta std 37,5 cm hö	25642-1		Fotplatta lång 37,5 cm hö	25648-1
	Fotplatta std 37,5 cm vä	25642-2		Fotplatta lång 37,5 cm vä	25648-2
	Fotplatta std 40 cm hö	25643-1		Fotplatta lång 40 cm hö	25649-1
	Fotplatta std 40 cm vä	25643-2		Fotplatta lång 40 cm vä	25649-2
	Fotplatta std 42,5 cm hö	25644-1		Fotplatta lång 42,5 cm hö	25650-1
	Fotplatta std 42,5 vä	25644-2		Fotplatta lång 42,5 cm vä	25650-2
	Fotplatta std 45 cm hö	25645-1		Fotplatta lång 45 cm hö	25651-1
	Fotplatta std 45 cm vä	25645-2		Fotplatta lång 45 cm vä	25651-2
	Fotplatta std 47,5 hö	25736-1		Fotplatta lång 47,5 cm hö	25737-1
	Fotplatta std 47,5 cm vä	25736-2		Fotplatta lång 47,5 cm vä	25737-2
	Fotplatta std 50 cm hö	25646-1		Fotplatta lång 50 cm hö	25652-1
	Fotplatta std 50 cm vä	25646-2		Fotplatta lång 50 cm vä	25652-2
	Fotplatta kort 35 cm hö	25653-1	8	Hälband fotplatta hö/vä	24458
	Fotplatta kort 35 cm vä	25653-2	9	Fotplatta förlängningsdel 40-42.5 cm	
	Fotplatta kort 37,5 cm hö	25654-1		kompl sats	50798
	Fotplatta kort 37,5 cm vä	25654-2		Fotplatta förlängningsdel 45-47.5 cm	
	Fotplatta kort 40 cm hö	25655-1		kompl sats	50799
	Fotplatta kort 40 cm vä	25655-2		Fotplatta förlängningsdel 50 cm	
				kompl sats	50800

Hel fotplatta




Pos	Benämning	Art Nr
1-7	Hel fotplatta kompl 35-37,5 cm	25936
	Hel fotplatta kompl 40-50 cm	25937
1	Fotplatta 35-37,5 cm	81130
	Fotplatta 40-50 cm	81131
	Skruv B 6 3.5x9.5 FXS	11384
3	Skruv M 5x 20 MF6S	11526
4	Låsdetalj hel fotplatta kompl L 94 mm	25931
	Låsdetalj hel fotplatta kompl L 144 mm	25932
5	Infästningsrör hel fotplatta vä	25934
6	Infästningsrör hel fotplatta hö	25935
7	Ändstycke hel fotplatta	50830

Brukarbroms




Pos	Benämning	Art Nr
1	Broms hö	26201-1
	Broms vä	26201-2
2	Mutter M16x1 NV 24 B8	12052
3	Schnorrbricka 17x24x1,3 fzb	13084
4	Bricka 17x40x3 fzb	13076
5	Bromshus	81290
6	Navhylsa	20448
7	Vinkelrör broms	50875

Enhandsbroms




Pos	Benämning	Art Nr
1-7	Enhandsbroms hö kompl	26529-1
	Enhandsbroms vä kompl	26529-2
2	Mutter M16x1 NV 24 B8	12052
3	Schnorrbricka 17x24x1,3 fzb	13084
4	Bricka 17x40x3 fzb	13076
5	Bromshus	81290
6	Navhylsa	20448
7	Vinkelrör broms	50875

0° Cambervinkel




Pos	Benämning	Art Nr
1-6	Cambersats Next 0 gr	26718
1	Mutter M16x1 NV 24 B8 fzb	12052
2	Schnorrbricka 17x24x1,3 fzb	13084
3	Bromshus 0gr camber Next fräst	26672
4	Fräst fäste 0gr/4gr Camber vinkel	26670
5	Bricka 20x16.25x1.5 Alu	20479
6	Navhylsa 0gr/4gr Camber Next	20480

Drivhjul kompletta




Benämning	Art Nr
Drivhjul BS 20 lågtryck alu drivring	81276
Drivhjul BS 20 lågtryck rfr drivring	81277
Drivhjul BS 20 massivt alu drivring	81274
Drivhjul BS 20 massivt rfr drivring	81275
Drivhjul BS 20 massiv innerslang/rfr	27252
Drivhjul BS 20 massiv innerslang/plastad	27706
Drivhjul BS 20 massiv innerslang/cellgummi	27705
Drivhjul BS 22 högtryck alu drivring	81281
Drivhjul BS 22 högtryck plastad drivring	81283
Drivhjul BS 22 högtryck rfr drivring	81282
Drivhjul BS 22 massivt alu drivring	81278
Drivhjul BS 22 massivt plastad drivring	81280
Drivhjul BS 22 massivt rfr drivring	81279
Drivhjul BS 22 massiv innerslang/rfr	27253
Drivhjul BS 22 massiv innerslang/plastad	27709
Drivhjul BS 22 massiv innerslang/cellgummi	27708
Drivhjul BS 24 högtryck alu drivring	81287
Drivhjul BS 24 högtryck plastad drivring	81289
Drivhjul BS 24 högtryck rfr drivring	81288
Drivhjul BS 24 massivt alu drivring	81284
Drivhjul BS 24 massivt plastad drivring	81286
Drivhjul BS 24 massivt rfr drivring	81285
Drivhjul BS 24 massiv innerslang/rfr	27254
Drivhjul BS 24 massiv innerslang/plastad	27712
Drivhjul BS 24 massiv innerslang/cellgummi	27711

Däck och slang



Pos	Benämning	Art Nr
1	Däck 24"x1" högtryck	80558
	Däck 22"x1" högtryck	81125
2	Däck 20" luft lågtryck	80133
	Däck 20" massivt	80787
	Däck 22" massivt	81384
3	Däck 24" massivt	80768
	Slang 20" luft lågtryck	80132
	Slang 22" luft högtryck	80136
4	Slang 24"x1" luft högtryck	80560
	Slang massiv 20"	82706
	Slang massiv 22"	82705
5	Slang massiv 24"	82704


Drivring



Aluminium / Rostfri / Plastad / Cellgummi


Pos	Benämning	Art Nr
1-4	Monteringsatts drivring	24514
5	Drivring D465 hjul 20 alu	81109
	Drivring D465 hjul 20 rfr	21034
	Drivring D425 hjul 20 cellgummi	24442
	Drivring D500 hjul 22 alu	25636
	Drivring D500 hjul 22 plastad	80895
	Drivring D500 hjul 22 rfr	24395
	Drivring D469 hjul 22 cellgummi	24551
	Drivring D540 hjul 24 alu	25181
	Drivring D540 hjul 24 plastad	80894
	Drivring D540 hjul 24 rfr	24023
	Drivring D540 hjul 24 cellgummi	80800

Länkhjul




Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1,2,5	Länkhjul 5 125x30 massivt hårt	27865	5	Låsmutter M 6	12035
	Länkhjul 6 150x30 massivt hårt	27869	6	Ändavslutning	50144
	Länkhjul 7 175x45 massivt mjukt	27867	7	Schnorrbricka 17x24x1,3 fzb	13084
1	Länkhjul		8	Mutter M16x1 NV 24 B8	12052
2	Skruv M 6x 75 MC6S 12.9 svkr	11338	9	Låsmutter 1 / 2 UNF låg svkr	12037
3	Skydd hjulaxel PA 6	51049	10	Bricka BRB 13.5 svkr	13031
	Skydd hjulaxel PA 6 (50 st).....	27954	11	Bricka BRB 13.5 svkr med fas	13032
4	Framgaffel kort exkl axel	26185-01	12	Axel framgaffel stål	20243
	Framgaffel medium exkl axel	26186-01	13	Kullager 1/2 EEA 2RS	80244
	Framgaffel lång exkl axel	26187-01	14	Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040
4, 9-12	Framgaffel kort 20" Next, stålaxel	26198	15	Grundbult reservdelssats	26830
	Framgaffel medium 22" Next, stålaxel	26199			
	Framgaffel lång 24" Next, stålaxel	26200			

Sitsplatta




Pos	Benämning	Art Nr
1-2	Hård sits ECS kort 35-37,5 cm	26720
	Hård sits ECS kort 40-42,5 cm	26721
	Hård sits ECS kort 45-47,5 cm	26722
	Hård sits ECS kort 50 cm	26723
	Hård sits ECS lång 35-37,5 cm	26725
	Hård sits ECS lång 40-42,5 cm	26726
	Hård sits ECS lång 45-47,5 cm	26727
	Hård sits ECS lång 50 cm	26728
2	Monteringssats sits	26631

Plan sits




Pos	Benämning	Art Nr
1-3	Monteringssats sits plan ECS	27330
1	Skruv M 5x 40 FZB	11582
2	Distans	82391
3	Bricka 5.3x10x1 DIN 125	13017

Sitsklädsel



Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Markispinne L381 sitsklädsel kort	80617		Klädsel sits kort 45 cm svart	62239-60
	Markispinne L446 sitsklädsel lång	80618		Klädsel sits kort 47,5 cm svart	62372-60
2	Klädsel sits framdel 35 cm	62336		Klädsel sits kort 50 cm svart	62302-60
	Klädsel sits framdel 37,5 cm	62337		Klädsel sits lång 35 cm svart	62240-60
	Klädsel sits framdel 40 cm	62338		Klädsel sits lång 37,5 cm svart	62241-60
	Klädsel sits framdel 42,5 cm	62339		Klädsel sits lång 40 cm svart	62242-60
	Klädsel sits framdel 45 cm	62340		Klädsel sits lång 42,5 cm svart	62243-60
	Klädsel sits framdel 47,5 cm	62385		Klädsel sits lång 45 cm svart	62244-60
	Klädsel sits framdel 50 cm	62341		Klädsel sits lång 47,5 cm svart ...	62373-60
2-3	Klädsel sits kort 35 cm svart	62235-60		Klädsel sits lång 50 cm svart	62303-60
	Klädsel sits kort 37,5 cm svart	62236-60			
	Klädsel sits kort 40 cm svart	62237-60			
	Klädsel sits kort 42,5 cm svart	62238-60			

Sittdyna




Benämning	Art Nr
Sittdyna ECS formad PE inkl överdrag 35-37,5 cm kort	26600-**
Sittdyna ECS formad PE inkl överdrag 40-42,5 cm kort	26601-**
Sittdyna ECS formad PE inkl överdrag 45-47,5 cm kort	26602-**
Sittdyna ECS formad PE inkl överdrag 50 cm kort	26603-**
Sittdyna ECS formad PE inkl överdrag 35-37,5 cm lång	26605-**
Sittdyna ECS formad PE inkl överdrag 40-42,5 cm lång	26606-**
Sittdyna ECS formad PE inkl överdrag 45-47,5 cm lång	26607-**
Sittdyna ECS formad PE inkl överdrag 50 cm lång	26608-**
Sittdyna ECS formad memory foam inkl överdrag 35-37,5 cm kort	26610-**
Sittdyna ECS formad memory foam inkl överdrag 40-42,5 cm kort	26611-**
Sittdyna ECS formad memory foam inkl överdrag 45-47,5 cm kort	26612-**
Sittdyna ECS formad memory foam inkl överdrag 50 cm kort	26613-**
Sittdyna ECS formad memory foam inkl överdrag 35-37,5 cm lång	26615-**
Sittdyna ECS formad memory foam inkl överdrag 40-42,5 cm lång	26616-**
Sittdyna ECS formad memory foam inkl överdrag 45-47,5 cm lång	26617-**
Sittdyna ECS formad memory foam inkl överdrag 50 cm lång	26618-**
Överdrag sittdyna ECS formad 35-37,5 cm kort	62780-**
Överdrag sittdyna ECS formad 40-42,5 cm kort	62781-**
Överdrag sittdyna ECS formad 45-47,5 cm kort	62782-**
Överdrag sittdyna ECS formad 50 cm kort	62783-**
Överdrag sittdyna ECS formad 35-37,5 cm lång	62785-**
Överdrag sittdyna ECS formad 40-42,5 cm lång	62786-**
Överdrag sittdyna ECS formad 45-47,5 cm lång	62787-**
Överdrag sittdyna ECS formad 50 cm lång	62788-**

** Ange tygval:

60=Mörkgrå plysch

63=Dartex

Sittdyna




Benämning	Art Nr
Sittdyna ECS plan PE 35-37,5 cm kort	26640-**
Sittdyna ECS plan PE 40-42,5 cm kort	26641-**
Sittdyna ECS plan PE 45-47,5 cm kort	26642-**
Sittdyna ECS plan PE 50 cm kort	26643-**
Sittdyna ECS plan PE 35-37,5 cm lång	26645-**
Sittdyna ECS plan PE 40-42,5 cm lång	26646-**
Sittdyna ECS plan PE 45-47,5 cm lång	26647-**
Sittdyna ECS plan PE 50 cm lång	26648-**
Sittdyna ECS plan memory foam 35-37,5 cm kort	26650-**
Sittdyna ECS plan memory foam 40-42,5 cm kort	26651-**
Sittdyna ECS plan memory foam 45-47,5 cm kort	26652-**
Sittdyna ECS plan memory foam 50 cm kort	26653-**
Sittdyna ECS plan memory foam 35-37,5 cm lång	26655-**
Sittdyna ECS plan memory foam 40-42,5 cm lång	26656-**
Sittdyna ECS plan memory foam 45-47,5 cm lång	26657-**
Sittdyna ECS plan memory foam 50 cm lång	26658-**
Överdrag sittdyna ECS 35-37,5 cm kort	62770-**
Överdrag sittdyna ECS 40-42,5 cm kort	62771-**
Överdrag sittdyna ECS 45-47,5 cm kort	62772-**
Överdrag sittdyna ECS 50 cm kort	62773-**
Överdrag sittdyna ECS 35-37,5 cm lång	62775-**
Överdrag sittdyna ECS 40-42,5 cm lång	62776-**
Överdrag sittdyna ECS 45-47,5 cm lång	62777-**
Överdrag sittdyna ECS 50 cm lång	62778-**

** Ange tygval:

60=Mörkgrå plysch

63=Dartex


Ryggdyna



Pos	Benämning	Art Nr
1-2	Ryggdyna ECS hög 35-37.5 kompl	26625-**
	Ryggdyna ECS hög 40-42.5 kompl	26626-**
	Ryggdyna ECS hög 45-47.5 kompl	26627-**
	Ryggdyna ECS hög 50 kompl	26628-**
2	Monteringsats rygg ECS	26630
3	Ryggdyna ECS låg 35-37,5 inkl monterad ryggbygel	26620-**
	Ryggdyna ECS låg 40-42,5 inkl monterad ryggbygel	26621-**
	Ryggdyna ECS låg 45-47,5 inkl monterad ryggbygel	26622-**
	Ryggdyna ECS låg 50 inkl monterad ryggbygel	26623-**


** Ange tygval:
 60=Mörkgrå plysch
 63=Dartex

Ryggklädsel




Benämning	Art Nr
Klädsel rygg rb rh jb 35/37,5 cm	62342-60
Klädsel rygg rb rh jb 40/42,5 cm	62343-60
Klädsel rygg rb rh jb 45 cm	62344-60
Klädsel rygg rb rh jb 47,5/50 cm	62345-60
Klädsel rygg hög 35-37,5 cm	62758-60
Klädsel rygg hög 40-42,5 cm	62466-60
Klädsel rygg hög 45 cm	62467-60
Klädsel rygg hög 47,50-50 cm	62468-60

Ryggöverdrag




Pos	Benämning	Art Nr
	Överdrag rygg 35 cm mörkgrå	62135-60
	Överdrag rygg 37,5 cm mörkgrå	62387-60
	Överdrag rygg 40 cm mörkgrå	62136-60
	Överdrag rygg 42,5 cm mörkgrå	62388-60
	Överdrag rygg 45 cm mörkgrå	62137-60
	Överdrag rygg 47,5 cm mörkgrå	62389-60
	Överdrag rygg 50 cm mörkgrå	62305-60
	Överdrag rygg hög 35 cm mörkgrå	62478-60
	Överdrag rygg hög 37,5 cm mörkgrå	62479-60
	Överdrag rygg hög 40 cm mörkgrå	62469-60
	Överdrag rygg hög 42,5 cm mörkgrå	62470-60
	Överdrag rygg hög 45 cm mörkgrå	62471-60
	Överdrag rygg hög 47,5 cm mörkgrå	62472-60
	Överdrag rygg hög 50 cm mörkgrå	62473-60
	Överdrag rygg komfort 35 cm mörkgrå	62895-60
	Överdrag rygg komfort 37,5 cm mörkgrå	62896-60
	Överdrag rygg komfort 40 cm mörkgrå	62897-60
	Överdrag rygg komfort 42,5 cm mörkgrå	62898-60
	Överdrag rygg komfort 45 cm mörkgrå	62899-60
	Överdrag rygg komfort 47,5 cm mörkgrå	62900-60
	Överdrag rygg komfort 50 cm mörkgrå	62901-60

Armstöd




Pos	Benämning	Art Nr	Pos	Benämning	Art Nr
1	Armstöd Next kort hö L 246	26211-1	1, 11-16	Armstöd Next lågt kort kompl hö.....	26289-1
	Armstöd Next kort vä L 246	26211-2		Armstöd Next lågt kort kompl vä.....	26289-2
	Armstöd Next lång hö L 376	26212-1		Armstöd Next lågt långt kompl hö.....	26290-1
	Armstöd Next lång vä L 376	26212-2		Armstöd Next lågt långt kompl vä	26290-2
2	Skruv MC6LS 6x14 SW=5 svkr	11539	11	Skruv M6 x 10 MC6S	11022
3	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058	12	Skruv M5 x 10 MF6S	11238
4	Låsspak armstöd Next	50882	13	Fyrkantsmutter hög M6 svkr.....	12058
5	Bricka 5,5x18x2 svkr	13056	14	Bygel armstöd Next	26287-01
6	Skruv PTKX 50x12 svkr	11538	15	Skyddsskiva Next låg hö	26288-1
7	Skyddsskiva Next hö	50883	16	Profil armstöd undre Next låg	81417
	Skyddsskiva Next vä	50884			
8	Profil armstöd undre Next	81334			
1-8	Armstöd Next kort hö kompl	81201			
	Armstöd Next kort vä kompl	81202			
	Armstöd Next lång hö kompl	81203			
	Armstöd Next lång vä kompl	81204			
9	Armstödsdyna polstrad kort Dartex	62282-63			
	Armstödsdyna polstrad kort mörkgrå	62282-60			
	Armstödsdyna polstrad lång Dartex	62283-63			
	Armstödsdyna polstrad lång mörkgrå	62283-60			
	Armstödsdyna gel kort kompl Dartex	26240-63			
	Armstödsdyna gel kort kompl mörkgrå	26240-60			
	Armstödsdyna gel lång kompl Dartex	26241-63			
	Armstödsdyna gel lång kompl mörkgrå	26241-60			

Armstödsdyna




Pos	Benämning	Art Nr
1	Armstödsdyna bred och mjuk kompl	26873
2	Fäste armstödsplatta mjuk dyna	26871-1
3	Skruv M 5x 16 MF6S svkr 8.8	11571
4	Vred M 6x 30	82033
5	Armstödsplatta Vipp/Lett std 80x410 mm B40-53	403173

Armstödsdyna Hemi




Pos	Benämning	Art Nr
1-7	Armstöd hemi Cross/Next hö för armstöd Next 81203	25770-60-1
	Armstöd hemi Cross/Next vä för armstöd Next 81204	25770-60-2
1	Armstödsdyna Hemi	62910-60
2	Fäste armstöd hemi hö	27265-1
	Fäste armstöd hemi vä	27265-2
3	Vridplatta hö	27280-1
	Vridplatta vä	27280-2
4	Inställningsbult M10x1 Wiberger GN617.1 Form A	82338
5	Skruv M 6x 25 MF6S svkr esloc	11430
6	Skruv M 5x 20 MF6S svkr	11526
7	Vred M 6x 30	82033

Bord




Pos	Benämning	Art Nr
1-2	Bord 45 cm för stol 35 cm kompl.....	24417
	Bord 47,5 cm för stil 37,5 cm kompl.....	25187
	Bord 50 cm för stol 40 cm kompl.....	24418
	Bord 52,5 cm för stol 42,5 cm kompl.....	25188
	Bord 55 cm för stol 45 cm kompl.....	24419
	Bord 57.5 cm för stol 47.5 cm kompl	25731
	Bord 60 cm för stol 50 cm kompl.....	24601
2	Fixeringsband bord 27,5-50 cm	62103

Hemibord




Pos	Benämning	Art nr
2	Armstödsdyna kort hemibord	81631
	Armstödsdyna lång hemibord	81632
3	Halkskydd hemibord 35-40 cm	81633
	Halkskydd hemibord 42,5-50.....	81634
1-2	Hemibord 45 cm för stol 35 cm kort armstödsdyna kompl	26556
	Hemibord 47.5 cm för stol 37.5 kort armstödsdyna kompl	26557
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm kort armstödsdyna kompl	26558
	Hemibord 52.5 cm för stol 42.5 kort armstödsdyna kompl	26559
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm kort armstödsdyna kompl	26560
	Hemibord 57.5 cm för stol 47.5 kort armstödsdyna kompl	26561
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm kort armstödsdyna kompl	26562
	Hemibord 45 cm för stol 35 cm lång armstödsdyna kompl	26563
	Hemibord 47.5 cm för stol 37.5 lång armstödsdyna kompl	26564
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm lång armstödsdyna kompl	26565
	Hemibord 52.5 cm för stol 42.5 lång armstödsdyna kompl	26566
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm lång armstödsdyna kompl	26567
	Hemibord 57.5 cm för stol 47.5 lång armstödsdyna kompl	26568
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm lång armstödsdyna kompl	26569

Tippskydd




Pos	Benämning	Art Nr
1-3	Tippskydd Next 22-24 kompl	25969
	Tippskydd Next 20 kompl	26132
2	Låsmutter M 6	12017
3	Skruv M 6x40 MC6S 10.9 fzb	11229
2-7	Tippskydd teleskoperande 20-26" kompl	26895
5	Skruv M 5x 55 MC6S 12.9 svkr DIN 912	11397
6	Låsmutter M 5 kupol svkr	12042
7	Hjul 40/5.2/12 tippskydd svart 40x09x05 pa6 sv	80727

Ekerskydd




Pos	Benämning	Art nr
1	Monteringssats ekerskydd, 6 st buntband	26276
1-2	Ekerskydd 20" grå tryck	25502-28
	Ekerskydd 20" gult tryck	25502-29
	Ekerskydd 22" grå tryck	25503-28
	Ekerskydd 22" gult tryck	25503-29
	Ekerskydd 24" grå tryck	25504-28
	Ekerskydd 24" gult tryck	25504-29

Vårdarbroms




Pos	Benämning	Art Nr
1-5	Vårdarbroms Next.....	27415
1	Bromshandtag Next.....	81804
2	Vajerpaket vårdarbroms Next.....	81939
3	Skruv M5X14 MC6S 8.8 fzb.....	11224
4	Bromsmekanism vårdarbroms Next.....	82398
5	Bricka BRB 5,3 fzb.....	13017
6	Vajerlås bromshandtag 100 mm 10 pack.....	82854
	Vajerlås bromshandtag 75 mm 10 pack.....	82855

Höftbälte





Pos	Benämning	Art Nr
1	Höftbälte Next kompl	26273

Huvudstöd




Pos	Benämning	Art Nr
1-11	Huvudstöd mod 1 Dartex 26x14 cm inkl stag med två leder exkl fäste	24462-63
	Huvudstöd mod 1 mörkgrå 26x14 cm inkl stag med två leder exkl fäste ..	24462-60
1	Skruv M 5x 16 MRX svkr	112413
2	Bricka M10 IZ DIN 6798/A2	13019
3	Distans D20 d8.5 L16 svkr	20197
4	Huvudstödsdyna Dartex	24470-63
	Huvudstödsdyna Crossrygg 2 mörkgrå	24470-60
5	Högrör huvudstöd Cross	24472
6	Fästdel huvudstöd Cross u svm	24473
7	Fästdel huvudstöd Cross m svm	24474
8	Fästöra huvudstöd Cross u svm	24475
9	Fästöra huvudstöd Cross m svm	24476
10	Vred M 8x30 65 mm svart	80123
11	Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	25795
12	Ryggbeslag huvudstöd ryggdyna kompl sats	406256

Huvudstöd




Pos	Benämning	Art nr
A	Huvudstöd mod 2 med sidor Dartex stag 45 gr	405766
1	Huvudstöd mod 2 med sidor exkl stag och fästelement 320x170 mm inv 240 mm Dartex	405753
4	Stag huvudstöd djupreg kompl	406262
6	Stag hrb huvudstöd 45 gr	406255
B	Huvudstöd mod 2 m sidor sidof Dartex stag 45 gr sidoförskjutbart	405767
1	Huvudstöd mod 2 med sidor exkl stag och fästelement 320x170 mm inv 240 mm Dartex	405753
2	Stag huvudstöd djupreg kompl för sidoförskjutning Vipp/Lett exkl fästelement	400261
6	Stag hrb huvudstöd 45 gr	406255
C	Huvudstöd mod 3 formad Dartex stag 45 gr	405761
3	Huvudstöd mod 3 formad exkl stag och fästelement 250x140 mm Dartex	405751
4	Stag huvudstöd djupreg kompl	406262
6	Stag hrb huvudstöd 45 gr	406255
7	Stag hrb huvudstöd 90 gr	400260
8	Stag hrb huvudstöd svanhals Vipp/Lett exkl fästelement.....	400262
9	Ryggbeslag huvudstöd ryggdyna kompl sats	406256
10	Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	25795

Käpphållare Universal



Pos	Benämning	Art nr
1-7	Käpphållare universal.....	27327
1	Fästplåt käpphållare.....	82390
2	Käpphållare M100.....	50866
3	Resårband Cross svart.....	80621
4	Skruv M6 x 40 MC6S 10,9 fzb.....	11229
5	Skruv M6 x 12 MC6S 8,8 fzb.....	11577
6	Bricka 6,4 x 14 x 1,5.....	13058
7	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb.....	12017

Vinkelbegränsning



Pos	Benämning	Art nr
1	Vinkelbegränsning.....	27791