


Etac Cross 5


Reservdelslista svensk



75168.31 2025-01-09



Etac Cross 5



Etac Cross 5 XL



Etac Cross 5 Active

Innehåll

Innehåll	Sida
Gavel	3
Kryss	4
Crossrygg 3A	5-7
Ryggrör för separat ryggsystem, ECS (Crossrygg 2)	8
Fastrygg med fasta körhandtag	9
Crossrygg 2B	10
Körbygel	11
Tvärstag	12
Benstöd	13
Vinkelreglerbart benstöd mod 1/ alt. Flip-up	14
Vinkelreglerbart benstöd mod 3	15
Amputationsbenstöd	16
Gipsbenstöd	17
Fotstöd	18-20
Hel fotplatta	21
Broms	22
Drivhjul	23-25
Vårdarbroms	26-27
Vårdarbroms, fastrygg med fasta körhandtag	28
Enarmsdrift	29
Däck och slang	30-31
Drivring	32-33
Länkhjul	34-35
Breddningssats	36
Sitsklädsel/Sitsförlängare Crossrygg 3A	37
Hård sits	38

Ryggklädsel Crossrygg mod. 2	39
Ryggklädsel Crossrygg 3A	40
Ryggklädsel Crossrygg 2B	41
Ryggklädsel fast rygg	42
Ryggöverdrag Crossrygg mod. 2	43
Ryggöverdrag Crossrygg 3A	44-46
Ryggöverdrag Crossrygg 2B	47
Armstöd	48-49
Sidoskydd	50
Stängskärm	51
Lårstöd komplett	52
Bålstöd Crossrygg 3A	53-54
Bord	55
Hemibord	56
Hemibord/Kommunikation halvt	57
Tippskydd	58-60
Ekerskydd	61
Tetra quickrelease adapter	62
Käpphållare	63
Huvudstöd	64
Droppstativ	65

Gavlar



Cross 5
Cross 5 XL

Pos.	Benämning	Art. nr.
1,9-11	Gavel Cross 5 kort hö	27520-xx-1
	Gavel Cross 5 kort vä	27520-xx-2
	Gavel Cross 5 lång hö	27521-xx-1
	Gavel Cross 5 lång vä	27521-xx-2
2,9-11	Gavel Cross 5 aktiv kort hö	27680-01-1
	Gavel Cross 5 aktiv kort vä	27680-01-2
	Gavel Cross 5 aktiv lång hö	27681-01-1
	Gavel Cross 5 aktiv lång vä	27681-01-2
3	Navhylsa M100 D12	20024
4	Camberbricka yttre 2°	82567
	Camberbricka yttre 0°	82569
5	Camberbricka inre 2°	82568
	Camberbricka inre 0°	82570

Cross 5
Cross 5 XL

6	Distans låg stol drivhjul Cross 5 för montering i G-rad	82588
7	Schnorrbricka 17x24x1.3 fzb	13084
8	Mutter M16x1 NV 24 B8 fzb	12052
9	Låsmutter M 6 svkr DIN 985-6	12035
10	Armstödsfäste Cross/ Transit	25535
11	Skruv M6x20 MC6S 8.8 svart	11392
12	Trådbygel tippskydd Cross 5	82571
13	Bättringsfärg	80517-xx


Cross 5
Cross 5 XL

Cross 5
Cross 5 XL

Färgkoder ramar:

01=matt svart, 92=vit, 93=mörkblå


Kryss



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Spårryttare RSM 4 rfr	13054	●	●
2	Ledhylsa 5/6/1,5 PA	50285	●	●
3	Axel krysspinnne Cross	20507	●	●
1-3, 5-6, 16-18	Monteringssats kryssdelspaket	25765	●	●
4	Krysspinnne 35 cm	25148	●	
	Krysspinnne 37,5 cm	25149	●	
	Krysspinnne 40 cm	25150	●	
	Krysspinnne 42,5 cm	25151	●	
	Krysspinnne 45 cm	25152	●	
	Krysspinnne 47,5 cm	25725	●	●
	Krysspinnne 50 cm	25451	●	●
	Krysspinnne 52,5 cm	26035		●
	Krysspinnne 55 cm	26036		●
	Krysspinnne 57,5 cm	26037		●
	Krysspinnne 60 cm	26899		●
5	Ändstopp sitsrör	50406	●	●
6	Skruv B 8x16 FXS svkr	11401	●	●
7	Skruv M 6x 55 MC6S 12.9 svkr	11351	●	●
8	Kryssledsbricka Cross	20383	●	●
9	Bricka D20 d6,4 t=3,5	51028	●	●
10	Kupolmutter M 6 nylonlås svkr DIN 986	12005	●	●
11	Skruv M 5x 35 MC6S 12.9 fzb	11290	●	●
12	Ledhylsa 5/6/1,5 PA	50285	●	●
13	Låsmutter M 5 svkr DIN 985-6	12036	●	●

4-15	Kryss kort 35 cm kompl mod 4	27832-01	●	
	Kryss kort 37,5 cm kompl mod 4	27833-01	●	
	Kryss kort 40 cm kompl mod 4	27834-01	●	
	Kryss kort 42,5cm kompl mod 4	27835-01	●	
	Kryss kort 45 cm kompl mod 4	27840-01	●	
	Kryss kort 47,5 cm kompl mod 4	27841-01	●	●
	Kryss kort 50 cm kompl mod 4	27842-01	●	●
	Kryss kort 52,5cm kompl mod 4	27843-01		●
	Kryss kort 55cm kompl mod 4	27844-01		●
	Kryss kort 57,5 cm kompl mod 4	27845-01		●
	Kryss kort 60 cm kompl mod 4	27846-01		●
	Kryss lång 35 cm kompl mod 4	27836-01	●	
	Kryss lång 37,5 cm kompl mod 4	27837-01	●	
	Kryss lång 40 cm kompl mod 4	27838-01	●	
	Kryss lång 42,5 cm kompl mod 4	27839-01	●	
	Kryss lång 45 cm kompl mod 4	27847-01	●	
	Kryss lång 47,5 cm kompl mod 4	27848-01	●	●
	Kryss lång 50 cm kompl mod 4	27849-01	●	●
	Kryss lång 52,5 cm kompl mod 4	27850-01		●
	Kryss lång 55 cm kompl mod 4	27851-01		●
	Kryss lång 57,5 cm kompl mod 4	27852-01		●
	Kryss lång 60 cm kompl mod 4	27853-01		●
16	Skruv M 6x 25 MC6S svkr esloc 8.8 DIN 912	11636	●	●
17	Bricka 25x10x1.5 sv PA	50281	●	●
18	Ledhylsa	20322	●	●


Crossrygg 3A



Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Skruv M8x30 M6S fzb	11363
2	Skruv M8 x 55 M6S svkr	11432
3	Transportfäste Cross 5 hö Crossrygg 3A	82573
	Transportfäste Cross 5 vä Crossrygg 3A	82574
4	Låsmutter M8 DIN 985 fzb	12051

Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●

Crossrygg 3A forts.



Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●


Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Ledbussning rygg mod 3	82504
2	Ryggchassi Cross 6 hö	83290-1
	Ryggchassi Cross 6 vä	83290-2
3	Mutter T-spår rygg Cross mod 3	20028
4	Excenter ryggchassi	83291

5	Fjädderring M6 vågad fzb	13113
6	Skruv M6x20 MC6S 12.9 sv	11684

Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●

Ryggrör för separat ryggsystem, ECS (crossrygg 2)


Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051	●	●
2	Skruv M8x1x30 10.9 Dy960/961	11363	●	●
3	Skruv M8x1x55 M6S 10.9 svkr	11432	●	●
4	Transportfäste Cross 5 hö	82573	●	●
	Transportfäste Cross 5 vä	82574	●	●
5	Ledstöd rygg Cross	20319	●	●
6	Ändpropp 25-21/23 R12.5 vit	50248	●	●
7	Ryggrör svart	25593-01	●	●
8	Etikett höjjustering	71851	●	●
9	Skruv M 6x 22 MC6S 8.8 fzb	11012	●	●
10	Bricka BRB 6.4x10x1.5 fzb	13080	●	●
11	Ryggskena 6063A-T6	80851	●	●
12	Täckkåpa hö	50405	●	●
	Täckkåpa vä	50407	●	●
13	Fyrkantsmutter hög M6 svkr	12058	●	●
6-13	Ryggrör förmonterad hö	25609-01-1	●	●
	Ryggrör förmonterad vä	25609-01-2	●	●
14	Fäste körhandtag kompl	25676	●	●
15	Bricka BRB M6 svkr	13030	●	●
16	Skruv M6x30 MC6S 8.8 svkr esl	11398	●	●
17	Körhandtag hrb	27298	●	●
18	Handtagsklädsel	82221	●	●
19	Skruv B8x16	11041	●	●
17-19	Körhandtag hrb Cross std	27338-01	●	●



Fastrygg med fasta körhandtag


Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Ledstöd rygg Cross	20319
2	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051
3	Skruv M8x1x30 10.9 Dy960/961	11363
4	Skruv M8x55x1 M6S 10.9 svkr	11432
5	Transportfäste Cross 5 hö	82573
	Transportfäste Cross 5 vä	82574
6	Ryggrörsfäste Cross	26571-01
7	Låsmutter M5 M6MF fzb	12060
8	Ryggrör med körhandtag Twin	27344-01
9	Skruv M 5x 30 M6S fzb	11403
10	Skruv B 8x16 RTS fzb st 4.2	11041
11	Handtagsklädsel std	82221
12	Skruv M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208

	Cross 5	Cross 5 XL
1	●	
2	●	
3	●	
4	●	
5	●	
6	●	
7	●	
8	●	
9	●	
10	●	
11	●	
12	●	




Crossrygg 2B

Pos.	Benämning	Art. nr.		
1	Ryggrörsfäste B2B kpl	28366-01	●	
2	Skruv M 5x 30 M6S fzb	11403	●	
3	Låsmutter M 5 sv DIN 985-6	12060	●	
4	Ryggrör låg			
	Ryggrör hög			
4-7	Ryggrör med körhandtag B2B låg inkl handtagsklädsel	28378	●	
	Ryggrör med körhandtag B2B hög inkl handtagsklädsel	28379	●	
5	Skruv B 8x16 RTS fzb st 4.2	11041	●	
6	Handtagsklädsel L80	28364	●	
7	Ändavslutning svart	51174	●	




Körbygel



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Körbygel hrb 32.5 cm rygg 3A 35 cm kompl	27433-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 35 cm rygg 3A 37.5 cm kompl	25578-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 37.5 cm rygg 3A 40 cm kompl	25579-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 40 cm rygg 3A 42.5 kompl	25580-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 42.5 cm rygg 3A 45 cm kompl	25581-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 45 cm rygg 3A 47.5 cm kompl	25582-01	●	
	Körbygel hrb Cr rygg2 47.5 cm rygg 3A 50 cm kompl	25730-01	●	
	Körbygel hrb Cross XL 45 cm rygg 3A 47.5 cm kompl	27434-01		●
	Körbygel hrb Cross XL 47.5 cm rygg 3A 50 cm kompl	26063-01		●
	Körbygel hrb Cross XL 50 cm rygg 3A 52.5 cm kompl	26064-01		●
	Körbygel hrb Cross XL 52.5 cm rygg 3A 55 cm kompl	26068-01		●
	Körbygel hrb Cross XL 55 cm rygg 3A 57.5 cm kompl	26069-01		●
	Körbygel hrb Cross XL 57.5 cm rygg 3A 60 cm kompl	26070-01		●

Tvärstag




	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		●

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Tvärstag 32.5 cm. Rygg 3A 35 cm kompl	27431	●	
	Tvärstag Cr rygg 2 35 cm. Rygg 3A 37.5 kompl	25610	●	
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 37.5 cm. Rygg 3A 40 cm kompl	25611	●	
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 40 cm. Rygg 3A 42.5 cm kompl	25612	●	
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 42.5 cm. Rygg 3A 45 cm kompl	25613	●	
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 45 cm. Rygg 3A 47.5 cm kompl	25614	●	●
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 47.5 cm. Rygg 3A 50 cm kompl	25739	●	●
	Tvärstag Cr rygg 2/M100 50 cm. Rygg 3A 52.5 cm kompl	25615		●
	Tvärstag Cr rygg 2 52.5 cm. Rygg 3A 55 cm kompl	26030		●
	Tvärstag Cr rygg 2 55 cm. Rygg 3A 57.5 cm kompl	26031		●
	Tvärstag Cr rygg 2 57,5 cm. Rygg 3A 60 cm kompl.	26032		●

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
		●


2	Tvärstag 3A 35 cm kompl mod 4	28114	●	
	Tvärstag 3A 37,5 cm kompl mod 4	28115	●	
	Tvärstag 3A 40 cm kompl mod 4	28116	●	
	Tvärstag 3A 42,5 cm kompl mod 4	28117	●	●
	Tvärstag 3A 45 cm kompl mod 4	28118	●	●
	Tvärstag 3A 47,5 cm kompl mod 4	28695	●	●
	Tvärstag 3A 50 cm kompl mod 4	28696	●	●
	Tvärstag 3A 52,5 cm kompl mod 4	28697	●	●
	Tvärstag 3A 55 cm kompl mod 4	28698	●	●
	Tvärstag 3A 57,5 cm kompl mod 4	28699	●	●
	Tvärstag 3A 60 cm kompl mod 4	28700		●

Benstöd



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Ändavslutning SFL 20 sv	50287	●	●
2	Ändavslutning 16x1 svart	50240	●	●
3	Vingmutter M6	80847	●	●
4	Skruv M6x30 M6S 8.8 fzb DIN 931	11555	●	●
1-5	Benstöd snäv vinkel matt svart	25570-01	●	●
	Benstöd vid vinkel matt svart	25574-01	●	●
	Benstöd kort snäv vinkel matt svart	25571-01	●	
2-5	Benstöd snäv vinkel kort lb	25572-01	●	
	Benstöd snäv vinkel lb	25573-01	●	
	Benstöd vid vinkel lb	25575-01	●	●

Vinkelreglerbart benstöd mod 1/alt. Flip up




	Cross 5	Cross 5 XL
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●
1-7	●	●
8		
9a	●	●
10	●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Bricka NB6x16x1.0 svkr	13034
2	Ledskydd benstöd vrb	62176
3	Skruv M6x40 MVBF fzb	11234
4	Distans benstöd vrb	20414
5	Vred VN 510 43 M6 inv gänga	80488
6	Skruv M6x30 M6S 8.8 fzb	11555
7	Vingmutter M6	80847
1-7	Benstöd vrb svart mod 2	25660-01
8	Se fotstödssidan	
9a	Dynkonsol benstöd vrb	24446-01
10	Mutter M6M M8 fzb	12006

11	Stjärnratt 60x22 M8x32 svart	80295
12	Ratt 40 M6x17 svart	80297
13	Dynhållare benstöd vrb svart	24421-01
14	Bricka 6.4x17x3 DIN7349	13052
9a-14	Dynkonsol benstöd vrb m hållare	24544-01
9b-14	Dynkonsol benstöd vrb Flip-Up m hållare	27322-01
15	Ratt R3015 M5x15	80807
15-16	Vadplatta benstöd vrb 35-37,5 cm	62105-60
	Vadplatta benstöd vrb 40-42,5 cm	62104-60
	Vadplatta benstöd vrb 45-47,5 cm	62484-60
	Vadplatta benstöd vrb 50-60 cm	62451-60
17	Överdrag vadplatta 35-37.5	62888-60
	Överdrag vadplatta 40-42.5	62889-60
	Överdrag vadplatta 45-47.5	62890-60
	Överdrag vadplatta 50-60	62906-60

	Cross 5	Cross 5 XL
11	●	●
12	●	●
13	●	●
14	●	●
9a-14	●	●
9b-14	●	●
15	●	●
15-16	●	
	●	
	●	●
	●	●
17	●	
	●	
	●	●
	●	●

Vinkelreglerbart benstöd mod 3




Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1-8, 10	Benstöd vrb kompl med vadplatta	26100	●	●
2	Skruv K40x14 PT-KX svkr	11419	●	●
3	Handtag vrb benstöd	50842	●	●
4	Ändavslutning 22x2	51020	●	●
5	Skruv M6 x 30 M6S 8,8 fzb DIN 931	11555	●	●
6	Vingmutter M6	80847	●	●
7	Fäste vadplatta vrb benstöd	26122	●	●

			Cross 5	Cross 5 XL
8	Vadplatta vrb benstöd	50844	●	●
9	Överdrag vadplatta vrb benstöd mörkgrå	62762-60	●	●
	Överdrag vadplatta vrb benstöd Dartex	62762-63	●	●
10	PUR-ring	50860	●	●
7-8, 10	Vadplatta kompl vrb benstöd	26136	●	●
1-6	Benstöd vrb exkl vadplatta	27149	●	●

Amputationsbenstöd

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Ratt R3015 M5x15 S amput benstöd	80807	●	●
2	Bricka BRB 8.4/A2 rfr	13011	●	●
3	Skruv M 8x 35 MC6S fzb	11276	●	●
4	Låsrör amputationsbenstöd	25518-01	●	●
5	Stoppskruv M8x8 SK6SS svkr HRC 45	11388	●	●
6	Axel amputationsbenstöd kompl	25519-01	●	●
7	Dynkonsol amputationsbenstöd	80809	●	●
8	Fyrkantsmutter hög M8 fzb	12056	●	●
9	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå	62335-60	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd Dartex	62335-63	●	●
	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå hö	62452-60-1		●
	Stödplatta amputationsbenstöd mörkgrå vä	62452-60-2		●
	Stödplatta amputationsbenstöd dartex hö	62452-63-1		●
	Stödplatta amputationsbenstöd dartex vä	62452-63-2		●
10	Överdrag amp benstöd Cross mörkgrå	62893-60	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross Dartex	62893-63	●	●
	Överdrag amp benstöd Cross XL hö mörkgrå	62450-60		●
	Överdrag amp benstöd Cross XL hö Dartex	62450-63		●
	Överdrag amp benstöd Cross XL vä mörkgrå	62761-60		●
	Överdrag amp benstöd Cross XL vä Dartex	62761-63		●
11	Insexnyckel NV4 DIN 911	80141	●	●
12	Insexnyckel Nv6 180 mm	82625	●	●




1-12	Amputationsbenstöd kompl mörkgrå plysch	25516-60	●	
	Amputationsbenstöd kompl Dartex	25516-63	●	
	Amputationsbenstöd Cross XL hö kompl mörkgrå plysch	26210-60-1		●
	Amputationsbenstöd Cross XL vä kompl mörkgrå plysch	26210-60-2		●
	Amputationsbenstöd Cross XL hö kompl Dartex	26210-63-1		●
	Amputationsbenstöd Cross XL vä kompl Dartex	26210-63-2		●


Gipsbensbenstöd

Pos.	Benämning	Art. nr.
1-9	Gipsbenstöd höger	27417-1
	Gipsbenstöd vänster	27417-2
1	Gipsbenstöd	
2	Dyna Gipsbenstöd kpl	82520
3	Ändavslutning	50287
4	Dynkonsol benstöd vrb	24446-01
5	Mutter	12006
6	Stjärnratt 60x22 M 8x32 svart	80295
7	Ratt 40 M6x17 svart	80297
8	Dynhållare benstöd vrb svart	24421-01
9	Bricka 6.4x17x3 DIN 7349	13052
4-9	Dynkonsol benstöd vrb Cross m hållare svart	24544-01

Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●




Fotstöd



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Skruv M6x25 MC6S 8.8 fzb	11033	●	●
2	Låsblock fotplatta	20324	●	●
3	Infästningsrör fotplatta xkort c/c 15 mm svart	82603	●	
	Infästningsrör fotplatta kort c/c 15 mm svart	81999	●	
	Infästningsrör fotplatta std c/c 15 mm svart	81997	●	●
	Infästningsrör fotplatta lång c/c 15 mm svart	81998	●	●
4	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017	●	●
5	Fjäder fotplatta plast	80619	●	●
6	Skruv K40x8 PT-KX PHIL WN 1442 fzb	11344	●	●


Fotstöd forts.

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
7	(Fotplatta med infästningsrör std 25 cm, 81997)			
	Fotplatta std 35 cm hö	25641-1	●	
	Fotplatta std 35 cm vä	25641-2	●	
	Fotplatta std 37,5 cm hö	25642-1	●	
	Fotplatta std 37,5 cm vä	25642-2	●	
	Fotplatta std 40 cm hö	25643-1	●	
	Fotplatta std 40 cm vä	25643-2	●	
	Fotplatta std 42,5 cm hö	25644-1	●	
	Fotplatta std 42,5 cm vä	25644-2	●	
	Fotplatta std 45 cm hö	25645-1	●	
	Fotplatta std 45 cm vä	25645-2	●	
	Fotplatta std 47,5 hö	25736-1	●	●
	Fotplatta std 47,5 vä	25736-2	●	●
	Fotplatta std 50-60 cm hö	25646-1	●	●
	Fotplatta std 50-60 cm vä	25646-2	●	●
7	(Fotplatta med kort infästningsrör -8 cm, 81999)			
	Fotplatta kort 35 cm hö	25653-1	●	
	Fotplatta kort 35 cm vä	25653-2	●	
	Fotplatta kort 37,5 cm hö	25654-1	●	
	Fotplatta kort 37,5 cm vä	25654-2	●	
	Fotplatta kort 40 cm hö	25655-1	●	
	Fotplatta kort 40 cm vä	25655-2	●	
	Fotplatta kort 42,5 cm hö	25656-1	●	
	Fotplatta kort 42,5 cm vä	25656-2	●	
	Fotplatta kort 45 cm hö	25657-1	●	
	Fotplatta kort 45 cm vä	25657-2	●	
	Fotplatta kort 47,5 cm hö	25738-1	●	
	Fotplatta kort 47,5 cm vä	25738-2	●	
	Fotplatta kort 50-60 cm hö	25658-1	●	
	Fotplatta kort 50-60 cm vä	25658-2	●	



			Cross 5	Cross 5 XL
7	(Fotplatta med långt infästningsrör +10 cm, 81998)			
	Fotplatta lång 35 cm hö	25647-1	●	
	Fotplatta lång 35 cm vä	25647-2	●	
	Fotplatta lång 37,5 cm hö	25648-1	●	
	Fotplatta lång 37,5 cm vä	25648-2	●	
	Fotplatta lång 40 cm hö	25649-1	●	
	Fotplatta lång 40 cm vä	25649-2	●	
	Fotplatta lång 42,5 cm hö	25650-1	●	
	Fotplatta lång 42,5 cm vä	25650-2	●	
	Fotplatta lång 45 cm hö	25651-1	●	
	Fotplatta lång 45 cm vä	25651-2	●	
	Fotplatta lång 47,5 cm hö	25737-1	●	●
	Fotplatta lång 47,5 cm vä	25737-2	●	●
	Fotplatta lång 50-60 cm hö	25652-1	●	●
	Fotplatta lång 50-60 cm vä	25652-2	●	●
8	Fotplatta breddad 52,5-60 cm kompl	28443		●


Fotstöd forts.



Pos.	Benämning	Art. nr.
1-6	Förlängning fotplatta S	28774
	Förlängning fotplatta M hö	28775-1
	Förlängning fotplatta M vä	28775-2
	Förlängning fotplatta L hö	28776-1
	Förlängning fotplatta L vä	28776-2
1	Förlängning fotplatta S	
	Förlängning fotplatta M hö	
	Förlängning fotplatta M vä	
	Förlängning fotplatta L hö	
	Förlängning fotplatta L vä	
2	Stopplack armstöd	80661
3	Skruv M5x14 MF6S Zn8/P esloc	11237
4	Styrning fotplatta hel	83421
5	Låsmutter M5 kupol fzb	12168
6	Skruv M5x12 K6S 10.9 fzb	11208
7	Sidoskydd fotplatta	83420


	Cross 5	Cross 5 XL
1-6	●	●
1	●	●
2	●	●
3	●	●
4	●	●
5	●	●
6	●	●
7	●	●

Hel fotplatta



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Fotplatta hel kompl 35-37,5 cm	25936	●	
	Fotplatta hel kompl 40-50 cm	25937	●	●
	Fotplatta hel kompl 50-60 cm	26853	●	●
1	Fotplatta hel 35-37,5 cm	81130	●	
	Fotplatta hel 40-50 cm	81131	●	●
	Fotplatta hel 50-60 cm	81993	●	●
2	Skruv B 6 3.5x9.5 FXS	11384	●	●
3	Skruv M 5x 20 MF6S	11526	●	●
4	Låsdetalj fotplatta hel kompl 35-37,5 cm	25931	●	
	Låsdetalj fotplatta hel kompl 40-50 cm, 50-60 cm	25932	●	●
5	Infästningsrör hel fotplatta vä	25934	●	●
6	Infästningsrör hel fotplatta hö	25935	●	●
7	Ändstycke hel fotplatta	50830	●	●

Broms

[illegible]

9	Ändavslutning broms vinklad röd	51012
10	Bromsspaksförlängare kompl	25515
1-8, 10	Broms Cross med förlängt handtag fällbar hö	27530-1
	Broms Cross med förlängt handtag fällbar vä	27530-2
11	Bromshandtag vinklat kompl sats röd	27574
	Bromshandtag vinklat kompl sats svart	25537
1-8, 11	Broms med vinklat svart handtag hö	27532-1
	Broms med vinklat svart handtag vä	27532-2
12	Enhandsbroms Cross/Twin kompl hö	27531-1
	Enhandsbroms Cross/Twin kompl vä	27531-2

Drivhjul 20", 22" (C5)

			Cross 5	Cross 5 XL				Cross 5	Cross 5 XL
Pos.	Benämning	Art. nr.							
	20" Drivhjul								
1	Drivhjul 20" C5 högtryck u drivring exkl axel	28420	●	●	1	Drivhjul 22" C5 högtryck u drivring exkl axel	27546	●	●
	Drivhjul 20" C5 högtryck/alu exkl axel	28474	●	●		Drivhjul 22" C5 högtryck/alu exkl axel	27547	●	●
	Drivhjul 20" C5 högtryck/cellgummi exkl axel	28475	●	●		Drivhjul 22" C5 högtr/cellgummi exkl axel	27548	●	●
	Drivhjul 20" C5 högtryck/plastad exkl axel	28476	●	●		Drivhjul 22" C5 högtryck/plastad exkl axel	27549	●	●
	Drivhjul 20" C5 högtryck/rfr exkl axel	28477	●	●		Drivhjul 22" C5 högtryck/rfr exkl axel	27550	●	●
	Drivhjul 20" C5 massivt u drivring exkl axel	27541	●	●		Drivhjul 22" C5 massivt exkl axel	27551	●	●
	Drivhjul 20" C5 massivt/alu grå exkl axel	27542	●	●		Drivhjul 22" C5 massivt/alu exkl axel	27552	●	●
	Drivhjul 20" C5 massivt/cellgummi exkl axel	27543	●	●		Drivhjul 22" C5 massivt/cellgummi exkl axel	27553	●	●
	Drivhjul 20" C5 massivt/plastad exkl axel	27957	●	●		Drivhjul 22" C5 massivt/plastad exkl axel	27554	●	●
	Drivhjul 20" C5 massivt/rfr exkl axel	27544	●	●		Drivhjul 22" C5 massivt/rfr exkl axel	27555	●	●
	Drivhjul 20" C5 u däck slang drivring exkl axel	27545	●	●	1	Drivhjul 22" C5 u däck slang drivring exkl axel	27556	●	●
	Drivhjul 20" C5 massiv innerslang/rfr	27683	●	●		Drivhjul 22" C5 massiv innerslang/rfr	27687	●	●
	Drivhjul 20" C5 massiv innerslang/cellgummi	27684	●	●		Drivhjul 22" C5 massiv innerslang/cellgummi	27688	●	●
	Drivhjul 20" C5 massiv innerslang/plastad	27685	●	●		Drivhjul 22" C5 massiv innerslang/plastad	27689	●	●
	Drivhjul 20" C5 massiv innerslang utan drivring exkl axel	27686	●	●		Drivhjul 22" C5 massiv innerslang utan drivring exkl axel	27690	●	●
	Drivhjul 20 C5 matt nav högtr/utan drivring exkl axel	28478	●	●		Drivhjul 22 C5 matt nav högtr/utan drivring exkl axel	28080	●	●
	Drivhjul 20 C5 matt nav högtr/ plastad exkl axel	28479	●	●		Drivhjul 22 C5 matt nav högtr/plastad exkl axel	28081	●	●
	Drivhjul 20 C5 matt nav högtr/rfr exkl axel	28480	●	●		Drivhjul 22 C5 matt nav högtr/rfr exkl axel	28082	●	●
	Drivhjul 20 C5 matt nav mass/utan drivring exkl axel	28076	●	●		Drivhjul 22 C5 matt nav mass/utan drivring exkl axel	28083	●	●
	Drivhjul 20 C5 matt nav mass/plastad exkl axel	28077	●	●		Drivhjul 22 C5 matt nav mass/plastad exkl axel	28084	●	●
	Drivhjul 20 C5 matt nav mass/rfr exkl axel	28078	●	●		Drivhjul 22 C5 matt nav mass/rfr exkl axel	28085	●	●
	Drivhjul 20 C5 matt nav u däck/slang drivring exkl axel	28079	●	●		Drivhjul 22 C5 matt nav u däck slang drivring exkl axel	28086	●	●

Drivhjul 24", 26" (C5)

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	24" Drivhjul			
	Drivhjul 24 C5 högtryck utan drivring svart exkl axel	28860	●	●
	Drivhjul 24 C5 högtr/alu svart exkl axel	28861	●	●
	Drivhjul 24 C5 högtr/cellgummi svart exkl axel	28862	●	●
	Drivhjul 24 C5 högtr/plastad svart exkl axel	28863	●	●
	Drivhjul 24 C5 högtr/rfr svart exkl axel	28864	●	●
	Drivhjul 24 C5 högt/titan svart exkl axel	28865	●	●
	Drivhjul 24 C5 högtr/alu Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28603	●	●
	Drivhjul 24 C5 högtr/cellg. Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28604	●	●
	Drivhjul 24 C5 högtr/plastad Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28605	●	●
	Drivhjul 24 C5 högtr/rfr Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28606	●	●
	Drivhjul 24 C5 högtr/titan Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28607	●	●
	Drivhjul 24 C5 högtr ex drivr Schwalbe Marathon Plus exkl axel	28608	●	●
	Drivhjul 24" C5 massivt u drivring exkl axel	27563	●	●
	Drivhjul 24" C5 massivt / alu exkl axel	27564	●	●
	Drivhjul 24" C5 massivt/ cellgummi exkl axel	27565	●	●
	Drivhjul 24" C5 massivt/ plastad exkl axel	27566	●	●
	Drivhjul 24" C5 massivt/ rfr exkl axel	28844	●	●
	Drivhjul 24" C5 massivt/ titan exkl axel	27568	●	●
	Drivhjul 24" C5 u däck slang drivring exkl axel	27569	●	●
	Drivhjul 24" C5 massiv innerslang/cellgummi	27692	●	●
	Drivhjul 24" C5 massiv innerslang/plastad	27693	●	●
	Drivhjul 24" C5 massiv innerslang utan drivring exkl axel	27694	●	●
	Drivhjul 24" C5 carbon/plastad exkl axel	82555	●	
	Drivhjul 24" C5 carbon/titan exkl axel	82534	●	
	Drivhjul 24 C5 matt nav högtr/ utan drivring exkl axel	28087	●	●

	Drivhjul 24 C5 matt nav högtr/ plastad exkl axel	28088	●	●
	Drivhjul 24 C5 matt nav högtr/ rfr exkl axel	28089	●	●
	Drivhjul 24 C5 matt nav mass/ utan drivring exkl axel	28090	●	●
	Drivhjul 24 C5 matt nav mass/ plastad exkl axel	28091	●	●
	Drivhjul 24 C5 matt nav mass/ rfr exkl axel	28092	●	●
	Drivhjul 24 C5 matt nav u däck slang drivring exkl axel	28093	●	●
	Drivhjul 24 carbon/titan/ med packning exkl axel	28095	●	
	26" Drivhjul			
	Drivhjul 26 C5 högtr/alu	27570	●	●
	Drivhjul 26 C5 högtr/rfr	27572	●	●
	Drivhjul 26 C5 halvmass/rfr	27992	●	●
	Drivhjul 26 C5 matt nav högtr/rfr exkl axel	28094	●	●
	Axlar			
	Axel QR D12 std stålnav Cross, Prio, Crissy	82483	●	●
	Axel QR D12 lättviktshjul	82581	●	●


Drivhjul 20", 22", 24", 25" (C6, Maxx)

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
	20" Drivhjul			
	Drivhjul 20 C6 högtr al Speedlite exkl axel	83908	●	●
	Drivhjul 20 C6 högtr rfr Speedlite exkl axel	83909	●	●
	Drivhjul 20 C6 högtr plastad Speedlite exkl axel	83884	●	●
	Drivhjul 20 C6 mass al exkl axel	83885	●	●
	Drivhjul 20 C6 mass rfr exkl axel	83910	●	●
	Drivhjul 20 C6 mass plastad exkl axel	83911	●	●
	22" Drivhjul			
	Drivhjul 22 C6 högtr al Speedlite exkl axel	83880	●	●
	Drivhjul 22 C6 högtr rfr Speedlite exkl axel	83906	●	●
	Drivhjul 22 C6 högtr plastad Speedlite exkl axel	83881	●	●
	Drivhjul 22 C6 mass al exkl axel	83882	●	●
	Drivhjul 22 C6 mass rfr exkl axel	83907	●	●
	Drivhjul 22 C6 mass plastad exkl axel	83883	●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
	24" Drivhjul			
	Drivhjul 24 C6 högtr al Speedlite exkl axel	83873	●	●
	Drivhjul 24 C6 högtr rfr Speedlite exkl axel	83874	●	●
	Drivhjul 24 C6 högtr plastad Speedlite exkl axel	83875	●	●
	Drivhjul 24 C6 mass al exkl axel	83876	●	●
	Drivhjul 24 C6 mass rfr exkl axel	83877	●	●
	Drivhjul 24 C6 mass plastad exkl axel	83878	●	●
	25" Drivhjul			
	Drivhjul 25 Maxx högtr hård al Trailblazer hö exkl axel	28964-1	●	●
	Drivhjul 25 Maxx högtr hård al Trailblazer vä exkl axel	28964-2	●	●
	Drivhjul 25 Maxx högtr plastad Trailblazer hö exkl axel	28965-1	●	●
	Drivhjul 25 Maxx högtr plastad Trailblazer vä exkl axel	28965-2	●	●
	Axlar			
2	QR-axel D12,7x110	83872	●	●


Drivhjul med vårdarbroms

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	20" Drivhjul			
	Drivhjul vårdarbr 20 mass/alu	81337	●	●
	Drivhjul 20 vårdarbroms massiv innerslang/rfr	27695	●	●
	Drivhjul 20 vårdarbroms massiv innerslang/cellgumm	27696	●	●
	Drivhjul 20 vårdarbroms massiv innerslang/plastad	27697	●	●
	Drivhjul 20 vårdarbroms massiv innerslang utan	27698	●	●
	Drivhjul 20 VB matt nav mass/ RFR	28097	●	●
	Drivhjul 20 VB matt nav mass/ utan drivring exkl axel	28096	●	●
	Drivhjul 20 VB matt nav lågtr/ RFR	28098	●	●
	Drivhjul 20 VB matt nav lågtr/ utan drivring exkl axel	28099	●	●
1	22" Drivhjul			
	Drivhjul vårdarbr 22 alu	81342	●	●
	Drivhjul vårdarbr 22 mass/alu	81339	●	●
	Drivhjul vårdarbr 22 mass/plastad	81340	●	●
	Drivhjul vårdarbr 22 mass/rfr	81341	●	●
	Drivhjul vårdarbr 22 plastad	81343	●	●
	Drivhjul vårdarbr 22 rfr	81344	●	●
	Drivhjul 22 vårdarbroms massiv innerslang/rfr	27255	●	●
	Drivhjul 22 vårdarbroms massiv innerslang/cellgumm	27699	●	●
	Drivhjul 22 vårdarbroms massiv innerslang/plastad	27700	●	●
	Drivhjul 22 vårdarbroms massiv innerslang utan	27701	●	●
	Drivhjul 22 VB matt nav mass/ utan drivring exkl axel	28100	●	●
	Drivhjul 22 VB matt nav mass/ plastad	28101	●	●
	Drivhjul 22 VB matt nav mass/ rfr	28102	●	●
	Drivhjul 22 VB matt nav högtr/ plastad	28103	●	●
	Drivhjul 22 VB matt nav högtr/ rfr	28104	●	●
	Drivhjul 22 VB matt nav högtr/ utan drivring exkl axel	28105	●	●




Drivhjul med vårdarbroms forts.

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	24" Drivhjul			
	Drivhjul vårdarbr 24 alu	81349	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/alu	81346	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/plastad	81347	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24 mass/rfr	81348	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24 plastad	81350	●	●
	Drivhjul vårdarbr 24 rfr	81351	●	●
	Drivhjul 24 vårdarbroms massiv innerslang/rfr	27256	●	●
	Drivhjul 24 vårdarbroms massiv innerslang/cellgumm	27702	●	●
	Drivhjul 24 vårdarbroms massiv innerslang/plastad	27703	●	●
	Drivhjul 24 vårdarbroms massiv innerslang utan	27704	●	●
	Drivhjul 24 VB matt nav mass/ utan drivring exkl axel	28106	●	●
	Drivhjul 24 VB matt nav mass/ plastad	28107	●	●
	Drivhjul 24 VB matt nav mass/ rfr	28108	●	●
	Drivhjul 24 VB matt nav högtr/ plastad	28109	●	●
	Drivhjul 24 VB matt nav högtr/ rfr	28110	●	●
	Drivhjul 24 VB matt nav högtr/ utan drivring exkl axel	28111	●	●
	26" Drivhjul			
	Drivhjul 26 VB halvmass/ rfr med packning exkl axel	28112	●	●
2-9	Monteringssats vårdarbroms Cross	27627	●	●
2-9, 11	VB sats C5 u drivhjul	27890	●	
	VB sats C5 XL u drivhjul	27891		●
2	Axel vårdarbroms	81325	●	●
3	Medbringare vårdarbroms	82566	●	●
4	Trumbroms Cross 5 hö	27590	●	●
	Trumbroms Cross 5 vä	27591	●	●
5	Skruv M 6x 55 MC6S	11351	●	●
6	Adapter broms 5 mm	51019	●	●



			Cross 5	Cross 5 XL
7	Låsmutter M 6 Zn8/P4 DIN 985-6	12035	●	●
8	Mutter M16x1 NV 24 B8 fzb	12052	●	●
9	Schnorrbricka 17x24x1.3 fzb	13084	●	●
11	Körhandtag hrb Cross VB 100 mm grepp	27625-01	●	
	Körhandtag hrb Cross XL VB 100 mm grepp	27626-01		●
12-13	Monteringssats vårdarbroms Cross 5/Cross 5 XL låg	27628	●	●
14	Vajerlås bromshandtag 100 mm 10 pack	82854	●	●
	Vajerlås bromshandtag 75 mm 10 pack	82855	●	●


Vårdarbroms, fastrygg med fasta körhandtag



Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Bromshandtag vårdarbroms	81804
2	Vajerpaket vrb Cross Twin Tran	81805
3	Skruv DG 5x20 WN 1552	11504
4	Ryggrör med körhandtag Twin/Transit vårdarbroms öppningsgrepp 75 mm	27345-01


Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●

Enarmsdrift




Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 35/37,5 (totallängd 315 mm)	27317	●	
	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 40/42,5 (totallängd 370 mm)	27318	●	
	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 45/47,5/50 (totallängd 460 mm)	27319	●	●
	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 52,5/55/57,5 (totallängd 530 mm)	27320		●
	Teleskopaxel enarmsdrift bredd 60 cm	27321		●
2-3	Enarmsdrift drivenhet 20"	26534	●	●
	Enarmsdrift drivenhet 22"	26533	●	●
	Enarmsdrift drivenhet 24"	26522	●	●

Däck och slang (C5)




Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Däck 22" x 1" högtryck	81125	●	●
	Däck 24" högtryck svart	83329	●	●
	Däck 24" Schwalbe Marathon Plus	83301	●	●
	Däck 24" x 1 " högtryck till carbon	82907	●	
2	Däck 20" massivt	80787	●	●
	Däck 22" massivt	81384	●	●
	Däck 24" massivt	80768	●	●
3	Slang 20" luft lågtryck	80132	●	●
	Slang 22" luft högtryck	80136	●	●
	Slang 24" 1" högtryck	80560	●	●
	Slang 24" 1" högtryck till carbon	82908	●	
4	Slang 20" massiv	82706	●	●
	Slang 22" massiv	82705	●	●
	Slang 24" massiv	82704	●	●
5	Fälgband till carbon	82909	●	
	Fälgband 24	97044	●	●

Däck och slang




Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Däck 20x1 (25-451) Speedlite svart	83897	●	●
	Däck 22x1 (25-501) Speedlite svart	83898	●	●
	Däck 24x1 (25-540) Speedlite svart	83899	●	●
	Däck 25x1 (25-559) Trailblazer svart	83900	●	●
2	Däck 20x1 3/8 (37-451) mass svart	83347	●	●
	Däck 22x1 3/8 (37-501) mass svart	83348	●	●
	Däck 24x1 1/4 (32-540) mass svart	83349	●	●
3	Slang 20x1 (25-451) högtr	82199	●	●
	Slang 22x1 (25-501) högtr	80136	●	●
	Slang 24x1 (25-540) högtr	80560	●	●
	Slang 25x1 (25-559) högtr	83904	●	●

Drivring (C5)



			Cross 5	Cross 5 XL
Pos.	Benämning	Art. nr.		
1	Monteringssats drivring titan/alu/cellgummi/rfr	24514	●	●
2	20" Drivhjul			
	Drivring D465 hjul 20" alu	81109	●	●
	Drivring D465 hjul 20" plastad	81229	●	●
	Drivring D425 hjul 20" cellgummi clipsmonterat	24442	●	●
	Drivring D465 hjul 20" rfr	21034	●	●
	Drivring D465 hjul 20" rfr med packning	83006	●	●
	Drivring D465 hjul 20" plastad	83010	●	●
	22" Drivhjul			
	Drivring D500 hjul 22" alu	25636	●	●
	Drivring D500 hjul 22" rfr	24395	●	●
	Drivring D500 hjul 22" plastad	80895	●	●
	Drivring D469 hjul 22" cellgummi clipsmonterat	24551	●	●
	Drivring D500 hjul 22" rfr med packning	83007	●	●
	Drivring D500 hjul 22" plastad	83011	●	●
2	24" Drivhjul			
	Drivring D540 hjul 24" alu	25181	●	●
	Drivring D540 hjul 24" rfr	24023	●	●
	Drivring D540 hjul 24 plastad svart matt	82998	●	●
	Drivring D540 hjul 24" cellgummi clipsmont	80800	●	●
	Drivring D540 hjul 24" rfr med packning	83008	●	●
	Drivring D540 hjul 24" plastad med packning	83012	●	●
	26" Drivhjul			
	Drivring D585 hjul 26" alu	81508	●	●
	Drivring D585 hjul 26" rfr	81510	●	●
	Drivring D585 hjul 26" rfr	83009	●	●

Drivring C6, Maxx



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Monteringskit drivring 6 fp (ej plastad)	83892	●	●
2	20" Drivhjul			
	Drivring 20" al 6 fp	83890	●	●
	Drivring 20" rfr 6 fp	83891	●	●
	Drivring 20" plastad 6 fp	83339	●	●
	22" Drivhjul			
	Drivring 22 al 6 fp	83888	●	●
	Drivring 22 rfr 6 fp	83889	●	●
	Drivring 22 plastad 6 fp	83338	●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
2	24" Drivhjul			
	Drivring 24 al 6 fp	83886	●	●
	Drivring 24 rfr 6 fp	83887	●	●
	Drivring 24 plastad 6 fp	83335	●	●
	25" Drivhjul			
	Drivring 25 hård al 6 fp	83340	●	●
	Drivring 25 plastad 6 fp	83341	●	●


Länkhjul 57 mm navbredd

			Cross 5	Cross 5 XL
Pos.	Benämning	Art. nr.		
1	Skruv M8x1x40 MC6S 12.9 Zn8/P4	11305	●	●
2	Excenterhylsa vågig	81994	●	●
3	Framgaffelfäste 6063 HIT T6 4104-06	80606	●	●
	Framgaffelfäste breddat	80899	●	●
	Framgaffelfäste lågt Cross	83417	●	●
1, 3, 9-11, 13-19	Framgaffelfäste std kpl	28147	●	●
	Framgaffelfäste breddat kpl	25763	●	●
	Framgaffelfäste lågt kpl	28633	●	●
4	Skruv M 6x 75 MC6S 12.9 svkr	11338	●	●
5	Hjul			
6	Skydd hjulaxel	51284	●	●
	Skydd hjulaxel (50st)	27954	●	●
7	Låsmutter M6 DIN 985-6 Zn8/P4	12035	●	●
4-7	Länkhjul 4 100x30 massivt hårt	27870	●	●
	Länkhjul 5 125x30 massivt hårt	27865	●	●
	Länkhjul 5 125x30 massivt hårt 2-pack	27865-02	●	●
	Länkhjul 5 125x30 massivt hårt 10-pack	27865-10	●	●
	Länkhjul 6 150x30 massivt mjukt	27863	●	●
	Länkhjul 6 150x30 massivt hårt	27869	●	●
	Länkhjul 6,5 165x30 massivt hårt	27866	●	●
	Länkhjul 6,5 165x30 massivt hårt 2-pack	27866-02	●	●
	Länkhjul 6,5 165x30 massivt hårt 10-pack	27866-10	●	●
	Länkhjul 8 200x35 massivt mjukt	27864	●	●
8	Länkhjul 8 200x50 massivt mjukt	27868	●	●
	Framgaffel x small länkhjul svart	26237-01	●	
	Framgaffel kort exkl axel svart	24554-01	●	●
	Framgaffel medium exkl axel svart	24555-01	●	●
	Framgaffel lång exkl axel	24556-01	●	●
	Framgaffel kort exkl axel 4 mm	24832-01	●	●
9	Låsmutter låg	12077	●	●
	Bricka BRB 13.5 Zn8/P4	13031	●	●
10	Bricka 12.7x24x2.5 med fas	13032	●	●


12	Axel framgaffel stål	83812	●	●
8-12	Framgaffel x small stålaxel	26238	●	
	Framgaffel kort stålaxel matt svart	24677	●	●
	Framgaffel medium stålaxel matt svart	24678	●	●
	Framgaffel lång stålaxel	24679	●	●
	Framgaffel kort stålaxel 4 mm	24834	●	●
	Framgaffel medium stålaxel 4 mm	24835	●	●
13	Kullager EE4 2RS	80244	●	●
14	Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040	●	●
15	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051	●	●
16	Lock framgaffelfäste	51220	●	●
	Lock breddat framgaffelfäste	50429	●	●
17	Bricka BRB 8.4x16x1.6 fzb	13001	●	●
18	Spårmutter	82922	●	●
19	Bricka	13092	●	●

Länkhjul 45 mm navbredd

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Skruv M8x1x40 MC6S 12.9 Zn8/P4	11305	●	●
2	Bricka	13092	●	●
3	Excenterhylsa vågig	81994	●	●
4	Framgaffelfäste H142	28968	●	●
5	Låsmutter M6 DIN 985-6 Zn8/P4	12035	●	●
6	Skydd hjulaxel PA 6	51284	●	●
	Skydd hjulaxel PA 6 (50st)	28966	●	●
7	Skruv M6x60 MC6S Zn8/P4	11408	●	●
8	Hjul			
5-6, 8	Länkhjul 4 100x34 kpl	28919	●	●
	Länkhjul 5 125x34 kpl	28921	●	●
	Länkhjul 6 150x34 kpl	28922	●	●
	Länkhjul 8 200x38 kpl	28526	●	●
9	Framgaffel stål S m axel	24038	●	●
	Framgaffel stål M m axel	28969	●	●
	Framgaffel alu XS m axel	28923	●	●
10	Låsmutter låg	12077	●	●
11	Bricka BRB 13.5 Zn8/P4	13031	●	●
12	Bricka 12.7x24x2.5 med fas	13032	●	●
13	Kullager EE4 2RS	80244	●	●
14	Bricka 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040	●	●
15	Låsmutter M8x1 DIN 985 fzb	12051	●	●
16	Lock framgaffelfäste	51220	●	●
	Lock breddat framgaffelfäste	50429	●	●
17	Bricka BRB 8.4x16x1.6 fzb	13001	●	●
18	Spårmutter	82922	●	●




Breddningssats



Pos.	Benämning	Art. nr.
1-6	Breddningssats 10 mm	27533
1	Låsmutter M 6 svkr DIN 985-6	12035
2	Distans breddningssats	51018
3	Adapter broms	51019
4	Distans navhylsa	20508
5	Schnorrbricka 17x24x1.3	13084
6	Mutter M16x1 NV 24	12052

[illegible]

Sitsklädsel/Sitsförlängare Crosrygg 3A



	Cross 5	Cross 5 XL
1	●	●
	●	●
	●	
	●	
	●	
	●	
1-2	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		●
		●


Pos.	Benämning	Art. nr.
	Till Crossrygg 3A	
1	Markispinne L381 sitsklädsel kort	80617
	Markispinne L446 sitsklädsel lång	80618
	Klädsel sits Basic kort 35 cm Basic/Cross 3A svart	62718-60
	Klädsel sits Basic kort 37,5 cm Basic/Cross 3A svart	62719-60
	Klädsel sits Basic kort 40 cm Basic/Cross 3A svart	62720-60
	Klädsel sits Basic kort 42,5 cm Basic/Cross 3A svart	62721-60
	Klädsel sits Basic kort 45 cm Basic/Cross 3A svart	62722-60
1-2	Klädsel sits Basic kort 47,5 cm Basic/Cross 3A svart	62978-60
	Klädsel sits Basic kort 50 cm Basic/Cross 3A svart	62979-60
	Klädsel sits Basic kort 52,5 cm Basic/Cross3A svart	62980-60
	Klädsel sits Basic kort 55 cm Basic/Cross3A svart	62981-60
	Klädsel sits Basic kort 57,5 cm Basic/Cross3A svart	62982-60
	Klädsel sits Basic kort 60 cm Basic/Cross3A svart	62983-60

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		●
3	●	
	●	●
	●	●


	Klädsel sits Basic lång 35 cm Basic/Cross 3A svart	62728-60
	Klädsel sits Basic lång 37,5 cm Basic/Cross 3A svart	62729-60
	Klädsel sits Basic lång 40 cm Basic/Cross 3A svart	62730-60
	Klädsel sits Basic lång 42,5 cm Basic/Cross 3A svart	62731-60
	Klädsel sits Basic lång 45 cm Basic/Cross 3A svart	62732-60
1-2	Klädsel sits Basic lång 47,5 cm Basic/Cross 3A svart	62984-60
	Klädsel sits Basic lång 50 cm Basic/Cross 3A svart	62985-60
	Klädsel sits Basic lång 52,5 cm Basic/Cross 3A svart	62986-60
	Klädsel sits Basic lång 55 cm Basic/Cross 3A svart	62987-60
	Klädsel sits Basic lång 57,5 cm Basic/Cross 3A svart	62988-60
	Klädsel sits Basic lång 60 cm Basic/Cross 3A svart	62989-60
3	Sitsförlängare B35-40 cm	63291
	Sitsförlängare B42,5-50 cm	63292
	Sitsförlängare B52,5-60 cm	63293

Hård sits

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Krok sits bakre ECS	26414-01	●	●
2	Krok sits främre ECS	26413-01	●	●
3	Bricka 5.3x10x1	13017	●	●
4	Skruv M5 x 18 MC6S 8.8 fzb	11424	●	●
5	Kupolmutter M4 fzb	12068	●	●
6	Mutter M4 M6M fzb	12067	●	●
7	Bricka 4,3x9x0,8 fzb	13066	●	●
8	Skruv M4x12 M6S A2	11707	●	●
1-8	Hård sits ECS 35-37,5	26720	●	
	Hård sits ECS 40-42,5 kort	26721	●	
	Hård sits ECS 45-47,5 kort	26722	●	●
	Hård sits ECS 50-52,5 kort	26723	●	●
	Hård sits ECS 55-57,5 kort	26724		●
	Hård sits ECS 60 kort	26660		●
	Hård sits ECS 35-37,5 lång	26725	●	
	Hård sits ECS 40-42,5 lång	26726	●	
	Hård sits ECS 45-47,5 lång	26727	●	●
	Hård sits ECS 50-52,5 lång	26728	●	●
	Hård sits ECS 55 lång	26729		●
	Hård sits ECS 60 lång	26662		●




Ryggklädsel Crossrygg mod. 2




Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Klädsel rygg 2C rb 35/37,5 cm hane kardborre	63317-60	●	
	Klädsel rygg 2C rb 40/42,5 cm hane kardborre	63318-60	●	
	Klädsel rygg 2C rb 45 cm hane kardborre	63319-60	●	
	Klädsel rygg 2C rb 47,5/50 cm hane kardborre	63320-60	●	●
	Klädsel rygg 2C rb 52,5/55 cm hane kardborre	63321-60	●	●
	Klädsel rygg 2C rb 57,5/60 cm hane kardborre	63322-60		●
	Klädsel rygg 2C rb hög 35/37,5 cm hane kardborre	63327-60	●	
	Klädsel rygg 2C rb hög 40/42,5 cm hane kardborre	63328-60	●	
	Klädsel rygg 2C rb hög 45 cm hane kardborre	63329-60	●	
	Klädsel rygg 2C rb hög 47,5/50 cm hane kardborre	63330-60	●	●

Ryggklädsel Crossrygg 3A




Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb 35-37,5/40 cm	62953-60	●	
	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb 42,5/50 cm	62954-60	●	●
	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb 52,5/60 cm	62955-60		●
	Markispinne L296 Crossrygg 3A	82461	●	●
	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb hög 35-40 cm	63014-60	●	
	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb hög 42.5-50 cm	63015-60	●	●
	Klädsel rygg Crossrygg 3A rb hög 52.5-60 cm	63016-60		●
	Markispinne L355 Crossrygg 3A hög rygg	82586	●	●

Ryggläddsel Crossrygg 2B




Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Kläddsel rygg 2B låg 35-40 cm mod 2	63257-60
	Kläddsel rygg 2B låg 42.5-47.5 cm mod 2	63258-60
	Kläddsel rygg 2B låg 50-55 cm mod 2	63259-60
2	Kläddsel rygg 2B hög 35-40 cm mod 2	63260-60
	Kläddsel rygg 2B hög 42.5-47.5 cm mod 2	63261-60
	Kläddsel rygg 2B hög 50-55 cm mod 2	63262-60
3	Förlängningsdel rygg 2B 35-40 cm mod 2	63273
	Förlängningsdel rygg 2B 42,5-47,5 cm mod 2	63275
	Förlängningsdel rygg 2B 50-55 cm mod 2	63276
4	Polstring rygg 20x15x1 cm	63272
	Ilägg breddningssköld	51218
4-5	Breddningssköld rygg	28637

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	




Ryggklädsel fast rygg



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Klädsel rygg M100 fast 37,5 cm	62534-70	●	
	Klädsel rygg M100 fast 40 cm	62535-70	●	
	Klädsel rygg M100 fast 42,5 cm	62536-70	●	
	Klädsel rygg M100 fast 45 cm	62537-70	●	
	Klädsel rygg M100 fast 47,5 cm	62538-70	●	
	Klädsel rygg M100 fast 50 cm	62539-70	●	
2	Klädsel rygg M100/Twin rb 35-37,5 cm	62364-70	●	
	Klädsel rygg M100/Twin rb 40-42,5 cm	62365-70	●	
	Klädsel rygg M100/Twin rb 45 cm	62366-70	●	
	Klädsel rygg M100/Twin rb 47,5-50 cm	62367-70	●	

Ryggöverdrag Crossrygg mod. 2





Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
	Överdrag rygg 35 cm mörkgrå	62135-60	●	
	Överdrag rygg 37,5 cm mörkgrå	62387-60	●	
	Överdrag rygg 40 cm mörkgrå	62136-60	●	
	Överdrag rygg 42,5 cm mörkgrå	62388-60	●	
	Överdrag rygg 45 cm mörkgrå	62137-60	●	
	Överdrag rygg 47,5 cm mörkgrå	62389-60	●	●
	Överdrag rygg 50 cm mörkgrå	62305-60	●	●
	Överdrag rygg 52,5 cm mörkgrå	62432-60	●	●
	Överdrag rygg 55 cm mörkgrå	62433-60	●	●
	Överdrag rygg 57,5 cm mörkgrå	62434-60		●
	Överdrag rygg 60 cm mörkgrå	62435-60		●
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 35 cm mörkgrå	62478-60	●	
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 37,5 cm mörkgrå	62479-60	●	
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 40 cm mörkgrå	62469-60	●	
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 42,5 cm mörkgrå	62470-60	●	
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 45 cm mörkgrå	62471-60	●	
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 47,5 cm mörkgrå	62472-60	●	●

			Cross 5	Cross 5 XL
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 50 cm mörkgrå	62473-60	●	●
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 52,5 cm mörkgrå	62480-60	●	●
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 55 cm mörkgrå	62481-60	●	●
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 57,5 cm	62482-60		●
	Överdrag rygg Cr/Ne hög 60 cm	62483-60		●
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 35 cm	62895-60	●	
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 37,5 cm	62896-60	●	
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 40 cm	62897-60	●	
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 42,5 cm	62898-60	●	
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 45 cm	62899-60	●	
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 47,5 cm	62900-60	●	●
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 50 cm	62901-60	●	●
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 52,5 cm	62902-60	●	●
	Överdrag rygg Cr/Ne Komf std/hög 55 cm	62903-60	●	●
	Överdrag rygg Cr/Ne komf std 57,50 cm	62904-60		●
	Överdrag rygg Cr/Ne komf std 60 cm	62905-60		●
	Adapter sitsklädsel hona-hona	28484	●	●

(breddad rygg +5 cm)

Ryggöverdrag Crossrygg 3A





	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Överdrag rygg Crossrygg 3A 35 cm mörkgrå	62941-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 37,5 cm mörkgrå	62942-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 40 cm mörkgrå	62943-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 42,5 cm mörkgrå	62944-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 45 cm mörkgrå	62945-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 47,5 cm mörkgrå	62946-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 50 cm mörkgrå	62947-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 52,5 cm mörkgrå	62948-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 55 cm mörkgrå	62949-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 57,5 cm mörkgrå	62950-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A 60 cm mörkgrå	62951-60

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		●

2	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 35 cm mörkgrå	62956-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 37,5 cm mörkgrå	62957-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 40 cm mörkgrå	62958-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 42,5 cm mörkgrå	62959-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 45 cm mörkgrå	62960-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 47,5 cm mörkgrå	62961-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 50 cm mörkgrå	62962-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 52,5 cm mörkgrå	62963-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 55 cm mörkgrå	62964-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 57,5 cm mörkgrå	62965-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A komf 60 cm mörkgrå	62966-60

Ryggöverdrag Crossrygg 3A forts.




Cross 5	Cross 5 XL
☐	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☒
☒	☒
☒	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 35 cm	63087-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 37,5 cm	63088-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 40 cm	63089-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 42,5 cm	63090-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 45 cm	63091-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 47,5 cm	63092-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 50 cm	63093-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 52,5 cm	63094-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 55 cm	63095-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 57,5 cm	63096-63
	Överdrag rygg Crossrygg 3A Tidy 60 cm	63097-63


2	Skum överdrag rygg Tidy 35	82877
	Skum överdrag rygg Tidy 37,5	82878
	Skum överdrag rygg Tidy 40	82879
	Skum överdrag rygg Tidy 42,5	82880
	Skum överdrag rygg Tidy 45	82881
	Skum överdrag rygg Tidy 47,5	82882
	Skum överdrag rygg Tidy 50	82883
	Skum överdrag rygg Tidy 52,5	82884
	Skum överdrag rygg Tidy 55	82885
	Skum överdrag rygg Tidy 57,5	82886
	Skum överdrag rygg Tidy 60	82887

Cross 5	Cross 5 XL
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☒
☒	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒

Ryggöverdrag Crossrygg 3A forts.



1



2


	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		●

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 35 cm mörkgrå	63020-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 37,5 cm mörkgrå	63021-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 40 cm mörkgrå	63022-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 42,5 cm mörkgrå	63023-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 45 cm mörkgrå	63024-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 47,5 cm mörkgrå	63025-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 50 cm mörkgrå	63026-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 52,5 cm mörkgrå	63027-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 55 cm mörkgrå	63028-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 57,5 cm mörkgrå	63029-60
	Överdrag rygg Crossrygg 3A hög 60 cm mörkgrå	63030-60

	Cross 5	Cross 5 XL
2	●	
	●	
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
		●
		●
		●
		●

	Cross 5	Cross 5 XL
Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 35 cm mörkgrå	63033-60	
Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 37,5 cm mörkgrå	63034-60	
Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 40 cm mörkgrå	63035-60	
Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 42,5 cm mörkgrå	63036-60	
Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 45 cm mörkgrå	63037-60	
Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 47,5 cm mörkgrå	63038-60	
Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 50 cm mörkgrå	63039-60	
Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 52,5 cm mörkgrå	63040-60	
Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 55 cm mörkgrå	63041-60	
Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 57,5 cm mörkgrå	63042-60	
Överdrag rygg Crossrygg 3A komf hög 60 cm mörkgrå	63043-60	


Ryggöverdrag Crossrygg 2B



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Överdrag rygg 3A/B2B 35 cm Svart spacer	63204-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 37.5 cm Svart spacer	63205-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 40 cm Svart spacer	63206-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 42.5 cm Svart spacer	63207-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 45 cm Svart spacer	63208-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 47.5 cm Svart spacer	63209-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 50 cm Svart spacer	63210-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 52.5 cm Svart spacer	63211-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 55 cm Svart spacer	63212-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 57.5 cm Svart spacer	63213-68	●	
	Överdrag rygg 3A/B2B 60 cm Svart spacer	63214-68	●	


Armstöd avtagbar dyna

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-6	Armstöd avtagbar dyna kort hö	28780-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna kort vä	28780-2	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång hö	28781-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång vä	28781-2	●	●
	Armstöd avtagbar dyna kort hö med fingerskruv	28782-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna kort vä med fingerskruv	28782-2	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång hö med fingerskruv	28783-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång vä med fingerskruv	28783-2	●	●
1	Armstöd avtagbar dyna kort svetsad	28684	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång hö svetsad	28685-1	●	●
	Armstöd avtagbar dyna lång vä svetsad	28685-2	●	●
2	Stoppklack armstöd	80661	●	●
3	Skruv B 8x19 RXS/A2 Ph st 4.2	11064	●	●
4	Armstödsdyna M100 kort hö	82294-1	●	●
	Armstödsdyna M100 kort vä	82294-2	●	●
	Armstödsdyna M100 lång hö	82295-1	●	●
	Armstödsdyna M100 lång vä	82295-2	●	●
5	Skyddskiva nylon hö	50316	●	●
	Skyddskiva nylon vä	50317	●	●
6	Skruv M5x14 MF6S 10.9 svkr Esloc	11237	●	●
7	Fingerskruv	82402	●	●




Armstöd

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Armstödsdyna polstrad kort mörkgrå	62282-60	●	●
	Armstödsdyna polstrad lång mörkgrå	62283-60	●	●
	Armstödsdyna gel kort kompl	26240-60	●	●
	Armstödsdyna gel lång kompl	26241-60	●	●
	Armstödsdyna polstrad kort Dartex	62282-63	●	●
	Armstödsdyna polstrad lång Dartex	62283-63	●	●
	Armstödsdyna gel kort kompl Dartex	26240-63	●	●
	Armstödsdyna gel lång kompl Dartex	26241-63	●	●
2-5	Armstöd Cross kort hö L 25 cm	25172-1	●	●
	Armstöd Cross kort vä L 25 cm	25172-2	●	●
	Armstöd Cross lång hö L 38 cm	25173-1	●	●
	Armstöd Cross lång hö L 38 cm	25173-2	●	●
3	Skruv M5x14 MF6S 10.9 svkr Esloc	11237	●	●
4	Skyddskiva nylon hö	50316	●	●
	Skyddskiva nylon vä	50317	●	●
5	Stopplack armstöd 6005 T6 SS 4107-06	80661	●	●




Sidoskydd




Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Sidoskyddskonsol 6005 T6 SS 4107-06	80631	●	●
2	Stopplack armstöd 6005 T6 SS 4107-06	80661	●	●
3	Skruv M5x14 MF6S 10.9 svkr Esloc	11237	●	●
4	Skyddskiva nylon hö	50316	●	●
	Skyddskiva nylon vä	50317	●	●
1-4	Sidoskydd hö svart	25189-1	●	●
	Sidoskydd vä svart	25189-2	●	●

Stänkskärm




Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Stänkskärm svart Cross hö med ställbart fäste	27397-1	●	●
	Stänkskärm svart Cross vä med ställbart fäste	27397-2	●	●
1	Stänkskärmskiva svart hö	27414-1	●	●
	Stänkskärmskiva svart vä	27414-2	●	●
2	Stopplack armstöd	80661	●	●
3	Fäste stänkskärm	27396-01	●	●
4	Skruv M 5x 8 K6S svkr	11304	●	●
5	Skruv M 5x 20 MF6S svkr	11571	●	●
6	Låsmutter M 5 svkr DIN 985-6	12036	●	●
7	Bricka BRB 5.3x15x1.2 svkr	13004	●	●
8	Distans armstöd	20231	●	●
9	Skruv M 6x 25 MC6S 12.9 svkr lb	11317	●	●
10	Låsmutter (se avsnitt Gavel)	12035	●	●

Lårstöd komplett



			Cross 5	Cross 5 XL				Cross 5	Cross 5 XL
Pos.	Benämning	Art. nr.							
1-10	Lårstöd kort hö komplett	27391-1	●	●	4	Fästplåt armstöd	82408	●	●
	Lårstöd kort vä komplett	27391-2	●	●	5	Kupolmutter M5	12168	●	●
	Lårstöd lång hö komplett	27392-1	●	●	6	Skruv M5x14mf6s svkr	11237	●	●
	Lårstöd lång vä komplett	27392-2	●	●	7	Skruv M5x10 mf6s fzb	11689	●	●
1	Lårstöd kort	82523	●	●	8	Skruv M 6x 30 MF6S fzb esloc	11639	●	●
	Lårstöd lång	82524	●	●	9	Låsmutter M6	12169	●	●
2	Fäste lårstöd	82489	●	●	10	Mjukdel lårstöd kpl hö	82488-1	●	●
3	Fästplatta	82490	●	●		Mjukdel lårstöd kpl vä	82488-2	●	●


	Cross 5	Cross 5 XL
--	---------	------------



8	Bricka BRB 5.3x15x1.2 svkr Din 9021	13004
9	Skruv M 6x 25 MF6S svkr esloc	11430
10	Skruv M 5x 14 MF6S svkr	11237
11	Vågbricka 5.3x10x0.5 DIN 137A fzb	13026
12	Mutter M6 FK4M blankkrom	12166
13	Fästbeslag ssb bålstöd hö kompl	27947-1
13	Fästbeslag ssb bålstöd vä kompl	27947-2
14	Stag bålstöd ssb rakt L 12 cm	27948
15	Dyna bålstöd mellan böjd svart H 6.5 cm L 17 cm	27949
	Dyna bålstöd stor böjd svart H 9 cm L 19 cm	27950


[illegible]

Bålstöd Crossrygg 3A




Pos.	Benämning	Art. nr.		
1	Bålstöd dynplåt -45 mm	83002	●	●
2	Bålstöd dynplåt -15 mm	83017	●	●
3	Bålstöd dynplåt 0 mm	83018	●	●
4	Bålstöd dynplåt +15 mm	83019	●	●
5	Bålstöd dynplåt ssb -0 mm	83046	●	●
6	Bålstöd dynplåt ssb -15 mm	83045	●	●
7	Bålstöd dynplåt ssb -45 mm	83001	●	●
8	Bålstödsfäste 3A kompl	28146	●	●
9	Bålstöd dyna rak	83005	●	●

Bord




Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
	Fixeringsband bord 27.5-50 cm	62103	●	●
	Bord 45 cm för stol 35 cm kompl	24417	●	
	Bord 47.5 cm för stol 37.5 cm kompl	25187	●	
	Bord 50 cm för stol 40 cm kompl	24418	●	
	Bord 52.5 cm för stol 42.5 cm kompl	25188	●	
	Bord 55 cm för stol 45 cm kompl	24419	●	
	Bord 57,5 cm för stol 47,5 cm kompl	25731	●	●
	Bord 60 cm för stol 50 cm kompl	24601	●	●
	Bord 62.5 cm för stol 52.5 cm kompl	26020		●
	Bord 65 cm för stol 55 cm kompl	26021		●
	Bord 67,5 cm för stol 57,5 cm kompl	26022		●
	Bord 70 cm för stol 60 cm kompl	26907		●

Hemibord




Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
2	Armstödsdyna kort hemibord	81631	●	●
	Armstödsdyna lång hemibord	81632	●	●
3	Halkskydd hemibord 35-50 cm	81633	●	●
1-2	Hemibord 45 cm för stol 35 cm kort armstödsdyna kompl	26556	●	
	Hemibord 47.5 cm för stol 37.5 kort armstödsdyna kompl	26557	●	
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm kort armstödsdyna kompl	26558	●	
	Hemibord 52.5 cm för stol 42.5 kort armstödsdyna kompl	26559	●	
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm kort armstödsdyna kompl	26560	●	
	Hemibord 57.5 cm för stol 47.5 kort armstödsdyna kompl	26561	●	●
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm kort armstödsdyna kompl	26562	●	●
	Hemibord 45 cm för stol 35 cm lång armstödsdyna kompl	26563	●	
	Hemibord 47.5 cm för stol 37.5 lång armstödsdyna kompl	26564	●	
	Hemibord 50 cm för stol 40 cm lång armstödsdyna kompl	26565	●	
	Hemibord 52.5 cm för stol 42.5 lång armstödsdyna kompl	26566	●	
	Hemibord 55 cm för stol 45 cm lång armstödsdyna kompl	26567	●	
	Hemibord 57.5 cm för stol 47.5 lång armstödsdyna kompl	26568	●	●
	Hemibord 60 cm för stol 50 cm lång armstödsdyna kompl	26569	●	●

Hemibord/Kommunikation halvt




Pos.	Benämning	Art. nr.
1-9	Hemibord/ Kommunikation halvt hö	27352-1
	Hemibord/ Kommunikation halvt vä	27352-2
1	Skiva hemibord	82420
2	Skruv M6 x 35 MF6S 10,9 svkr	11287
3	Fäste armstöd	27356
4	Fästplåt armstöd	82408
5	Lås ratt M8 x 14 mm	400118
6	Skruv M 5x 8 MC6S svkr	11414
7	Vågbricka 5,3 x 10 x 0,5	13026
8	Ändavslutning IFR 1515-1,5s	50972
9	Stoppskruv M 6x 10	11614

Tippskydd



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-6	Tippskydd multi Cross 5/6 Prio cc 59 kpl	28457	●	●
1	Skruv M 6x 40 MC6S 10.9 fzb	11229	●	●
2	Låsmutter M6	12017	●	●
3	Tippskyddsrör		●	●
4	Tapp		●	●
5	Fjäder		●	●
6	Tippskyddsrör teleskop multi	51201	●	●




Cross 5						
Cross 5 XL						

Cross 5						
Cross 5 XL						
	●	●	●	●	●	●

An exploded view diagram of a pipe assembly. The components are numbered 1 through 8. Component 1 consists of two short pipe sections. Component 2 is a long straight pipe section. Component 3 is a small fitting. Component 4 is a long pipe section with a 90-degree elbow. Component 5 is a long pipe section with a 45-degree elbow. Component 6 is a short pipe section. Component 7 is a circular flange. Component 8 is a small fitting. The diagram shows how these components are assembled into a continuous pipe structure.


Pos.	Benämning	Art. nr.
1-11	Tippskydd mod 2 låg	28471
1	Skruv M6x30 MC6S	11019
2	Stödhylsa tippskydd mod 2	20530
3	Låsmutter M6 DIN 985-6	12017
4	Infästningsrör mod 2	28468
5	Tippskyddsror lång	28466
6	Skruv M5x55 MC6S 8.8	11686
7	Hjul 40/5,2/12 tippskydd	80727
8	Låsmutter M5 kupol	12168

Ekerskydd



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Monteringssats ekerskydd, 6 st buntband	26276	●	●
1-2	Ekerskydd 20" kpl C6/Maxx	28934	●	●
	Ekerskydd 22" kpl C6/Maxx	28935	●	●
	Ekerskydd 24" kpl C6/Maxx	28936	●	●
1, 3	Ekerskydd 20" grå Etac	25502-28	●	●
	Ekerskydd 20" gul Etac	25502-29	●	●
	Ekerskydd 20" VB grå Etac	28816-28	●	●
	Ekerskydd 22" grå Etac	25503-28	●	●
	Ekerskydd 22" gul Etac	25503-29	●	●
	Ekerskydd 22" VB grå Etac	28817-28	●	●
	Ekerskydd 24" grå Etac	25504-28	●	●
	Ekerskydd 24" gul Etac	25504-29	●	●
	Ekerskydd 24" VB grå Etac	28818-28	●	●


Tetra quickrelease adapter



Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Låsmutter M5 DIN 985-6 fzb	12003
2	Bricka 6.4x14x1.55 alu	13010
3	Fjäder 1.5 inv 6 L15 fzb	80019
4	Plattjärn tetraknapp svart	24040-01
5	Skruv M5x35 ESC fzb	11001
1-5	Tetra quick-release adapt kompl svart	24051-01


Cross 5		●	●	●	●	●
Cross 5 X1		●	●	●	●	●

Käpphållare



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Käpphållare universal	27327	●	●
1	Fästplåt käpphållare	82390	●	●
2	Käpphållare M100	50866	●	●
3	Resårband Cross svart	80621	●	●
4a	Skruv M6 x 40 MC6S 10,9 fzb	11229	●	●
4b	Skruv M 6x14 MC6S svkr	11420	●	●
5	Skruv M6 x 12 MC6S 8,8 fzb	11577	●	●
6	Bricka 6,4 x 14 x 1,5	13058	●	●
7	Låsmutter M6 DIN 985-6 fzb	12017	●	●

Huvudstöd



Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Huvudstöd mod 4 hygien grå	28534-65	●	●
	Huvudstöd mod 4 mörkgrå plysch	28534-60	●	●
	Huvudstöd med sidostöd grå hygien	28536-65	●	●
1	Skruv M5x12 K6S 10.9 fzb	11208	●	●
2	Ledhylsa	50285	●	●
3	Skruv M8x25	11706	●	●
4	Fäste huvudstöd	83288	●	●
5	Överdrag huvudstöd plysch	63177-60	●	●
	Överdrag huvudstöd hygien	63177-65	●	●
	Överdrag huvudstöd med sidostöd	63185-65	●	●
6	Stag 350 mm	28533	●	●
7	Vred M8x25 mm svart	80684	●	●

Pos.	Benämning	Art. nr.	Cross 5	Cross 5 XL
8	Huvudstödsfäste 3A 35 cm	28125	●	
	Huvudstödsfäste 3A 37,5 cm	28126	●	
	Huvudstödsfäste 3A 40 cm	28127	●	
	Huvudstödsfäste 3A 42,5 cm	28128	●	
	Huvudstödsfäste 3A 45 cm	28129	●	
	Huvudstödsfäste 3A 47,5 cm	28130	●	
	Huvudstödsfäste 3A 50 cm	28131	●	
	Huvudstödsfäste 3A 52,5 cm	28132	●	
	Huvudstödsfäste 3A 55 cm	28133	●	●
	Huvudstödsfäste 3A 57,5 cm	28134		●
	Huvudstödsfäste 3A 60 cm	28135		●
9	Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	25795	●	●

Droppstativ

Pos.	Benämning	Art. nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Droppställning kompl C5	28323	●	●
1	Droppställning	28338	●	●
2-7	Fäste droppställning kompl C5	28339	●	●
2	Vred 40 m6x10		●	●
3	Fäste		●	●
4	Plåt dropphållare		●	●
5	Fyrkantsmutter		●	●
6	Skruv m6x14 mc6ls		●	●
7	Bricka m6 A2		●	●

