


Etac Flex

Reservdelslista

etac®

75284D 21-11-19



SV

Svenska

Pos.	Benämning	Art. nr.
1	Täcklock Flex vit	84006156
1	Täcklock Flex grå	84006155
2	Mothåll Flex Vit	84006160
2	Mothåll Flex Grå	84006159
3-9	Limsats Flex kmpl	84006157
3	Limtub Flex	-
4	Tubklämma Flex	-
5	Rengöringservett Flex	-
6	Skruv MK6S M 6x10 A2 esloc	-
7	Skruv MK6S M 6x20 A2 esloc	-


Pos.	Benämning	Art. nr.
8	Limbricka Flex	-
9	Insexnyckel	-
10	Skruv T6S 6x80 A2	-
11	Bricka 7x42x3	-
12	Plugg Fischer UX R 10	-
10-12	Skruvsats 30 cm (2 st)	27998
10-12	Skruvsats 60 cm (3 st)	27999

Etac Flex

Spare parts list

etac®

75284D 21-11-19



en

English

Pos.	Name	Item no.
1	Cover Flex white	84006156
1	Cover Flex grey	84006155
2	Fill piece Flex white	84006160
2	Fill piece Flex grey	84006159
3-9	Adhesive-mount kit complete Flex	84006157
3	Adhesive tube Flex	-
4	Adhesive tube squeezer Flex	-
5	Cleaning wipe Flex	-
6	Screw MK6S M 6x10 A2 esloc	-
7	Screw MK6S M 6x20 A2 esloc	-


Pos.	Name	Item no.
8	Adhesive adapter Flex	-
9	Allenkey	-
10	Screw T6S 6x80 A2	-
11	Washer 7x42x3	-
12	Wall plug Fischer UX R 10	-
10-12	Screw kit 30 cm (2 pcs)	27998
10-12	Screw kit 60 cm (3 pcs)	27999

Etac Flex

Ersatzteilliste

etac®

75284D 21-11-19



de

Deutsch

Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.
1	Abdeckkappe Flex weiß	84006156
1	Abdeckkappe Flex grau	84006155
2	Gegenhalter Flex weiß	84006160
2	Gegenhalter Flex grau	84006159
3-9	Klebersatz kompl. Flex	84006157
3	Klebertube Flex	-
4	Tubenklemme Flex	-
5	Reinigungstuch Flex	-
6	Schraube MK6S M 6x10 A2 ESLOC	-
7	Schraube MK6S M 6x20 A2 ESLOC	-


Pos.	Bezeichnung	Artikelnr.
8	Klebescheibe Flex	-
9	Innensechskantschlüssel	-
10	Schraube T6S 6x80 A2	-
11	Scheibe 7x42x3	-
12	Dübel Fischer UX R 10	-
10-12	Schraube kit 30 cm (2 St)	27998
10-12	Schraube kit 60 cm (3 St)	27999

Etac Flex

etac®

Reservedelsliste

75284D 21-11-19



da

Dansk

Pos.	Betegnelse	Art.-nr.
1	Dæklåg Flex hvid	84006156
1	Dæklåg Flex grå	84006155
2	Modhold Flex hvid	84006160
2	Modhold Flex grå	84006159
3-9	Limsæt kmpl Flex	84006157
3	Limtube Flex	-
4	Tubeklemme Flex	-
5	Rengøringsserviet Flex	-
6	Skrue MK6S M 6x10 A2 esloc	-
7	Skrue MK6S M 6x20 A2 esloc	-

Pos.	Betegnelse	Art.-nr.
8	Limske Flex	-
9	Unbrakonøgle	-
10	Skrue T6S 6x80 A2	-
11	Skive 7x42x3	-
12	Skruedybel Fischer UX R 10	-
10-12	Skruesæt 30 cm (2 st)	27998
10-12	Skruesæt 60 cm (3 st)	27999