


Etac Cross 5


Ersatzteilliste Deutsch



78562.31 2025-01-09



Etac Cross 5



Etac Cross 5 XL



Etac Cross 5 Active

Inhalt

Inhalt	Seite
Seitenteil	3
Kreuzteil	4
Crossrücken 3A	5-7
Rückenrohre für Cross 2 Rückenlehne und ECS-System	8
Standard Rückenrohre mit festen Schiebegriffen	9
Rückenrohre für Cross 2B	10
Schiebebügel	11
Querstange	12
Beinstütze	13
Beinstütze Winkelverstellbar mod 1/ alt. Flip-up	14
Beinstütze Winkelverstellbar mod 3	15
Amputationsbeinstütze	16
Gipsbeinauflage	17
Fußplatte	18-20
Einteilige Fußplatte	21
Bremse	22
Antriebsrad	23-25
Trommelbremse	26-27
Trommelbremse, Standard Rückenrohre mit festen Schiebegriffen	28
Einhandantrieb	29
Mantel und Schlauch	30-31
Greifreifen	32-33
Lenkrad	34-35
Verbreiterungssatz	36
Sitz Bezug/Sitztiefenverlängerung Crossrücken 3A	37

Harten Sitz	38
Rückenbezug Rücken mod. 2	39
Rückenbezug Rücken 3A	40
Rückenbezug Rücken 2B	41
Rückenbezug std	42
Überzug Rücken mod. 2	43
Überzug Rücken 3A	44-46
Überzug Rücken 2B	47
Armlehne	48-49
Seitenschutz	50
Oberschenkelstütze komplett	51
Spritzschutz	52
Seitenpelotte Crossrücken 3A	53-54
Tisch	55
Tisch Hemi	56
Therapietisch halb	57
Kippschutz	58-60
Speichenschutz	61
Tetraknöpfe	62
Stockhalter	63
Kopfstütze	64
Infusionsständer	65

Seitenteil



Cross 5
Cross 5 XL

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1,9-11	Seitenteil Cross 5 kurz rechts	27520-xx-1
	Seitenteil Cross 5 kurz links	27520-xx-2
	Seitenteil Cross 5 lang rechts	27521-xx-1
	Seitenteil Cross 5 lang links	27521-xx-2
2,9-11	Seitenteil Cross 5 aktiv kurz rechts	27680-01-1
	Seitenteil Cross 5 aktiv kurz links	27680-01-2
	Seitenteil Cross 5 aktiv lang rechts	27681-01-1
	Seitenteil Cross 5 aktiv lang links	27681-01-2
3	Nabenhülse M100 D12	20024
4	Camberscheibe 2° außen	82567
	Camberscheibe 0° außen	82569
5	Camberscheibe 2° innen	82568
	Camberscheibe 0° innen	82570
6	Distanz Antriebsrad niedrig Cross 5, für Montage Antriebsrad in Position G	82588

Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

7	Unterlegscheibe 17x24x1.3 fzb	13084
8	Mutter M16x 1 NV 24 B8	12052
9	Sicherungsmutter M 6 DIN 935-6 schwarz Chrom	12035
10	Befestigung Armlehne	25535
11	Schraube M 6x 20 MC6S 8.8 schwarz Chrom	11392
12	Befestigungsklammer Kippschutz Cross 5, zur Montage am Rahmen	82571
13	Ausbesserungsfarbe	80517-xx


Cross 5
Cross 5 XL

Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●
●	●

Farbe:

01=Mattschwartz, 92=weiss, 93= Dunkelblau


Kreuzteil



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Federring RSM 4 rfr	13054	●	●
2	Gelenkhülse 5/6/1.5 PA	50285	●	●
3	Bolzen f. Stabilisator Kreuzte Cross	20507	●	●
1-3, 5-6, 16-18	Montiersatz Kreuzteil	25765	●	●
4	Stabilisator Cross 35 cm	25148	●	
	Stabilisator Cross 37.5 cm	25149	●	
	Stabilisator Cross 40 cm	25150	●	
	Stabilisator Cross 42.5 cm	25151	●	
	Stabilisator Cross 45 cm	25152	●	
	Kreuzstabilisierung Cross 47.5 cm	25725	●	●
	Kreuzstabilisierung Cross 50 cm	25451	●	●
	Kreuzstabilisierung Cross 52.5 cm	26035		●
	Kreuzstabilisierung Cross 55 cm	26036		●
	Kreuzstabilisierung Cross 57.5 cm	26037		●
	Kreuzstabilisierung Cross 60 cm	26899		●
5	Dübel Sitzrohr Cross/ M100 Mod 2	50406	●	●
6	Schraube B 8x16 FXS schwarz Chrom	11401	●	●
7	Schraube M6x55 MC6S 12.9 schwarz	11351	●	●
8	Kreuzteilscheibe Cross	20383	●	●
9	Scheibe D20 d6,4 t=3,5	51028	●	●
10	Kappenmutter M6 nylon Verschluss	12005	●	●
11	Schraube M 5x 35 MC6S 12.9 fzb	11290	●	●
12	Gelenkhülse 5/6/1.5 PA	50285	●	●
13	Sicherungsmutter M 5 DIN 935-6	12036	●	●

4-15	Kreuzstrebe 35 cm kurz Modell 4	27832-01	●	
	Kreuzstrebe 37,5 cm kurz Modell 4	27833-01	●	
	Kreuzstrebe 40 cm kurz Modell 4	27834-01	●	
	Kreuzstrebe 42,5 cm kurz Modell 4	27835-01	●	
	Kreuzstrebe 45 cm kurz Modell 4	27840-01	●	
	Kreuzstrebe 47,5 cm kurz Modell 4	27841-01	●	●
	Kreuzstrebe 50 cm kurz Modell 4	27842-01	●	●
	Kreuzstrebe 52,5 cm kurz Modell 4	27843-01		●
	Kreuzstrebe 55 cm kurz Modell 4	27844-01		●
	Kreuzstrebe 57,5 cm kurz Modell 4	27845-01		●
	Kreuzstrebe 60 cm kurz Modell 4	27846-01		●
	Kreuzstrebe 35 cm lang Modell 4	27836-01	●	
	Kreuzstrebe 37,5 cm lang Modell 4	27837-01	●	
	Kreuzstrebe 40 cm lang Modell 4	27838-01	●	
	Kreuzstrebe 42,5 cm lang Modell 4	27839-01	●	
	Kreuzstrebe 45 cm lang Modell 4	27847-01	●	
	Kreuzstrebe 47,5 cm lang Modell 4	27848-01	●	●
	Kreuzstrebe 50 cm lang Modell 4	27849-01	●	●
	Kreuzstrebe 52,5 cm lang Modell 4	27850-01		●
	Kreuzstrebe 55 cm lang Modell 4	27851-01		●
	Kreuzstrebe 57,5 cm lang Modell 4	27852-01		●
	Kreuzstrebe 60 cm lang Modell 4	27853-01		●
16	Schraube M6x25 MC6S schwarz 8.8 DIN 912	11636	●	●
17	Scheibe 25/10/1.5 Cross	50281	●	●
18	Gelenkhülse Kreuzteil Cross 5	20322	●	●


Crossrücken 3A



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Schraube M8x30 M6S	11363
2	Schraube M8x55 M6S	11432
3	Transportbefestigung Cross 5 r	Crossrücken 3A
	Transportbefestigung Cross 5 l	Crossrücken 3A
4	Sicherungsmutter M 8x1	DIN 985 fzb


Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●

Crossrücken 3A




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Aufnahmebuchse Crossrücken 3A	82504	●	●
2	Rückenchassis Cross rechts Crossrücken 3A	83290-1	●	●
	Rückenchassis Cross links Crossrücken 3A	83290-2	●	●
3	Mutter T-Form Cross Crossrücken 3A	20028	●	●
4	Excenter Rückenrahme	83291	●	●
5	Federring M6 gewellt 128A Stahl 2.1	13113	●	●
6	Schraube M6x20 MC6S 12.9	11684	●	●

Crossrücken 3A...




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Rückenprofil Cross 3A rechts, niedrig	83013-1	●	●
	Rückenprofil Cross 3A links, niedrig	83013-2	●	●
2	Aufkleber Höheneinstellung niedrig	71377	●	●
	Aufkleber Höheneinstellung hoch	71378	●	●
3	Abdeckkappe 1 Rückenrohr 3A Crossrücken mod 4	51130	●	●
	Abdeckkappe 2 Rückenrohr 3A Crossrücken mod 4	51131	●	●
4	Schraube MRX M4x8 verzinkt	11441	●	●
5	Verschlussmutter M4 verzinkt	12026	●	●
6a	Aufnahme Schiebegriff hvst. 3A mod 4	28576	●	
6b	Aufnahme Schiebegriff hvst. rechts Cross mod 3	27371-1	●	●
	Aufnahme Schiebegriff hvst. links Cross mod 3	27371-2	●	●



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
7	Schiebegriff hvb. Cross mit 100 mm Handgriffpolster	27588-01	●	●
	Schiebegriff hvb. Cross XL 100 mm	27589-01		●
	Schiebegriff hvb. Cross XL 75 mm	27341-01		●
8	Schiebegriff fest Cross 3A	27644	●	●
9-14	Rückenverlängerung 3A 35-40 kpl	28658	●	●
	Rückenverlängerung 3A 42,5-50 kpl	28659	●	●
	Rückenverlängerung 3A 52,5-60 kpl	28660	●	●
9	Rückenverlängerung Rückenprofil rechts	51223-1	●	●
	Rückenverlängerung Rückenprofil links	51223-2	●	●
10	Markisendraht	51222	●	●
11	Schleife Rückenverlängerung 3A Kpl	63294	●	●
12	Schraube	11441	●	●
13	Sicherungsmutter	12026	●	●
14	Sitztiefenverlängerung 35-40 cm	63291	●	●
	Sitztiefenverlängerung 42,5-50 cm	63292	●	●
	Sitztiefenverlängerung 52,5-60 cm	63293	●	●


Rückenrohre für Cross 2 Rückenlehne und ECS-System (Crossrücken 2)

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Sicherungsmutter M 8x1 DIN 985 fzb	12051	●	●
2	Schraube M 8x 1x30 10.9 D960/961 schwarz	11363	●	●
3	Schraube M8x55 M6S Feingewinde	11432	●	●
4	Transportbefestigung Cross 5 r Crossrücken 3A	82573	●	●
	Transportbefestigung Cross 5 l Crossrücken 3A	82574	●	●
5	Gelenkstütze Rücken Cross	20319	●	●
6	Abdeckkappe Rückenrohr Cross neu	50248	●	●
7	Rückenrohr Crossrücken 2 schwarz	25593-01	●	●
8	Etikett Rückenhöheinstellung Cross mod 2	71851	●	●
9	Schraube M 6x 22 MC6S 8.8 fzb	11012	●	●
10	Scheibe BRB 6x4x10x1.5 fzb	13080	●	●
11	Rückenteil Crossrücken 2	80851	●	●
12	Abdeckkappe Crossrücken 2 rechts	50405	●	●
	Abdeckkappe Crossrücken 2 links	50407	●	●
13	Vierkantmutter hoch M6 schwarz Chrom	12058	●	●
6-13	Rückenrohr Crossrücken 2 vormontiert rechts	25609-01-1	●	●
	Rückenrohr Crossrücken 2 vormontiert links	25609-01-2	●	●
14	Befestigung Handgriff Cross kompl mod 2	25676	●	●
15	Unterlegscheibe BRB M6 schwarz Chrom	13030	●	●
16	Schraube M 6x 30 MC6S 8.8 schwarz Chrom esloc	11398	●	●
17	Schiebegriffe höhenverstellbar M100	27298	●	●
18	Handgriffe für Schiebe std	82221	●	●
19	Schraube B 8x16 RTS fzb st 4.2 torx	11041	●	●
17-19	Schiebegriff höhenverstellbar Crossrücken 2 35-50cm std	27338-01	●	●




Standard Rückenrohr mit festen Schiebegriffen

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Gelenkstütze Rücken Cross	20319	●	
2	Sicherungsmutter M 8x1 DIN 985 fzb	12051	●	
3	Schraube M 8x 1x30 10.9 D960/961 schwarz	11363	●	
4	Schraube M8x55 M6S Feingewinde	11432	●	
5	Transportbefestigung Cross 5 r Crossrücken 3A	82573	●	
	Transportbefestigung Cross 5 l Crossrücken 3A	82574	●	
6	Befestigung Rückenrohr Cross	26571-01	●	
7	Verschlußmutter M 5 M6MF fzb	12060	●	
8	Rückenrohr m Schiebegriff Twin std.	27344-01	●	
9	Schraube M 5x 30 M6S fzb	11403	●	
10	Schraube B 8x16 RTS fzb st 4.2 torx	11041	●	
11	Handgriffe für Schiebe std	82221	●	
12	Schraube M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208	●	




Crossrücken 2B

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Befestigung Rückenrohr B2B	28366-01	●	
2	Schraube M 5x30 M6S	11403	●	
3	Verschlußmutter M 5 DIN 985-6	12060	●	
4	Rückenrohr niedrig			
	Rückenrohr hoch			
4-7	Rückenrohr mit Schiebegriff B2B niedrig, mit Handgriffe	28378	●	
	Rückenrohr mit Schiebegriff B2B hoch, mit Handgriffe	28379	●	
5	Schraube B 8x16 RTS st 4.2	11041	●	
6	Handgriffe L80	28364	●	
7	Abdeckkappe schwarz	51174	●	




Schiebebügel



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Schiebebügel 3A 35 cm 32,5 cm höhenverstellbar kpl.	27433-01	●	
	Schiebebügel 3A 37,5 cm Cross 2 35 cm kpl	25578-01	●	
	Schiebebügel 3A 40 cm Cross 2 37.5 cm kpl	25579-01	●	
	Schiebebügel 3A 42,5 cm Cross 2 40 cm kpl	25580-01	●	
	Schiebebügel 3A 45 cm Cross 2 42.5 cm kpl	25581-01	●	
	Schiebebügel 3A 47,5 cm Cross 2 45 cm kpl	25582-01	●	
	Schiebebügel 3A 50 cm Cross 2 47.5 cm kpl	25730-01	●	
	Schiebebügel 3A 47,5 cm Cross 2 XL 45 cm kpl	27434-01		●
	Schiebebügel 3A 50 cm Cross 2 XL 47.5 cm kpl	26063-01		●
	Schiebebügel 3A 52,5 cm Cross 2 XL 50 cm kpl	26064-01		●
	Schiebebügel 3A 55 cm Cross 2 XL 52.5 cm kpl	26068-01		●
	Schiebebügel 3A 57,5 cm Cross 2 XL 55 cm kpl	26069-01		●
	Schiebebügel 3A 60 cm Cross 2 XL 57.5 cm kpl	26070-01		●

Querstange




	Cross 5	Cross 5 XL

Pos.	Description	Art. Nr.		
1	Querstange 32,5 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 35 cm komplett	27431	●	
	Querstange 35 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 37,5 cm komplett	25610	●	
	Querstange 37,5 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 40 cm komplett	25611	●	
	Querstange 40 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 42,5 cm komplett	25612	●	
	Querstange 42,5 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 45 cm komplett	25613	●	
	Querstange 45 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 47,5 cm komplett	25614	●	●
	Querstange 47,5 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 50 cm komplett	25739	●	●
	Querstange 50 cm Cr/Next/M100 3A Rücken 52,5 cm komplett	25615		●
	Querstange 52,5 cm Cross/Next 3A Rücken 55 cm komplett	26030		●
	Querstange 55 cm Cross/Next 3A Rücken 57,5 cm komplett	26031		●
	Querstange 57,5 cm Cross/Next 3A Rücken 60 cm komplett	26032		●

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	
	●	
	●	
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
		●


2	Querstange 3A 35 cm kompl mod 4	28114	●	
	Querstange 3A 37,5 cm kompl mod 4	28115	●	
	Querstange 3A 40 cm kompl mod 4	28116	●	
	Querstange 3A 42,5 cm kompl mod 4	28117	●	●
	Querstange 3A 45 cm kompl mod 4	28118	●	●
	Querstange 3A 47,5 cm kompl mod 4	28695	●	●
	Querstange 3A 50 cm kompl mod 4	28696	●	●
	Querstange 3A 52,5 cm kompl mod 4	28697	●	●
	Querstange 3A 55 cm kompl mod 4	28698	●	●
	Querstange 3A 57,5 cm kompl mod 4	28699	●	●
	Querstange 3A 60 cm kompl mod 4	28700		●

Beinstütze



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Abdeckkappe Beinstütze Seitenrahm Cross	50287	●	●
2	Stopfen Beinstütze Cross schwa	50240	●	●
3	Flügelschraube Beinstütze WN 314.1 25-M 6 polyamid	80847	●	●
4	Schraube M6x30 M6S 8.8 DIN931 verzinkt	11555	●	●
1-5	Beinstütze enger Winkel nicht verriegelbar schwarz mod 2	25570-01	●	●
	Beinstütze Standard Schwarz mod 2	25574-01	●	●
	Beinstütze enger Winkel kurz shwarz mod 2	25571-01	●	
2-5	Beinstütze verriegelbar kurz enger Winkel schwarz mod 2	25572-01	●	
	Beinstütze verriegelbar enger Winkel schwarz mod 2	25573-01	●	
	Beinstütze verriegelbar Std Winkel schwarz mod 2	25575-01	●	●


Beinstütze winkelverstellbar Modell 1



			Cross 5	Cross 5 XL
Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
1	Scheibe NB6x16x1.0 schwarz Chrom	13034	●	●
2	Gelenkschutz Beinstütze winkelversellbar	62176	●	●
3	Schraube M 6x 40 MVBF fzb	11234	●	●
4	Distanz beinstütze vrb Cross	20414	●	●
5	Knebelschraube Schiebegriffe Cross neu	80488	●	●
6	Schraube M6x30 M6S 8.8 DIN931 verzinkt	11555	●	●
7	Flügelschraube Beinstütze WN 314.1 25-M 6 polyamid	80847	●	●
1-7	Beinstütze Winkelverstellbar Cross Schwarz mod 2	25660-01	●	●
8	Siehe Abschnitt für Fußplatten			
9a	Konsole kissen beinstütze winkelverstb Cross	24446-01	●	●
10	Flügelmutter für Beinstütze M6M M8 fzb	12006	●	●
11	Flügelschraube Beinstütze 60x22 M8x32 schwarz	80295	●	●

			Cross 5	Cross 5 XL
12	Drehknopf 40 M 6x17 Schwarz	80297	●	●
13	Polsterhalter für Winkelverstellbeinstütze schwarz	24421-01	●	●
14	Scheibe 6.4x17x3 DIN 7349 Stahl fzb	13052	●	●
9a-14	Halter für Wadenplatte Winkelverstell Cross schwarz	24544-01	●	●
9b-14	Halter für Wadenplatte FlipUp Winkelverstell schwarz	27322-01	●	●
15	Flügelsschraube Beinstütze Amputation 3015 M5 x 15 S Cross	80807	●	●
15-16	Wadenplatte Beinstütze 35/37.5 Winkelverstell dunkelgrau	62105-60	●	
	Wadenplatte Beinstütze 40/42.5 Winkelverstell dunkelgrau	62104-60	●	
	Wadenplatte Beinstütze 45/47.5 Winkelverstellbar, dunkelgrau	62484-60	●	●
	Wadenplatte Beinstütze 50-60cm Winkelverstellbar, dunkelgrau	62451-60	●	●
17	Bezug für Wadenplatte 35/37,5 für Wadenplatte 62105-60	62888-60	●	
	Bezug für Wadenplatte 40/42.5 für Wadenplatte 62104-60	62889-60	●	
	Bezug für Wadenplatte 45/47.5 für Wadenplatte 62484-60	62890-60	●	●
	Bezug für Wadenplatte 50-60 für Wadenplatte 62451-60	62906-60	●	●

Beinstütze winkelverstellbar Modell 3




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-8, 10	Beinstütze winkelverstellbar kpl mit Wadenplatte mod 3 schwarz	26100	●	●
2	Schraube K40x14 PT-KX schwarz Chrom	11419	●	●
3	Griffe vrb beinstütze	50842	●	●
4	Abdeckkappe 22x2 winkelverstellbare Beinstütze mod 3	51020	●	●
5	Schraube M6x30 M6S 8.8 DIN931 verzinkt	11555	●	●
6	Flügelschraube Beinstütze WN 314.1 25-M 6 polyamid	80847	●	●

			Cross 5	Cross 5 XL
7	Befestigung Wadenplatte winkelverstellbare Beinstütze mod 3	26122	●	●
8	Wadenplatte winkelverst. Beins mod 3	50844	●	●
9	Bezug für Wadenplatte Beinstütze wvb 26100/26207 dunkelgrau	62762-60	●	●
	Bezug für Wadenplatte Beinstütze wvb 26100/26207 Dartex	62762-63	●	●
10	PUR ring	50860	●	●
7-8, 10	Wadenplatte kompl vrb beinstütze	26136	●	●
1-6	Beinstütze verstellbar, Cross ohne Wadenplatte	27149	●	●

Amputationsbeinstütze

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
1	Flügelschraube Beinstütze Amputation 3015 M5 x 15 S Cross	80807	●	●
2	Scheibe BRB 8.4/A2 rfr	13011	●	●
3	Schraube M 8x 35 MC6S fzb	11276	●	●
4	Verriegelungsrohr für Amputationsbeinstütze	25518-01	●	●
5	Stoppschraube M 8x 8 SK6SS schwarz Chrom hrc 45	11388	●	●
6	Achse beinstütze amputation kompl	25519-01	●	●
7	Konsole kissen beinstütze amputation	80809	●	●
8	Vierkantomutter höhe M 8 fzb	12056	●	●
9	Stützplatte Velours Amputationsbeinstütze	62335-60	●	●
	Stützplatte Dartex Amputationsbeinstütze	62335-63	●	●
	Stützplatte XL Velours rechts Amputationsbeinstütze	62452-60-1		●
	Stützplatte XL Velours links Amputationsbeinstütze	62452-60-2		●
	Stützplatte XL Dartex rechts Amputationsbeinstütze	62452-63-1		●
	Stützplatte XL Dartex links Amputationsbeinstütze	62452-63-2		●
10	Überzug Beinstütze Amputation grau für 25516/26205	62893-60	●	●
	Überzug Beinstütze Amp. Dartex für 25516-63/26205-63	62893-63	●	●
	Überzug Beinstütze Amp. XL, rechts, grau, für 26210-1	62450-60		●
	Überzug Beinstütze Amp. Cross XL re, Dartex für 26210-63-1	62450-63		●
	Überzug Beinstütze Amp. links, grau, für 26210-2	62761-60		●
	Überzug Beinstütze Amp. Cross XL links Dartex für 26210-63-2	62761-63		●




			Cross 5	Cross 5 XL
11	Schraubenschlüssel NV 4 Din 911	80141	●	●
12	Schraubenschlüssel NV 6 DIN611L 180mm	82625	●	●
1-12	Amputationsbeinstütze Cross kompl grau	25516-60	●	
	Amputationsbeinstütze Cross kompl Dartex	25516-63	●	
	Amputationsbeinstütze XL recht kompl grau	26210-60-1		●
	Amputationsbeinstütze XL links kompl grau	26210-60-2		●
	Amputationsbeinstütze XL recht kompl Dartex	26210-63-1		●
	Amputationsbeinstütze XL links kompl Dartex	26210-63-2		●


Gipsbeinauflage

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-9	Gipsbeinauflage für Cross rechts	27417-1
	Gipsbeinauflage für Cross links	27417-2
1	Gipsbeinauflage	
2	Wadenplatte Gipsbeinauflage	82520
3	Abdeckkappe	50287
4	Konsole kissen beinstütze	24446-01
5	Mutter für Beinstütze	12006
6	Flügelschraube Beinstütze	80295
7	Flügelschraube 40 M6x17	80297
8	Polsterhalter	24421-01
9	Scheibe 6.4x17x3 DIN 7349	13052
4-9	Halter für Wadenplatte	24544-01

	Cross 5	Cross 5 XL
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●




Fußplatte



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Schraube M 6x 25 MC6S 8.8 fzb	11033	●	●
2	Verschlussblock Fussplatte Cross Vinyl	20324	●	●
3	Befestigungsrohr Fußpl. x-kurz c/c 15 mm schwarz	82603	●	
	Befestigungsrohr Fußpl. kurz c/c 15 mm schwarz	81999	●	
	Befestigungsrohr Fußplatte std c/c 15 mm schwarz	81997	●	●
	Befestigungsrohr Fußpl. lang c/c 15 mm schwarz	81998	●	●
4	Mutter M 6 DIN 985-6 fzb	12017	●	●
5	Feder Fußplatte Cross Plast	80619	●	●
6	Schraube K40x 8 PT-KX Phil WN 1442 fzb	11344	●	●


Fußplatte...

Pos.	Description	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
7	(Fußplatte mit Befestigungsrohr std 25 cm, 81997)			
	Fußplatte std 35 cm re mod 2	25641-1	●	
	Fußplatte std 35 cm li mod 2	25641-2	●	
	Fußplatte std 37.5 cm re mod 2	25642-1	●	
	Fußplatte std 37.5 cm li mod 2	25642-2	●	
	Fußplatte std 40 cm re mod 2	25643-1	●	
	Fußplatte std 40 cm li mod 2	25643-2	●	
	Fußplatte std 42.5 cm re mod 2	25644-1	●	
	Fußplatte std 42.5 cm li mod 2	25644-2	●	
	Fußplatte std 45 cm re mod 2	25645-1	●	
	Fußplatte std 45 cm li mod 2	25645-2	●	
	Fußplatte std 47.5 cm re mod 2	25736-1	●	●
	Fußplatte std 47.5 cm li mod 2	25736-2	●	●
	Fußplatte std 50-60 cm re mod 2	25646-1	●	●
	Fußplatte std 50-60 cm li mod 2	25646-2	●	●
7	(Fußplatte mit Befestigungsrohr kurz -8 cm, 81999)			
	Fußplatte kurz 35 cm re mod 2	25653-1	●	
	Fußplatte kurz 35 cm li mod 2	25653-2	●	
	Fußplatte kurz 37.5 cm re mod 2	25654-1	●	
	Fußplatte kurz 37.5 cm li mod 2	25654-2	●	
	Fußplatte kurz 40 cm re mod 2	25655-1	●	
	Fußplatte kurz 40 cm li mod 2	25655-2	●	
	Fußplatte kurz 42.5 cm re mod 2	25656-1	●	
	Fußplatte kurz 42.5 cm li mod 2	25656-2	●	
	Fußplatte kurz 45 cm re mod 2	25657-1	●	
	Fußplatte kurz 45 cm li mod 2	25657-2	●	
	Fußplatte kurz 47.5 cm re mod 2	25738-1	●	
	Fußplatte kurz 47.5 cm li mod 2	25738-2	●	
	Fußplatte kurz 50-60 cm re mod 2	25658-1	●	
	Fußplatte kurz 50-60 cm li mod 2	25658-2	●	



			Cross 5	Cross 5 XL
7	(Fußplatte mit Befestigungsrohr lang +10 cm, 81998)			
	Fußplatte lang 35 cm re mod 2	25647-1	●	
	Fußplatte lang 35 cm li mod 2	25647-2	●	
	Fußplatte lang 37.5 cm re mod 2	25648-1	●	
	Fußplatte lang 37.5 cm li mod 2	25648-2	●	
	Fußplatte lang 40 cm re mod 2	25649-1	●	
	Fußplatte lang 40 cm li mod 2	25649-2	●	
	Fußplatte lang 42.5 cm re mod 2	25650-1	●	
	Fußplatte lang 42.5 cm li mod 2	25650-2	●	
	Fußplatte lang 45 cm re mod 2	25651-1	●	
	Fußplatte lang 45 cm li mod 2	25651-2	●	
	Fußplatte lang 47.5 cm re mod 2	25737-1	●	●
	Fußplatte lang 47.5 cm li mod 2	25737-2	●	●
	Fußplatte lang 50-60 cm re mod 2	25652-1	●	●
	Fußplatte lang 50-60 cm li mod 2	25652-2	●	●
8	Fußplatte vergrößerung XL 52.5-57.5	28443		●


Fußplatte cont.



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-6	Fußplattenvergrößerung S Kpl	28774	●	●
	Fußplattenvergrößerung M rechts	28775-1	●	●
	Fußplattenvergrößerung M links	28775-2	●	●
	Fußplattenvergrößerung L rechts	28776-1	●	●
	Fußplattenvergrößerung L links	28776-2	●	●
1	Fußplattenvergrößerung S		●	●
	Fußplattenvergrößerung M rechts		●	●
	Fußplattenvergrößerung M links		●	●
	Fußplattenvergrößerung L rechts		●	●
	Fußplattenvergrößerung L links		●	●
2	Sperrferse Armlehne	80661	●	●
3	Schraube M5x14 MF6S Zn8/P esloc	11237	●	●
4	Fixierungsplatte Fußplatte	83421	●	●
5	Sicherungsmutter M5	12168	●	●
6	Schraube M5x12 K6S 10.9	11208	●	●
7	Seitenführung	83420	●	●

[illegible]

Einteilige Fußplatte



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Fußbrett durchgehend kpl 35-37.5 cm	25936	●	
	Fußbrett durchgehend kpl 40-50 cm	25937	●	●
	Fußbrett durchgehende kpl 50-60 cm	26853	●	●
1	Fußplatte 35-37.5 cm f. durchgehendes Fußbrett	81130	●	
	Fußplatte 40-50 cm f. durchgehendes Fußbrett	81131	●	●
	Fußplatte 50-60 cm f. durchgehendes Fußbrett	81993	●	●
2	Schraube B 6 3.5x9.5 FXS schwarz Chrom	11384	●	●
3	Schraube M 5x 20 MF6S schwarz Chrom	11526	●	●
4	Schlossteil Fussplatte kompl L 94 mm	25931	●	
	Schlossteil Fußstütze kompl L 144 mm	25932	●	●
5	Befestigungsrohr Fußplatte links	25934	●	●
6	Befestigungsrohr Fußplatte rechts	25935	●	●
7	Schutzkappen durchg. Fußbrett	50830	●	●

Antriebsrad (C5)

			Cross 5	Cross 5 XL
Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
	20" Antriebsrad			
1	Rad 20 C5 HD/ohne Greifreifen ohne Achse	28420	●	●
	Rad 20 C5 HD/Alu Greifreifen ohne Achse	28474	●	●
	Rad 20 C5 HD/Zellgummi ohne Achse	28475	●	●
	Rad 20 C5 HD/Megagrip ohne Achse	28476	●	●
	Rad 20 C5 HD/Edelstahl ohne Achse	28477	●	●
	Rad 20 C5 Massiv/o.Greifreifen ohne Achse	27541	●	●
	Rad 20 C5 Massiv/Alu ohne Achse	27542	●	●
	Rad 20 C5 Massiv/Zellgummi ohne Achse	27543	●	●
	Rad 20 C5 Massiv/Megagrip ohne Achse	27957	●	●
	Rad 20 C5 Massiv/Edelstahl ohne Achse	27544	●	●
	Rad 20 C5 ohne Bereifung/o.GR ohne Achse	27545	●	●
	Rad 20" C5 mass. Schlauch Edelstahl	27683	●	●
	Rad 20" C5 mass. Schlauch Zellgummi	27684	●	●
	Rad 20" C5 mass. Schlauch Megagrip	27685	●	●
	Rad 20" C5 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27686	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe HD/ohne Greifreifen, ohne Achse	28478	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe HD/Megagrip ohne Achse	28479	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe HD/Edelstahl ohne Achse	28480	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe Massiv/ohne Greifreifen, ohne Achse	28076	●	●
	Rad 20" C5 matte Nabe Massiv/Megagrip ohne Achse	28077	●	●
Rad 20" C5 matte Nabe Massiv/Edelstahl ohne Achse	28078	●	●	
Rad 20" C5 matte Nabe ohne Bereifung/Schlauch/Greifreifen/Achse	28079	●	●	

			Cross 5	Cross 5 XL
	22" Antriebsrad			
1	Rad 22 C5 HD/o.Greifreifen ohne Achse	27546	●	●
	Rad 22 C5 HD/Alu ohne Achse	27547	●	●
	Rad 22 C5 HD/Zellgummi ohne Achse	27548	●	●
	Rad 22 C5 HD/Megagrip ohne Achse	27549	●	●
	Rad 22 C5 HD/Edelstahl ohne Achse	27550	●	●
	Rad 22 C5 Massiv/o.Greifreifen ohne Achse	27551	●	●
	Rad 22 C5 Massiv/Alu ohne Achse	27552	●	●
	Rad 22 C5 Massiv/Zellgummi ohne Achse	27553	●	●
	Rad 22 C5 Massiv/Megagrip ohne Achse	27554	●	●
	Rad 22 C5 Massiv/Edelstahl ohne Achse	27555	●	●
1	Rad 22 C5 ohne Bereifung/o.GR	27556	●	●
	Rad 22" C5 mass. Schlauch Edelstahl	27687	●	●
	Rad 22" C5 mass. Schlauch Zellgummi	27688	●	●
	Rad 22" C5 mass. Schlauch Megagrip	27689	●	●
	Rad 22" C5 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27690	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe HD/ohne Greifreifen, ohne Achse	28080	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe HD/Megagrip ohne Achse	28081	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe HD/Edelstahl ohne Achse	28082	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe Massiv/ohne Greifreifen, ohne Achse	28083	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe Massiv/Megagrip ohne Achse	28084	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe Massiv/Edelstahl ohne Achse	28085	●	●
	Rad 22" C5 matte Nabe ohne Bereifung/Schlauch/Greifreifen/Achse	28086	●	●

Antriebsrad... (C5)

Pos.	Description	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	24" Antriebsrad			
	Rad 24 C5 HD ohne Greifreifen schwarz ohne Achse	28860	●	●
	Rad 24 C5 HD/alu schwarz ohne Achse	28861	●	●
	Rad 24 C5 HD/Zellgummi schwarz ohne Achse	28862	●	●
	Rad 24 C5 HD/Megagrip schwarz ohne Achse	28863	●	●
	Rad 24 C5 HD/Edelstahl schwarz ohne Achse	28864	●	●
	Rad 24 C5 HD/Titan schwarz ohne Achse	28865	●	●
	Rad 24" C5 HD/Alu ohne Achse Marathon Plus	28603	●	●
	Rad 24" C5 HD/Zellgummi ohne Achse Marathon Plus	28604	●	●
	Rad 24" C5 HD/Megagrip ohne Achse Marathon Plus	28605	●	●
	Rad 24" C5 HD/Edelstahl ohne Achse Marathon Plus	28606	●	●
	Rad 24" C5 HD/Titan ohne Achse Marathon Plus	28607	●	●
	Rad 24" C5 HD/o.Greifreifen ohne Achse Marathon Plus	28608	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/o.Greifreifen ohne Achse	27563	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/Alu ohne Achse	27564	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/Zellgummi ohne Achse	27565	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/Megagrip ohne Achse	27566	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/Edelstahl ohne Achse	28844	●	●
	Rad 24" C5 Massiv/Titan ohne Achse	27568	●	●
	Rad 24" C5 ohne Bereifung/o.GR ohne Achse	27569	●	●
	Rad 24" C5 mass. Schlauch Zellgummi	27692	●	●
	Rad 24" C5 mass. Schlauch Megagrip	27693	●	●
	Rad 24" C5 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27694	●	●
	Rad 24" C5 Ultra-Leicht/Grip ohne Achse	82555	●	
	Rad 24" C5 Ultra-Leicht/Titan ohne Achse	82534	●	
	Rad 24" C5 matte Nabe HD/ohne Greifreifen, ohne Achse	28087	●	●
	Rad 24" C5 matte Nabe HD/Megagrip ohne Achse	28088	●	●

1	Rad 24" C5 matte Nabe HD/Edelstahl ohne Achse	28089	●	●
	Rad 24" C5 matte Nabe Massiv/ohne Greifreifen, ohne Achse	28090	●	●
	Rad 24" C5 matte Nabe Massiv/Megagrip ohne Achse	28091	●	●
	Rad 24" C5 matte Nabe Massiv/Edelstahl ohne Achse	28092	●	●
	Rad 24" C5 matte Nabe o.Bereifung/Schlauch Greifreifen o Achse	28093	●	●
	Rad 24" Ultra-Leicht/titan ohne Achse	28095	●	
	26" Antriebsrad			
	Rad 26 C5 HD/alu	27570	●	●
	Rad 26 C5 HD/Edelstahl	27572	●	●
	Rad 26 C5 halbmassiv/Edelstahl	27992	●	●
	Rad 26 C5 matte Nabe HD/Edelstahl ohne Achse	28094	●	●
	Achse			
	Steckachse QR D12 Std Stahlnabe Cross, Prio, Crissy	82483	●	●
	Steckachse QR D12 Antriebsrad leicht	82581	●	●


Antriebsrad 20", 22", 24", 25" (C6, Maxx)

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
	20" Antriebsrad			
	Antriebsrad 20 C6 hochdruck al Speedlite ohne Achse	83908	●	●
	Antriebsrad 20 C6 hochdruck Edelstahl Speedlite ohne Achse	83909	●	●
	Antriebsrad 20 C6 hochdruck Megagrip Speedlite ohne Achse	83884	●	●
	Antriebsrad 20 C6 massiv al ohne Achse	83885	●	●
	Antriebsrad 20 C6 massiv Edelstahl ohne Achse	83910	●	●
	Antriebsrad 20 C6 massiv Megagrip ohne Achse	83911	●	●
	22" Antriebsrad			
	Antriebsrad 22 C6 hochdruck al Speedlite ohne Achse	83880	●	●
	Antriebsrad 22 C6 hochdruck Edelstahl Speedlite ohne Achse	83906	●	●
	Antriebsrad 22 C6 hochdruck Megagrip Speedlite ohne Achse	83881	●	●
	Antriebsrad 22 C6 massiv al ohne Achse	83882	●	●
	Antriebsrad 22 C6 massiv Edelstahl ohne Achse	83907	●	●
	Antriebsrad 22 C6 massiv Megagrip ohne Achse	83883	●	●

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
	24" Antriebsrad			
	Antriebsrad 24 C6 hochdruck al Speedlite ohne Achse	83873	●	●
	Antriebsrad 24 C6 hochdruck Edelstahl Speedlite ohne Achse	83874	●	●
	Antriebsrad 24 C6 hochdruck Megagrip Speedlite ohne Achse	83875	●	●
	Antriebsrad 24 C6 massiv al ohne Achse	83876	●	●
	Antriebsrad 24 C6 massiv Edelstahl ohne Achse	83877	●	●
	Antriebsrad 24 C6 massiv Megagrip ohne Achse	83878	●	●
	25" Antriebsrad			
	Antriebsrad 25 Maxx hochdruck hart al Trailblazer re ohne Achse	28964-1	●	●
	Antriebsrad 25 Maxx hochdruck hart al Trailblazer li ohne Achse	28964-2	●	●
	Antriebsrad 25 Maxx hochdruck plastad Trailblazer re ohne Achse	28965-1	●	●
	Antriebsrad 25 Maxx hochdruck plastad Trailblazer li ohne Achse	28965-2	●	●
	Achse			
2	Steckachse QR D12,7x110	83872	●	●


Antriebsrad mit Trommelbrems

			Cross 5	Cross 5 XL
Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
1	TB-Rad 20			
	TB-Rad 20 massiv/Alu	81337	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch Edelstahl	27695	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch Zellgummi	27696	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch Megagrip	27697	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27698	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch matte Nabe Edelstahl	28097	●	●
	TB-Rad 20 mass. Schlauch matte Nabe ohne Greifreifen, o Achse	28096	●	●
	TB-Rad 20 ND matte Nabe Edelstahl	28098	●	●
	TB-Rad 20 ND matte Nabe ohne Greifreifen, ohne Achse	28099	●	●
1	TB-Rad 22			
	TB-Rad 22 HD/Alu	81342	●	●
	TB-Rad 22 massiv/Alu	81339	●	●
	TB-Rad 22 massiv/Grip	81340	●	●
	TB-Rad 22 massiv/Stahl	81341	●	●
	TB-Rad 22 HD/Grip	81343	●	●
	TB-Rad 22 HD/Stahl	81344	●	●
	TB-Rad 22 mass. Schlauch Edelstahl	27255	●	●
	TB-Rad 22 mass. Schlauch Zellgummi	27699	●	●
	TB-Rad 22 mass. Schlauch Megagrip	27700	●	●
	TB-Rad 22 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27701	●	●
	TB-Rad 22" mass. Schlauch ohne Greifreifen, o Achse, matte Nabe	28100	●	●
	TB-Rad 22" mass. Schlauch Megagrip, matte Nabe	28101	●	●
	TB-Rad 22" mass. Schlauch Edelstahl, matte Nabe	28102	●	●
	TB-Rad 22" HD/Megagrip matte Nabe, HD/Kunststoff	28103	●	●
	TB-Rad 22" HD/Edelstahl matte Nabe	28104	●	●
	TB-Rad 22" HD ohne Greifreifen, ohne Achse, matte Nabe	28105	●	●




Antriebsrad mit Trommelbrems...

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	TB-Rad 24			
	TB-Rad 24 HD/Alu	81349	●	●
	TB-Rad 24 massiv/Alu	81346	●	●
	TB-Rad 24 massiv/Grip	81347	●	●
	TB-Rad 24 massiv/Stahl	81348	●	●
	TB-Rad 24 HD/Grip	81350	●	●
	TB-Rad 24, HD/ Edelstahl	81351	●	●
	TB-Rad 24 mass. Schlauch Edelstahl	27256	●	●
	TB-Rad 24 mass. Schlauch Zellgummi	27702	●	●
	TB-Rad 24 mass. Schlauch Megagrip	27703	●	●
	TB-Rad 24 mass. Schlauch ohne Greifreifen, ohne Achse	27704	●	●
	TB-Rad 24" mass. Schlauch o Greifreifen, o Achse, matte Nabe	28106	●	●
	TB-Rad 24" mass. Schlauch Megagrip, matte Nabe	28107	●	●
	TB-Rad 24" mass. Schlauch Edelstahl, matte Nabe	28108	●	●
	TB-Rad 24" HD/Megagrip matte Nabe	28109	●	●
	TB-Rad 24" HD/Edelstahl matte Nabe	28110	●	●
	TB-Rad 24" HD ohne Greifreifen, ohne Achse, matte Nabe	28111	●	●
	TB-Rad 26			
	TB-Rad 26 mass. Schlauch Greifreifen Edelstahl	28112	●	●
2-9	Montagesatz Trommelbremse Cross 5/Cross 5 XL	27627	●	●
2-9, 11	Trommelbremse C5 ohne Rad	27890	●	
	Trommelbremse C5 XL ohne Rad	27891		●
2	Steckachse Trommelbremse 138 mm, für Cross/M100	81325	●	●
3	Befestigungsplatte TB Cross 5	82566	●	●
4	Ankerplatte Cross 5 rechts	27590	●	●
	Ankerplatte Cross 5 links	27591	●	●
5	Schraube M6x55 MC6S	11351	●	●
6	Adapter Bremse 5 mm	51019	●	●
7	Sicherungsmutter M 6 Zn8/P4 DIN 985-6	12035	●	●



			Cross 5	Cross 5 XL
8	Mutter M16x1 NV 24 B8 fzb	12052	●	●
9	Schnorr Scheibe 17x24x1.3 fzb	13084	●	●
11	TB Schiebegriff hvb. Cross 100mm Griffpolster, inkl. TB-Griff und Bowdenzug	27625-01	●	
	TB Schiebegriff hvb. Cross XL 100mm Griffpolster, inkl. TB-Griff und Bowdenzug	27626-01		●
12-13	Montagesatz Trommelbremse Cross 5 / Cross 5 XL niedrig	27628	●	●
14	Wire lock brake handle 100 mm 10 pcs	82854	●	●
	Wire lock brake handle 75 mm 10 pcs	82855	●	●


Trommelbremse, Standard Rückenrohr mit festen Schiebegriffen



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Griff für Trommelbremse	81804
2	Bremszug für Trommelbremse	81805
3	Schraube DG 50x20 WN 1552 A2	11504
4	Rückenrohr m Schiebegriff Twin für Trommelbremse, inkl. Handgriffpolster 75mm	27345-01


Cross 5	Cross 5 XL
●	●
●	●
●	●
●	●

Einhandbetrieb




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Teleskopachse Einhandantrieb Cross 35-37.5 cm	27317	●	
	Teleskopachse Einhandantrieb Cross 40-42.5 cm / Next 35-37.5 cm	27318	●	
	Teleskopachse Einhandantrieb Cross 45-50 cm / Next 40-45 cm	27319	●	●
	Teleskopachse Einhandantrieb Cross 52.5-57.5 cm / Next 47.5-55 cm	27320		●
	Teleskopachse Einhandantrieb Cross 60 cm / Next 57.5 cm	27321		●
2-3	Einhandantr 20 Cross/Cross XL kpl	26534	●	●
	Einhandantr 22 Cross/Cross XL kpl	26533	●	●
	Einhandantr 24 Cross/Cross XL kpl	26522	●	●

Mantel und Schlauch (C5)




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Mantel 22 x 1 hochdruck	81125	●	●
	Mantel 24 Hochdruck schwarz	83329	●	●
	Mantel 24 Schwalbe Marathon Plus	83301	●	●
	Mantel Hochdruckbereifung 24x1 für Ultraleicht-Räder	82907	●	
2	Mantel 20 massiv	80787	●	●
	Mantel 22 massiv grau	81384	●	●
	Mantel 24 massiv grau	80768	●	●
3	Schlauch 20 Niederdruck	80132	●	●
	Schlauch 22, Hochdruck	80136	●	●
	Schlauch 24 Hochdruck	80560	●	●
	Schlauch Hochdruckbereifung 24x1 für Ultraleicht-Räder	82908	●	
4	Schlauch massiv 20"	82706	●	●
	Schlauch massiv 22"	82705	●	●
	Schlauch massiv 24"	82704	●	●
5	Felgenband 24" für Ultraleicht-Räder	82909	●	
	Felgenband 24"	97044	●	●

Mantel und Schlauch (C6, Maxx)



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Mantel 20x1 (25-451) Speedlite schwarz	83897	●	●
	Mantel 22x1 (25-501) Speedlite schwarz	83898	●	●
	Mantel 24x1 (25-540) Speedlite schwarz	83899	●	●
	Mantel 25x1 (25-559) Trailblazer schwarz	83900	●	●
2	Mantel 20x1 3/8 (37-451) massiv schwarz	83347	●	●
	Mantel 22x1 3/8 (37-501) massiv schwarz	83348	●	●
	Mantel 24x1 1/4 (32-540) massiv schwarz	83349	●	●
3	Schlauch 20x1 (25-451) Hochdruckbereifung	82199	●	●
	Schlauch 22x1 (25-501) Hochdruckbereifung	80136	●	●
	Schlauch 24x1 (25-540) Hochdruckbereifung	80560	●	●
	Schlauch 25x1 (25-559) Hochdruckbereifung	83904	●	●


Greifreifen (C5)



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Montagesatz Greifreifen Alu/Megagrip/Zellgummi/Stahl	24514	●	●
2	20" Antriebsrad			
	Greifreifen D465 20" Alu	81109	●	●
	Greifreifen D465 20" Rutschfester Lackierung gross	81229	●	●
	Greifreifen D425 20" Zellg/Klips mont	24442	●	●
	Greifreifen D465 20" Stahl	21034	●	●
	Greifreifen D465 20" Stahl versiegelt	83006	●	●
	Greifreifen D465 20" Rutschfester Lackierung gross	83010	●	●
	22" Antriebsrad			
	Greifreifen D500 22" Alu	25636	●	●
	Greifreifen D500 22" Stahl	24395	●	●
	Greifreifen D500 22" schwarz	80895	●	●
	Greifreifen D469 22" Zellg/Klips mont	24551	●	●
	Greifreifen D500 22" Stahl versiegelt	83007	●	●
	Greifreifen D500 22" Rutschfester Lackierung gross	83011	●	●

2	24" Antriebsrad		Cross 5	Cross 5 XL
	Greifreifen D540 24" Alu	25181	●	●
	Greifreifen D540 24" Stahl	24023	●	●
	Greifreifen D540 24" Rutschfester Lackierung gross	82998	●	●
	Greifreifen D540 24" Zellg/Klips mont	80800	●	●
	Greifreifen D540 24" Stahl versiegelt	83008	●	●
	Greifreifen D540 24" Rutschfester Lackierung gross	83012	●	●
	26" Antriebsrad			
	Greifreifen D585 26" Alu	81508	●	●
	Greifreifen D585 26" Stahl	81510	●	●
	Greifreifen D585 26" Stahl	83009	●	●

Greifreifen C6, Maxx




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross	Cross 5 XL
1	Montage kit Greifreifen 6 Punkte (nicht Megagrip)	83892	●	●
2	20" Antriebsrad			
	Greifreifen 20" Al 6 Punkte	83890	●	●
	Greifreifen 20" Edelstahl 6 Punkte	83891	●	●
	Greifreifen 20" Megagrip 6 Punkte	83339	●	●
	22" Antriebsrad			
	Greifreifen 22 Al 6 Punkte	83888	●	●
	Greifreifen 22 Edelstahl 6 Punkte	83889	●	●
	Greifreifen 22 Megagrip 6 Punkte	83338	●	●

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross	Cross 5 XL
2	24" Antriebsrad			
	Greifreifen 24 Al 6 Punkte	83886	●	●
	Greifreifen 24 Edelstahl 6 Punkte	83887	●	●
	Greifreifen 24 Megagrip 6 Punkte	83335	●	●
	25" Antriebsrad			
	Greifreifen 25 hart Al 6 Punkte	83340	●	●
	Greifreifen 25 Megagrip 6 Punkte	83341	●	●

Lenkrad, Vordergabel 57 mm Nabenbreite


Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Schraube M 8x 1x40 MC6S 12.9 schwarz Zn8/P4	11305
2	Exzenterhülse gezackt	81994
3	Halter Vordergabel Cross	80606
	Lenkradgabelbef-Hemi	80899
	Halter Vordergabel niedrig Cross	83417
1, 3, 9-11, 13-19	Halter Vordergabel Cross Kpl	28147
	Lenkradgabelbef-Hemi Kpl	25763
	Halter Vordergabel niedrig Cross Kpl	28633
4	Schraube M6 x 75 MC6S 12.9 Schwarz Chrom	11338
5	Lenkrad	
6	Sicherung Radachse	51284
	Sicherung Radachse (50 stück)	27954
7	Sicherungsmutter M 6 DIN 935-6 schwarz Zn8/P4	12035
4-7	Lenkrad 4" 100x30 massiv	27870
	Lenkrad 5" 125x30 massiv kompl	27865
	Lenkrad 5" 125x30 massiv kompl 2 St.	27865-02
	Lenkrad 5" 125x30 massiv kompl 10 St.	27865-10
	Lenkrad 6" 150x30 halb massiv kompl	27863
	Lenkrad 6" 150x30 massiv kompl	27869
	Lenkrad 6,5" 165x30 massiv	27866
	Lenkrad 6,5" 165x30 massiv 2 St.	27866-02
	Lenkrad 6,5" 165x30 massiv 10 St.	27866-10
	Lenkrad 8" 200x35 halb massiv kompl	27864
	Lenkrad 8" 200x50 halb massiv kompl	27868
	8	Vordergabel kurz 4" lenkrad ohne achse
Vordergabel kurz ohne Achse schwarz		24554-01
Vordergabel medium ohne Achse schwarz		24555-01
Vordergabel lang ohne Achse schwarz		24556-01
Vordergabel kurz exkl Achse 4 mm Schwarz		24832-01
Vordergabel Medium ohne Achse 4 mm schwarz		24833-01
9	Sicherungsmutter 1/2 UNF Niedrig	12077
10	Scheibe BRB 13.5 schwarz Zn8/P4	13031
11	Scheibe 12.7x24x2.5 mit phase	13032




12	Achse vordergabel stahl Sting	83812
8-12	Vordergabel extrakurz für 4" Rad	26238
	Vordergabel kurz Stahlachse	24677
	Vordergabel medium Stahlachse	24678
	Vordergabel lang Stahlachse	24679
	V-Gabel kurz verst. Stahlachse 4 mm	24834
	V-Gabel medium verst. Stahlach 4 mm	24835
13	Kugellager 1/2 EE4 2RS	80244
14	Scheibe 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040
15	Sicherungsmutter M 8x1 DIN 985 fzb	12051
16	Deckel Vordergabelbefestigung	51220
	Deckel f L-radgbeffe-Hemi	50429
17	Scheibe BRB 8.4x16x1.6 fzb	13001
18	Nutenstein	82922
19	Scheibe	13092

Lenkrad, Vordergabel 45 mm Nabenbreite

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Schraube M 8x 1x40 MC6S 12.9 schwarz Zn8/P4	11305	●	●
2	Scheibe	13092	●	●
3	Exzenterhülse gezackt	81994	●	●
4	Halter Vordergabel H142	28968	●	●
5	Sicherungsmutter M 6 Zn8/P4	12035	●	●
6	Sicherung Radachse PA 6	51284	●	●
	Sicherung Radachse PA 6 (50 stück)	28966	●	●
7	Schraube M6x60 MC6S Zn8/P4	11408	●	●
8	Lenkrad			
5-6, 8	Lenkrad 4 100x34 Kpl	28919	●	●
	Lenkrad 5 125x34 Kpl	28921	●	●
	Lenkrad 6 150x34 Kpl	28922	●	●
	Lenkrad 8 200x38 Kpl	28526	●	●
9	Vordergabel Stahl S mit Achse	24038	●	●
	Vordergabel Stahl S+25 mit Achse	28969	●	●
	Vordergabel Alu XS mit Achse	28923	●	●
10	Sicherungsmutter 1/2 UNF niedrig	12077	●	●
11	Scheibe BRB 13.5 Zn8/P4	13031	●	●
12	Scheibe 12.7x24x2.5	13032	●	●
13	Kugellager 1/2 EE4 2RS	80244	●	●
14	Scheibe 13x24x1.2 DIN 137B fzb	13040	●	●
15	Sicherungsmutter M 8x1 DIN 985 fzb	12051	●	●
16	Deckel Vordergabelbefestigung	51220	●	●
	Deckel f L-radgbefe-Hemi	50429	●	●
17	Scheibe BRB 8.4x16x1.6 fzb	13001	●	●
18	Nutenstein	82922	●	●




Verbreitungssatz



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-6	Verbreiterungssatz 10mm f. TB Cross 5	27533
1	Sicherungsmutter M 6 DIN 935-6 schwarz Chrom	12035
2	Distanzstück Verbreiterung f. AL-Aufnahme	51018
3	Adapter Bremse	51019
4	Distanzstück Nabenhülse	20508
5	Unterlegscheibe 17x24x1.3 fzb	13084
6	Mutter M16x1 NV 24 B8	12052

Sitz Bezug/Sitztiefenverlängerung Crossrücken 3A




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
	Für Crossrücken 3A			
1	Markisendraht kurz länge=385mm Bezug Sitz	80617	●	●
	Markisendraht lang länge=450mm Bezug Sitz	80618	●	●
1-2	Bezug Sitz Basic kurz 35 cm Basic/Cross 3A schwarz	62718-60	●	
	Bezug Sitz Basic kurz 37.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62719-60	●	
	Bezug Sitz Basic kurz 40 cm Basic/Cross 3A schwarz	62720-60	●	
	Bezug Sitz Basic kurz 42.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62721-60	●	
	Bezug Sitz Basic kurz 45 cm Basic/Cross 3A schwarz	62722-60	●	
	Bezug Sitz Basic kurz 47.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62978-60	●	●
	Bezug Sitz Basic kurz 50 cm Basic/Cross 3A schwarz	62979-60	●	●
	Bezug Sitz Basic kurz 52.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62980-60		●
	Bezug Sitz Basic kurz 55 cm Basic/Cross 3A schwarz	62981-60		●
	Bezug Sitz Basic kurz 57.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62982-60		●
	Bezug Sitz Basic kurz 60 cm Basic/Cross 3A schwarz	62983-60		●


			Cross 5	Cross 5 XL
1-2	Bezug Sitz Basic lang 35 cm Basic/Cross 3A schwarz	62728-60	●	
	Bezug Sitz Basic lang 37.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62729-60	●	
	Bezug Sitz Basic lang 40 cm Basic/Cross 3A schwarz	62730-60	●	
	Bezug Sitz Basic lang 42.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62731-60	●	
	Bezug Sitz Basic lang 45 cm Basic/Cross 3A schwarz	62732-60	●	
	Bezug Sitz Basic lang 47.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62984-60	●	●
	Bezug Sitz Basic lang 50 cm Basic/Cross 3A schwarz	62985-60	●	●
	Bezug Sitz Basic lang 52.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62986-60		●
	Bezug Sitz Basic lang 55 cm Basic/Cross 3A schwarz	62987-60		●
	Bezug Sitz Basic lang 57.5 cm Basic/Cross 3A schwarz	62988-60		●
	Bezug Sitz Basic lang 60 cm Basic/Cross 3A schwarz	62989-60		●
3	Sitztiefenverlängerung B35-40 cm	63291	●	
	Sitztiefenverlängerung B42,5-50 cm	63292	●	●
	Sitztiefenverlängerung B52,5-60 cm	63293	●	●

Harten Sitz

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Befestigung hinten fester Sitz ECS	26414-01	●	●
2	Befestigung vorne fester Sitz ECS	26413-01	●	●
3	Scheibe BRB 5.3 fzb	13017	●	●
4	Schraube M5x18 MC6S 8.8	11424	●	●
5	Hutmutter M4 verzinkt	12068	●	●
6	Mutter M4 M6M verzinkt	12067	●	●
7	Scheibe 4.3x 9x0.8 fzb	13066	●	●
8	Schraube M4x12 M6S A2	11707	●	●
1-8	fester Sitz NextC kurz 35-37.5	26720	●	
	fester Sitz NextC kurz 40-42.5	26721	●	
	fester Sitz NextC kurz 45-47.5	26722	●	●
	fester Sitz Next Cf kurz 50	26723	●	●
	fester Sitz NextC kurz 55-57.5	26724		●
	fester Sitz Next Cf kurz 60	26660		●
	fester Sitz NextC lang 35-37.5	26725	●	
	fester Sitz NextC lang 40-42.5	26726	●	
	fester Sitz NextC lang 45-47.5	26727	●	●
	fester Sitz Next Cf lang 50	26728	●	●
	fester Sitz NextC lang 55-57.5	26729		●
	fester Sitz NextC lang 60	26662		●




Rückenbezug Rücken Modell 2




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Bezug Rücken 2C verstellbar 35/37,5 cm	63317-60	●	
	Bezug Rücken 2C verstellbar 40/42,5 cm	63318-60	●	
	Bezug Rücken 2C verstellbar 45 cm	63319-60	●	
	Bezug Rücken 2C verstellbar 47,5/50 cm	63320-60	●	●
	Bezug Rücken 2C verstellbar 52,5/55 cm	63321-60	●	●
	Bezug Rücken 2C verstellbar 57,5/60 cm	63322-60		●
	Bezug Rücken 2C verstellbar hoch 35/37,5 cm	63327-60	●	
	Bezug Rücken 2C verstellbar hoch 40/42,5 cm	63328-60	●	
	Bezug Rücken 2C verstellbar hoch 45 cm	63329-60	●	
	Bezug Rücken 2C verstellbar hoch 47,5/50 cm	63330-60	●	●

Rückenbezug Rücken 3A






Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Rückenbezug 3A 35 - 40 cm Cross 3A	62953-60	●	
	Rückenbezug 3A 42.5 - 50 cm Cross 3A	62954-60	●	●
	Rückenbezug 3A 52.5 - 60 cm Cross 3A	62955-60		●
	Markisendraht L296 3A Crossrücken mod 3	82461	●	●
	Bezug Rücken hoch 3A 35-40cm Cross 3A	63014-60	●	
	Bezug Rücken hoch 3A 42.5-50cm Cross 3A	63015-60	●	●
	Bezug Rücken hoch 3A 52.5-60cm Cross 3A	63016-60		●
	Markisendraht L355 3A hoch Crossrücken mod 3	82586	●	●


Rückenbezug Rücken 2B



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
1	Bezug Rücken B2B rb 35-40 cm	63257-60	Cross 5	Cross 5 XL
	Bezug Rücken B2B rb 42.5-50 cm	63258-60		
	Bezug Rücken B2B rb 52.5-60 cm	63259-60		
2	Bezug Rücken B2B hoch 35-40 cm	63260-60		
	Bezug Rücken B2B hoch 42.5-50 cm	63261-60		
	Bezug Rücken B2B hoch 52.5-60 cm	63262-60		
3	Verlängerungsteil Rücken 2B 35-40 cm mod 2	63273		
	Verlängerungsteil Rücken 2B 42,5-47,5 cm mod 2	63275		
	Verlängerungsteil Rücken 2B 50-55 cm mod 2	63276		
4	Zusatzpolster, Größe 20x15x1 cm	63272		
5	Verstärkung f. Bezug Zusatzpolster	51218		
4-5	Zusatzpolster komplett	28637		




Rückenbezug std



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Bezug Rücken std M100 37.5 cm	62534-70	●	
	Bezug Rücken std M100 40 cm	62535-70	●	
	Bezug Rücken std M100 42.5 cm	62536-70	●	
	Bezug Rücken std M100 45 cm	62537-70	●	
	Bezug Rücken std M100 47.5 cm	62538-70	●	
	Bezug Rücken std M100 50 cm	62539-70	●	
2	Bezug Rücken anpassbar 35-37,5 cm	62364-70	●	
	Bezug Rücken anpassbar 40-42,5 cm	62365-70	●	
	Bezug Rücken anpassbar 45 cm	62366-70	●	
	Bezug Rücken anpassbar 47,5-50 cm	62367-70	●	

Überzug Rücken Modell 2



Cross 5
Cross 5 XL



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
	Überzug Rücken El/Cr/Act 35/37.5 cm dunkelgrau	62135-60	●	
	Überzug Rücken El/Cr/Act 37.5 cm dunkelgrau	62387-60	●	
	Überzug Rücken El/Cr/Act 40/42.5 cm dunkelgrau	62136-60	●	
	Überzug Rücken Elite/Cross/Act 42.5 cm dunkelgrau	62388-60	●	
	Überzug Rücken El/Cr/Act 45 cm dunkelgrau	62137-60	●	
	Überzug Rücken Cross/Next 47.5 cm grau	62389-60	●	●
	Überzug Rücken Cross/Next 50 cm dunkelgrau	62305-60	●	●
	Überzug Rücken Cross/Next 52.5 cm grau	62432-60	●	●
	Überzug Rücken Cross/Next 55 cm grau	62433-60	●	●
	Überzug Rücken Cross/Next 57.5 cm grau	62434-60		●
	Überzug Rücken Cr/Ne 60cm	62435-60		●
	Überzug Rücken H55 35 cm Cross/Next dunkelgrau	62478-60	●	
	Überzug Rücken H55 37.5 cm Cross/Next dunkelgrau	62479-60	●	
	Überzug Rücken H55 40 cm Cross/Next dunkelgrau	62469-60	●	
	Überzug Rücken H55 42.5 cm Cross/Next dunkelgrau	62470-60	●	
	Überzug Rücken H55 45 cm Cross/Next dunkelgrau	62471-60	●	
	Überzug Rücken H55 47.5 cm Cross/Next dunkelgrau	62472-60	●	●

Cross 5
Cross 5 XL

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
	Überzug Rücken H55 50 cm Cross/Next dunkelgrau	62473-60	●	●
	Überzug Rücken H55 52.5 cm Cross/Next dunkelgrau	62480-60	●	●
	Überzug Rücken H55 55 cm Cross/Next dunkelgrau	62481-60	●	●
	Überzug Rücken H55 57.5 cm Cross/Next dunkelgrau	62482-60		●
	Überzug Rücken H55 60 cm Cross/Next dunkelgrau	62483-60		●
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 35 cm grau	62895-60	●	
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 37.5 cm grau	62896-60	●	
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 40 cm grau	62897-60	●	
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 42.5 cm grau	62898-60	●	
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 45 cm grau	62899-60	●	
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 47.5 cm grau	62900-60	●	●
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 50 cm grau	62901-60	●	●
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 52.5 cm grau	62902-60	●	●
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfortm std/hoch 55 cm grau	62903-60	●	●
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 57.5 cm grau	62904-60		●
	Überzug Rücken Cr/Ne Comfort std/hoch 60 cm grau	62905-60		●
	Adapter Sitzbezug	28484	●	●

(Verbreiterte Rücken +5 cm)

Überzug Rücken 3A




	Cross 5	Cross 5 XL

Pos.	Description	Art. Nr.
1	Überzug Rücken Cross 3A 35 dunkelgrau	62941-60
	Überzug Rücken Cross 3A 37,5 dunkelgrau	62942-60
	Überzug Rücken Cross 3A 40 dunkelgrau	62943-60
	Überzug Rücken Cross 3A 42,5 dunkelgrau	62944-60
	Überzug Rücken Cross 3A 45 dunkelgrau	62945-60
	Überzug Rücken Cross 3A 47,5 dunkelgrau	62946-60
	Überzug Rücken Cross 3A 50 dunkelgrau	62947-60
	Überzug Rücken Cross 3A 52,5 dunkelgrau	62948-60
	Überzug Rücken Cross 3A 55 dunkelgrau	62949-60
	Überzug Rücken Cross 3A 57,5 dunkelgrau	62950-60
	Überzug Rücken Cross 3A 60 dunkelgrau	62951-60


	Cross 5	Cross 5 XL

2	Überzug Rücken 3A Komfort 35 dunkelgrau	62956-60
	Überzug Rücken 3A Komfort 37,5 dunkelgrau	62957-60
	Überzug Rücken 3A Komfort 40 dunkelgrau	62958-60
	Überzug Rücken 3A Komfort 42,5 dunkelgrau	62959-60
	Überzug Rücken 3A Komfort 45 dunkelgrau	62960-60
	Überzug Rücken 3A Komfort 47,5 dunkelgrau	62961-60
	Überzug Rücken 3A Komfort 50 dunkelgrau	62962-60
	Überzug Rücken 3A Komfort 52,5 dunkelgrau	62963-60
	Überzug Rücken 3A Komfort 55 dunkelgrau	62964-60
	Überzug Rücken 3A Komfort 57,5 dunkelgrau	62965-60
	Überzug Rücken 3A Komfort 60 dunkelgrau	62966-60

Überzug Rücken 3A...



1



2


Cross 5
Cross 5 XL

●	
●	
●	
●	
●	
●	●
●	●
	●
	●
	●
	●


Cross 5
Cross 5 XL

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
2	Shaumstoff Überzug Tidy 35	82877	●	
	Shaumstoff Überzug Tidy 37,5	82878	●	
	Shaumstoff Überzug Tidy 40	82879	●	
	Shaumstoff Überzug Tidy 42,5	82880	●	
	Shaumstoff Überzug Tidy 45	82881	●	
	Shaumstoff Überzug Tidy 47,5	82882	●	●
	Shaumstoff Überzug Tidy 50	82883	●	●
	Shaumstoff Überzug Tidy 52,5	82884		●
	Shaumstoff Überzug Tidy 55	82885		●
	Shaumstoff Überzug Tidy 57,5	82886		●
	Shaumstoff Überzug Tidy 60	82887		●

Überzug Rücken 3A...



1



2

Cross 5	Cross 5 XL
---------	------------

●	
●	
●	
●	
●	
●	●
●	●
	●
	●
	●


Cross 5	Cross 5 XL
---------	------------

●	
●	
●	
●	
●	
●	●
●	●
	●
	●
	●

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1	Überzug Rücken hoch 3A 35 cm Cross 3A	63020-60
	Überzug Rücken hoch 3A 37.5 cm Cross 3A	63021-60
	Überzug Rücken hoch 3A 40 cm Cross 3A	63022-60
	Überzug Rücken hoch 3A 42.5 cm Cross 3A	63023-60
	Überzug Rücken hoch 3A 45 cm Cross 3A	63024-60
	Überzug Rücken hoch 3A 47,5 cm Cross 3A	63025-60
	Überzug Rücken hoch 3A 50 cm Cross 3A	63026-60
	Überzug Rücken hoch 3A 52.5 cm Cross 3A	63027-60
	Überzug Rücken hoch 3A 55 cm Cross 3A	63028-60
	Überzug Rücken hoch 3A 57.5 cm Cross 3A	63029-60
	Überzug Rücken hoch 3A 60 cm Cross 3A	63030-60

2	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 35 cm	63033-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 37.5 cm	63034-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 40 cm	63035-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 42.5 cm	63036-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 45 cm	63037-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 47.5 cm	63038-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 50 cm	63039-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 52.5 cm	63040-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 55 cm	63041-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 57.5 cm	63042-60
	Überzug Rücken hoch 3A Komfort SB 60 cm	63043-60


Überzug Rücken 2B



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Überzug Rücken 3A/B2B 35 cm schwarz	63204-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 37.5 cm schwarz	63205-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 40 cm schwarz	63206-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 42.5 cm schwarz	63207-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 45 cm schwarz	63208-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 47.5 cm schwarz	63209-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 50 cm schwarz	63210-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 52.5 cm schwarz	63211-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 55 cm schwarz	63212-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 57.5 cm schwarz	63213-68	●	
	Überzug Rücken 3A/B2B 60 cm schwarz	63214-68	●	


Armlehne abnehmbares Polster

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-6	Armlehne abnehmbares Polster kurz rechts	28780-1	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster kurz links	28780-2	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang rechts	28781-1	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang links	28781-2	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster kurz rechts mit Fingerschraube	28782-1	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster kurz links mit Fingerschraube	28782-2	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang rechts mit Fingerschraube	28783-1	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang links mit Fingerschraube	28783-2	●	●
1	Armlehne abnehmbares Polster kurz rechts ohne Polster	28684	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang rechts ohne Polster	28685-1	●	●
	Armlehne abnehmbares Polster lang links ohne Polster	28685-2	●	●
2	Sperrferse Armlehne	80661	●	●
3	Schraube B 8x19 RXS/A2 Ph st 4.2	11064	●	●
4	Armlehnenpolster M100 kurz rechts	82294-1	●	●
	Arm support pad M100 kurz links	82294-2	●	●
	Arm support pad M100 lang rechts	82295-1	●	●
	Arm support pad M100 lang links	82295-2	●	●
5	Schutzscheibe rechts	50316	●	●
	Schutzscheibe links	50317	●	●
6	Schraube M5x14 MF6S 10.9 schwarz Esloc	11237	●	●
7	Fingerschraube	82402	●	●




Armlehne...

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1	Velourspolster Armlehne kurz dunkelgrau	62282-60	●	●
	Velourspolster Armlehne lang dunkelgrau	62283-60	●	●
	Gelpolster Armlehne kurz kompl	26240-60	●	●
	Gelpolster Armlehne lang kompl	26241-60	●	●
	Armlehnenpolster kurz, Dartex	62282-63	●	●
	Armlehnenpolster lang, Dartex	62283-63	●	●
	Gelpolster Armlehne kurz Dartex kompl	26240-63	●	●
	Gelpolster Armlehne lang Dartex kompl	26241-63	●	●
2-5	Armlehne Cross höhenanp 25 cm rechts	25172-1	●	●
	Armlehne Cross höhenanp 25 cm links	25172-2	●	●
	Armlehne Cross höhenanp 38 cm rechts	25173-1	●	●
	Armlehne Cross höhenanp 38 cm links	25173-2	●	●
3	Schraube M 5x 14 MF6S 10.9 schwarz Chrom esloc	11237	●	●
4	Schutzscheibe Cross/M100 Nylon re	50316	●	●
	Schutzscheibe Cross/M100 Nylon li	50317	●	●
5	Sperrferse Armlehne 6005 T6 SS 4107-06	80661	●	●




Seitenschutz




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Seitenschutz konsole Cross 6005 T6 SS4107-06	80631	●	●
2	Sperrferse Armlehne 6005 T6 SS 4107-06	80661	●	●
3	Schraube M 5x 14 MF6S 10.9 schwarz Chrom esloc	11237	●	●
4	Schutzscheibe Cross/M100 Nylon re	50316	●	●
	Schutzscheibe Cross/M100 Nylon li	50317	●	●
1-4	Seitenschutz Cross rechts Kunststoff schwarz	25189-1	●	●
	Seitenschutz Cross links Kunststoff schwarz	25189-2	●	●

Spritzschutz



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Spritzschutz Carbon CrossElite Rechte Seite mit einstellbarer Halterung	27397-1	●	●
	Spritzschutz Carbon CrossElite Linke Seite mit einstellbarer Halterung	27397-2	●	●
1	Spritzschutz Carbon rechts ohne Befestigung	27414-1	●	●
	Spritzschutz Carbon links ohne Befestigung	27414-2	●	●
2	Sperrferse Armlehne 6005 T6 SS 4107-06	80661	●	●
3	Befestigung Spritzschutz Carbo	27396-01	●	●
4	Schraube M 5x 8 K6S schwarz Chrom	11304	●	●
5	Schraube M 5x 20 MF6S schwarz Chrom	11571	●	●
6	Sicherungsmutter M 5 DIN 935-6 Schwarz Chrom	12036	●	●
7	Unterlegscheibe 5.3x15x1.2	13004	●	●
8	Distanz armlehne	20231	●	●
9	Schraube M 6x 25 MC6S 12.9 schwarz Chrom	11317	●	●
10	Sicherungsmutter M 6 DIN 935-6 schwarz Chrom	12035	●	●

Oberschenkelstütze


[illegible]

5	Verschlussmutter M 5 Kappe fzb	12168
6	Schraube M 5x 14 MF6S 10.9 schwarz Chrom esloc	11237
7	Schraube M 5x 10 MF6S 8.8 fzb	11689
8	Schraube MF6S M6 x 30 fzb Esloc	11639
9	Sicherungsmutter M 6	12169
10	Soft pad Obersch.stütze re	82488-1
	Soft pad Obersch.stütze li	82488-2

Cross 5						
Cross 5 XL						

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-10	Oberschenkelstütze kurz, re Komplett	27391-1
	Oberschenkelstütze kurz, li Komplett	27391-2
	Oberschenkelstütze lang, re Komplett	27392-1
	Oberschenkelstütze lang, li Komplett	27392-2
1	Oberschenkelstütze kurz	82523
	Oberschenkelstütze lang	82524
2	Befestigung Oberschenkelstütze	82489
3	Befestigungsplatte Oberschenkelstütze	82490
4	Befestigungsplatte Armlehne	82408

Seitenpelotte Crossrücken 3A


[illegible]

Cross 5							
	●	●	●	●	●	●	●
Cross 5 XL		●	●	●	●	●	●

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-12	Seitenpelotte, gepolstert inkl. Befestigung, für Crossrücken 3A	27395
1	Polster Seitenpelotte gebogen, klein, Dartex, Crossrücken 3A	82491
2	Halterung Seitenpelotte Crossrücken 3A	82507
3	Federring 6.1x9.9x1.6 DIN 7980	13014
4	Schraube M 5x 12 K6S 10.9 fzb	11208
5	Befestigung Armlehne Elite/Sting	80403
6	Verriegelungsansatz armlehne	80292
7	Flügelschraube Beinstütze Amputation 3015 M5 x 15 S Cross	80807
8	Unterlegscheibe 5.3x15x1.2	13004
9	Schraube M6x25 MF6S schwarz	11430


10	Schraube M 5x 14 MF6S 10.9 schwarz Chrom esloc	11237
11	Scheibe 5.3x10x0.5 DIN 137A fzb	13026
12	Mutter M6 FK4M H5.6 N12.7	12166
13	Montageblock Pelotte wegschwenkbar, R, kpl.	27947-1
	Montageblock Pelotte wegschwenkbar, L, kpl.	27947-2
14	Bügel Pelotte, 12 cm wegschwenkbar, L, kpl.	27948
15	Kissen Pelotte medium gebogen, schwarz, H 6,5 cm, T 17 cm	27949
	Kissen Pelotte groß gebogen, schwarz, H 9 cm, T 19 cm	27950

Seitenpelotte Crossrücken 3A...




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Seitenpelotte Bügel -45 mm	83002	●	●
2	Seitenpelotte Bügel -15 mm	83017	●	●
3	Seitenpelotte Bügel 0 mm	83018	●	●
4	Seitenpelotte Bügel +15 mm	83019	●	●
5	Seitenpelotte Bügel ssb -0 mm	83046	●	●
6	Seitenpelotte Bügel ssb -15 mm	83045	●	●
7	Bålstöd dynplåt ssb -45 mm	83001	●	●
8	Befestigung Seitenpelotte 3A Kompl	28146	●	●
9	Kissen Pelotte	83005	●	●

Tisch




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
	Klettband Tisch Plexi 27.5-50 cm	62103	●	●
	Tisch Plexi 45 cm für Sitzbreite 35 cm komplett	24417	●	
	Tisch Plexi 47.5 cm für rollstuhl 37.5 cm komplett	25187	●	
	Tisch Plexi 50 cm für Sitzbreite 40 cm komplett	24418	●	
	Tisch Plexi 52.5 cm für rollstuhl 42.5 cm kompl	25188	●	
	Tisch Plexi 55 cm für Sitzbreite 45 cm komplett	24419	●	
	Tisch Plexi 57.5 cm für Sitzbreite 47.5 cm komplett	25731	●	●
	Tisch Plexi 60 cm für Rollstuhl 50 cm kompl	24601	●	●
	Tisch Plexi 62.5 cm für Sitzbreite 52.5 cm komplett	26020		●
	Tisch Plexi 65 cm für Sitzbreite 55 cm komplett	26021		●
	Tisch Plexi 67.5 cm für Sitzbreite 57.5 cm komplett	26022		●
	Tisch Plexi 70 cm für Sitzbreite 60 cm komplett	26907		●

Tisch Hemi




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
2	Armlehnenpolster kurz Hemi Tis für Tisch Hemi, mit Klettband	81631	●	●
	Armlehnenpolster lang Hemi Tis für Tisch Hemi, mit Klettband	81632	●	●
3	Klett für Hemi Tisch 35-50 cm	81633	●	●
1-2	Tisch Hemi 35 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26556	●	
	Tisch Hemi 37.5 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26557	●	
	Tisch Hemi 40 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26558	●	
	Tisch Hemi 42.5 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26559	●	
	Tisch Hemi 45 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26560	●	
	Tisch Hemi 47.5 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26561	●	●
	Tisch Hemi 50 cm, kurze AL inkl Armlehnenposterung	26562	●	●
	Tisch Hemi 35 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26563	●	
	Tisch Hemi 37.5 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26564	●	
	Tisch Hemi 40 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26565	●	
	Tisch Hemi 42.5 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26566	●	
	Tisch Hemi 45 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26567	●	
	Tisch Hemi 47.5 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26568	●	●
	Tisch Hemi 50 cm, lange AL inkl Armlehnenposterung	26569	●	●

Therapietisch halb




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
1-9	Therapietisch halb, rechts wegklappbar, in Breite und Tiefe verstellbar, transparent	27352-1	●	●
	Therapietisch halb, links wegklappbar, in Breite und Tiefe verstellbar, transparent	27352-2	●	●
1	Platte Tisch Hemi	82420	●	●
2	Schraube M 6x 35 MF6S 8.8 schwarz Chrom	11287	●	●
3	Halterung Tisch Hemi	27356	●	●
4	Befestigungsplatte Armlehne	82408	●	●
5	Feststellrad M8x14x50 mm	400118	●	●
6	Schraube M 5x 8 MC6S schwarz Chrom	11414	●	●
7	Scheibe 5.3x10x0.5 DIN 137A fzb	13026	●	●
8	Abdeckkappe IFR 1515-1,5s Tisch Hemi	50972	●	●
9	Stoppschraube M6 x 10	11614	●	●

Kippschutz



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-6	Kippschutz multi Cross 5/6 Prio cc 59 cpl	28457	●	●
1	Schraube M6x40 MC6S 10.9 zink	11229	●	●
2	Sicherungsmutter M6	12017	●	●
3	Kippschutzrohr		●	●
4	Stift		●	●
5	Feder		●	●
6	Kippschutz extension multi	51201	●	●

Kippschutz Mod 2 Cross 5



	Cross 5	Cross 5 XL
1-12	●	
1	●	
2	●	
3	●	
4	●	
5	●	
6	●	
7	●	
8	●	

	Cross 5	Cross 5 XL
9	●	
10	●	
11	●	
12	●	


Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-12	Kippschutz mod 2 Std	28470
1	Schraube M6x30 MC6S	11019
2	Hülse Kippschutz mod 2	20530
3	Verschlussmutter M6 DIN 985-6	12017
4	Befestigungsrohr Mod 2	28468
5	Kippschutzrohr lang	25374
6	Schraube M5x55 MC6S 8.8	11686
7	Schraube M5x30 MC6S	11346
8	Schraube M5x50 MC6S 8.8	11687

9	Verlängerungsteil Kippschutz	28467
10	Rad 40/5,2/12 Kippschutz	80727
11	Verschlussmutter M5 kupol	12168
12	Verlängerungsteil kurz	

	Cross 5	Cross 5 XL
9	●	
10	●	
11	●	
12	●	

9	Verlängerungsteil Kippschutz	28467
10	Rad 40/5,2/12 Kippschutz	80727
11	Verschlussmutter M5 kupol	12168
12	Verlängerungsteil kurz	


Kippschutz Mod 2 niedrig Cross 5



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.
1-8	Kippschutz mod 2 niedrig	28471
1	Schraube M6x30 MC6S	11019
2	Hülse Kippschutz mod 2	20530
3	Verschlussmutter M6 DIN 985-6	12017
4	Befestigungsrohr mod 2	28468
5	Kippschutzrohr lang	28466
6	Schraube M5x55 MC6S 8.8	11686
7	Rad 40/5,2/12 Kippschutz	80727
8	Verschlussmutter M5 kupol	12168


[illegible]

Speichenschutz




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Bef.Satz Sp.-Schutz (ab 7/05)	26276	●	●
1-2	Speichenschutz 20" kpl C6/Maxx	28934	●	●
	Speichenschutz 22" kpl C6/Maxx	28935	●	●
	Speichenschutz 24" kpl C6/Maxx	28936	●	●
1, 3	Speichenschutz 20 Farbe grau Etac	25502-28	●	●
	Speichenschutz 20 Farbe gelb Etac	25502-29	●	●
	Speichenschutz 20 TB Farbe grau Etac	28816-28	●	●
	Speichenschutz 22 Farbe grau Etac	25503-28	●	●
	Speichenschutz 22 Farbe gelb Etac	25503-29	●	●
	Speichenschutz 22 TB Farbe grau Etac	28817-28	●	●
	Speichenschutz 24 Farbe grau Etac	25504-28	●	●
	Speichenschutz 24 Farbe Gelb Etac	25504-29	●	●
	Speichenschutz 24 TB Farbe grau Etac	28818-28	●	●

Tetraknöpfe




Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1	Verschlussmutter M 5 DIN 985-6 fzb	12003	●	●
2	Scheibe 6.4x14x1.55 Al	13010	●	●
3	Feder 1.5 inv 6 L15	80019	●	●
4	Flachstahl tetraknopf schwarz	24040-01	●	●
5	Schraube M 5x 35 ECS fzb	11001	●	●
1-5	Tetraknöpfe komplett schwarz	24051-01	●	●

Stockhalter



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Stockhalter universal	27327	●	●
1	Befestigungsplatte Stockhalter	82390	●	●
2	Stockhalter M100	50866	●	●
3	Gummiband Cross	80621	●	●
4a	Schraube M 6x 40 MC6S 10.9 fzb	11229	●	●
4b	Schraube M 6x 14 MC6S svkr	11420	●	●
5	Schraube M6x12 MC6S 8.8 verzinkt	11577	●	●
6	Scheibe 6.4x14x1.5 DIN 134 schwarz Chrom	13058	●	●
7	Mutter M 6 DIN 985-6 fzb	12017	●	●

Kopfstütze



Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Kopfstütze grau abwaschbar	28534-65	●	●
	Kopfstütze grau Velours	28534-60	●	●
	Kopfstütze mit Seitenstütze grau abwaschbar	28536-65	●	●
1	Schraube M5x12 K6S	11208	●	●
2	Gelenkhülse 5/6/1.5 PA	50285	●	●
3	Schraube M8x25	11706	●	●
4	Befestigung Kopfstütze	83288	●	●
5	Überzug für Kopfstütze Velours	63177-60	●	●
	Überzug für Kopfstütze abwaschbar	63177-65	●	●
	Überzug für Kopfstütze mit Seitenstütze	63185-65	●	●
6	Befestigung 350 mm	28533	●	●
7	Knebelschraube M8x25 mm schwarz	80684	●	●

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.	Cross 5	Cross 5 XL
8	Halterung für Kopfstütze 3A 35 cm	28125	●	●
	Halterung für Kopfstütze 3A 37,5 cm	28126	●	●
	Halterung für Kopfstütze 3A 40 cm	28127	●	●
	Halterung für Kopfstütze 3A 42,5 cm	28128	●	●
	Halterung für Kopfstütze 3A 45 cm	28129	●	●
	Halterung für Kopfstütze 3A 47,5 cm	28130	●	●
	Halterung für Kopfstütze 3A 50 cm	28131	●	●
	Halterung für Kopfstütze 3A 52,5 cm	28132	●	●
	Halterung für Kopfstütze 3A 55 cm	28133	●	●
	Halterung für Kopfstütze 3A 57,5 cm	28134	●	●
	Halterung für Kopfstütze 3A 60 cm	28135	●	●
9	Halterung für Kopfstütze	25795	●	●

Infusionsständer

Pos.	Bezeichnung	Art. Nr.		
			Cross 5	Cross 5 XL
1-7	Infusionsständer Kompl	28323	●	●
1	Infusionsständer	28338	●	●
2-7	Befestigung Infusionsständer	28339	●	●
2	Flügelschraube		●	●
3	Befestigung		●	●
4	Festungsteil		●	●
5	Mutter		●	●
6	Schraube		●	●
7	Scheibe		●	●

