


DUSJVOGN GK PRIMUS 2000 HYDRAULISK



Nøkkel: —————> Synlige elementer - - - - -> Skjulte elementer

Reservedelsliste GK PRIMUS 2000 hydraulisk

No.	Art. No.	Beskrivelse
1	GK730008	Madrass GK Primus 2000
2	GK730009	Side støtte kort – fot ende
3	GK730012	Ligge flate
4	GK730014	Side støtte lang
5	GK730005	Avviserhjul (4 stk)
6	GK730010	Avløpsslange inkl. sluk og gummi propp
7	GK730015	Gassfjær
8	GK730016	Understell beskytter plate
9	GK730017	Understell
10	GK730018	Holder for liggeplate
11	GK730006	Hjul med retningssperre ø200 mm
12	GK710007	Hydraulikkpumpe GK Primus 1000/2000
13	GK730019	Nedre løftearm system
14	GK730020	Øvre løftearm system
15	GK730021	Hjul ø200 mm
16	GK730022	Sentral brems system
17	GK730023	Rygg del
18	GK730024	Utløerspak for trendelenburg (sjokkleie)
19	GK730025	Rastomat for ryggdel
20	GK730011	Side støtte kort – hode del
21	GK720004	Pedal fot hev/senk
22	GK720005	Pedal fot hev/senk
23	GK730003	Hodestøtte pute GK Primus