

»☐ = snel leverbaar

Kenmerken

(NL)

Zeer solide opvouwbare buggy in vijf maten
Self-Tensio zitsysteem met **30 graden zithoek**
Rughoek in drie standen instelbaar
Zitdiepte 13 cm meegroeibaar
Meerdere kleuren bekleding en vele accessoires
Veilig vervoerbaar volgens ISO 7176-19 tot 77 kg

Standaard geleverd met

30 graden zithoek, spanbandenrugleuning
In hoek verstelbare duwbeugel (CX10-CX16)
Duwhandvatten (CX18)
Verstelbare zitdiepte
Heupgordel
Wegklapbare voetplaten
Rijrichtinghouders op voorwielen
Quick release achterwielen
Voetrem
Transportbevestigingsogen en rugverlenger

Maatgegevens



Cruiser

	CX10*	CX12	CX14	CX16	CX18
Zitbreedte	25 cm (10")	30 cm (12")	35 cm (14")	40 cm (16")	45 cm (18")
Zitdiepte	15 - 28cm	20 - 33 cm	25 - 38 cm	28 - 44 cm	36 - 53 cm
Rugleuninghoogte	53 cm	56 cm	64 cm	71 cm	64 cm
Onderbeenlengte	13 - 53 cm	13 - 63 cm	10 - 56 cm	10 - 57 cm	20 - 58 cm
Hoogte vanaf de vloer	58 cm	63 cm	53 cm	58 cm	66 cm
Rughoek	85°/90°/95°	85°/90°/95°	85°/90°/95°	85°/90°/95°	85°/90°/95°
Rughoek maximaal (mbv klittenbandverstelling)	100°	100°	100°	100°	100°
Zithoek	30°	30°	30°	30°	30°
Breedte	56 cm	60 cm	65 cm	70 cm	72 cm
Lengte	122 cm	112 cm	124 cm	132 cm	140 cm
Hoogte	94 cm	97 cm	94 cm	102 cm	97 cm
Breedte gevouwen	38 cm	38 cm	41 cm	41 cm	38 cm
Lengte gevouwen	119 cm	122 cm	119 cm	135 cm	127 cm
Hoogte gevouwen	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Rugverlenging	15 cm	20 cm	20 cm	20 cm	25 cm
Schouderbandhoogte	28 - 48 cm	30 - 51 cm	38 - 58 cm	43 - 63 cm	41 - 56 cm
Duwhoogte verstelbare duwbeugel*	71 - 109 cm	74 - 117 cm	71 - 114 cm	78 - 122 cm	100 cm*
Gewicht**	12 kg	12 kg	13 kg	14 kg	14 kg
Gebruikersgewicht, maximaal	34 kg	34 kg	46 kg	77 kg	144 kg
Gebruikersgewicht, maximaal bij transport	30 kg	30 kg	46 kg	77 kg	77 kg

* Verstelbare duwbeugel niet mogelijk bij CX18. Maat is van duwhandvat | ** Gewicht zonder voetplaten

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar


Omschrijving	voor Cruiser	Artikelnr
Convaid Cruiser		
	☐ Cruiser maat CX10 (Zitbreedte 10"/25cm)	C10 XX XX 0
	☐ Cruiser maat CX12 (Zitbreedte 12"/30cm)	
	☐ Cruiser maat CX14 (Zitbreedte 14"/35cm)	
	☐ Cruiser maat CX16 (Zitbreedte 16"/40cm)	
	☐ Cruiser maat CX18 (Zitbreedte 18"/45cm)	
	☐ Blauw	1
	☐ Rood	
	☐ Zwart	
	☐ Roze	
	☐ Paars	
	☐ Voetrem	0
	☐ Voetrem en begeleidersrem (niet mogelijk bij CX10)	
	☐ Massieve banden	0
	☐ Luchtbanden	

Configuraties met snelle levertijd

» ☐ Cruiser maat CX14, zwart, massieve banden	C102300
» ☐ Cruiser maat CX16, zwart, massieve banden	C103300
☐ Cruiser maat CX18, zwart, massieve banden	C104300

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	voor Cruiser	Artikelnr
	☐ Zonnekap, zwart, groot model, extra small	CX10	C904736-03
	☐ Zonnekap, zwart, groot model, small	CX12	C904737-03
	☐ Zonnekap, zwart, groot model, medium	CX14	C904738-03
	»☐ Zonnekap, zwart, groot model, large	CX16	C904739-03
	☐ Zonnekap, zwart, groot model, extra large	CX18	C904740-03
	☐ Regenhoes, medium*	CX10-CX12	C904939
	☐ Regenhoes, large*	CX14	C904940
	☐ Regenhoes, extra large*	CX16-CX18	C905283
* Alleen in combinatie met zonnekap			
	☐ Rugverlenger, zwart, extra small*	CX10	C903332-03
	☐ Rugverlenger, zwart, small*	CX12	C902863-03
	»☐ Rugverlenger, zwart, medium*	CX14	C900484-03
	»☐ Rugverlenger, zwart, large*	CX16	C900138-03
	☐ Rugverlenger, zwart, extra large*	CX18	C902619-03
* LET OP: Rugverlenger is gratis icm nieuwe Cruiser wandelwagen			
	☐ Gevoerde hoofdsteen, extra small	CX10	C903331
	☐ Gevoerde hoofdsteen, small	CX12	C902862
	☐ Gevoerde hoofdsteen, medium	CX14	C900681
	☐ Gevoerde hoofdsteen, large	CX16	C900142
	☐ Gevoerde hoofdsteen, extra large	CX18	C902618
	☐ Anatomisch nekkussen	CX10-CX12	C905270
	☐ Anatomisch nekkussen	CX14-CX16	C905271
	☐ Anatomisch nekkussen	CX18	C905272
	»☐ 3-puntsheupgordel	CX10-CX18	C904017
	»☐ H-fixatie (3-puntsheupgordel verplicht)	CX10-CX18	C903988
	☐ Fixatievest, extra small	CX10	C903330
	☐ Fixatievest, small	CX12	C902861
	☐ Fixatievest, medium	CX14	C900680
	☐ Fixatievest, large	CX16	C900339
	☐ Fixatievest, extra large	CX18	C902616
	☐ Derotatie-borstband, extra small	CX10	C903328
	☐ Derotatie-borstband, small	CX12	C902859
	☐ Derotatie-borstband, medium	CX14	C900678
	☐ Derotatie-borstband, large	CX16	C900140
	☐ Derotatie-borstband, extra large	CX18	C902614
	☐ Zitverkleiner, small*	CX10-CX12	C904211
	☐ Zitverkleiner, large*	CX14-CX18	C904110
* Zitbreedte 5 cm smaller en zitdiepte 2,5 cm minder			

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	voor Cruiser	Artikelnr
	» ☐ Kuitband	CX10-CX18	C904580
	» ☐ Anti-wegzwenkband tbv voetplaten	CX10-CX18	C903584
	☐ Voetfixatie, 18-25 cm, small ☐ Voetfixatie, 20-28 cm, medium ☐ Voetfixatie, 23-30 cm, large	CX10-CX18 CX10-CX18 CX10-CX18	C903415 C903416 C903417
	☐ Werkblad, transparant, extra small ☐ Werkblad, transparant, small ☐ Werkblad, transparant, medium ☐ Werkblad, transparant, large ☐ Werkblad, transparant, extra large	CX10 CX12 CX14 CX16 CX18	C903078 C903385 C903386 C903387 C903388
	» ☐ Transportbevestigingsogen, medium* ☐ Transportbevestigingsogen, large* *LET OP: Transportbevestigingsogen zijn gratis icm nieuwe Cruiser wandelwagen Rugverlenger verplicht bij transportbevestigingsogen	CX10-CX16 CX18	C997125 C997141
	☐ Rugverlenger, zwart, extra small* ☐ Rugverlenger, zwart, small* » ☐ Rugverlenger, zwart, medium* » ☐ Rugverlenger, zwart, large* ☐ Rugverlenger, zwart, extra large* *LET OP: Rugverlenger is gratis icm nieuwe Cruiser wandelwagen	CX10 CX12 CX14 CX16 CX18	C903332-03 C902863-03 C900484-03 C900138-03 C902619-03
	☐ Antitip, medium* ☐ Antitip, large* * Niet mogelijk in combinatie met CX18.	CX10-CX12 CX14-CX16	C904520 C904540
	☐ Trapdop ☐ Trapdop	CX10-CX16 CX18	C904128 C903916
	☐ Accessoires-mand, small (onder frame) ☐ Accessoires-mand, medium (onder frame) ☐ Accessoires-mand, large (onder frame)	CX10-CX12 CX14-CX16 CX18	C904046 C904047 C904048

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	voor Cruiser	Artikelnr
	☐ Accessoiretas	CX10-CX18	C904531
	☐ Reistas	CX10-CX18	C902022

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden