

»☐ = snel leverbaar

Kenmerken

(NL)

Zeer solide compact opvouwbare buggy in vier maten
 Self-Tensio zitsysteem met **10 graden zithoek**
 Zitdiepte 13 cm meegroeibaar
 Meerdere kleuren bekleding en vele accessoires
 Veilig vervoerbaar volgens ISO 7176-19 tot 77 kg

Standaard geleverd met

10 graden zithoek, spanbandenrugleuning
 In hoek verstelbare duwbeugel (EZ12-EZ16)
 Duwhandvatten (EZ18)
 Verstelbare zitdiepte
 Heupgordel
 Wegklapbare voetplaten
 Rijrichtinghouders op voorwielen
 Voetrem
 Transportbevestigingsogen en rugverlenger

Maatgegevens



	EZ12	EZ14	EZ16	EZ18
Zitbreedte	30 cm (12")	35 cm (14")	40 cm (16")	45 cm (18")
Zitdiepte	23 - 36cm	28 - 41 cm	30 - 43 cm	37 - 50 cm
Rugleuninghoogte	53 cm	61 cm	66 cm	69 cm
Onderbeenlengte	8 - 51 cm	8 - 53 cm	8 - 56 cm	8 - 56 cm
Hoogte vanaf de vloer	48 cm	51 cm	51 cm	55 cm
Rughoek	100°	100°	100°	100°
Zithoek	10°	10°	10°	10°
Breedte	55 cm	58 cm	66 cm	66 cm
Lengte	91 cm	95 cm	110 cm	122 cm
Hoogte	96 cm	98 cm	101 cm	94 cm
Breedte gevouwen	36 cm	34 cm	36 cm	37 cm
Lengte gevouwen	113 cm	117 cm	122 cm	116 cm
Hoogte gevouwen	44 cm	46 cm	43 cm	39 cm
Rugverlenging	20 cm	20 cm	20 cm	25 cm
Schouderbandhoogte	28 - 43 cm	36 - 51 cm	38 - 53 cm	41 - 56 cm
Duwhoogte verstelbare duwbeugel*	75 - 118 cm	73 - 119 cm	71 - 114 cm	90 cm*
Gewicht**	11 kg	13 kg	13 kg	13 kg
Gebruikersgewicht, maximaal	34 kg	45 kg	77 kg	114 kg
Gebruikersgewicht, maximaal bij transport	30 kg	45 kg	77 kg	77 kg

* Verstelbare duwbeugel niet mogelijk bij EZ18. Maat is van duwhandvat

** Gewicht zonder voetplaten


Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Omschrijving	voor EZ Rider	Artikelnr
C20 XX 0X		
 ☐ EZ Rider maat EZ12 (Zitbreedte 12" / 30cm) ☐ EZ Rider maat EZ14 (Zitbreedte 14" / 35cm) ☐ EZ Rider maat EZ16 (Zitbreedte 16" / 40cm) ☐ EZ Rider maat EZ18 (Zitbreedte 18" / 45cm) ☐ Blauw ☐ Rood ☐ Zwart ☐ Roze ☐ Paars ☐ Massieve banden ☐ Luchtbanden		1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 1
Configuraties met snelle levertijd		
» ☐ EZ Rider maat EZ14, Zwart, Massieve banden		C202300
» ☐ EZ Rider maat EZ16, Zwart, Massieve banden		C203300
☐ EZ Rider maat EZ18, Zwart, Massieve banden		C204300

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	voor EZ Rider	Artikelnr
	☐ Zonnekap, groot model, small	EZ12	C904737-03
	☐ Zonnekap, groot model, medium	EZ14	C904741-03
	☐ Zonnekap, groot model, large	EZ16	C904742-03
	☐ Zonnekap, groot model, extra large	EZ18	C904743-03
	☐ Regenhoes, medium*	EZ12	C904939
	☐ Regenhoes, large*	EZ14	C904940
	☐ Regenhoes, extra large*	EZ16-EZ18	C905283
* Alleen in combinatie met zonnekap			
	☐ Rugverlenger, zwart, small*	EZ12	C902863-03
	»☐ Rugverlenger, zwart, medium*	EZ14	C900484-03
	»☐ Rugverlenger, zwart, large*	EZ16	C900138-03
	☐ Rugverlenger, zwart, extra large*	EZ18	C902619-03
*LET OP: Rugverlenger is gratis icm nieuwe EZ Rider wandelwagen			
	☐ Gevoerde hoofdsteen, small	EZ12	C900849-03
	☐ Gevoerde hoofdsteen, medium	EZ14	C900682
	☐ Gevoerde hoofdsteen, large	EZ16	C900683
	☐ Gevoerde hoofdsteen, extra large	EZ18	C900684
	☐ Anatomisch nekkussen	EZ12-EZ16	C905271
	☐ Anatomisch nekkussen	EZ18	C905272
	»☐ 3-puntsheupgordel	EZ12-EZ18	C904017
	»☐ H-fixatie (3-puntsheupgordel verplicht)	EZ12-EZ18	C903988
	☐ Fixatievest, small	EZ12	C900848
	☐ Fixatievest, medium	EZ14	C900338
	☐ Fixatievest, large	EZ16	C901020
	☐ Fixatievest, extra large	EZ18	C900387
	☐ Derotatie-borstband, small	EZ12	C900846
	☐ Derotatie-borstband, medium	EZ14	C900327
	☐ Derotatie-borstband, large	EZ16	C901018
	☐ Derotatie-borstband, extra large	EZ18	C900386
	☐ Zitverkleiner, small*	EZ12	C904211
	☐ Zitverkleiner, large*	EZ14-EZ18	C904110
* Zitbreedte 5 cm smaller en zitdiepte 2,5 cm minder			
	»☐ Kuitband	EZ12-EZ18	C904580
	»☐ Anti-wegzwenkband tbv voetplaten	EZ12-EZ18	C903584

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	voor EZ Rider	Artikelnr
	☐ Voetfixatie, 18-25 cm, small	EZ12-EZ18	C903415
	☐ Voetfixatie, 20-28 cm, medium	EZ12-EZ18	C903416
	☐ Voetfixatie, 23-30 cm, large	EZ12-EZ18	C903417
	☐ Armsteunen, opklapbaar, medium	EZ12-EZ14	C904523
	☐ Armsteunen, opklapbaar, large	EZ16-EZ18	C904524
	☐ Werkblad, transparant, small*	EZ12	C904525
	☐ Werkblad, transparant, medium*	EZ14	C904526
	☐ Werkblad, transparant, large*	EZ16	C904527
	☐ Werkblad, transparant, extra large*	EZ18	C904528
*Alleen in combinatie met armsteunen			
	»☐ Transportbevestigingsogen*	EZ12-EZ18	C997267
	*LET OP: Transportbevestigingsogen zijn gratis icm nieuwe EZ Rider wandelwagen Rugverlenger verplicht bij transportbevestigingsogen		
	☐ Rugverlenger, zwart, small*	EZ12	C902863-03
	»☐ Rugverlenger, zwart, medium*	EZ14	C900484-03
	»☐ Rugverlenger, zwart, large*	EZ16	C900138-03
	☐ Rugverlenger, zwart, extra large*	EZ18	C902619-03
*LET OP: Rugverlenger is gratis icm nieuwe EZ Rider wandelwagen			
	☐ Antitip, medium	EZ12-EZ14	C900377
	☐ Antitip, large	EZ16-EZ18	C900378
	☐ Accessoiretas	EZ12-EZ18	C904531
	☐ Reistas	EZ12-EZ18	C902022

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden