

»☐ = snel leverbaar

Kenmerken

(NL)

Zeer solide plat opvouwbaar wandelwagen in vier maten

Kantel- en rughoekverstelling

Zitdiepte 13 cm meegroeibaar

Meerdere kleuren bekleding en vele accessoires

Veilig vervoerbaar volgens ISO 7176-19 tot 63 kg

Standaard geleverd met

45 graden kantelverstelling, rugleuning 20 graden verstelbaar

In hoek verstelbare duwbeugel

Verstelbare zitdiepte

Heupgordel

In hoek verstelbare voetenplaat

Rijrichtinghouders op voorwielen

Voetrem

Transportbevestigingsogen en rugverlenger

Maatgegevens



	RD12	RD14	RD16
Zitbreedte	30 cm (12")	35 cm (14")	40 cm (16")
Zitdiepte	23 - 36 cm	28 - 41 cm	33 - 46 cm
Rugleuninghoogte	56 cm	61 cm	63 cm
Onderbeenlengte	23 - 36 cm	28 - 41 cm	31 - 46 cm
Hoogte vanaf de vloer	53 cm	56 cm	56 cm
Rughoek	90°-110°	90°-110°	90°-110°
Kantelverstelling	5° - 45°	5° - 45°	5° - 45°
Breedte	58 cm	63 cm	68 cm
Lengte	89 cm	89 cm	91 cm
Hoogte	109 cm	112 cm	114 cm
Breedte gevouwen	58 cm	63 cm	68 cm
Lengte gevouwen	86 cm	86 cm	101 cm
Hoogte gevouwen	43 cm	46 cm	46 cm
Rugverlenging	20 cm	20 cm	20 cm
Schouderbandhoogte	38 - 53 cm	41 - 56 cm	46 - 61 cm
Hoekverstelling voetenplaat	20°	20°	20°
Gewicht*	14 kg	16 kg	17 kg
Gebruikersgewicht, maximaal	34 kg	45 kg	77 kg
Gebruikersgewicht, maximaal bij transport	30 kg	45 kg	63 kg

* Gewicht zonder voetplaten


Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Omschrijving	voor Rodeo	Artikelnr
 ☐ Rodeo maat RD12 (Zitbreedte 12"/30cm) ☐ Rodeo maat RD14 (Zitbreedte 14"/35cm) ☐ Rodeo maat RD16 (Zitbreedte 16"/40cm) ☐ Blauw ☐ Rood ☐ Zwart ☐ Roze ☐ Paars ☐ Voetrem ☐ Begeleidersrem (om bij te remmen) (2) + (3) ☐ Massieve banden ☐ Luchtbanden		C30 XX XX
		1
		2
		3
		1
		2
		3
		4
		5
		1
		2
		0
		1
Rodeo basisprijs		
Rodeo RD12		C301X10
Rodeo RD14		C302X10
Rodeo RD16		C303X10
Opmerking:		
(3) Alleen mogelijk bij RD14 en RD16.		
Meerprijs:		
(2) Begeleidersrem		
Configuraties met snelle levertijd		
☐ Rodeo, maat RD14, zwart, massieve banden		C302310
☐ Rodeo, maat RD16, zwart, massieve banden		C303310

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	voor Rodeo	Artikelnr
 	☐ Zonnekap, groot model, medium	RD12	C904745-03
	☐ Zonnekap, groot model, large	RD14	C904746-03
	☐ Zonnekap, groot model, extra large	RD16	C904747-03
	☐ Regenhoes, medium*	RD12	C904939
	☐ Regenhoes, large*	RD14	C904940
	☐ Regenhoes, extra large*	RD16	C905283
	* Alleen in combinatie met zonnekap		
  	☐ Rugverlenger, zwart, small*	RD12	C902863-03
	»☐ Rugverlenger, zwart, medium*	RD14	C900484-03
	»☐ Rugverlenger, zwart, large*	RD16	C900138-03
	*LET OP: Rugverlenger is gratis icm nieuwe Rodeo wandelwagen		
	☐ Gevoerde hoofdsteen, medium	RD12	C902673
	☐ Gevoerde hoofdsteen, large	RD14	C902653
	☐ Gevoerde hoofdsteen, extra large	RD16	C903147
	☐ Anatomisch nekkussen	RD12	C905270
	☐ Anatomisch nekkussen	RD14-RD16	C905271
  	»☐ 3-puntsheupgordel	RD12-RD16	C904017
	»☐ H-fixatie (3-puntsheupgordel verplicht)	RD12-RD16	C903988
	☐ Fixatievest, medium	RD12	C903261
	☐ Fixatievest, large	RD14	C903260
	☐ Fixatievest, extra large	RD16	C903259
	☐ Zitverkleiner, small*	RD12	C904211
	☐ Zitverkleiner, large*	RD14-RD16	C904110
	* Zitbreedte 5 cm smaller en zitdiepte 2,5 cm minder. Alleen mogelijk icm armsteunen.		
	☐ Zijsteunen, set, 7 x 9,5 cm, extra small	RD12-RD16	C902980
	☐ Zijsteunen, set, 7 x 13 cm, small	RD12-RD16	C902981
	☐ Zijsteunen, set, 9 x 14 cm, medium	RD12-RD16	C902982
	☐ Zijsteunen, set, 12 x 15 cm, large	RD12-RD16	C902983

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	voor Rodeo	Artikelnr
	☐ Kuitband	RD12-RD16	C904361
	☐ Voetfixatie, 18-25 cm, small ☐ Voetfixatie, 20-28 cm, medium ☐ Voetfixatie, 23-30 cm, large	RD12-RD16 RD12-RD16 RD12-RD16	C903415 C903416 C903417
	☐ Armsteunen, in hoogte verstelbaar, opklapbaar	RD12-RD16	C904346
	☐ Zitting zijanten, dicht, medium ☐ Zitting zijanten, dicht, large ☐ Zitting zijanten, dicht, extra large	RD12 RD14 RD16	C902672 C902652 C903145
	☐ Zitting zijanten, Mesh, medium ☐ Zitting zijanten, Mesh, large ☐ Zitting zijanten, Mesh, extra large	RD12 RD14 RD16	C902680 C902681 C903146
	☐ Werkblad, transparant, medium* ☐ Werkblad, transparant, large* ☐ Werkblad, transparant, extra large* *Alleen in combinatie met armsteunen	RD12 RD14 RD16	C903405 C903401 C903402
	☐ Antitip* * Aanbevolen bij een gewicht van kind < 22kg.	RD12-RD16	C904649
	☐ Transportbevestigingsogen* *LET OP: Transportbevestigingsogen zijn gratis icm nieuwe Rodeo wandelwagen Rugverlenger verplicht bij transportbevestigingsogen	RD12-RD16	C997134
	☐ Rugverlenger, zwart, small* » ☐ Rugverlenger, zwart, medium* » ☐ Rugverlenger, zwart, large* *LET OP: Rugverlenger is gratis icm nieuwe Rodeo wandelwagen	RD12 RD14 RD16	C902863-03 C900484-03 C900138-03
	☐ Accessoiresmand, medium ☐ Accessoiresmand, large	RD12 RD14-RD16	C904529 C904530
	☐ Mand voor apparatuur ☐ Mand voor apparatuur	RD12 RD14-RD16	C904476 C904477
	☐ Accessoiretas	RD12-RD16	C904531

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden