


»□ = snel leverbaar

Kenmerken	Standaard uitvoering	(NL)
Kantelrolstoel in 3 zitbreedtes	Instelbare zitdiepte (in 3 standen)	
Kantelverstelling voorzien van gelijkblijvend zwaartepunt	Zwaartepuntpositie in 3 standen instelbaar	
Rugverstelling voorzien van gelijkblijvend zwaartepunt	Anatomisch rugkussen met plankzitting	
Kantelverstelling max. 40°	Standaard beensteunen	
Rughoekverstelling max. 35°	Anti-tip steunen	
Aluminium frame	In hoek verstelbare duwbeugel	
Neerklapbare rugleuning	Hoogteverstelling in achterframe	
Leverbaar met 12½", 20", 22" of 24" achterwielen	12½" achterwielen met trommelremmen	
Framekleur zilvergrijs	Bevestigingspunten voor heupgordel	
Veilig vervoerbaar volgens ISO 7176-19;	In hoek instelbare voorwielen	
bij max. gebruikersgewicht van 75 Kg	Transportbevestigingsogen ten behoeve van taxivervoer	
Maatgegevens		




	Maat 1	Maat 2	Maat 3
Zitbreedte (ZB)	35 cm	40 cm	45 cm
Zitdiepte (ZD)	35-45 cm	37-47 cm	43-53 cm
Rugleuninghoogte (RH)	45 cm	50 cm	60 cm
Onderbeenlengte (LL)	28-46 cm	28-46 cm	28-46 cm
Breedte met 22" wielen (B)	57 cm	62 cm	67 cm
Hoogte, tot bovenkant rugleuning (H)	96 cm	99 cm	108 cm
Lengte, zonder beensteunen (L)	78 cm	78 cm	83 cm
Zithoogte zonder kussen, vanaf vloer (SH)	46-53 cm	46-53 cm	46-53 cm
Gevouwen zonder beensteunen:			
Hoogte, tot bovenkant rugleuning	66 cm	66 cm	66 cm
Lengte, zonder beensteunen	78 cm	78 cm	83 cm
Gewicht, met spanbandenrugsysteem en standaard beensteunen	25 kg	26 kg	27 kg
Gebruikersgewicht, maximaal	75 kg	75 kg	100 kg
Hoekverstellingen:	Kantelverstelling max. 40° Rughoekverstelling 0° - 35°		

De Cougar is opgemeten met de volgende wielcombinatie, geplaatst in de standaard wielpositie: 22" achterwielen en 6" voorwielen. De Cougar is opgemeten met de zitting in horizontale en het ruggedeelte in verticale positie.

Omdat we diverse types beensteunen en kussens leveren, is het gewicht vermeld zonder beensteunen en kussens. Een andere configuratie dan de bovengenoemde standaarduitvoering kan andere maatgegevens opleveren.





Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Omschrijving		Artikelnr.
		97 X 1 X X X X X X X
	☐ Cougar, maat 1	1
	☐ Cougar, maat 2	2
	☐ Cougar, maat 3	3
	☐ Zilvergrijs	1
	☐ Achterwielen 12½ ", lucht (standaard)	0
	☐ Achterwielen 20 ", lucht (alleen i.c.m. 6" voorwielen)	1
	☐ Achterwielen 22 ", lucht	2
	☐ Achterwielen 24 ", lucht	4
	☐ Achterwielen 12½ ", massief	5
	☐ Achterwielen 20 ", massief (alleen i.c.m. 6" voorwielen)	6
☐ Achterwielen 22 ", massief	7	
☐ Achterwielen 24 ", massief	9	
☐ Handremmen op 20 ", 22 " en 24 " achterwielen (meerprijs*)	1	
☐ Trommelremmen (meerprijs*, behalve op 12½ " achterwielen)	2	
☐ Handremmen en trommelremmen (meerprijs*)	3	
☐ Voorwielen 6 ", massief	6	
☐ Voorwielen 7 ", massief (niet mogelijk bij 20 " achterwielen)	7	
☐ Voorwielen 7 ", lucht (niet mogelijk bij 20 " achterwielen)	8	
	☐ Geen beensteunen (voor voetenplaat, zie elders in de prijslijst)	0
	☐ Standaard beensteunen (standaard)	2
	☐ Comfort beensteunen met kuitsteunen (meerprijs*)	4
	☐ Standaard beensteunen met kuitsteunen (meerprijs*)	5
	☐ Plankzitting (standaard)	0
	☐ Anatomisch zitkussen (meerprijs*)	1
	☐ Houten rugleuning zonder rugkussen	2
	☐ Houten rugleuning met anatomisch rugkussen (standaard)	4
	☐ Spanbandenrugsysteem met anatomisch rugkussen	5
	☐ Eenmalige instelbare rughoek	0
☐ Continu verstelbare rughoek	1	
☐ Vanaf rugprofiel bedienbare rughoekverstelling (meerprijs*)	1	
☐ Vanaf duwbeugel bedienbare rughoekverstelling	2	
Cougar basisprijs		97xxxx20412
*Meerprijs:		
1	Handremmen op 20 ", 22 " en 24 " achterw.	97xxx1xxxxx
2	Trommelremmen (geen meerprijs op 12½ ")	97xxx2xxxxx
3	Handremmen en trommelremmen	97xxx3xxxxx
0	Geen beensteunen (minderprijs)	97xxxx0xxxx
4	Comfort beensteunen met kuitsteunen	97xxxx4xxxx
5	Standaard beensteunen met kuitsteunen	97xxxx5xxxx
1	Anatomisch zitkussen	97xxxxx1xxx
1	Vanaf rugprofiel bedienbare rughoekverst.	97xxxxxxx1




Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

	Omschrijving	voor Cougar	Artikelnr.
Accessoires			
	»☐ Neksteun anatomisch model 2, zwart, medium »☐ Neksteun anatomisch model 3, zwart, large Overige hoofdsteunen, zie hoofdstuk Accessoires		9945493-83 9967493-83
	☐ Wegzwenkbare zijsteunen, zie hoofdstuk Accessoires		
	☐ Fixlockset op zitunit, voor bevestiging gordel/fixatie/vest aan frame		970710
	»☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Small »☐ 4-puntsvestje, neopreen, Small »☐ 4-puntsvestje, neopreen, Medium »☐ 4-puntsvestje, neopreen, Large ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Large ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Extra Large		85705-XS 85705-S 85705-M 85705-L 85705-XL 85705-XXL
	☐ 4-punts Y-gordel, Extra Small »☐ 4-punts Y-gordel, Small »☐ 4-punts Y-gordel, Medium »☐ 4-punts Y-gordel, Large »☐ 4-punts Y-gordel, Extra Large		85725-XS 85725-S 85725-M 85725-L 85725-XL
	»☐ Zitbroek T-model, neopreen, Extra Small »☐ Zitbroek T-model, neopreen, Small »☐ Zitbroek T-model, neopreen, Medium		85735-XS 85735-S 85735-M
Overige fixaties, zie hoofdstuk Accessoires			
Armsteunen, set			
	☐ Armst. (39x7½ cm) met kledingbesch.	1-2	970600-1
	☐ Armst. (44x7½ cm) met kledingbesch.	3	970600-2
	»☐ Armst. (39x7½ cm) zonder kledingbesch.*	1-2	970601-1
	☐ Armst. (44x7½ cm) zonder kledingbesch.*	3	970601-2
	* icm bekkensteunen		
	☐ Bekkensteunen, 19 x 8½ cm, model 1		970751-1
	☐ Bekkensteunen, 25 x 10½ cm, model 2		970751-2
	☐ Rugverlenger	1	970055-113
	☐ Rugverlenger	2	970055-213
	☐ Rugverlenger	3	970055-313
	☐ Rugverlenging spanband	1-2	970050-113
	☐ Rugverlenging spanband	3	970050-313

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

	Omschrijving	voor Cougar	Artikelnr.
	☐ Werkbladen, zie hoofdstuk Accessoires		
	☐ Abductieklos, 12 x 9 x 9 cm (lxbxh), model 2	1-3	970030-2
	☐ Abductieklos, 19 x 9 x 9 cm (lxbxh), model 4	1-3	970030-4
	☐ 20" spaakbeschermer, transparant, per stuk		970920
	☐ 22" spaakbeschermer, transparant, per stuk		970922
	»☐ 24" spaakbeschermer, transparant, per stuk		970924
	☐ Spatschermen, set		970560
	Indien geen beensteunen:		
	☐ Ontvangst voor bevestigingsstang	1	970152
	☐ Ontvangst voor bevestigingsstang	2-3	970153
	met		
	»☐ Bevestigingsstang voor voetenplaat, 24 cm		8975261
	»☐ Bevestigingsstang voor voetenplaat, 29 cm		8975262
	»☐ Bevestigingsstang voor voetenplaat, 35 cm		8975263
	met		
	»☐ Voetenplaat, 31x19 cm, model 1		95145-1
	»☐ Voetenplaat, 36x23 cm, model 2		95145-2
	»☐ Voetenplaat, 41x24 cm, model 3		95145-3
	»☐ Kuitplaat 15x30cm		85131
	☐ Voetenbox tbv model 1 voetenplaat, hoeken en polstering		95145-1BOX
	☐ Voetenbox tbv model 2 voetenplaat, hoeken en polstering		95145-2BOX
	☐ Voetenbox tbv model 3 voetenplaat, hoeken en polstering		95145-3BOX
	☐ Voetenplaat polstering tbv model 1 voetenplaat		95145-1PAD
	»☐ Voetenplaat polstering tbv model 2 voetenplaat		95145-2PAD
	☐ Voetenplaat polstering tbv model 3 voetenplaat		95145-3PAD
	☐ Polstering voor voetenplaat stang, universeel		95145-150
	☐ Voetfixatie tbv voetenbox, universeel		95145-20
LET OP: Transportbevestigingsogen zijn reeds standaard gemonteerd op de Cougar. Prijs hieronder is voor montage achteraf			
	☐ Transportbev. ogen taxivervoer, set van 4		970900
	Alleen voor 4-punts spanbandensysteem (ISO 7176-19)		
	☐ Plateau achterzijde frame, tbv apparatuur, maat 2-4		970815

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

	Omschrijving	voor Cougar	Artikelnr.
	☐ Hoes rugkussen	1	970321-113
	☐ Hoes rugkussen	2	970321-213
	☐ Hoes rugkussen	3	970321-313
	☐ Hoes zitkussen	1	970421-113
	☐ Hoes zitkussen	2	970421-213
	☐ Hoes zitkussen	3	970421-313
	☐ Incontinentie-overtrek zitkussen	1	970425-113
	☐ Incontinentie-overtrek zitkussen	2	970425-213
	☐ Incontinentie-overtrek zitkussen	3	970425-313

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden