

Naslagoverzicht R82 Flamingo High-low

Vraag naar beschikbaarheid

R82
by Etac

»□ = snel leverbaar

Flamingo High-low

(NL)



Kenmerken

Douchestoel in 4 maten met traploze hoogteverstelling (max. 14 cm hoger dan de Flamingo)

Kantelverstelling met gasveer en hoekverstelling met knoppen

Ergonomisch gevormde zitunit

Kunststof zitunit, aluminium frame

Zachte waterbestendige polstering

Zij-ondersteuning mogelijk op rugleuning

Standaard geleverd met

Zitunit, voetensteun en in hoogte verstelbaar onderframe (gasveer)

Beremde zwenkwielen (100mm)

Polstering

Spatscherm

Kantelverstelling met de voet bedienbaar



Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

Etac B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
Nederland

T. +31 (0)513 681 686
contact.nl@etac.com
www.etac.nl

KvK Leeuwarden nr.: 01075380
IBAN: DE 0551 4303 0066 0431 0001
BIC/SWIFT: NDEADEF

Op alle offertes en overeenkomsten zijn onze alg. verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Opvraagbaar bij de KvK en bij Etac B.V.

Naslagoverzicht R82 Flamingo High-low


Vraag naar beschikbaarheid

R82
by Etac

»□ = snel leverbaar

Maatgegevens

(NL)



	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4
Zitbreedte (A)	24 cm	28 cm (24cm*)	32 cm (28cm*)	34 cm (29cm*)
Zitdiepte (B)	25 cm	29 cm	35 cm	40 cm
Rugleuninghoogte (C)	35 cm	38 cm	42 cm	47 cm
Onderbeenlengte (D)	20-25 cm	23-34 cm	30-42 cm	30-42 cm
Zithoogte (E)	53-74 cm**	53-74 cm**	53-74 cm**	53-74 cm**
Rugleuning breedte met zijondersteuning	30 cm	32 cm	38 cm	40 cm
Rugleuning breedte (F)	20 cm	22 cm	26 cm	28 cm
Breedte, frame (G)	50 cm	50 cm	57 cm	57 cm
Lengte, frame (H)	64 cm	64 cm	76 cm	76 cm
Hoogte, frame met zitting (I)	86-108 cm	92-111 cm	94-117 cm	102-120 cm
Gewicht	14 kg	14,5 kg	16,5 kg	17 kg
Gebruikersgewicht, maximaal	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Hoekverstellingen	Kanteling:	-5° - +20°	Rughoek:	-90 - +30°
	Voetensteun:	90°-75°		

* Met versmallende inleg.

** Gemeten met 75mm wielen

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

Etac B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
Nederland

T. +31 (0)513 681 686
contact.nl@etac.com
www.etac.nl

KvK Leeuwarden nr.: 01075380
IBAN: DE 0551 4303 0066 0431 0001
BIC/SWIFT: NDEADEF

Op alle offertes en overeenkomsten zijn onze alg. verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Opvraagbaar bij de KvK en bij Etac B.V.

Naslagoverzicht R82 Flamingo High-low

Vraag naar beschikbaarheid

» ☐ = snel leverbaar

Hoofdproduct	Omschrijving	Artikelnr
	» ☐ Flamingo High-Low maat 1, 100mm wielen*	880401-1
	» ☐ Flamingo High-Low maat 2, 100mm wielen*	880402-1
	» ☐ Flamingo High-Low maat 3, 100mm wielen*	880403-1
	» ☐ Flamingo High-Low maat 4, 100mm wielen*	880404-1
	*Inclusief voetensteun en grijze polstering	
	☐ Flamingo High-Low maat 3, 100mm wielen, incl. rughoekversteving*	885503-1
	» ☐ Flamingo High-Low maat 4, 100mm wielen, incl. rughoekversteving*	885504-1
	*Inclusief voetensteun en grijze polstering	

Accessoires	Omschrijving	Voor Flamingo	Artikelnr
-------------	--------------	---------------	-----------

Hoofdsteunen



- | | |
|---|------------|
| ☐ Hoofdsteun Etac Swift Mobil, zwart pur, 3-punts rvs bev., 25 cm bev. stang | 84006188 |
| » ☐ Hoofdsteun model 2, grijs pur, 23 cm bevestigingsstang (rvs) | 9903148-00 |
| » ☐ Hoofdsteun model 4, grijs pur, 23 cm bevestigingsstang (rvs) | 9906148-00 |

Overige hoofdsteunen, zie hoofdsteunen prijslijst

Zijondersteuning



- | | | |
|---|---|--------|
| » ☐ Zijondersteuning inclusief polstering, grijs | 1 | 880111 |
| » ☐ Zijondersteuning inclusief polstering, grijs | 2 | 880112 |
| » ☐ Zijondersteuning inclusief polstering, grijs | 3 | 880113 |
| » ☐ Zijondersteuning inclusief polstering, grijs | 4 | 880114 |

Rugverlenging en versteving



- | | | |
|---|-----|--------|
| ☐ Rugverlenging, H:10 x L:17-20 cm | 1-2 | 880118 |
| ☐ Rugverlenging, H:10 x L:23-26 cm | 3-4 | 880119 |



- | | | |
|---|--|--------|
| ☐ Bevestigingsstang voor rugverlenging / duwstang*
(*niet nodig in combinatie met hoofdsteun) | | 880120 |
|---|--|--------|



- | | | |
|---|-----|--------|
| » ☐ Rughoekverstevingset | 3-4 | 880155 |
|---|-----|--------|

Zijsteunen



- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Wegzwenkbare zijsteunen*, zie zijsteunen prijslijst
* Niet mogelijk icm zijondersteuning | | |
|--|--|--|



- | | | |
|--|-----|----------|
| ☐ Vaste zijsteunen, 9x10cm, incl. hoes, model 0* | 1-2 | 88401-10 |
| » ☐ Vaste zijsteunen, 12x14cm, incl. hoes, model 6* | 2-4 | 88401-20 |
| * Niet mogelijk icm zijondersteuning | | |

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

Naslagoverzicht R82 Flamingo High-low

Vraag naar beschikbaarheid

» ☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	Voor Flamingo	Artikelnr
-------------	--------------	---------------	-----------

Versmallende inleg



- | | | |
|--|---|--------|
| » ☐ Flamingo versmallende inleg, grijs 24 cm zitbreedte | 2 | 880166 |
| » ☐ Flamingo versmallende inleg, grijs 28 cm zitbreedte | 3 | 880167 |
| » ☐ Flamingo versmallende inleg, grijs 29 cm zitbreedte | 4 | 880168 |

Duwstang en hulpgrepen



- | | | |
|--|--|--------|
| » ☐ Duwstang* | | 880110 |
| * Bij gebruik zonder hoofdsteun ook de bevestigingsstang (880120) bijbestellen | | |



- | | | |
|---|-----|------------|
| » ☐ Hulpgreep High-Low | 1-2 | 880110-HL |
| » ☐ Hulpgreep High-Low | 3-4 | 880110-HLL |

Heupgordels



- | | |
|---|---------|
| » ☐ Heupgordel, neopreen, model 1, met één sluiting L: 22 cm | 85423-1 |
| » ☐ Heupgordel, neopreen, model 2, met één sluiting L: 29 cm | 85423-2 |

Overige fixaties, zie prijslijst Fixaties

Armsteunen en arondersteuning



- | | | |
|--|---|--------|
| » ☐ Blad/arondersteuning, grijs, wegdraaibaar | 1 | 880131 |
| » ☐ Blad/arondersteuning, grijs, wegdraaibaar | 2 | 880132 |
| » ☐ Blad/arondersteuning, grijs, wegdraaibaar | 3 | 880133 |
| » ☐ Blad/arondersteuning, grijs, wegdraaibaar | 4 | 880134 |



- | | |
|--|--------|
| » ☐ Armsteunen, set* | 880152 |
| * Niet te gebruiken in combinatie met zijondersteuning maat 1 en 2 | |

Po's en spatschermranden



- | | | |
|--|---|--------|
| » ☐ Po, incl. bevestiging | 1 | 880121 |
| » ☐ Po, incl. bevestiging | 2 | 880122 |
| » ☐ Po, incl. bevestiging | 3 | 880123 |
| » ☐ Po, incl. bevestiging | 4 | 880124 |



- | | | |
|--|---|-----------|
| ☐ Spatschermrand, incl. bevestiging* | 1 | 880121-PR |
| » ☐ Spatschermrand, incl. bevestiging* | 2 | 880122-PR |
| » ☐ Spatschermrand, incl. bevestiging* | 3 | 880123-PR |
| » ☐ Spatschermrand, incl. bevestiging* | 4 | 880124-PR |
| * LET OP: Bij sommige toiletputten komt de Flamingo High-low niet goed uit boven het toilet.
Geadviseerd wordt om dit te controleren met een vrijblijvende passing. | | |



- | | | |
|---|-----|----------|
| ☐ Deksel voor po | 1-2 | 880128-L |
| ☐ Deksel voor po | 3-4 | 880129-L |

Kuitband



- | | | |
|---|-----|--------|
| » ☐ Kuitband, nylon, wit | 1-4 | 880199 |
|---|-----|--------|

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

Vraag naar beschikbaarheid

►□ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	Voor Flamingo	Artikelnr
-------------	--------------	---------------	-----------

Afdekklossen en afdekplaten



- | | | |
|---------------------------|-----|--------|
| ►□ Afdekklos, grijs, vlak | 1 | 880195 |
| ►□ Afdekklos, grijs, vlak | 2-4 | 880196 |



- | | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| ►□ Afdekplaat toiletopening, grijs* | 1 | 880185 |
| ►□ Afdekplaat toiletopening, grijs* | 2 | 880186 |
| ►□ Afdekplaat toiletopening, grijs* | 3 | 880187 |
| ►□ Afdekplaat toiletopening, grijs* | 4 | 880188 |
- *Deze afdekplaat is niet mogelijk bij versmallende inleg

Onderdelen	Omschrijving	Voor Flamingo	Artikelnr
------------	--------------	---------------	-----------

Losse frames



- | | | |
|--|---|--------|
| □ High-Low Frame, 75mm wielen, inclusief voetensteun | 1 | 880411 |
| □ High-Low Frame, 75mm wielen, inclusief voetensteun | 2 | 880412 |
| □ High-Low Frame, 75mm wielen, inclusief voetensteun | 3 | 880413 |
| □ High-Low Frame, 75mm wielen, inclusief voetensteun | 4 | 880414 |

Upsize en downsize kits



- | | |
|--|-----------|
| □ Upsize kit voor ombouw frame van maat 1 naar maat 2* | 880411-UP |
| □ Upsize kit voor ombouw frame van maat 3 naar maat 4* | 880413-UP |
| □ Downsize kit voor ombouw frame van maat 2 naar maat 1* | 880412-UP |
| □ Downsize kit voor ombouw frame van maat 4 naar maat 3* | 880414-UP |
- * Kit bestaat uit zitbasis frame en voetensteun. Exclusief Flamingo zitting

Gasveren ten behoeve van de hoog-laag functie



TBV Flamingo High-low met pedalen aan voorzijde frame (productiedatum vanaf 01-01-2020):

- | | | |
|--|-----|-------------|
| □ Standaard gasveer tbv hoog-laag 600N (Cyl.lengte 17 cm) | 1-2 | 2206150-2 |
| □ Standaard gasveer tbv hoog-laag 800N (Cyl.lengte 17 cm) | 1-2 | 2206160-2 |
| □ Sterkere gasveer tbv hoog-laag 1000N (Cyl.lengte 17 cm) | 1-2 | 880176-1000 |
| ►□ Sterkere gasveer tbv hoog-laag 1200N (Cyl.lengte 17 cm) | 3-4 | 880176-1200 |



TBV Flamingo High-low met pedalen aan achterzijde frame (productiedatum tot 31-12-2019):

- | | | |
|---|-----|-------------|
| □ Standaard gasveer tbv hoog-laag 600N (Cyl.lengte 22 cm) | 1-2 | 2206150-1 |
| □ Standaard gasveer tbv hoog-laag 800N (Cyl.lengte 22 cm) | 3-4 | 2206160-1 |
| □ Sterkere gasveer tbv hoog-laag 1000N (Cyl.lengte 22 cm) | 1-2 | 880175-1000 |
| □ Sterkere gasveer tbv hoog-laag 1200N (Cyl.lengte 22 cm) | 3-4 | 880175-1200 |

Hydro-blocs ten behoeve van de kantelverstelling functie



- | | | |
|---|-----|---------|
| □ Hydrobloc tbv kantelverstelling, drukloos* | 1-2 | 2206520 |
| ►□ Hydrobloc tbv kantelverstelling, drukloos* | 3-4 | 2206530 |

* Bij Flamingo High-low's met productiedatum voor 2020 ook pedaal voor kantelverstelling bijbestellen.

Bedieningspedalen



- | | | |
|--|-----|------------|
| □ Pedaal voor kantelverstelling, compleet* | 1-4 | 111869-KIT |
| □ Pedaal voor laag-verstelling, compleet* | 1-4 | 114288-KIT |
- * Inclusief binnenkabel, kabelstopper, kabel eindstuk en boutjes.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Onderdelen - vervolg Omschrijving

Voor Flamingo Artikelnr

Wielen



- » ☐ 75mm wielen, set
- » ☐ 100mm wielen, set
- ☐ 125mm wielen, set

87100-20
880100-S
880100-125

Scharnier bescherming



- ☐ Bescherm rubber scharnierpunt, stuk

112354

Rughoekverstelling



- » ☐ Rughoekverstelling compleet, 1 zijde*
- * Inclusief draaiknop, bevestigings materiaal en binnenwerk

880153

Zitkuipbevestiging



- » ☐ Zittingklem, stuk

102429



- » ☐ Vleugelmoer, stuk

112708

Spatschermen



- ☐ Spatscherm, grijs, los geleverd
- » ☐ Spatscherm, grijs, los geleverd

1 880191
2-4 880192

Losse Po en spatschermrand



- » ☐ Losse po, zonder bevestiging materiaal
- » ☐ Losse po, zonder bevestiging materiaal

1-2 112401
3-4 880129



- ☐ Losse spatschermrand, zonder bevestiging materiaal
- ☐ Losse spatschermrand, zonder bevestiging materiaal

1-2 112369
3-4 112372

Bevestigingsmateriaal voor po en spatschermrand



- » ☐ Bevestigingsrail voor po en spatschermrand
- ☐ Bevestigingsrail voor po en spatschermrand
- » ☐ Bevestigingsrail voor po en spatschermrand
- ☐ Bevestigingsrail voor po en spatschermrand

1 880125-1
2 880125-2
3 880125-3
4 880125-4

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

Vraag naar beschikbaarheid

» ☐ = snel leverbaar

Onderdelen - vervolg Omschrijving

Voor Flamingo Artikelnr

Standaard inleggen



☐ Inleg ruggedeelte	1	880171
☐ Inleg ruggedeelte	2	880172
☐ Inleg ruggedeelte	3	880173
☐ Inleg ruggedeelte	4	880174



☐ Inleg zitgedeelte	1	880161
» ☐ Inleg zitgedeelte	2	880162
☐ Inleg zitgedeelte	3	880163
☐ Inleg zitgedeelte	4	880164



☐ Complete set inleg incl. spatscher	1	880181
☐ Complete set inleg incl. spatscher	2	880182
☐ Complete set inleg incl. spatscher	3	880183
☐ Complete set inleg incl. spatscher	4	880184

Zijondersteuning



☐ Zijondersteuning excl. polstering links	1	71332
☐ Zijondersteuning excl. polstering links	2	71333
☐ Zijondersteuning excl. polstering links	3	71334
☐ Zijondersteuning excl. polstering links	4	71335



☐ Zijondersteuning excl. polstering rechts	1	71322
☐ Zijondersteuning excl. polstering rechts	2	71323
☐ Zijondersteuning excl. polstering rechts	3	71324
☐ Zijondersteuning excl. polstering rechts	4	71325



☐ Polstering zijondersteuning links	1	880181-V
☐ Polstering zijondersteuning links	2	880182-V
☐ Polstering zijondersteuning links	3	880183-V
☐ Polstering zijondersteuning links	4	880184-V



☐ Polstering zijondersteuning rechts	1	880181-H
☐ Polstering zijondersteuning rechts	2	880182-H
☐ Polstering zijondersteuning rechts	3	880183-H
☐ Polstering zijondersteuning rechts	4	880184-H

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden