

»□ = snel leverbaar

Flamingo

(NL)



Kenmerken

Douche-, toilet- en badstoel in 4 maten (in hoogte instelbaar)
Kantel- en hoekverstelling d.m.v. knop
Ergonomisch gevormde zitunit
Kunststof zitunit, aluminium frame
Zachte waterbestendige polstering
Zij-ondersteuning mogelijk op rugleuning

Standaard geleverd met

Zitunit, voetensteun en onderframe
Beremde zwenkwielen (75mm)
Polstering
Spatscherm
Active rugleuning




Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»□ = snel leverbaar

Maatgegevens

(NL)



	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4
Zitbreedte (ZB)	24 cm	28 cm (24cm*)	32 cm (28cm*)	34 cm (29cm*)
Zitdiepte (ZD)	25 cm	29 cm	35 cm	40 cm
Rugleuninghoogte (RH)	35 cm	38 cm	42 cm	47 cm
Onderbeenlengte (OBL)	20-25 cm	23-34 cm	30-42 cm	30-42 cm
Zithoogte (ZH) met basisframe	50-60 cm	50-60 cm	50-60 cm	50-60 cm
Rugleuning breedte, schouders (RBS)	30 cm	32 cm	38 cm	40 cm
Rugleuning breedte	20 cm	22 cm	26 cm	28 cm
Breedte, frame (B)	44 cm	46 cm	50 cm	54 cm
Lengte, frame (L)	66 cm	66 cm	66 cm	66 cm
Hoogte, frame met zitting (H)	86 cm	89 cm	93 cm	95 cm
Hoogte zitgedeelte, opgevouwen	24 cm	26 cm	27 cm	27 cm
Lengte zitgedeelte opgevouwen	37 cm	40 cm	43 cm	46 cm
Hoogte frame, opgevouwen	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Lengte frame, opgevouwen	74 cm	74 cm	74 cm	74 cm
Gewicht	11 kg	13 kg	14 kg	15 kg
Gebruikersgewicht, maximaal	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Hoekverstellingen	Kanteling:	-15° - +35°	Rughoek:	-90° - 30°
	Voetensteun:	90°-60°		

*Met versmallende inleg.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

►□ = snel leverbaar

Hoofdproduct	Omschrijving	Artikelnr
--------------	--------------	-----------

Flamingo douche en toiletstoel



- | | |
|---|-----------|
| ►□ Flamingo toilet/douchestoel maat 1, 75mm wielen* | 880001-NL |
| ►□ Flamingo toilet/douchestoel maat 2, 75mm wielen* | 880002-NL |
| ►□ Flamingo toilet/douchestoel maat 3, 75mm wielen* | 880003-NL |
| ►□ Flamingo toilet/douchestoel maat 4, 75mm wielen* | 880004-NL |
- *Inclusief voetensteun en polstering



- | | |
|---|-----------|
| □ Flamingo toilet/douchestoel maat 3, incl. rugversteving, 75mm wielen* | 885503-NL |
| □ Flamingo toilet/douchestoel maat 4, incl. rugversteving, 75mm wielen* | 885504-NL |
- *Inclusief voetensteun en polstering

Flamingo badzitje



- | | |
|---|--------|
| ►□ Flamingo badzitje, incl. polstering, maat 1* | 880101 |
| ►□ Flamingo badzitje, incl. polstering, maat 2* | 880102 |
| □ Flamingo badzitje, incl. polstering, maat 3* | 880103 |
| □ Flamingo badzitje, incl. polstering, maat 4* | 880104 |
- *Bij badzitje altijd zuignappen nodig, apart bestellen



- | | |
|---|--------|
| ►□ Zuignappen voor badzitje (set van 4) | 880150 |
|---|--------|

Flamingo badzitje



- | | | |
|---|---|----------|
| □ Po-stoel, onderstel, excl. po, maat 1 | 1 | 880160-1 |
| □ Po-stoel, onderstel, excl. po, maat 2 | 2 | 880160-2 |

Accessoires	Omschrijving	Voor Flamingo	Artikelnr
-------------	--------------	---------------	-----------

Hoofdsteunen



- | | |
|--|------------|
| □ Hoofdsteun Etac Swift Mobil, zwart pur, 3-punts rvs bev., 25 cm bev. stang | E84006188 |
| ►□ Hoofdsteun model 2, grijs pur, 23 cm bevestigingsstang (rvs) | 9903148-00 |
| ►□ Hoofdsteun model 4, grijs pur, 23 cm bevestigingsstang (rvs) | 9906148-00 |

Overige hoofdsteunen, zie hoofdsteunen prijslijst

Zijondersteuning



- | | | |
|---|---|--------|
| ►□ Zijondersteuning inclusief polstering, grijs | 1 | 880111 |
| ►□ Zijondersteuning inclusief polstering, grijs | 2 | 880112 |
| ►□ Zijondersteuning inclusief polstering, grijs | 3 | 880113 |
| ►□ Zijondersteuning inclusief polstering, grijs | 4 | 880114 |

Rugverlenging



- | | | |
|------------------------------------|-----|--------|
| □ Rugverlenging, H:10 x L:17-20 cm | 1-2 | 880118 |
| □ Rugverlenging, H:10 x L:23-26 cm | 3-4 | 880119 |



- | | |
|--|--------|
| □ Bevestigingsstang voor rugverlenging / duwstang*
(*niet nodig in combinatie met hoofdsteun) | 880120 |
|--|--------|

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

►□ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	Voor Flamingo	Artikelnr
-------------	--------------	---------------	-----------

Rughoek en kantelversteving



►□ Rughoekverstevingset 3-4 880155



□ Kantelingverstevingset 3 880156
 □ Kantelingverstevingset* 3 880156-FRAME
 * Voor Flamingo's M3 met productiedatum voor 19-01-2017

Zijsteunen



□ Wegzwenkbare zijsteunen*, zie zijsteunen prijslijst
 * Niet mogelijk iem zijondersteuning



□ Vaste zijsteunen, 9x10cm, incl. hoes, model 0* 1-2 88401-10
 ►□ Vaste zijsteunen, 12x14cm, incl. hoes, model 6* 2-4 88401-20
 * Niet mogelijk iem zijondersteuning

Versmallende inleg



►□ Flamingo versmallende inleg, grijs 24 cm zitbreedte 2 880166
 ►□ Flamingo versmallende inleg, grijs 28 cm zitbreedte 3 880167
 ►□ Flamingo versmallende inleg, grijs 29 cm zitbreedte 4 880168

Duwstang



►□ Duwstang* 880110
 * Bij gebruik zonder hoofdsteun ook de bevestigingsstang (880120) bijbestellen

Heupgordels



►□ Heupgordel, neopreen, model 1, met één sluiting L: 22 cm 85423-1
 ►□ Heupgordel, neopreen, model 2, met één sluiting L: 29 cm 85423-2

Overige fixaties, zie prijslijst Fixaties

Armsteunen en arondersteuning



►□ Blad/armondersteuning, grijs, wegdraaibaar 1 880131
 ►□ Blad/armondersteuning, grijs, wegdraaibaar 2 880132
 ►□ Blad/armondersteuning, grijs, wegdraaibaar 3 880133
 ►□ Blad/armondersteuning, grijs, wegdraaibaar 4 880134



►□ Armsteunen, set* 880152
 * Niet te gebruiken in combinatie met zijondersteuning maat 1 en 2

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

►□ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	Voor Flamingo	Artikelnr
-------------	--------------	---------------	-----------


Po's en spatschermranden

	►□ Po, incl. bevestiging	1	880121
	►□ Po, incl. bevestiging	2	880122
	►□ Po, incl. bevestiging	3	880123
	►□ Po, incl. bevestiging	4	880124
	□ Spatschermrand, incl. bevestiging	1	880121-PR
	►□ Spatschermrand, incl. bevestiging	2	880122-PR
	►□ Spatschermrand, incl. bevestiging	3	880123-PR
	►□ Spatschermrand, incl. bevestiging	4	880124-PR
	□ Deksel voor po	1-2	880128-L
	□ Deksel voor po	3-4	880129-L

Kuitband

	►□ Kuitband, nylon, wit	1-4	880199
---	-------------------------	-----	--------

Afdekklossen en afdekplaten

	►□ Afdekklos, grijs, vlak	1	880195
	►□ Afdekklos, grijs, vlak	2-4	880196
	►□ Afdekplaat toiletopening, grijs*	1	880185
	►□ Afdekplaat toiletopening, grijs*	2	880186
	►□ Afdekplaat toiletopening, grijs*	3	880187
	►□ Afdekplaat toiletopening, grijs*	4	880188

*Deze afdekplaat is niet mogelijk bij versmallende inleg

Onderdelen	Omschrijving	Voor Flamingo	Artikelnr
------------	--------------	---------------	-----------

Losse frames en voetensteunen

	□ Basis frame (zonder voetensteun), 75mm wielen*	1	880201-NL
	□ Basis frame (zonder voetensteun), 75mm wielen*	2	880202-NL
	□ Basis frame (zonder voetensteun), 75mm wielen*	3	880203-NL
	□ Basis frame (zonder voetensteun), 75mm wielen*	4	880204-NL
*Bij los frame voetensteun apart bestellen			
	□ Voetensteun*	1	880211
	□ Voetensteun*	2	880212
	□ Voetensteun*	3	880213
	□ Voetensteun*	4	880214

*Alleen nodig voor basis frame of reserveonderdeel. Complete douche- toiletstoel is inclusief voetensteun

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Onderdelen - vervolg Omschrijving

Voor Flamingo Artikelnr

Upsize en downsize kits



- | | | |
|--------------------------|--|------------|
| ☐ | Downsize kit van maat 2,3 en 4 naar maat 1* | 880201-KIT |
| ☐ | Down-/ upsize kit van maat 1,3 en 4 naar maat 2* | 880202-KIT |
| ☐ | Down-/ upsize kit van maat 1,2 en 4 naar maat 3* | 880203-KIT |
| ☐ | Upsize kit van maat 1,2 en 3 naar maat 4* | 880204-KIT |

* Kit bestaat uit zitbasis frame, dwarsstang en voetensteun. Exclusief Flamingo zitting

Wielen en balhoofden



- | | | |
|----------------------------|-------------------|----------|
| » ☐ | 75mm wielen, set | 87100-20 |
| » ☐ | 100mm wielen, set | 880100-S |



- | | | |
|--------------------------|-----------------|-------|
| ☐ | Balhoofd voor | 71103 |
| ☐ | Balhoofd achter | 71104 |

Rughoekverstelling



- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| » ☐ | Rughoekverstelling compleet, 1 zijde* | 880153 |
|----------------------------|---------------------------------------|--------|

* Inclusief draaiknop, bevestigings materiaal en binnenwerk

Kantelverstelling



- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|
| ☐ | Kantelverstelling compleet links | 71012 |
| | Kantelverstelling compleet rechts | 71011 |

* Inclusief draaiknop, behuizing en binnenwerk

Zitkuipbevestiging



- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------|
| » ☐ | Zittingklem, stuk | 102429 |
|----------------------------|-------------------|--------|



- | | | |
|----------------------------|-------------------|--------|
| » ☐ | Vleugelmoer, stuk | 112708 |
|----------------------------|-------------------|--------|

Losse Po en spatschermand



- | | | | |
|----------------------------|--|-----|--------|
| » ☐ | Losse po, zonder bevestiging materiaal | 1-2 | 112401 |
| » ☐ | Losse po, zonder bevestiging materiaal | 3-4 | 880129 |



- | | | | |
|--------------------------|---|-----|--------|
| ☐ | Losse spatschermand, zonder bevestiging materiaal | 1-2 | 112369 |
| ☐ | Losse spatschermand, zonder bevestiging materiaal | 3-4 | 112372 |

Bevestigingsmateriaal voor po en spatschermand



- | | | | |
|----------------------------|---|---|----------|
| » ☐ | Bevestigingsrail voor po en spatschermand | 1 | 880125-1 |
| ☐ | Bevestigingsrail voor po en spatschermand | 2 | 880125-2 |
| » ☐ | Bevestigingsrail voor po en spatschermand | 3 | 880125-3 |
| ☐ | Bevestigingsrail voor po en spatschermand | 4 | 880125-4 |

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

►□ = snel leverbaar

Onderdelen - vervolg Omschrijving

Voor Flamingo Artikelnr

Spatschermen



☐ Spatscherm, grijs, los geleverd	1	880191
► ☐ Spatscherm, grijs, los geleverd	2-4	880192

Standaard inleggen



☐ Inleg ruggedeelte	1	880171
☐ Inleg ruggedeelte	2	880172
☐ Inleg ruggedeelte	3	880173
☐ Inleg ruggedeelte	4	880174



☐ Inleg zitgedeelte	1	880161
► ☐ Inleg zitgedeelte	2	880162
☐ Inleg zitgedeelte	3	880163
☐ Inleg zitgedeelte	4	880164



☐ Complete set inleg incl. spatscherm	1	880181
☐ Complete set inleg incl. spatscherm	2	880182
☐ Complete set inleg incl. spatscherm	3	880183
☐ Complete set inleg incl. spatscherm	4	880184

Zijondersteuning



☐ Zijondersteuning excl. polstering links	1	71332
☐ Zijondersteuning excl. polstering links	2	71333
☐ Zijondersteuning excl. polstering links	3	71334
☐ Zijondersteuning excl. polstering links	4	71335



☐ Zijondersteuning excl. polstering rechts	1	71322
☐ Zijondersteuning excl. polstering rechts	2	71323
☐ Zijondersteuning excl. polstering rechts	3	71324
☐ Zijondersteuning excl. polstering rechts	4	71325



☐ Polstering zijondersteuning links	1	880181-V
☐ Polstering zijondersteuning links	2	880182-V
☐ Polstering zijondersteuning links	3	880183-V
☐ Polstering zijondersteuning links	4	880184-V



☐ Polstering zijondersteuning rechts	1	880181-H
☐ Polstering zijondersteuning rechts	2	880182-H
☐ Polstering zijondersteuning rechts	3	880183-H
☐ Polstering zijondersteuning rechts	4	880184-H

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden