

»☐ = snel leverbaar

Kenmerken

(NL)

Comfortabele zitschaal voor grotere kinderen en tieners

"Active" uitvoering kan aangepast worden naar "Standard"

Verstelbaar ruggedeelte met draaipunt ter hoogte van heupgewricht

Complete lijn ondersteunings- en fixatiemogelijkheden

Complete lijn binnen- en buitenonderstellen

Veilig vervoerbaar volgens ISO 7176-19 icm Combi Frame:x (tot 50 kg) en Multi Frame:x


Standaard geleverd met

Open zitschaal als Active of gesloten zitschaal als Standard

Met zitkussen en rugkussen

Met ventilerende of standaard hoezenet

Maatgegevens



Active

Standard

Panda Colour 5 Active

Panda Colour 5 Standard

Zitbreedte (ZB)	35 cm	35 cm
Zitdiepte (ZD)	43 cm	43 cm
Rughoogte (RH)	59 cm	59 cm
Rugbreedte, boven (RB)	35 cm	38 cm
Rugbreedte, onder (RO)	32 cm	27 cm
Armsteunhoogte boven zitkussen (AH)	17 - 35 cm	17 - 35 cm
Breedte (B)	56 cm	56 cm
Lengte (L)	56 cm	56 cm
Hoogte (H)	67 cm	67 cm
Gewicht	15 kg	15 kg
Maximaal gebruikersgewicht	85 kg	85 kg
Maximaal gebruikersgewicht bij vervoer	85 kg	85 kg
Rughoekverstelling	-5° to 30°	-5° to 30°

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

►□ = snel leverbaar

Omschrijving	Artikelnr.
Kleurcode: xx = 60 (zwart), 85 (zwart, ventilerende bekleding)	



□ Panda Colour Standard 5


890253-xx



□ Panda Colour Active 5

890153-xx

Onderstellen



□ Strong Base 'Basic' (eenmalige hoogte-instelling) (excl. adapter)

89508-1M


Strong Base 'Spindel' (continue hoogte-instelling) (excl. adapter)

89508-1S

Ontvangstadapter nodig:

►□ Ontvangstadapter voor Panda Colour 5

8911610-99L



Voorkeursconfiguratie High-low:xo binnenonderstel:

□ Framemaat 3, zwart, 100 mm, elektrisch tbv panda maat 5

89030231

Voor meer mogelijke High-low:xo binnenonderstellen zie prijslijst High-low:xo



Multi Frame:x zie prijslijst Multi Frame:x

Ook nodig:

►□ Ontvangstadapter voor x:panda mt. 4 op Multi Frame:x

8911610-99



►□ Bevestigingsstang voor voetenplaat, 35 cm

8910821-3



►□ Voetenplaat, 41x24 cm, model 3

95145-3

□ Voetenplaat, 48x24 cm, model 4

95145-4



►□ Kuitplaat 15x30cm

85131

Accessoires




►□ Neksteun anatomisch model 2, zwart, medium

9945490-83

►□ Neksteun anatomisch model 3, zwart, large

9967490-83

Overige hoofdsteunen, zie hoofdstuk Accessoires



□ Zijondersteuning rugleuning tbv ombouw Active naar Standard rugleuning, incl. kussens

89811-5xx

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

►□ = snel leverbaar

Omschrijving		Artikelnr.
	☐ Rugverlenging (10 cm)	89658-5xx
	☐ Extra hoes voor rugverlenging	89658-xx
	☐ Zitverlenging, gebogen (10 cm)	89642-5xx
	☐ Extra hoes voor zitverlenging, gebogen	89642-xx
	☐ Armsteunen (korte armlegger, 29 cm)	89619-1
	☐ Armsteunen (lange armlegger, 37 cm)	89619-2
	☐ Werkbladen, zie hoofdstuk Accessoires, alleen icm armsteunen	
	☐ Abductieklos, 9 1/2 x 15 cm	89930-5
Alleen voor 'Active' uitvoering:		
	► ☐ Vaste zijsteunen, set, 16x14 cm, incl. hoes, model 5	8910301-5
	Quick Locks voor vaste zijsteunen	8910702-40
	☐ Wegzwenkbare zijsteunen, zie hoofdstuk Accessoires	
	► ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Small	85705-XS
	► ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Small	85705-S
	► ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Medium	85705-M
	► ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Large	85705-L
	☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Large	85705-XL
	☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Extra Large	85705-XXL
	☐ 4-punts Y-gordel, Extra Small	85725-XS
	► ☐ 4-punts Y-gordel, Small	85725-S
	► ☐ 4-punts Y-gordel, Medium	85725-M
	► ☐ 4-punts Y-gordel, Large	85725-L
	► ☐ 4-punts Y-gordel, Extra Large	85725-XL
	► ☐ Zitbroek T-model, neopreen, Extra Small	85735-XS
	► ☐ Zitbroek T-model, neopreen, Small	85735-S
	► ☐ Zitbroek T-model, neopreen, Medium	85735-M
Overige fixaties, zie hoofdstuk Accessoires		
	☐ Hoes voor Standard zitkussen	89638-5xx
	☐ Hoes voor Standard rugkussen	89639-5xx
	☐ Hoes voor Active rugkussen	89640-5xx

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden