

»□ = snel leverbaar

Kenmerken

(NL)

Zitschalensysteem in 6 maten (Panda Colour 5 heeft aparte prijslijst)

2 verschillende uitvoeringen

Goed individueel aanpasbaar

Verstelbaar ruggedeelte met draaipunt ter hoogte van heupgewricht

Complete lijn ondersteunings- en fixatie-accessoires

Complete lijn binnen- en buitenonderstellen

Veilig vervoerbaar volgens ISO 7176-19 icm Combi Frame:x, Multi Frame, H/L buitenonderstel, Stingray Frame

Standaard geleverd met

Panda Active

Open kunststof zitschaal

Toepasbaarheid van wegzwenkbare zijsteunen

Grotere bewegingsvrijheid voor het bovenlichaam

10 Klapgespen voor fixaties


Panda Standard

Gesloten kunststof zitschaal

6 losse aanpasbare kussens

10 Klapgespen voor fixaties





Maatgegevens



	Zitbreedte (+zijkussens) (ZB)	Zitdiepte (+wigkussen) (ZD)	Rughoogte (RH)	Armsteunen (AH)	Gewicht	Rughoek (V)
Panda Active, maat 2	22 (18) cm	24 (17-21) cm	35 cm	13-18 cm	5,2 kg	-4° - +27°
Panda Active, maat 2½	25 (21) cm	28 (24) cm	38 cm	13-18 cm	5,6 kg	-10° - +20°
Panda Active, maat 3	29 (25) cm	31 (27) cm	40 cm	13-27 cm	6,2 kg	-9° - +27°
Panda Active, maat 4	32 (28) cm	36 (31) cm	45 cm	17-30 cm	7,5 kg	-6° - +17°
Panda Standard, maat 1	22 (18) cm	22 (17-19) cm	29 cm	13-18 cm	5,7 kg	-3° - +28°
Panda Standard, maat 2	22 (18) cm	24 (17-21) cm	39 cm	13-18 cm	5,7 kg	-15° - +32°
Panda Standard, maat 2½	25 (21) cm	28 (24) cm	41 cm	13-18 cm	6,2 kg	-10° - +35°
Panda Standard, maat 3	29 (25) cm	31 (27) cm	44 cm	13-27 cm	7,3 kg	-5° - +36°
Panda Standard, maat 4	32 (28) cm	36 (31) cm	52 cm	18-27 cm	8,7 kg	-5° - +30°




Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

	Omschrijving	voor Panda Colour	Artikelnr.
	Kleur code: xx = 65 (rood), 66 (blauw).		
	☐ Panda Colour Standard, maat 1		890211-xx
	☐ Panda Colour Standard, maat 2		890221-xx
	☐ Panda Colour Standard, maat 2½		890261-xx
	☐ Panda Colour Standard, maat 3		890231-xx
	☐ Panda Colour Standard, maat 4		890241-xx
	☐ Verdikte zijkussens zit en rug (set à 4 st.) (aangeven t.b.v welke maat Panda)	1-4	58008xx
	☐ Panda Colour Active, maat 2		890121-xx
	☐ Panda Colour Active, maat 2½		890161-xx
	☐ Panda Colour Active, maat 3		890131-xx
	☐ Panda Colour Active, maat 4		890141-xx
Onderstellen			
	Voorkeursconfiguratie High-low:xo binnenonderstel:		
	☐ Framemaat 1, zwart, 100 mm, gasveer	1-4	89000211
	Voor meer mogelijke High-low:xo binnenonderstellen zie prijslijst High-low:xo		
	Voorkeursconfiguratie High-low:xo buitenonderstel:		
	☐ Framemaat 1, zwart, massief, gasveer	1-4	89100111
	Voor meer mogelijke High-low:xo buitenonderstellen zie prijslijst High-low:xo		
	☐ Strong Base 'Basic' (eenmalige hoogte-instelling) (excl. adapter)		89508-1M
	» ☐ Strong Base 'Spindel' (continue hoogte-instelling) (excl. adapter)		89508-1S
	Ontvangstadapter nodig: » ☐ Ontvangstadapter voor x:panda maat 4 en panda colour 5		8911610-99L






Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

	Omschrijving	voor Panda Colour	Artikelnr.
	☐ Stingray frame voor Panda Colour		8702122-XP
	☐ Combi Frame:x + ontvangst bevestiging: zie prijslijst Combi Frame:x ☐ Multi Frame + ontvangst bevestiging: zie prijslijst Multi Frame		
	Ook nodig: »☐ Ontvangstadapter voor panda colour 1-4		8911610-98
	☐ OOK NODIG bij Panda colour op Combiframe:x: Rugleuningbevestiging		980210-40
	☐ OOK NODIG bij Panda colour 3 en 4 op Multiframe: Rugleuningbevestiging		980904
Accessoires			
	»☐ Neksteun anatomisch model 2, zwart, medium »☐ Neksteun anatomisch model 3, zwart, large »☐ Hoofdsteun model 4, rechte stang (zeer geschikt voor gebruik op trapliften)		9945490-83 9967490-83 9906248-83
	Overige hoofdsteunen , zie hoofdstuk Accessoires		
	☐ Wegzwenkbare zijsteunen, zie hoofdstuk Accessoires (Alleen voor Panda Active)		
	»☐ Wigvormige zijkussentjes t.b.v. rugkussen		NLSW001
	»☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Small »☐ 4-puntsvestje, neopreen, Small »☐ 4-puntsvestje, neopreen, Medium »☐ 4-puntsvestje, neopreen, Large ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Large ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Extra Large		85705-XS 85705-S 85705-M 85705-L 85705-XL 85705-XXL
	☐ 4-punts Y-gordel, Extra Small »☐ 4-punts Y-gordel, Small »☐ 4-punts Y-gordel, Medium »☐ 4-punts Y-gordel, Large »☐ 4-punts Y-gordel, Extra Large		85725-XS 85725-S 85725-M 85725-L 85725-XL



Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden

►□ = snel leverbaar

Omschrijving		voor Panda Colour	Artikelnr.
	►□ Zitbroek T-model, neopreen, Extra Small		85735-XS
	►□ Zitbroek T-model, neopreen, Small		85735-S
	►□ Zitbroek T-model, neopreen, Medium		85735-M
Overige fixaties, zie hoofdstuk Accessoires			
	□ Abductieklos, 8x8 cm, model 1		89130-183
	□ Abductieklos 12x8 cm, model 2		89130-283
	□ Armsteunen	1-2	89615
	□ Armsteunen	2½-4	89616
	□ Werkbladen, zie hoofdstuk Accessoires (Alleen icm armsteunen)		
	►□ Voetenplaat, 31x19 cm, model 1	1-2	95145-1
	►□ Voetenplaat, 36x23 cm, model 2	2-4	85145-2
	►□ Voetenplaat, 41x24 cm, model 3	3-4	95145-3
	□ Voetenplaat, 48x24 cm, model 4	4	95145-4
	►□ Bevestigingsstang voor voetenplaat, 15,5 cm	1-2	8910821-1
	►□ Bevestigingsstang voor voetenplaat, 29 cm	1-3	8910821-2
	►□ Bevestigingsstang voor voetenplaat, 35 cm	2-4	8910821-3
	►□ Verhoogde bevestiging, 9 cm		85135
	►□ Kuitplaat 15x30cm		85131
	□ Voetenbox tbv model 1 voetenplaat, hoeken en polstering		95145-1BOX
	□ Voetenbox tbv model 2 voetenplaat, hoeken en polstering		95145-2BOX
	□ Voetenbox tbv model 3 voetenplaat, hoeken en polstering		95145-3BOX
	□ Voetenplaat polstering tbv model 1 voetenplaat		95145-1PAD
	□ Voetenplaat polstering tbv model 2 voetenplaat		95145-2PAD
	□ Voetenplaat polstering tbv model 3 voetenplaat		95145-3PAD
	□ Polstering voor voetenplaat stang, universeel		95145-150
	□ Voetfixatie tbv voetenbox, universeel		95145-20
	□ Duwhandvatten		89545
	□ Duwbeugel voor Standard	1-2	89972
	□ Duwbeugel voor Standard	2½	89976
	□ Duwbeugel voor Standard	3	89973
	□ Duwbeugel voor Standard	4	89974

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

►□ = snel leverbaar

Omschrijving		voor Panda Colour	Artikelnr.
Kleur code: xx = 65 (rood), 66 (blauw).			
	☐ Rugverlenging, recht model, 24x8 cm	1-2	89655-1xx
	☐ Rugverlenging, recht model, 28x8 cm	2½-4	89655-2xx
	☐ Rugverlenging, gebogen, v. std, 34x9 cm	1-2	89658-2xx
	☐ Rugverlenging, gebogen, v. std, 36x14 cm	2½	89658-6xx
	☐ Rugverlenging, gebogen, v. std, 38x14 cm	3	89658-3xx
	☐ Rugverlenging, gebogen, v. std, 38x14 cm	4	89658-4xx
	☐ Zitverlenging, gebogen, 30x6 cm	1-2	89742-2xx
	☐ Zitverlenging, gebogen, 33x6 cm	2½	89742-6xx
	☐ Zitverlenging, gebogen, 37x6 cm	3	89742-3xx
	☐ Zitverlenging, gebogen, 42x6 cm	4	89742-4xx
	☐ Wigzitkussen, 17 cm zitdiepte	1	89654-18xx
	☐ Wigzitkussen, 19 cm zitdiepte	2	89654-28xx
	☐ Wigzitkussen, 24 cm zitdiepte	2½	89654-68xx
	☐ Wigzitkussen, 27 cm zitdiepte	3	89654-38xx
	☐ Wigzitkussen, 31 cm zitdiepte	4	89654-48xx
	►► ☐ Tussenzitkussen (2½ cm hogere zit)	1-2	NLSW030
	►► ☐ Tussenzitkussen (2½ cm hogere zit)	2½-3	NLSW031
	☐ Rugwigkussen (1-4 cm)		89760-1
	☐ Extra hoezenset voor Standard	1	894211-xx
	☐ Extra hoezenset voor Standard	2	894221-xx
	☐ Extra hoezenset voor Standard	2½	894261-xx
	☐ Extra hoezenset voor Standard	3	894231-xx
	☐ Extra hoezenset voor Standard	4	894241-xx
	☐ Extra hoezenset voor Active	2	894121-xx
	☐ Extra hoezenset voor Active	2½	894161-xx
	☐ Extra hoezenset voor Active	3	894131-xx
	☐ Extra hoezenset voor Active	4	894141-xx
	☐ Extra hoes voor abductieklos model 1		89120-183
	☐ Extra hoes voor abductieklos model 2		89120-283
	☐ Extra hoes voor wigzitkussen	1	89653-18xx
	☐ Extra hoes voor wigzitkussen	2	89653-28xx
	☐ Extra hoes voor wigzitkussen	2½	89653-68xx
	☐ Extra hoes voor wigzitkussen	3	89653-38xx
	☐ Extra hoes voor wigzitkussen	4	89653-48xx

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden