


»□ = snel leverbaar

september 2026

Kenmerken	(NL)
Loophulp 1 maat	
Licht lopend	
Goede lichaamsondersteuning	
Vele ondersteunende accessoires mogelijk	
Standaard geleverd met	
5 zwenkwielen, waarvan 2 beremd	
Grijpstang	
Borststeun, buigbaar	
Sacrumsteun	
Zadel	
Rijrichtinghouder achterwiel	
Maatgegevens	





Maat 0

Zithoogte (ZH)	24-38 cm
Breedte (B)	59 cm
Lengte (L)	67 cm
Hoogte (H)	52-69 cm
Hoekverstelling (V)	32°
Gewicht, standaard zonder accessoires	7 kg
Gebruikersgewicht, maximaal	30 kg

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

september 2026

	Omschrijving	voor Pony	Artikelnr.
	☐ Pony loophulp maat 0, geel		86400
Accessoires			
	☐ Armondersteuning	0	86427
	☐ Verticale handgrepen voor middenbevestiging	0	86432
	☐ Bekkensteunen, set	0	86408
	☐ Duwstang	0	86416
	☐ Rijrichtinghouder voorwielen	0	86448
	☐ Hoofdsteun model 4		86424-14
	☐ Hoofdsteun model 2		86424-22
	☐ Kniebescherming Pony	0	86450

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden