

»□ = snel leverbaar

Stingray wandelwagen

(NL)



UIT HET ASSORTIMENT

Kenmerken

- Wandelwagen in twee maten (1 maat onderstel)
- Veilig vervoerbaar volgens ISO 7176-19 (max. 40 kg)
- Zitunit met kind erin 180 graden omdraaibaar
- Met 7 kleuren bekleding leverbaar
- Lichtgewicht carbonframe met vering (verstelbaar)
- Kantelverstelling 45 graden, rughoekverstelling 170 graden
- Instelbare zitdiepte (12-15 cm verstelling) en rughoogte (13 cm)
- In hoogte verstelbare duwbeugel (tot 106 cm)
- Vele ondersteunende accessoires mogelijk

Standaard geleverd met

- Vouwbaar zwart carbon frame en draaibare zitunit
- Zitunit met (afneembare) bekleding in rood, blauw, groen, grijs, geel, oranje of roze
- Zwarte luchtbanden met zwenkwielen voorzien van rijrichtinghouders
- Kantelverstelling en rughoekverstelling
- In hoogte verstelbare duwbeugel (tot 106 cm)
- Voetrem
- Transportbevestigingsogen voor taxivervoer



Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

Maatgegevens

(NL)


	Maat 1	Maat 2
Zitbreedte	30 cm	35 cm
Zitbreedte tussen kniesteunen	28 cm	33 cm
Zitbreedte tussen bekkensteunen	18, 22, 26 cm	23, 27, 31 cm
Zitdiepte	18-30 cm	25-40 cm
Rughoogte tot schouders	27-41 cm	36-51 cm
Rughoogte (in het midden van de rug gemeten)	41-55 cm	50-65 cm
Onderbeenlengte	14-45 cm	14-45 cm
Zithoogte	52 cm	52 cm
Rugbreedte, binnenkant	30 cm	36 cm
Rugbreedte, buitenkant	45 cm	52 cm
Breedte, frame	59 cm	59 cm
Lengte frame, zwenkwielen	74 cm	74 cm
Lengte frame, grote voorwielen	84 cm	84 cm
Hoogte tot duwbeugel	100,103,106 cm	100,103,106 cm
Voetenplaat (breedte x diepte)	31 x 20 cm	31 x 20 cm
Lengte frame, opgevouwen	90 cm	90 cm
Hoogte, opgevouwen	49 cm	49 cm
Gewicht, frame	13,5 kg	13,5 kg
Gewicht, zitunit	5,5 kg	6,5 kg
Gebruikersgewicht, maximaal	40 kg	40 kg
Gebruikersgewicht, maximaal, bij vervoer	40 kg	40 kg
Indicatie lengte kind	75-93 cm	90-120 cm
Hoekverstellingen	Kantelverstelling max. 45°	Rugleuningverstelling 170°




Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Basisprijs	Artikelnr
	Stingray basisprijs compleet Bestaande uit: - Onderstel - Zitunit - Kussenset

Bestelsleutel Stingray onderstel	Artikelnr
 ☐ Luchtbanden (standaard) ☐ Massieve banden ☐ Voetrem, afzonderlijk ☐ Voetrem, centrale beremming (meerprijs)	872 2XX2 
Configuraties met snelle levertijd » ☐ Stingray onderstel 7" wielen, zwenk, luchtbanden, centr. voetrem » ☐ Stingray onderstel 7" wielen, zwenk, luchtbanden, afz. voetrem	8722122 8722112

Bestelsleutel Stingray zitunit	Artikelnr
 ☐ Zitunit maat 1 ☐ Zitunit maat 2 ☐ Bevestigingsstang voetenplaat, kort* ☐ Bevestigingsstang voetenplaat, lang * alleen mogelijk bij maat 1 zitunit	871 XX 2 0 
» ☐ Stingray zitunit maat 1, korte voetenplaatstang » ☐ Stingray zitunit maat 2, lange voetenplaatstang ☐ Stingray zitunit maat 1, lange voetenplaatstang	8711120 8712220 8711220

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	Voor Stingray Artikelnr
-------------	--------------	-------------------------

Kussens



☐ Kussenset, blauw, small 1 8750511

» ☐ Kussenset, rood, small 1 8750512



☐ Kussenset, groen, small 1 8750513

» ☐ Kussenset, grijs, small 1 8750514



☐ Kussenset, roze, small 1 8750515

☐ Kussenset, oranje, small 1 8750516

☐ Kussenset, geel, small 1 8750517



☐ Kussenset, blauw, large 2 8750521

» ☐ Kussenset, rood, large 2 8750522



☐ Kussenset, groen, large 2 8750523

» ☐ Kussenset, grijs, large 2 8750524



☐ Kussenset, roze, large 2 8750525

☐ Kussenset, oranje, large 2 8750526



☐ Kussenset, geel, large 2 8750527

Zonnekap en regenhoes



» ☐ Zonnekap, zwart 1 8740110

» ☐ Zonnekap, zwart 2 8740120



» ☐ Regenhoes voor wind- en zonnekap - Lichtgewicht* 1 8720141

» ☐ Regenhoes voor wind- en zonnekap - Lichtgewicht* 2 8720142

» ☐ Regenhoes voor wind- en zonnekap - Extra stevig* 1 87467-210

» ☐ Regenhoes voor wind- en zonnekap - Extra stevig* 2 87467-310

* 87467-x10 heeft permanente gelaatsopening. 872014x heeft een afsluitbare gelaatsopening

Hoofdongsteuning



» ☐ Hoofdkussen, zwart 1 8740810

» ☐ Hoofdkussen, zwart 2 8740820



» ☐ Anatomische neksteun, medium 8720862

☐ Anatomische neksteun, large 8720863



» ☐ Anatomisch nekkussen, small 8720831

» ☐ Anatomisch nekkussen, large 8720832



» ☐ Zijwaartse hoofdongsteuning, verstelbaar 8720870



☐ Hoofdsteenbevestiging voor universele hoofdsteenen* met beslag 8720850

* zie hoofdsteenen prijslijst

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	Voor Stingray Artikelnr
-------------	--------------	-------------------------


Fixaties

	» ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Small	85705-XS
	» ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Small	85705-S
	» ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Medium	85705-M
	» ☐ 4-puntsvestje, neopreen, Large	85705-L
	☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Large	85705-XL
	☐ 4-puntsvestje, neopreen, Extra Extra Large	85705-XXL
	☐ 4-punts Y-gordel, Extra Small	85725-XS
	» ☐ 4-punts Y-gordel, Small	85725-S
	» ☐ 4-punts Y-gordel, Medium	85725-M
	» ☐ 4-punts Y-gordel, Large	85725-L
	» ☐ 4-punts Y-gordel, Extra Large	85725-XL
	» ☐ Zitbroek T-model, neopreen, Extra Small	85735-XS
	» ☐ Zitbroek T-model, neopreen, Small	85735-S
	» ☐ Zitbroek T-model, neopreen, Medium	85735-M
	☐ Overige fixaties, zie hoofdstuk Accessoires	


Zijondersteuning

	» ☐ Zijsteunen rugleuning, verstelbaar, 9x9 cm, set	1	8720301
	» ☐ Zijsteunen rugleuning, verstelbaar, 11x11 cm, set	2	8720302

Bekkensteunen en toebehoren

	» ☐ Bekkensteunen, instelbaar, zwart, 16½x18 cm, set	1	8740230
	» ☐ Bekkensteunen, instelbaar, zwart, 17½x22 cm, set	2	8740240
	» ☐ Bekkensteunen, verstelbaar, zwart, 16½x18 cm, set	1	8740250
	» ☐ Bekkensteunen, verstelbaar, zwart, 17½x22 cm, set	2	8740260
	» ☐ Extra hoezen bekkensteunen, zwart, set	1	8750310
	» ☐ Extra hoezen bekkensteunen, zwart, set	2	8750320

Wig voor zitting

	» ☐ Wig voor Stingray zitting M1+2	1-2	8720405
---	---	-----	---------

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	Voor Stingray	Artikelnr
-------------	--------------	---------------	-----------

Abductieklossen



»☐ Abductieklos model 1, 9x4x7 cm	1-2	8720501
»☐ Abductieklos model 2, 9x9x9 cm	1-2	8720502
☐ Abductieklos model 3, 9x9x12 cm	1-2	8720503

Werkbladen



»☐ Werkblad, 44x34 cm, grijs	1-2	8776350
------------------------------	-----	---------

Grijpstangen



»☐ Grijpstang	1	8720401
»☐ Grijpstang	2	8720402

Opbergmogelijkheden



»☐ Rugzak (aan rugleuning)	1	87043183-1
»☐ Rugzak (aan rugleuning)	2	87043183-2



»☐ Accessoires-mand (onder frame)	1-2	8720600
-----------------------------------	-----	---------



»☐ Plateau voor apparatuur (onder frame)	1-2	8776290
--	-----	---------

Zuurstoffleshouders



»☐ Zuurstoffleshouder (1L) (alleen icm transportbevestigingsogen)	1-2	8776295
--	-----	---------



☐ Zuurstoffleshouder, verticale montage op zijkant frame	1-2	8776296
--	-----	---------

Transportbevestigingsogen

LET OP: Transportbevestigingsogen zijn standaard gemonteerd op de Stingray. Prijs hieronder is voor montage achteraf



»☐ Transportbevestigingsogen voor taxivervoer (volgens ISO 7176-19)	1-2	8720902
--	-----	---------

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

▶▶ ☐ = snel leverbaar

Accessoires	Omschrijving	Voor Stingray Artikelnr
-------------	--------------	-------------------------

Rolstoelkleding



- | | | |
|--|---|---------|
| ▶▶ ☐ Schootskleed model 1 | 1 | 8740131 |
| ▶▶ ☐ Schootskleed model 2 | 2 | 8740132 |



- | | | |
|---|-----|-----------|
| ☐ Winterbekleding model S | 1 | 87460-170 |
| ▶▶ ☐ Winterbekleding model M | 1-2 | 87460-270 |
| ☐ Winterbekleding model L | 2 | 87460-370 |

Reserveonderdelen



- | | | |
|---|-----|---------|
| ▶▶ ☐ Stingray ontvangstadapter onderstel | 1-2 | 8722020 |
| ▶▶ ☐ Stingray adapterplaat zitunit | 1-2 | 8712020 |



- | | |
|---|---------|
| ▶▶ ☐ Ombouwkit voor x:panda m1 + m2 small / orthese ontvangstadapter | 8776313 |
| ▶▶ ☐ Pvc adapter t.b.v. orthese (standaard op x:panda) | 75001 |



- | | | |
|---|-----|---------|
| ▶▶ ☐ Voetenplaat compleet | 1-2 | 8775010 |
| ☐ Bevestigingsstang kort 21 cm | 1 | 8775317 |
| ☐ Bevestigingsstang lang 28 cm | 2 | 8775318 |



- | | | |
|--|---|-------|
| ▶▶ ☐ Uitschuifbare zitplaat | 1 | 76092 |
| ▶▶ ☐ Uitschuifbare zitplaat | 2 | 76094 |



- | | | |
|---|-----|---------|
| ☐ Vergrendeling duwbeugel compl. | 1-2 | 5087040 |
|---|-----|---------|



- | | | |
|---|-----|-----------|
| ▶▶ ☐ Bovenbouw duwbeugel | 1-2 | 5087036-1 |
|---|-----|-----------|



- | | | |
|--|-----|---------|
| ▶▶ ☐ Achterwiel Ø290 lucht met quick release en remblok | 1-2 | 3005050 |
| ☐ Achterwiel Ø290 massief met quick release en remblok | 1-2 | 3005070 |
| ☐ Binnenband Stingray 290mm | 1-2 | 2963187 |
| ▶▶ ☐ Buitenband Stingray 290mm | 1-2 | 2926001 |



- | | | |
|--|-----|---------|
| ▶▶ ☐ Voorwiel Ø190 lucht | 1-2 | 3009500 |
| ☐ Voorwiel Ø190 massief | 1-2 | 3009501 |
| ☐ Binnenband Stingray 190mm | 1-2 | 2963186 |
| ☐ Buitenband Stingray 190mm | 1-2 | 2925999 |

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

» ☐ = snel leverbaar

Onderdelen	Omschrijving	Voor Stingray	Artikelnr
	☐ Kit met bevestigingsmateriaal voor instelbare bekkensteun	1-2	872023-KIT
	☐ Retrofitkit scharnier zonnekap	1-2	8776283
	☐ Retrofitkit centrale beremming	1-2	8776149

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden