

»□ = snel leverbaar

Kenmerken

(NL)

Autostoeltje met rechts (of links) uitdraaisysteem in 4 maten met ECE R44/04-certificaat
 Zitunit 90° draaibaar en 25 cm uitschuifbaar
 Easyfit-ready (geschikt voor auto's met Isofix; zie overzichtslst op R82.nl)
 Door Easyfit bevestigingssysteem is montage en overzetten zeer eenvoudig
 Voor kinderen van 9 tot 36 kg (9 mnd tot 9 jaar)
 Geschikt voor de achterbank/stoel
 Eenvoudige verstelbare kantelverstelling
 Zitdiepte instelbaar

Standaard geleverd met

Easyfit-frame met zitunit
 Grijs kussenset
 Easyfit bevestigingssysteem (tbv Isofix)
 Beschermkussens en achterbankbeschermer
 Bellypad 5-punts fixatie
 Side-impact hoofdsteun (hoogte instelbaar)
 Gordelgeleiding voor 3-puntsgordel (over heupen en schouder)
 Zijsteunen romp
 Bekkensteunen, instelbaar

Maatgegevens

	Maat 1	Maat 2	Maat 3	Maat 4
Zitbreedte (ZB)	20-28 cm*	20-28 cm*	26-38 cm*	26-38 cm*
Zitdiepte (ZD)	17-24 cm	21-28 cm	27-34 cm	29-36 cm
Hoogte hoofdsteun (SH)	32-44 cm	34-46 cm	38-50 cm	44-56 cm
Rughoogte	49 cm	51 cm	55 cm	56 cm
Schouderhoogte (SH)	35-45 cm	38-48 cm	43-53 cm	48-58 cm
Kantelverstelling	10-30°	10-30°	10-30°	10-30°
Zithoogte achter	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Framebreedte (B)	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Maximaal gebruikersgewicht	36 kg	36 kg	36 kg	36 kg
Gewicht	21 kg	22 kg	23 kg	24 kg

*Met bekkensteunen



Veiligheid

Let op: genoemde accessoires in de prijslijst vallen onder het ECE R44/04-certificaat en mogen als extra fixatie of ondersteuning worden toegepast. Andere fixaties, ondersteuning of aanpassingen vallen buiten dit certificaat en wij adviseren deze niet toe te passen. Bij het CBR kan een ontheffing worden aangevraagd van de verplichting tot het gebruik van een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel (RVV 1990 art.59). Zie www.cbr.nl (zoekwoorden "aanvragen ontheffing") voor meer informatie (Brochure ontheffing systeem kinderbeveiliging).

Pas alleen de hoogst noodzakelijke fixaties en ondersteuning toe zodat hulpverleners het kind, na een eventueel ongeval, snel en eenvoudig uit het autostoeltje kunnen halen!

Gebruik altijd de 3-puntsgordel van de auto om het kind veilig in de Stingray Swing-out te vervoeren. Gebruik ook de **3-puntsgordel** van de auto wanneer het kind er **niet** in zit.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

	Omschrijving	Voor Stingray SO	Artikelnr.
	»☐ Stingray Swing-out maat 1, rechts , COMPLEET*		92001-CR
	»☐ Stingray Swing-out maat 2, rechts , COMPLEET*		92002-CR
	»☐ Stingray Swing-out maat 3, rechts , COMPLEET*		92003-CR
	»☐ Stingray Swing-out maat 4, rechts , COMPLEET*		92004-CR
	»☐ Stingray Swing-out maat 1, links , COMPLEET*		92001-CL
	☐ Stingray Swing-out maat 2, links , COMPLEET*		92002-CL
	☐ Stingray Swing-out maat 3, links , COMPLEET*		92003-CL
	»☐ Stingray Swing-out maat 4, links , COMPLEET*		92004-CL
	* Bovenstaande autostoelen worden compleet geleverd met:		
	Kussenset, grijs Easyfit bevestigingssysteem Beschermkussens Achterbankbeschermer Bellypad 5-punts fixatie Zijsteunen romp Bekkensteun instelbaar Side Impact hoofdsteun		

Accessoires

	»☐ Nekkussen, anatomisch, small	1-4	8720831
	»☐ Beschermhoes (voor diagonaalgordel van auto)		89662-1
	»☐ Buitenste kniesteunen incl. hoes voor maat 3-4		NLPE044
	»☐ Voetenplaat, alleen voor maat 3-4		95145-0
	Ook nodig:		
	»☐ Bevestigingsstang voor voetenplaat		NLPE046-1

Onderdelen

	»☐ Gordelgeleiding links boven		NLPE037
	»☐ Gordelgeleiding rechts boven		NLPE038

Voor meer losse onderdelen en/of vervangende accessoires neem contact op met uw R82 contactpersoon.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden