

»□ = snel leverbaar

Kenmerken

(NL)

Douch-, toiletstoel in 6 maten

Makkelijk te reinigen

Frame van roestvast staal

Zitschaal eenvoudig kantelbaar

In hoogte instelbaar

Zitschaal met goede pasvorm

Standaard geleverd met**Maat 2 tot 7**

Witte, anatomisch gevormde, kantelbare zitschaal



Wit roestvast frame

In hoogte instelbare poten

Maat 4 tot 7 (extra)

Geremde kunststof zwenkwielen




Spatscher

Maatgegevens

	Maat 2	Maat 3	Maat 4	Maat 5	Maat 6	Maat 7
Zitbreedte, achter (ZBA)	20 cm	23 cm	25 cm	30 cm	34 cm	41 cm
Zitbreedte, voor (ZBV)	30 cm	34 cm	36 cm	38 cm	43 cm	48 cm
Zitdiepte (ZD)	27 cm	32½ cm	32½ cm	38 cm	46 cm	46 cm
Rugleuninghoogte (RH)	38 cm	42 cm	40 cm	48 cm	57 cm	57 cm
Zithoogte, met zwenkwielen (ZH)	37-53 cm	48-64 cm	48-64 cm	48-64 cm	48-64 cm	48-64 cm
Zithoogte, zonder zwenkwielen	28-44 cm	39-55 cm	39-55 cm	39-55 cm	39-55 cm	39-55 cm
Rugbreedte, schouders (RBS)	22½ cm	25 cm	31 cm	39 cm	46 cm	49 cm
Rugbreedte, heupen (RBH)	24 cm	25½ cm	28 cm	31 cm	35½ cm	43 cm
Breedte, met zwenkwielen (B)	49½ cm	53½ cm	53½ cm	53½ cm	57½ cm	65½ cm
Breedte, zonder zwenkwielen	46 cm	50 cm	50 cm	50 cm	57½ cm	65½ cm
Lengte, met zwenkwielen (L)	46 cm	57 cm	57 cm	57 cm	62 cm	62 cm
Lengte, zonder zwenkwielen	39 cm	50 cm	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm
Hoogte, met zwenkwielen	68-84 cm	79-95 cm	71-87 cm	78-94 cm	86-102 cm	86-102 cm
Hoogte, zonder zwenkwielen (H)	59-75 cm	70-86 cm	62-78 cm	69-85 cm	77-93 cm	77-93 cm
Gewicht	8 kg	9,5 kg	8,5 kg	9,5 kg	10,5 kg	11,5 kg
De opening	W: 10½ x D: 15½	W: 12 x D: 19½	W: 12½ x D: 19	W: 15½ x D: 25	W: 15½ x D: 32½	W: 15½ x D: 32½
Gebruikersgewicht, maximaal	30 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg	110 kg
Hoekverstelling (V)	18°	18°	27°	25°	20°	20°


Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzigingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

	Omschrijving	voor Swan	Artikelnr.
	☐ Swan maat 2		87002
	»☐ Swan maat 3		87003
	»☐ Swan maat 4, incl. zwenkwielen en spatscherm		87044
	»☐ Swan maat 5, incl. zwenkwielen en spatscherm		87045
	»☐ Swan maat 6, incl. zwenkwielen en spatscherm		87046
	»☐ Swan maat 7, incl. zwenkwielen en spatscherm		87047
Accessoires			
	»☐ Hoofdsteen model 2, grijs pur, 23 cm bevestigingsstang (rvs)		9903148-00
	»☐ Hoofdsteen model 4, grijs pur, 23 cm bevestigingsstang (rvs)		9906148-00
Overige hoofdsteenen, zie hoofdstuk Accessoires			
	»☐ Heupgordel, neopreen, model 1, met één sluiting L: 22 cm		85423-1
	»☐ Heupgordel, neopreen, model 2, met één sluiting L: 29 cm		85423-2
Overige fixaties, zie hoofdstuk Accessoires			
	»☐ Gepolsterde inleg, skai (niet waterdicht)	2	87102
	»☐ Gepolsterde inleg, skai	3	87113
	»☐ Gepolsterde inleg, skai	4	87114
	»☐ Gepolsterde inleg, skai	5	87115
	»☐ Gepolsterde inleg, skai	6	87116
	»☐ Gepolsterde inleg, skai	7	87117
	☐ Werkblad, PVC	2	87032
	☐ Werkblad, PVC	3-5	87034
	☐ Werkblad, PVC	6	87036
	☐ Werkblad, hout	7	87037
	☐ Blad/armondersteuning, wegdraaibaar	2	870132-SW2
	☐ Blad/armondersteuning, wegdraaibaar	3-4	870133-SW4
	☐ Blad/armondersteuning, wegdraaibaar	5	870133-SW5
	☐ Blad/armondersteuning, wegdraaibaar	6	870134-SW6
	☐ Voetenplaat, 31x19 cm, model 1		87145-1
	»☐ Voetenplaat, 36x23 cm, model 2		87145-2
	»☐ Voetenplaat, 41x24 cm, model 3		87145-3
	»☐ Bevestigingsstang voetensteun, 35 cm		87027
	»☐ Bevestigingsstang voetensteun, 50 cm		87028
	»☐ Po	2-4	112401
	»☐ Po	5	880129
	☐ Po	6-7	880130

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden

»☐ = snel leverbaar

	Omschrijving	voor Swan	Artikelnr.	NL Prijs
Accessoires				
	»☐ Zwenkwielen (4 st), geremd, alleen voor Swan 2-3		87100-20	
	»☐ Duwstang		880110	

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en prijswijzingen voorbehouden