




Reservdelistsa – SV

Molift Mover 205

molift[®]
by Etac

SPL05202 - 2025-03-12 - Rev. 1.0



www.etac.com



Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.	Pos.	Title	Item no.
1	1	Framhjulsats \varnothing 75 Mover 205/300/Partner	0950210
	2	Bakre hjul \varnothing 100 m broms Mover 205/300/Partner	0950211
	3	Låshandtagssats chassi Mover 205/300/Partner	0950249
	4	Chassikontaktsats Mover 205/300/Partner	0950246
	5	Specialverktyg Molift Smart/Mover (ingen bild)	0920501
2	6	Reparationssats för benjusteringsmekanism med motor	1420540
	7	Reparationssats för benjusteringsmekanism utan motor	1420530
	8	Motor, benjusteringsmekanism	1320155
3	9	Ställdonssats Mover 205	0950230
	10	Reservhandtagssats Mover 205/300/Partner	0950239
	11	Monteringssats för styrenhet COL50	0950247
	12	Styrenhet COL50	0950252
	13	CH1 COL50-kabel	1860116
	14	CH2 COL50-kabel	1860117
4	15	Reservkabel handkontroll HB32/HB31 (ingen bild)	0950248
	16	Framhjul \varnothing 37 Mover 205 låg	1320510

Fig.7




Fig.5




Fig.8




Fig.9



Fig.10



Fig.11



Fig.12

U In : 120-240 V AC, 50-60 Hz
I In : Max. 350 mA, 42-55 VA

Fig.	Pos.	Titel	Artikelnr.
5	17	Programmering av PB31-enhet för COL50 (endast för servicetekniker)	0950151
	18	Reservkabel till PB31 - COL50 (endast för servicetekniker)	0950152
	19	USB A till USB B-kabel 1M (endast för servicetekniker)	0950153
6	20	Spiralkabel USA-kontakt (ingen bild)	2920092
	21	Spiralkabel EU-kontakt (ingen bild)	2920093
	22	Spiralkabel GB-kontakt (ingen bild)	2920094
	23	Spiralkabel AU-kontakt (ingen bild)	2920095
7	Produktetikett	1860111	
8	Säkerhetskontroll av etiketter	1100303	
9	Säkerhetskontroll av etiketter	1110306	
10	Etikett Molift by Etac	0950128	
11	Laddningsinstruktioner för etikett	0950123	
12	Etikett COL50 elektriska data	0950124	



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222



Sodimed SA

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06



Etac A/S

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac