




Reservdelsslista – SV

Molift Mover 300

molift[®]
by Etac

SPL06302 - 2025-12-03 - Rev. 5.0



www.etac.com



Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.	Pos.	Titel	Artikelnr.
1	1	Framhjulsats ø75 Mover 205/300/Partner 255	0950210
	2	Bakre hjul ø100 m broms Mover 205/300/Partner 255	0950211
	3	Låshandtagssats chassi Mover 205/300/Partner 255	0950249
	4	Chassikontaktsats Mover 205/300/Partner 255	0950246
	5	Specialverktyg Molift Smart/Mover/Partner 255 (ingen bild)	0920501
2	6	Reparationssats för benjusteringsmekanism med motor	1420540
	7	Reparationssats för benjusteringsmekanism utan motor	1420530
	8	Motor, benjusteringsmekanism	1320155
3	9	Ställdonssats Mover 300	0950231
	10	Reservhandtagssats Mover 205/300/Partner 255	0950239
	11	Monteringssats för styrenhet	0950247
	12	Reservstyrenhet, BLE	0950252
	13	Kanal 1-kabel f/BLE-styrenhet	1860116
	14	Kanal 2-kabel f/BLE-styrenhet	1860117
	15	Kabel RJ50 f/handenhet 2&4 knappar (ingen bild)	0950248

Fig.4




Fig.5




Fig.7




Fig.8




Fig.9



Fig.10



Fig.11



Fig.12

U In : 120-240 V AC, 50-60 Hz
 I In : Max. 350 mA, P In: 35-55 VA

Fig.	Pos.	Titel	Artikelnr.
4	16	Kabel för Molift Service Tool (USB/RJ50)	2510250
	17	Programmeringsenhetssats f/BLE styrenhet (endast för servicetekniker)	0950254
5	18	Reservkabel f/programmeringsenhet, RJ50 (endast för servicetekniker)	0950152
	19	USB A till USB B-kabel 1M (endast för servicetekniker)	0950153
	20	Spiralkabel USA-kontakt (ingen bild)	2920092
6	21	Spiralkabel EU-kontakt (ingen bild)	2920093
	22	Spiralkabel GB-kontakt (ingen bild)	2920094
	23	Spiralkabel AU-kontakt (ingen bild)	2920095
7		Produktetikett	1860111
8		Säkerhetskontroll av etiketter	1100303
9		Säkerhetskontroll av etiketter	1110306
10		Etikett Molift by Etac	0950128
11		Laddningsinstruktioner för etikett	0950123
12		Etikett elektriska data f/BLE styrenhet (inte tillgänglig för Japan)	0950124



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222



Promefa SA

Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79



Etac A/S

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac