




Reservdelslista – SV

Molift Mover 180

molift®
by Etac

SPL08202 - 2025-03-12 - Rev. 1.0



www.etac.com



Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.	Pos.	Title	Item no.
1	1	Framhjul ø75 Smart 150/Mover 180	0950201
	2	Framhjul ø100 Mover 180	0950207
	3	Framhjul fästsats Mover 180	0950206
	4	Bakre hjul ø75 sats m broms	0950205
	5	Bakre hjul ø100 sats m broms	0950208
	6	Chassikontaktsats Mover 180	0950245
2	7	Specialverktyg Molift Smart/Mover (ingen bild)	0920501
	8	Reparationssats för benjusteringsmekanism med motor	1420540
	9	Reparationssats för benjusteringsmekanism utan motor	1420530
	10	Motor för benjustering	1320155
3	11	Ställdonssats Mover 180	0950229
	12	Reservhandtagssats Mover 180	0950238
	13	Monteringssats för styrenhet COL50	0950247
	14	CH1 COL50-kabel	1860116
	15	CH2 COL50-kabel	1860117
	16	Styrenhet COL50	0950252
	17	Reservkabel handkontroll HB32/HB31 (ingen bild)	0950248

Fig.6




Fig.8




Fig.9



Fig.10



Fig.11




Fig.4




Fig.	Pos.	Title	Item no.
4	18	Programmering av PB31-enhet för COL50 (endast för servicetekniker)	0950151
	19	Reservkabel till PB31 – COL50 (endast för servicetekniker)	0950152
	20	USB A till USB B-kabel 1M (endast för servicetekniker)	0950153
5	21	Spiralkabel USA-kontakt (ingen bild)	2920092
	22	Spiralkabel EU-kontakt (ingen bild)	2920093
	23	Spiralkabel GB-kontakt (ingen bild)	2920094
	24	Spiralkabel AU-kontakt (ingen bild)	2920095
6		Produktetikett	1860111
7		Säkerhetskontroll av etiketter	1100303
8		Säkerhetskontroll av etiketter	1110306
9		Etikett Molift by Etac	0950128
10		Laddningsinstruktioner för etikett	0950123
11		Etikett COL50 elektriska data	0950124

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Sodimed SA**

Ch. Praz-Devant 12
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 58 911 06 06

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac