




Reservdelsslista – SV

Molift Smart 150

molift®
by Etac

SPL09502 - 2025-12-03 - Rev. 6.0



www.etac.com



Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.	Pos.	Titel	Artikelnr.
1	1	Framhjul ø75 sats Smart 150/Mover 180	0950201
	2	Framhjul fästsats Smart 150	0950203
	3	Drivhjul ø75 sats m. broms	0950202
	4	Specialverktyg Molift Smart 150/Mover/Partner 255 (ingen bild)	0920501
2	5	Fjädersats ben mek. Smart 150	0950250
3	6	Ställdonssats Smart 150	0950228
	7	Reservhandtagssats Smart 150	0950237
	8	Monteringssats för styrenhet	0950247
	9	Manöverdonskabel 460 mm	0930116
	10	Reservstyrenhet, BLE	0950252
	10	Reservstyrenhet utan laddare, BLE (endast tillgängligt för Japan)	0950252-J
	11	Kabel RJ50 f/handenhet 2&4 knappar (ingen bild)	0950248
	12	Gummiband ø6 x 2 300 mm svart (ingen bild)	0910174
	13	Clips Smart (ingen bild)	0920239

Fig.4




Fig.5




Fig.7




Fig.8




Fig.9



Fig.10



Fig.11



Fig.12

U In : 120-240 V AC, 50-60 Hz
I In : Max. 350 mA, P In: 35-55 VA

Fig.	Pos.	Titel	Artikelnr.
4	14	Kabel för Molift Service Tool (USB/RJ50)	2510250
	15	Programmeringsenhetssats f/BLE styrenhet (endast för servicetekniker)	0950254
5	16	Reservkabel f/programmeringsenhet, RJ50 (endast för servicetekniker)	0950152
	17	USB A till USB B-kabel 1M (endast för servicetekniker)	0950153
	18	Spiralkabel USA-kontakt (ingen bild)	2920092
6	19	Spiralkabel EU-kontakt (ingen bild)	2920093
	20	Spiralkabel GB-kontakt (ingen bild)	2920094
	21	Spiralkabel AU-kontakt (ingen bild)	2920095
7		Produktetikett	1860111
8		Säkerhetskontroll av etiketter	1100303
9		Säkerhetskontroll av etiketter	1110306
10		Etikett Molift by Etac	0950128
11		Laddningsinstruktioner för etikett (inte tillgänglig för Japan)	0950123
12		Etikett elektriska data f/BLE styrenhet (inte tillgänglig för Japan)	0950124

**Etac Ltd.**

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

**Promefa SA**

Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79

**Etac A/S**

Parallevej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac