

Standard konfigurasjon

Etac Crissy

Crissy er prisforhandlet i delkontrakt 5.

Leveres som standard med:

Ramme: Støpt aluminium, sammenleggbar med kryss

Farge ramme og drivhjulsfeste: Sort

Ryggstøtte: 2B rygg, høyde- og vinkelregulerbar, 35-40cm (37,5 cm standard)

Ryggvinkel: Regulerbar, -5° - +5°

Kjørehåndtak: Faste kjørehåndtak

Borrelåsrygg: 35-40 cm

Ryggtrekk: AirMesh (pustende)

Setetrekk: Dybderegulerbart

Seteforlenger bak: Montert bak setetrekket

Setehøyde bak: 45 cm

Setehøyde foran: 47 cm

Armstøtter: Høyderegulerbare med 25 cm armlenepads. Integrert klesbeskytter

Benstøtter: Spiss vinkel, sort, utsvingbare

Fotplater: Delte, oppfellbare, vinkel- og dybderegulerbare

Brems: Saksebrems med vinklet, sort håndtak

Drivhjul: 24" Maxx Spoke, med hurtigkobling

Dekk: Luft, høytrykk, 1"

Drivringer: Aluminium, elokserte

Camber: 2°

Svinghjul: 5", massive

Tippesikring: Brukeraktiverte, ut-/innsvingbare, innstillbare, 2 stk

