

Standard konfigurasjon

Etac Cross 5XL

Cross 5XL er prisforhandlet som førstevalg i delkontrakt 7.

Leveres som standard med:

Ramme: Støpt aluminium, sammenleggbare med doble kryss

Farge: Sort

Ryggstøtte: 3A-rygg, høyde- og vinkelregulerbar 35-45 cm

Tverrstag rygg: Gir ekstra stabilitet

Kjørehåndtak: Høyderegulerbare og avtagbare

Borrelåsrygg: 35-45 cm

Ryggtrekk: Airmesh. Avtagbart og vaskbart på 60°

Ryggvinkel: Regulerbar, -5° - +20° (standard +2° ryggvinkel og 7° lumbalvinkel)

Setetrekk: Dybderegulerbart

Seteforlenger bak: Montert bak setetrekk

Setehøyde bak/foran: 45 cm/47 cm

Armstøtter: Høyderegulerbare med langt polster, 38 cm, inkl. klesbeskytter

Benstøtter: Åpen vinkel, sort

Fotplater: Delte, oppfellbare, vinkel- og dybderegulerbare

Brems: Med vinklet rødt håndtak

Drivhjul: 24"

Dekk: Massive/kompakte

Drivringer: Aluminium

Camber: 2°

Drivhjulsinnfesting: D4

Svinghjul: 6" massive

Gaffelhusfeste: Standard. Høyde- og vinkeljusterbart

Tippesikring: Oppfellbar, teleskop, 2 stykk

etac[®]
Creating Possibilities

