

Standard konfigurasjon

Etac Prio aktiv

Prio aktiv er prisforhandlet som førstevalg i delkontrakt 8.

Leveres som standard med:

Ramme: Metall og aluminium, Chassisfarge: Sort

Ryggstøtte 3A: Høydejusterbar, justerbar lumbalvinkel

Lumbalvinkel: justerbar, -12- +10 °

Rygghøyde: 46-68 cm (inkludert 6 cm ryggforlenger)

Hodestøtte: Høyde-, dybde- og vinkelregulerbar. Inkludert feste.

Kjørehåndtak: Høyderegulerbar og avtagbare

Borrelåsrygg: 45-60 cm

Ryggtrekk: Velour. Avtagbart og vaskbart på 60°

Setepute i velour. Avtagbart og vaskbart på 60°

Brukerstyrt setetilt: -3 - +20 °

Setedybde: 39-51 cm, Setehøyde: 38-52,5 cm

Armstøtter: Høyderegulerbare med langt polster, 38 cm, inkludert klesbeskytter

Benstøtter: Åpen vinkel, sort

Fotplater: Delte, oppfellbare, vinkel- og dybderegulerbare, inkludert hælband

Brems: Vinklet, rødt håndtak

Drivhjul: 24", Quick release

Dekk: Massive/kompakte, sorte

Drivringer: Aluminium

Camber: 0°

Drivhjulsinfesting: D2

Svinghjul: 6", massive

Gaffel: Medium, med stålaksling. Gaffelhusfeste: Standard, høydejusterbart

Tippesikring: Oppfellbare, teleskop, 2 stykk

