

Standard konfigurasjon

# Etac Xact

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

**Xact er prisforhandlet som førstevalg i delkontrakt 3.**

**Leveres som standard med:**

Totalvekt: 12,2 kg (42,5 x 46 cm i standard Nav-konfigurasjon)

24" drivhjul Maxx Spoke, høytrykk, Speedlite

Elokserte alu drivringer

5"svinghjul

Brukeraktiverte tippesikringer

3A vinkel- og høydejusterbar borrelåsrygg

Airmesh ventilert ryggoverdrag

Nedfellbar rygg

Faste kjørehåndtak (godkjent for løft!)

Saksebrems

Avtakbare, høydejusterbare armlener 25 cm m/integrert klesbeskytter aktiv

2° cambervinkel

Utsvingbare benstøtter, aktiv m/oppfellbare fotplater

Setetrekk med mulighet for sittegrep

4° setevinkel

