

Standard konfigurasjon

Ki Catalyst 5

etac[®]
Creating Possibilities

Catalyst 5 er prisforhandlet i delkontrakt 5.

Leveres som standard med:

Totalvekt: 14,2 kg (43 x 40,5 cm i standard Nav-konfigurasjon)

Standard setehøyde front/bak: 47 cm / 44,5 cm

24" drivhjul Maxx Spoke, høytrykk, Speedlite

Elokserte alu drivringer

5" svinghjul

Brukeraktiverte tippesikringer

Vinkel- og høydejusterbar borrelåsrygg

Airmesh ventilert ryggoverdrag

Faste kjørehåndtak

Saksebrems

Avtakbare, hjusterbare armlener 25 cm m/integr. klesbesk. aktiv

2° cambervinkel

Utsvingbare benstøtter 70° m/oppfellbare fotplater

Utløserstropp i setetrekk

