

Standard konfigurasjon

Ki Little Wave Klik

etac[®]
Creating Possibilities

Little Wave Klik er prisforhandlet i delkontrakt 13.

Leveres som standard med:

Ramme: Aluminium

Ryggstøtte: Høyderegulerbar borrelåsrygg med overdrag

Rygg: Nedfellbar med sort utløserwire

Kjørehåndtak: 2 stk. høyderegulerbare med ledsagerbrems

Sittepute: Comfort/ Axiom G

Armelener

Klesbeskyttere

Drivhjul: 22" Maxx Spoke (med ledsagerbrems)

Dekk: Kompakte (Sentinel)

Drivringer: Aluminium

Camber: 4°

Brems: Kneledd, skyvebrems

Svinghjul: 4" poly

Fotplate: Vinkel- og høyderegulerbar

Leggbånd: Upolstret

Tippesikringer: 2 stk, høyderegulerbare

