

Standard konfigurasjon

Ki Rogue2

Rogue2 er prisforhandlet som førstevalg i delkontrakt 2.

Leveres som standard med:

Totalvekt: 11,1 kg (43x40,5 cm i standrad Nav-konfigurasjon)

24" drivhjul Maxx Spoke, høytrykk, Schwalbe One 1"

Elokserte alu drivringer

4" svinghjul

Fotbøyle åpen rørmøll

Lavprofil saksebremser

Kompositt klesbeskyttere

Brukeraktiverte tippesikringer

Vinkel- og høydejusterbar borrelåsrygg

Airmesh ventilert ryggoverdrag

Nedfellbar rygg

Hvilefunksjon på rygg (0°, 4° eller 9°)

Fast ryggavstiver

Nedfellbare kjørehåndtak

Leggreim med borrelås

(4° cambervinkel drivhjul)

(85° rammefront)

(1" Y-front)

Maks brukervekt 125 kg

