

Standard konfigurasjon

# R82 Crocodile

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

**Crocodile leveres som standard med håndtak, retningsperre, hjul med retnings- og ryggesperre, slepebrems og veske.**

## Standard utførelse:

Ramme: Lettvekt aluminium sammenleggbar

Toppøyle: Høydejusterbar, polstret og med trekk

Håndtak med knapp: Polstrede komforthåndtak, bredde- og høydejusterbare

Sete: Oppfellbart, polstret

Hjul: Forhjul: Massive 150x30 mm, svingbare med retningsperre

Bakhjul: Massive 200x30 mm

Bremser: Bakhjul: Slepebrems og ryggesperre

Veske: Svart nylon

Farge: Str. 0 hvit, Str. 1 gul, Str. 2 og 3, sort perlemor



Str 0



Str 1



Str 2



Str 3