

## Standard konfigurasjon

# R82 Flamingo Curo

**Flamingo Curo er prisforhandlet i delkontrakt 7. Den leveres i tre størrelser.**

### Standard utførelse:

Understell: Flamingo Compact Frame, kompakt og sammenleggbart understell

Setepolster: Blå PU (polyuertan)

Ryggpolster: Blå PU (polyuertan)

Sidestøtter: Faste. Størrelser S, M og L til henholdsvis Str. 1, 2 og 3

Armlen: Størrelse S til Str. 1 og 2, størrelse L til Str. 3

Fotstøtte: Høyderegulerbar og vinkeljusterbar (ankel og kne), oppfellbar

Lår-/hoftestøtte: Bredderegulerbar, Størrelse S til Str. 1 og 2, størrelse L til Str. 3

Hodestøtte: Buet, størrelse S til Str. 1, størrelse L til Str. 2 og 3, 120 mm stang

Bekkenfeste: Et sett med holdere for bruk av bekken og skvettskjerm

Hoftebelte: Neopren, S til Str. 1, M til Str. 2, L til Str.3

Hjul: Plasthjul, drei- og låsbare, massive, 75 mm

Farge: Hvit rammefarge og blått polster

Artikkel- og HMS-nummer:

Flamingo Curo størrelse 1: Art.nr.: 32882001 – HMS: 331136

Flamingo Curo størrelse 2: Art.nr.: 32882002 – HMS: 331137

Flamingo Curo størrelse 3: Art.nr.: 32882003 – HMS: 331138

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities

