

Standard konfigurasjon

R82 Kudu

Kudu er prisforhandlet i delkontrakt 15.

Leveres som standard med:

Chassis: Stålramme, fastramme

Bremser: Ledsagerbrems, kneleddsbrems og parkeringsbrems

Ryggstøtte: Høydejusterbar, trinnløs

Ryggvinkel: Regulerbar

Sittedybde: Justerbar, trinnløs

Cambervinkel: 6°

Rygg- og setepute: Ryggpute Comfort, setepute Comfort inkl. ryggoverdrag

Drivhjul: 22" str 1-3, 24" str 4. Hurtigkobl. drivhjul med massive dekk og sort plast drivring

Svinghjul: 6" str. 1-3, 7" str. 4, massive

Framgaffelfeste: Fast

Fotstøtte: Fotplate hel, regulerbar i høyde og vinkel

Nakkestøtte: • Anatomisk medium, turtlestag 16 cm - Kudu størrelser 1-3
• Anatomisk large, turtlestag - Kudu størrelse 4

Tippesikring: Svingbare

Kjørebøyler: Høyde- og vinkelregulerbar

Armstøtte: Inkludert sideplater

Transportfeste

Hoftebelte: Polstret Y-modell

