

Standard konfigurasjon

R82 Mustang

Mustang leveres med retnings- og ryggessperre, slepebrems, bryststøtte og fast sete.

Standard utførelse:

Standard utførelse ramme: 4 størrelser. Pulverlakkert aluminiumsrør

Bryststøtte: Bryststøtte small til str. 1, medium til str. 2+3, large til str. 4. Alle størrelser er breddejusterbare.

Sete, vinkel- og dybdejusterbar: small til str. 1 +2, medium til str. 3+4

Vinkelregulerbar: Sentersøylen med enkelt håndgrep. For et naturlig gangmønster.

Håndbøyle: Håndbøyle liten til str. 1 + 2, håndbøyle stor til str. 3 + 4.

Høydejusterbar: Sete og bryststøtte, sentersøyle med gassfjær

Hjul: Str. 1: 4" inlinehjul, massive med retningsstabilisator Str. 2-4: 8" slimlinehjul

Bremser: Parkeringsbrems, slepebrems og ryggessperre på alle 4 hjul

Farger: Str. 1 Gul, Str. 2 Hvit, Str. 3 Rød, Str. 4 Koksgrå

etac[®]
Creating Possibilities

Str 1



Str 2



Str 3



Str 4

