

Standard konfigurasjon

R82 Toucan

etac[®]
Creating Possibilities

Toucan er prisforhandlet som førstevalg i delkontrakt 3.

Leveres som standard med:

Ramme: Aluminium

Tilt: Fra loddrett til 30° fremovervinklet, trinnløs

Polstring: Sort PUR (Polyuretan)

Bryststøtte: Justerbare i bredde str. 2, 3 og 4, fast bredde str. 1. Ryggbelte inkludert i alle størrelser

Hoftestøtte: Justerbar str. 2, 3 og 4, fast bredde str. 1. Hoftebelte inkludert i alle størrelser

Støttehjul: Inlinehjul, transparent

Knestøtter: Høyde- og vinkeljusterbare, formbare (ikke str. 1)

Fotplate: Høyde- og vinkeljusterbar

Hælstoppere: Small til str. 1+2, Large til str. 3+4

Bord: Med balje og dekkplate

